

GALVANIC SPA® SYSTEM II

EDICIÓN AGELOC™

UN BRILLANTE
SALTO HACIA
EL FUTURO



NU SKIN™

THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.



BIENVENIDO A LA COMUNIDAD Y LUJO DE LOS BENEFICIOS DEL SPA EN TU HOGAR

El diseño especial de Galvanic Spa System II Edición ageLOC, junto con el tratamiento diario de ageLOC Transformation, te da el poder de ser un experto en el área de anti-envejecimiento. Ahora la investigación muestra como Galvanic Spa System II Edición ageLOC estimula los beneficios visibles de ageLOC Future Serum en un promedio de 80%.*

Pequeña, inteligente y poderosa, los cabezales patentados de ageLOC autoajustables e intercambiables para rostro, cuero cabelludo y cuerpo, junto con los tratamientos especialmente formulados de Nu Skin, entrega **hasta 5 veces** más ingredientes ageLOC a tu piel que Galvanic Spa System II.

* Al usar ageLOC Future Serum diariamente, el producto central de ageLOC Transformation y Galvanic Spa System II Edición ageLOC tres veces por semana, como se determina en los estudios clínicos después de siete días de uso.



COMBINA LOS RESULTADOS DE UN SPA CON EL DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO SIN PRECEDENTES DE AGELOC Y OBTÉN UNA PIEL FENOMENAL QUE MANTENDRÁ A TODOS TRATANDO DE DESCUBRIR TU EDAD.



ageLOC Galvanic Spa—

- Mejora la entrega de los ingredientes de ageLOC a tu piel hasta **5 veces** más que Galvanic Spa II.
- Pantalla más grande y brillante, de uso fácil y diseño ergonómico.
- Mejora la absorción de los ingredientes anti-envejecimiento hasta por 24 horas.
- Corrientes galvánicas autoajustables y cabezales intercambiables.

REJUVENECE TU TEZ

CON GELES FACIALES AGELOC™ GALVANIC SPA®

Los científicos de Nu Skin han creado un nuevo cabezal facial ageLOC y han ajustado su tratamiento. Comparada con ediciones anteriores, esta poderosa combinación está diseñada para entregar hasta 5 veces más ingredientes ageLOC a la piel cuando es usada con los geles faciales ageLOC Galvanic Spa. ¿Cuál es el significado de esto? Una piel visiblemente más joven hoy y siempre.

- El gel facial de pre-tratamiento combate las impurezas; suaviza y relaja los poros permitiéndolos respirar; disolviendo el exceso de grasa en tu rostro.
- El gel facial de tratamiento remueve impurezas localizadas durante el pre-tratamiento, liberando los ingredientes activos para conservar la juventud y reducir los signos del envejecimiento.

* Ver página 6 para información adicional.



“Este producto ha cambiado absolutamente la textura y el tono de mi piel.”

Mark Mabry, Arizona

REJUVENECE EN MINUTOS



CON TRATAMIENTO
(Resultados después
de doce meses)*

SIN TRATAMIENTO




CON TRATAMIENTO
(Resultados después
de doce meses)*

SIN TRATAMIENTO



CON TRATAMIENTO
(Resultados después
de cinco semanas)*


SIN TRATAMIENTO




* LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR.

LA CIENCIA DETRÁS DE NU SKIN® GALVANIC SPA® SYSTEM II

La superficie del cabezal facial ageLOC patentado está diseñado para permitir al producto viajar a través y alrededor del patrón de textura, de forma más efectiva una vez que el gel tiene contacto con la piel. Esto permite la entrega de los ingredientes activos ageLOC a la piel **hasta 5 veces más** que las ediciones anteriores.




MÁS GEL SOBRE EL CABEZAL =
MÁS INGREDIENTES AGELOC EN LA PIEL



ACCIÓN GALVÁNICA PRE-TRATAMIENTO

- Durante el ciclo de pre-tratamiento, el instrumento galvánico y el gel de pre-tratamiento están cargados negativamente.
- Estas cargas negativas se repelen entre sí, provocando que el gel de pre-tratamiento estén cargados negativamente.
- El gel de pre-tratamiento envuelve las impurezas de la piel.



ACCIÓN GALVÁNICA TRATAMIENTO


- Durante el ciclo de tratamiento, el instrumento galvánico y el gel de tratamiento están cargados positivamente.
- Estas cargas positivas se repelen entre sí, provocando que los ingredientes del tratamiento penetren en la piel.
- La carga positiva atrae las impurezas restantes cargadas negativamente durante el ciclo del pre-tratamiento, eliminándolas de la piel.

¿ESTÁS DESAFIANDO LA EDAD POTENCIAL DE TU PIEL?

Los tratamientos galvánicos dejan tu piel altamente receptiva a ciertos ingredientes anti-envejecimiento. El descubrimiento de Nu Skin con patente pendiente, basada en investigaciones clínicas revela que un tratamiento con duración de 5 minutos con un instrumento galvánico, **puede aumentar la entrega de ingredientes clave por más de 24 horas.**

Maximiza el potencial de tu piel, aplicando los productos anti-envejecimiento ageLOC Transformation después de cada tratamiento.

ENTREGA DEL INGREDIENTE ACTIVO EN LA PIEL CON TRATAMIENTO GALVÁNICO



* Los resultados muestran el uso del producto con Galvanic Spa, Investigación realizada en la Universidad de Oklahoma, 2006.

TRATAMIENTO GALVÁNICO + INGREDIENTES ANTI-ENVEJECIMIENTO =
ABSORCIÓN MÁS EFECTIVA

EL TRATAMIENTO GALVÁNICO DE AGELOC IMPULSA TU PIEL

Desarrollado por científicos de Nu Skin, ageLOC es el descubrimiento revolucionario que está cambiando la manera como envejecemos. La ciencia ageLOC de Nu Skin denominada “arSuperMarkers” – las principales fuentes del envejecimiento. –

A través de la ciencia ageLOC, Nu Skin es capaz de identificar ciertos genes que regulan cómo lucimos cuando envejecemos.

Estos grupos funcionales de genes – agrupaciones de genes de juventud – son los denominados arSuperMarkers. La ciencia ageLOC ayuda a restablecer estas agrupaciones de genes de juventud para que funcionen en patrones de actividad juvenil.

Usando los productos ageLOC Transformation diariamente en combinación con Galvanic Spa System II Edición ageLOC, mejora la entrega de los ingredientes ageLOC haciéndolos más disponibles para mejorar el aspecto de la piel.



ROSTRO

9

TÉCNICAS FACIALES


TODO ESTÁ EN LOS MOVIMIENTOS

Con todos estos movimientos, vuelve suavemente a la posición de inicio y repite varias veces.

- ① **ÁREA DE LOS OJOS:** Siguiendo la estructura del hueso alrededor del ojo, comienza bajo el ojo y mueve hacia arriba de éste sosteniéndolo firme bajo la ceja. (NO USAR CERCA DEL PÁRPADO O EL ÁREA DE LOS OJOS).
- ② **ALISA LA LÍNEA DE LA SONRISA:** Comienza justo bajo la nariz, continúa hacia la línea de la sonrisa y sosténlo, a continuación realiza movimientos ascendentes y descendentes hacia la sien y sosténlo.
- ③ **REAFIRMA LAS MEJILLAS:** Comienza justo bajo la nariz, continúa hacia la línea de la sonrisa y sosténlo, a continuación realiza movimientos ascendentes y descendentes hacia la sien y sosténlo.
- ④ **ALISA LA FRENTE:** Comienza en el puente nasal, mueve el instrumento hacia tus sienes y sosténlo, continúa hacia la línea del nacimiento del cabello. Mueve cruzando toda la frente usando los mismos movimientos.
- ⑤ **ALIVIA LA INFLAMACIÓN:** Sostén el instrumento en un ángulo de 90° al costado de la nariz y después muévelo del centro del hueso de la mejilla hacia atrás.
- ⑥ **ALISA EL CUELLO:** Comienza en la base del cuello. Continúa con movimientos ascendentes hacia la línea de la mandíbula, sosténlo ahí por unos segundos, desliza la unidad de regreso a la posición inicial y después continúa con movimientos ascendentes y descendentes, en la línea de la mandíbula en cada movimiento y regrésalo al hueco del cuello.

RECUERDA:

- Mantén tu mano húmeda y tus dedos siempre en contacto total con el panel cromado.
- Cuando pones el instrumento en contacto con tu piel, escucharás de uno a tres “beeps” mientras el instrumento ajusta la corriente a las necesidades de tu piel.
- Siempre mantén el instrumento en contacto con tu piel. Si se pierde el contacto, vuelve a poner el instrumento en contacto con tu piel y reinicia.
- Mantén el cabezal facial plano contra la piel.
- Trabaja el instrumento con movimientos ascendentes y descendentes.



MAYOR ENFOQUE EN TUS ÁREAS DE INTERÉS.

NOTA: Consulta a tu médico antes de usar Galvanic Spa System II en caso de embarazo, marcapasos, epilepsia y uso de braquetes metálicos o implantes metálicos. El sistema Galvanic Spa System II no debe ser utilizado en áreas con vasos capilares rotos, inflamación o heridas abiertas. Para más instrucciones y advertencias, lee el manual de uso.

ALISA LÍNEAS Y ARRUGAS

CON TRU FACE® LINE CORRECTOR

Galvanic Spa® System Edición ageLOC con el cabezal para tratamiento de líneas, trabaja sinérgicamente con el Tru Face® Line Corrector, ayudando a **mejorar la entrega** de los péptidos procolágeno. Los péptidos ayudan a **reducir la apariencia** de líneas moderadas a profundas, enviando señales a las células productoras de colágeno para minimizar los signos de la edad. El **cabezal permite** que te enfoques en **áreas específicas** del rostro y da un **refuerzo** a tu régimen actual **anti-envejecimiento**.




En un estudio reciente, una clasificación dermatológica mostró que usando el Galvanic Spa® con el Tru Face® Line Corrector mejoró la apariencia de las siguientes áreas clave:

Líneas Finas 20%

Patas de Gallo 21%

Firmeza 17%



■ PATAS DE GALLO TRATADAS CON TRU FACE LINE
■ PATAS DE GALLO TRATADAS CON GALVANIC SPA® Y TRU FACE® LINE CORRECTOR



CON TRATAMIENTO
(Resultados después de
un tratamiento)*

SIN TRATAMIENTO



CON TRATAMIENTO
(Resultados después de
un tratamiento)*

SIN TRATAMIENTO



SIN TRATAMIENTO

CON TRATAMIENTO
(Resultados después de
un tratamiento)*



SIN TRATAMIENTO

CON TRATAMIENTO
(Resultados después de
un tratamiento)*

* LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR.

RENUEVA TU CUERPO

CON GALVANIC SPA® II BODY SHAPING GEL

Este **exclusivo gel corporal** trabaja junto con el cabezal corporal diseñado ergonómicamente para **enfocarse en los nódulos de grasa** y **toxinas**, minimizando y **alisando la apariencia de la piel de naranja** para obtener un cuerpo más firme y con **más tonicidad**.



- **EXTRACTO DE CACAO** (Teobromina)—contiene una molécula que se enfoca en las enzimas encontradas en las células grasas. Enfocarse en estas enzimas ayuda a activar la degradación de la grasa.
- **CRISANTEMO AMARILLO** (Chrysanthellum Indicum)—Rico en flavonoides que han demostrado inhibir el almacenamiento de grasa.
- **INVESTIGACIONES MUESTRAN QUE CUANDO SE USA EL GALVANIC SPA® II BODY SHAPING GEL DOS VECES AL DÍA SE PRESENTAN BENEFICIOS ACUMULATIVOS.**



Usa Dermalic Effects® Body Contouring Lotion para mayor duración de los resultados entre tratamientos con Galvanic Spa® II Body Shaping Gel.





SIN TRATAMIENTO

CON TRATAMIENTO

(Resultados después de cuatro semanas de tratamiento,
tres veces por semana)*

- Alisa la apariencia de la Piel de Naranja
- Piel Firme

* LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR.

REVITALIZA TU CABELLERA Y CUERO CABELLUDO

CON NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT

Este tratamiento de **tecnología avanzada** hace que la cabellera luzca y se sienta **más abundante**. El tratamiento Nutriol® Hair Fitness facilita el transporte de ingredientes clave al cuero cabelludo obteniendo una **cabellera sana** y de **aspecto abundante**.



TRICALGOXYL®


- Tricalgoxyl® contiene una gran cantidad de oligosacáridos sulfatados de alga y es un ingrediente patentado para nutrir el cuero cabelludo.
- Trabaja con otros ingredientes esenciales que hidratan el cabello y remineralizan la piel, ayudando a que el cabello recupere su aspecto natural, fuerte y con brillo, para una máxima vitalidad y abundancia.



NUTRIOL® SHAMPOO*

Contiene el ingrediente activo Tricalgoxyl® que trabaja para ayudar a que el cabello luzca y se sienta más abundante.

*no compatible para usar con el instrumento Galvanic Spa.



CABELLO

17

PRODUCTOS ESPECIALMENTE FORMULADOS QUE TRABAJAN CON ACCESORIOS EXCLUSIVOS PARA BRINDAR BENEFICIOS ESPECÍFICOS. ESTA COMBINACIÓN APORTA BENEFICIOS IMPORTANTES DE SALUD Y BELLEZA PARA EL ROSTRO, CABELLERA Y CUERPO.



ageLOC™

GALVANIC SPA® SYSTEM II EDICIÓN AGELOC

Alisa las líneas de expresión, revitaliza tu tez, cuero cabelludo y renueva tu cuerpo con Galvanic Spa® System II. Le entrega cinco veces más de ingredientes ageLOC a tu piel que Galvanic Spa®, este nuevo sistema contiene una pantalla más grande y brillante de uso intuitivo y diseño ergonómico.

BLANCA 08001332

NEGRA 08001333



ageLOC™

GALVANIC SPA® GELES FACIALES CON AGELOC™

Los geles de pre-tratamiento contienen ingredientes purificantes que junto con ageLOC Galvanic Spa proveen una limpieza profunda de la piel.

Los geles de tratamiento contienen ingredientes ageLOC con las últimas fuentes para el tratamiento contra el envejecimiento, ayudando a mantener una apariencia juvenil reduciendo los signos del envejecimiento.

08 003876



TRU FACE® LINE CORRECTOR

Suaviza las líneas con el poder de los péptidos. Esta fórmula avanzada presenta el revolucionario péptido procolágeno que ayuda a minimizar la apariencia de las líneas alrededor de la boca, ojos y frente en sólo cuatro semanas.

08 102704



NUTRIOL® SHAMPOO*

Resultados que harán que la gente voltee a ver tu cabello.

Con Tricalgoxyl®, este shampoo de uso diario está formulado para restaurar la abundancia y el brillo del cabello.

08 101219



NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT

Ayuda a que el cabello luzca y se sienta más abundante. Este tratamiento sin enjuagar remineraliza el cuero cabelludo e hidrata el cabello con Tricalgoxyl®, un derivado de alga marina clínicamente comprobado.

08 101218



AGELOC® TRANSFORMATION

Apunta a las últimas fuentes de envejecimiento, este sistema completo para la piel, limpia, purifica, renueva, suaviza y humedece dando como resultado una piel visiblemente más joven en 7 días.

08003888



GALVANIC SPA® II BODY SHAPING GEL

Es hora de actuar y decirle adiós a la piel de naranja. Con teobromina y crisantemo amarillo, este gel avanzado ayuda a promover una piel más firme y con apariencia más tonificada. Para mejores resultados úsalo con el Galvanic Spa II.

08 102725



DERMATIC EFFECTS® BODY CONTOURING LOTION*

El compañero perfecto contra la piel de naranja. Un estudio clínico de ocho semanas mostró una reducción en la apariencia de la piel de naranja, una mejoría del 37% de la firmeza de la piel y una mejoría del 69% del alisamiento de la piel.

08 110270

ORDENA AHORA AL
01 800 200 6756
nuskin.com

* no compatible para usar con el instrumento Galvanic Spa.



NU SKIN™

THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.

Los resultados son sorprendentes, tu cuerpo y rostro rejuvenecidos y brillantes dejarán a las personas preguntándose cuál es tu secreto. ¿Estás lista para descubrir el secreto para lucir más joven con ageLOC Galvanic Spa?

“Lo que más amo de los productos ageLOC—son todos los halagos que recibo.”

Roz Hobbs, Canadá



©2011 Nu Skin.