

ageLOC™  
EDITION  
NU SKIN  
GALVANIC  
SPA SYSTEM™ II

Et steg i riktig  
retning



NU SKIN.  
THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.™

# Velkommen til luksuriøse og praktiske spa-behandlinger hjemme hos deg selv

ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II anvendes i kombinasjon med ageLOC™ Transformation til din daglige hudpleierutine. Utnytt muligheten til å opprettholde et ungdommelig utseende ved å bekjempe aldringsprosessen der hvor den starter. Ny forskning viser at ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II gjennomsnittlig forsterker den synlige effekten av ageLOC™ Future Serum med 80 %.\*

Liten, smart og effektiv: ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II har selvjusterende strøm og utskiftbare elektroder for ansikt, kropp og hodebunn. Når du bruker Nu Skins særlig formulerte behandlingsprodukter sammen med apparatet, kan huden absorbere opp til fem ganger så mange viktige antialdrende ageLOC- ingredienser enn det forrige apparatet.

\*Et studium utført i november 2009, hvor 30 kvinner anvendte ageLOC™ Future Serum daglig og ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II tre ganger i uken.



Kombiner spa-behandling med den enestående vitenskapelige **oppdagelsen av ageLOC™** og få fantastisk hud. Nå kan ingen gjette din sanne alder.



ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II:

- Øker tilførselen av ageLOC-ingredienser opp til fem ganger mer enn det forrige apparatet.
- Har et større display, er brukervennlig og lett å håndtere.
- Kan forbedre tilførselen av antialdrende ingredienser i opp til 24 timer.
- Med patentert selvjusterende galvanisk strøm og utskiftbare elektroder.

# Frisk opp ansiktshuden

med **NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ FACIAL GELS** med **ageLOC™**

Nu Skin's forskere har utviklet en ny innstilling til behandling med ageLOC-ansiktselektroden. Sammenlignet med tidligere utgaver er denne kraftige kombinasjonen designet for å tilføre opp til fem ganger så mange ageLOC- ingredienser i kombinasjon med ansiktsgelene fra Nu Skin Galvanic Spa System™ med ageLOC™. Resultatet? Ungdommelig hud i dag og i fremtiden.

- Pre-Treatment Gel binder seg til urenheter, myker opp porene så de kan puste og løser opp overflødig fett i ansiktet.
- Treatment Gel fjerner urenheter fra pre-treatment-fasen og tilfører ageLOC™ som angriper kilden til aldring. Denne prosessen bevarer det ungdommelige utseende og minimerer synlige aldringstegn.



“Dette produktet har endret huden min totalt.”

-Mark Mabry, Arizona, USA



Ubehandlet Behandlet\*

(Resultater etter behandlingsforløp på 12 måneder med Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels med ageLOC™ tre ganger i uken)\*



Ubehandlet Behandlet\*

(Resultat etter behandlingsforløp på 14 måneder med Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels med ageLOC™ tre ganger i uken)\*

## Yngre på få minutter




Ubehandlet Behandlet\*

(Resultat etter behandlingsforløp på tre uker med Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels med ageLOC™ tre ganger i uken)\*


\*Resultater kan variere.

# Vitenskapen bak ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II

Overflaten på ageLOC-ansiktselektroden er designet til å la geleen være i så tett kontakt med huden som mulig. Dette skaper en aktivitet som forbedrer tilførselen av ageLOC-ingredienser opp til fem ganger mer enn tidligere utgaver.




Mer gele under ansiktselektroden = flere ageLOC-ingredienser til huden



## GALVANISK EFFEKT PRE-TREATMENT

- Under pre-treatment-fasen er ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II-apparatet og Pre-Treatment Gel negativt ladet.
- De negative ladningene frastøter hverandre, slik at Pre-Treatment Gel trenger inn i huden.
- Pre-Treatment Gel binder seg til urenheter i huden.



## GALVANISK EFFEKT BEHANDLING


- Under treatment-fasen er ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II-apparatet og Treatment Gel positivt ladet.
- De positive ladningene frastøter hverandre slik at de pleiende ingrediensene trenger inn i huden. Herunder den eksklusive ageLOC-blandingen.
- Det positivt ladede apparatet tiltrekker de resterende negativt ladede urenheterne fra pre-treatment-fasen, og trekker dem ut av huden.

## Styrker du hudens aldersbekjempende potensial?

Behandlinger med galvanisk strøm gjør huden din svært mottakelig for antialdrende ingredienser. Nu Skins patentsøkte oppdagelse er basert på kliniske studier. Den viser at fem minutter lange behandlinger med galvanisk strøm **kan forbedre tilførselen av nøkkelingredienser i opp til 24 timer.**

Utnytt hudens potensial ved hjelp av antialdningsprodukter fra ageLOC™ Transformation etter hver behandling.

TILFØRSEL AV HUDPLEIEINGREDIENSER MED GALVANISK BEHANDLING\*



\*Resultatet viser innvirkningen hudpleieproduktene har i kombinasjon med et galvanisk apparat. Undersøkelse utført på University of Oklahoma (USA), 2006.

Galvanisk behandling + antialdningsingredienser = **mer effektiv absorbering**

## Styrk huden etter ageLOC™ galvanic behandling

ageLOC™ er utviklet av Nu Skins forskere, og vil revolusjonere måten vi ser på aldring. Nu Skin-teknologien ageLOC™ fokuserer på "arSuperMarkers", de grunnleggende kildene til aldring. Ved hjelp av ageLOC-vitenskap har Nu Skin® identifisert visse gener som påvirker måten vi eldes på. Disse gruppene med gener, eller "klynger av ungdomsgener", er viktige "arSuperMarkers". ageLOC-vitenskapen styrer disse genene mot et mer ungdommelig aktivitetsmønster.

Når du anvender ageLOC™ Transformation-produkter daglig i kombinasjon med ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II, forbedrer du tilførselen av ageLOC-ingredienser for en sunnere, vakrere hud.



# Ansiktsteknikker


## DET HANDLER OM BEVEGELSE

Når det gjelder bevegelsene, er det viktig å gå tilbake til utgangspunktet og gjenta mønsteret flere ganger.

- 1 Øyeområdet: Følg beinstrukturen rundt øyet. Start under øyet og før apparatet oppad og rundt øyet, rett under øyenbrynet. (ikke kom for tett på øyenlokk eller øyne).
- 2 Smilerynker: Start rett under nesens, før apparatet til smilerynkene, hold, og beveg oppad og utad til tinningene og hold.
- 3 Kjeve: Start midt på haken, under leppene. La apparatet gli opp til kjevebenet, og hold. Deretter fortsetter du i en oppadgående utadgående bevegelse, til der hvor øret starter.
- 4 Panne: Start på neseryggen og fortsett opp til "bekymringsrynkene" og hold. Deretter fortsetter du til hårfestet. Før apparatet fram og tilbake over pannen ved å følge samme mønster.
- 5 Nese/kinn: Hold apparatet i 90-graders vinkel ved siden av nesens og beveg deg mot midten av kinnbenet og tilbake.
- 6 Hals: Begynn ved halsgropen. Beveg apparatet oppad mot kjevebenet, hold i et par sekunder og la apparatet gli ned mot utgangspunktet. Derfra fører du apparatet oppad og utad, og holder stille ved kjevebenet, og så tilbake til halsgropen.

## HUSK

- Følg anvisningene.
- Hånden skal være fuktet hele tiden, og fingrene skal til enhver tid være i kontakt med krompanelet.
- Når apparatet er i kontakt med huden vil du høre ett til tre pip. Det betyr at apparatet tilpasser strømtilførselen til din hudens behov.
- Apparatet skal være i kontakt med huden hele tiden. Hvis du mister kontakten, før apparatet tilbake mot huden og fortsett der hvor du slapp.
- Hold ansiktselektroden flatt mot huden.
- La apparatet arbeide med oppadgående utadgående bevegelser.




### FOKUSER PÅ PROBLEMOMRÅDENE DINE

**Bemerk:** Rådfør deg med lege innen du benytter ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II hvis du er gravid, har pacemaker, er epileptiker, bruker tannregulering eller har metallimplantat. Du bør ikke bruke ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II på områder med mange sprenkte blodkar, eller på betente eller åpne sår. Du finner en komplett samling av anvisninger og advarsler i bruksanvisningen.

# Glatt ut fine linjer og rynker

## med TRU FACE® LINE CORRECTOR


ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II med fokuselektroden arbeider sammen med Tru Face® Line Corrector for en mer effektiv tilførsel av prokollagen peptid. Peptider reduserer moderate/dype linjer ved å sende aldersreverserende signaler til kollagenproduserende celler. Fokuselektroden konsentrerer strømtilførselen slik at du kan fokusere på særlige områder i ansiktet. I tillegg blir din eksisterende anti-aldningshudpleierutine forsterket.



Ubehandlet

Behandlet\*

(Resultater etter én behandling med Tru Face® Line Corrector og Nu Skin Galvanic Spa System™ II)\*



Ubehandlet

Behandlet\*


(Resultater etter én behandling med Tru Face® Line Corrector og Nu Skin Galvanic Spa System™ II)\*

I et nylig utført studium\*, viste dermatologisk klassifisering at når man anvender Nu Skin Galvanic Spa System™ II-apparatet sammen med Tru Face® Line Corrector, forbedres følgende hovedområder i forhold til bruk av Tru Face® Line Corrector alene:

**Fine linjer 20 %**

**Kråkeføtter 21 %**

**Fasthet 17 %**



■ Kråkeføtter ved bruk av Tru Face® Line Corrector alene

■ Kråkeføtter ved bruk av Tru Face® Line Corrector i kombinasjon med Nu Skin Galvanic Spa System™ II

\*Et uavhengig studieforløp på åtte uker utført i 2008, hvor 40 personer brukte Tru Face® Line Corrector i kombinasjon med Nu Skin Galvanic Spa System™ II-apparatet.

\*Resultater kan variere.

# Stram opp kroppen

med NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ II BODY SHAPING GEL

Denne eksklusive kroppsgelen anvendes sammen med kroppselektroden for å angripe fettlommer og opphopning av giftstoffer i huden. Dette resulterer i at appelsinhud minimeres og huden blir glattere og fastere.



- **Teobromin (ekstrakt fra Theobroma Cocoa)**
  - Inneholder et molekyl som har vist seg å angripe enzymer i fettceller. Denne avanserte behandlingen minsker fettoppbygning og gir fastere, glattere hud.
- **Gylden Kamille (Chrysanthellum Indicum)**
  - Rik på flavonoider som ifølge undersøkelser hindrer opphopning av fett.
- **Forskning viser at når man anvender Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel to ganger om dagen, øker fordelene.**



For enda bedre resultat, bruk Dermalic Effects mellom behandlinger med Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel.



Ubehandlet

Behandlet\*

(Resultat etter behandlingsforløp på fire uker med Nu Skin Galvanic Spa System™ Body Shaping Gel tre ganger i uken og Dermalic Effects mellom behandlinger med Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel)\*

- Glatt ut appelsinhuden
- Fast hud

\* Resultater kan variere.



# Frisk opp hår og hodebunn

med **NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT**

Denne teknologisk avanserte behandlingen hjelper ditt hår med å føles og se fyldigere ut. Nutriol® Hair Fitness Treatment tilveiebringer nøkkelingredienser til hodebunnen for sunt og fyldig hår.



## Tricalgoxyl®

- Rik på tangsulfaterte oligosakkarider. Dette er en klinisk bevist og patentert nærende ingrediens for hodebunnen.
- Fungerer i kombinasjon med andre viktige ingredienser for å gi håret fukt, remineralisere hodebunnen, fremme sunnere, sterkere og mer glansfullt hår, gi maksimal vitalitet og fylde.



## Nutriol® Shampoo\*

Inneholder den aktive ingrediensen Tricalgoxyl® som holder håret fyldig mellom galvaniske behandlinger.

\*Kan ikke anvendes sammen med ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II-apparatet.



Særlig formulerte produkter som fungerer i kombinasjon med merkevarebeskyttede tilleggprodukter for det beste resultatet. Disse kombinasjonene tilveiebringer skjønnhetsfremmende resultater for ansikt, kropp og hodebunn.



### ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II

Glatte ut rynkene, få gløden tilbake i ansiktet, frisk opp hodebunnen og stram opp huden med det patenterte ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II. Det nye systemet tilveiebringer opp til fem ganger så mange ageLOC-ingredienser som den forrige utgaven. Den nye utgaven har et større display, bedre brukervennlighet og er enkel å håndtere.



### Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC™

Pre-Treatment Gels inneholder rensende ingredienser som i kombinasjon med ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II-apparatet gir en dyp mikrorensing av huden. Treatment Gels inneholder ageLOC™ som angriper de grunnleggende kildene til aldring slik at det ungdommelige utseende bevares, og aldringstegnene reduseres.

Fire ampuller av hver



### Tru Face® Line Corrector

Glatte ut linjer ved hjelp av peptider. Denne avanserte formuleringen inneholder et prokollagen peptid som minimerer moderate/dype linjer rundt munn, øyne og panne på bare få uker.

30 ml



### Nutriol® Shampoo\*

Oppsiktsvekkende vakkert hår. Denne sjampoen inneholder Tricalgoxyl®, og er spesielt formulert til å gjenopprette fylde og glans.

125 ml



### Nutriol® Hair Fitness Treatment

Håret føles og ser tykkere ut. Denne behandlingen remineraliserer hodebunnen og fukter håret med Tricalgoxyl®, som er et tangderivat.

Tolv ampuller



### Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel

Ta opp kampen mot appelsinhud. Denne gelen inneholder teobromid og gylden kamille, for et fastere og glattere utseende. Anvendes sammen med ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II for best resultat.

150 ml



### Dermatic Effects\*

Ditt hemmelige våpen i kampen mot appelsinhud. Et klinisk studieførløp på åtte uker viste en reduksjon av appelsinhud på 55 % en forbedring av fasthet på 37 % og en forbedring av glatthet på 69 %.

150 ml



### ageLOC™ Transformation\*

Dette omfattende hudpleiesystemet rengjør, renser, oppfrisker, fukter og viser huden fra sin beste side på åtte forskjellige måter.



Spar penger med ageLOC™ ADR-pakker.

For mer informasjon om denne kampanjen, kontakt din distributør.


\*Kan ikke anvendes sammen med ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II-apparatet.



NU SKIN®  
THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED™

Er du klar til et yngre utseende med  
ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic  
Spa System™ II?

Hvis du vil vite mer om Nu Skins  
forretningsmuligheter og produkter kan du kontakte  
din Nu Skin-distributør.



[www.nuskineurope.com](http://www.nuskineurope.com)

