

# AGELOC® GALVANIC SPA® Kurzanleitung

Bringe in maximal 5 Minuten dein jugendliches Potenzial zum Vorschein und erziele sichtbare Ergebnisse auf der Haut.

ageLOC Galvanic Spa ist ein Körperpflegegerät, das mittels galvanischen Stroms das Aussehen von Haut und Haar sichtbar verbessert.

Verwende die Tabelle unten, um den richtigen Aufsatz und die richtigen Produkte für deine galvanische Anwendung auszuwählen.

PRODUKT UND PRODUKTEIGENSCHAFTEN		AUFSATZ	PROGRAMM-NUMMER		ANWENDUNG
<b>ageLOC Galvanic Spa Facial Gels</b> Festigt und strafft deine Haut, entfernt gleichzeitig Unreinheiten und hilft sichtbar, feine Linien und Falten zu reduzieren.*		ageLOC Face Conductor 	Pre-Treat Gel 	Treatment Gel 	Jede 2-Phasen-Anwendung dauert 5 Minuten.  2- bis 3-mal pro Woche anwenden.
<b>Tru Face® Line Corrector</b> Mildert gezielt feine Linien und Fältchen an Mund, Augen und Stirn.		Focus Area Conductor 			Fünfminütige Anwendung. Um die Augenpartie herum: 1-2 Minuten.  Größere Bereiche: 3-5 Minuten. Zweimal täglich, morgens und abends verwenden.
<b>ageLOC Body Shaping Gel</b> Strafft die Haut an Armen, Oberschenkeln, Bauch und Po sichtbar, glättet sie und verbessert die Konturen.		Body Conductor 			Pro Zielbereich: 5 Minuten. Dreimal pro Woche anwenden.
<b>ageLOC Nutriol® Intensive Scalp &amp; Hair Serum</b> Stärkt und kräftigt dünnes, sprödes Haar, pflegt und belebt gleichzeitig die Kopfhaut.		Scalp Conductor 			Zweiminütige Anwendung. Zweimal täglich, morgens und abends verwenden.

\*Ergebnisse einer professionellen Bewertung durch Dritte in 2020, die auf einer 4-wöchigen, zufällig ausgewählten, auf einer Gesichtshälfte angewendeten In-vivo-Studie mit 30 Probandinnen basiert, die das System dreimal pro Woche anwendeten.

**HINWEIS:** Diese Anleitung enthält nicht alle notwendigen Informationen zur Bedienung des Geräts oder zum Durchführen einer Anwendung. Bitte lies dir deine Bedienungsanleitung vor der ersten Anwendung des ageLOC Galvanic Spa Geräts bzw. seiner Begleitprodukte vollständig durch. Konsultiere deinen Arzt, bevor du das ageLOC Galvanic Spa Gerät verwendest, wenn du sehr empfindliche Haut oder Hautprobleme hast, schwanger bist, einen Herzschrittmacher trägst, Epileptiker bist, eine Metall-Zahnspange trägst oder metallische Implantate hast. Verwende das Gerät NICHT in Bereichen mit Hautausschlag, zerstörten Kapillargefäßen oder entzündeten bzw. offenen Wunden. Verwende das Gerät NICHT länger oder öfter als oben angegeben. Dieses kosmetische Gerät ist nicht für jeden Anwender bzw. jeden Hauttyp geeignet. Stoppe die Anwendung sofort, falls du Reaktionen feststellst.