

Všeobecné otázky

1. Čím je Nu Skin® jedinečný vo svojom odvetví?
2. Čo sú arSuperMarkers?
3. Ktoré sú viditeľné znaky starnutia na mojom tele?
4. Prečo je ageLOC® Galvanic Body Trio tak vynikajúce?
5. Aké produkty tvoria ageLOC® Galvanic Body Trio?
6. Ako funguje galvanická technológia?
7. Čo je na ageLOC® Galvanic Body Spa jedinečné?
8. Aké sú výhody ageLOC® Galvanic Body Spa?

Ošetrovanie

9. Aký je rozdiel medzi ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® Dermalic Effects?
10. Pomáha galvanická liečba pri hojení modrín?
11. Predstavujú ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® Dermalic Effects produkty zamerané na úbytok hmotnosti?

Použitie

12. Na ktoré časti tela môžem použiť ageLOC® Galvanic Body Trio?
13. Môžem použiť ageLOC® Galvanic Body Spa na svoju tvár?
14. Prečo by som mal používať nový ageLOC® Galvanic Body Spa namiesto súčasného telového nadstavca ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II?
15. Rozlišuje ageLOC® Galvanic Body Spa rôzne nastavenia na rôzne časti tela?
16. Mal by som pri používaní ageLOC® Galvanic Body Spa niečo cítiť?
17. Aký silný tlak treba aplikovať?
18. Ako často by som mal používať ageLOC® Galvanic Body Spa a ageLOC® Body Shaping Gel?
19. Potrebujem ďalší hydratačný produkt pri dennom používaní ageLOC® Dermalic Effects?
20. Načo je ageLOC® Galvanic Body Spa gumový kryt a ako ho mám používať?
21. Kedy a ako mám očistiť ageLOC® Galvanic Body Spa?

Výsledky

22. Aké sú prínosy používania ageLOC® Body produktov v rámci denného režimu?
23. Kedy môžem na svojej pokožke pozorovať zlepšenie pri používaní ageLOC® Galvanic Body Spa?
24. Aké sú výhody denného používania ageLOC® Dermalic Effects?
25. Čo je výhodou drážkovaného nadstavca na telo?
26. Aké sú účinky použitia pulzujúceho galvanického prúdenia na telo?

Logistika zariadenia

27. Prečo potrebujem iný prístroj pre galvanické ošetrovanie tela?
28. Prečo zariadenie vydáva pípajúci zvuk každých 10 sekúnd?



Technické otázky

29. Čo by som mal urobiť, ak si myslím, že môj geLOC® Galvanic Body Spa nefunguje správne?
30. Aká je záruka prístroja ageLOC® Galvanic Body Spa?
31. Aký je rozdiel medzi pulzujúcim galvanickým prúdením a konštantným galvanickým prúdením?
32. Čo je celulitída?
33. Ako vzniká celulitída?
34. Aký je rozdiel medzi tukom a celulitídou?

Bezpečnostné otázky

35. Prečo je tam upozornenie, ktoré hovorí: „Pred použitím prístroja geLOC® Galvanic Body Spa sa poraďte so svojim lekárom ak ste tehotná, máte kardiostimulátor, trpíte epilepsiou, máte na zuboch kovové vyrovnávacie zariadenie či kovovú výplň zubov?“

VŠEOBECNÉ OTÁZKY

1. Čím je Nu Skin® jedinečný vo svojom odvetví?

Žiadna iná spoločnosť, venujúca sa osobnej starostlivosti, nemá pri budovaní riešení proti starnutiu taký jedinečný prístup ako Nu Skin®. Vyznačujeme sa vlastným chápaním toho, ako látky so špeciálnym zložením, ktoré sú pridávané do produktov, môžu vplývať na zdroje starnutia a pomáhajú spomaliť účinky starnutia a zachovať mladosť. Naše exkluzívne postavenie na trhu predstavuje naše jedinečné chápanie a fungovanie arSuperMarkerov.

2. Čo sú arSuperMarkers?

V spolupráci s poprednými odborníkmi Nu Skin® definoval to, čo nazýva faktormi spôsobujúcimi starnutie, nazývanými tiež ako arSuperMarkers. Tieto arSuperMarkers tvoria chemické zložky ľudského tela, ktoré ovplyvňujú to, do akej miery starneme. Nu Skin® exkluzívna technológia ageLOC® je založená na objavovaní a zameraní sa na vnútorné zdroje starnutia. Na rozdiel od pobytu na slnku sa pred týmito markermi, spôsobujúcimi vrásky, ovisnutie kože, zmenu farby, hyper-pigmentáciu a iné viditeľné účinky starnutia, nedá nikam schovať. ageLOC® technológia sa zameriava na tieto primárne zdroje starnutia a napomáha vám kontrolovať budúcnosť vašej pleti.

3. Ktoré sú viditeľné znaky starnutia na mojom tele?

S vekom sa produkcia štrukturálnych bielkovín v koži začne spomaľovať, zatiaľ čo prítomnosť enzýmov - ktoré degradujú tieto štrukturálne bielkoviny - sa začína zvyšovať. To vedie k nižšej štruktúrovanosti a pružnosti pokožky, čo vyústí do ovisnutia a straty kontúr. Aby toho nebolo málo, konfiguráciu a stratu týchto proteínov umožňuje podkožný tuk ukladať v kľúčových oblastiach, akými sú boky, stehná, zadok, ramená a brucho, čo má za následok zvýšenie výskytu celulitídy.

4. Prečo je ageLOC® Galvanic Body Trio tak vynikajúce?

ageLOC® produkty predstavujú k dnešnému dňu najúspešnejšie uvedené produkty v rámci Nu Skin® a teraz prinášame výhody ageLOC® v boji proti starnutiu pre telo. ageLOC® Galvanic Body Trio je komplexný systém liečby, ktorý sa zameriava na starnutie u jeho zdroja. Pokiaľ ide o dosiahnutie štrhlejšieho, viac tvarovaného vzhľadu, môže ageLOC® poskytnúť bezkonkurenčné výsledky tým, že poskytuje vynikajúce produkty, a tým aj mlado vyzerajúce telo.



5. Aké produkty tvoria ageLOC® Galvanic Body Trio?

ageLOC® Galvanic Body Trio predstavuje systém obsahujúci nový ageLOC® Galvanic Body Spa a dva vynikajúce produkty proti starnutiu tela - ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® Dermatic Effects, pre štrhlejší, vyhladenejší a pevnejší vzhľad zdravej a mladistvo pôsobiacej pokožky.

6. Ako funguje galvanická technológia?

Kozmetické galvanické ošetrenia využívajú základné princípy odpudivosti rovnakých nábojov a príťažlivosti rozdielnych nábojov, podobne ako magnetické póly. Produkty sú vyvinuté tak, že obsahujú kľúčové zložky, ktoré prenášajú kladný alebo záporný náboj. Galvanické zariadenie je možné nastaviť tak, aby malo taký istý náboj ako produkt. Odpudzovanie rovnakých nábojov „tlačí“ produkt do pokožky, ktorá je obohacovaná prísunom kľúčových zložiek. Pri dôslednom používaní pozitívnych a negatívnych galvanických prúdení na pokožku, môžu užívatelia vykonávať celý rad prospešných ošetrení pleti.

7. Čo je na ageLOC® Galvanic Body Spa jedinečné?

ageLOC® Galvanic Body Spa bol vyvinutý na použitie v kombinácii s ageLOC® Body Shaping Gel na telové partie – nie na tvár. Tento prístroj bol navrhnutý tak, aby zachytil väčšiu dotykovú plochu, vďaka patentovanej ageLOC® vodivej ploche, ktorá prináša až 10-krát viac kľúčových zložiek z vodivej plochy do pokožky tela (pri porovnaní s telovým nadstavcom ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II). Za druhé, tento dizajn má lepší ergonomický tvar, čo uľahčuje jeho použitie a manipuláciu počas ošetrovania tela. Za tretie, ageLOC® Galvanic Body Spa a ageLOC® Body Shaping Gel sa zameriavajú na konečné účinky/výsledky (napr. vzhľad celulitídy, zoštíhlenie, tónovanie, atď), odlišné od tých, ktoré sa zameriavajú na tvár. A nakoniec, pokožka tela je zosilnená, menej citlivá, a to vďaka účinku pulzujúceho galvanického prúdenia.

8. Aké sú výhody ageLOC® Galvanic Body Spa?

ageLOC® Galvanic Body Spa poskytuje telu galvanické výhody. Je ergonomicky tvarované s väčšou vodivou plochou, ktorá sa dokáže lepšie zamerať na väčšie plochy v oblastiach, ako sú ramená, brucho, zadok a stehná a lepšie vyhovuje kontúram tela. Prístroj tiež ponúka Nu Skin® patentovaný drážkovaný nadstavec (schopný zachytiť 10-krát viac kľúčových zložiek medzi vodivý povrch a kožu ako telový nadstavec ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II pri každom galvanickom ošetrení). ageLOC® Galvanic Body Spa je takisto vybavený patentovanou galvanickou pulzujúcou technológiou, ktorá maximalizuje protistarnúce účinky na ramenách, bruchu, zadku a stehnách. To tiež pomáha stimulovať, očistiť a osviežiť kožu a redukovať viditeľné známky starnutia.

OŠETRENIE

9. Aký je rozdiel medzi ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® Dermatic Effects?

Oba produkty, ageLOC® Body Shaping Gel aj ageLOC® Dermatic Effects boli vyvinuté na vyhladenie vzhľadu tukovými vankúšikmi a celulitídou postihnutých partií a celkové spevnenie pokožky. Oba takisto obsahujú ageLOC®, ktoré sa zameriava na zdroje starnutia. Tieto produkty navodzujú štrhlejší, vyhladenejší a pevnejší vzhľad pleti. Hoci existujú medzi nimi patričné rozdiely.

- ageLOC® Body Shaping Gel bol určený na kompatibilné použitie s ageLOC® Galvanic Body Spa ošetrením, ktoré zaručuje prísun kľúčových zložiek do pokožky. Obsahuje zložky udržiavajúce pevné zloženie pokožky a posilňujúce štruktúrne proteíny dôležité pre zdravý vzhľad. Je takisto špeciálne vyvinutý na osvieženie, očistenie a rozžiarenie pleti, zatiaľčo redukuje viditeľné príznaky starnutia.
- ageLOC® Dermatic Effects zlepšuje bunkovú obnovu potrebnú pre obnovenie pokožky a navracia pleti jej prirodzený rozžiarený vzhľad. Obsahuje takisto optickú technológiu na okamžité rozptýlenie svetla, pričom napomáha hladšiemu výrazu pleti a zlepšuje vzhľad pokožky. Poskytuje každodenný hydratačný účinok a okamžite vyhladzuje pokožku, pričom napomáha predĺžiť účinky ageLOC® Body Shaping Gel (ageLOC® Dermatic Effects nie je vhodný na použitie pri galvanickom prúdení).

10. Pomáha galvanická liečba pri hojení modrín?

Prístroj Nu Skin® Galvanic Spa bol vyvinutý na ošetrovanie zdravej pokožky. Nemal by byť používaný na liečbu alebo zmiernenie ochorení kože, či už v prípade pretrhnutých kapilár a / alebo modrín.



11. Predstavujú ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® Dermatic Effects produkty zamerané na úbytok hmotnosti?

Nie, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel, ani ageLOC® Dermatic Effects nepredstavujú produkty zamerané na úbytok hmotnosti. ageLOC® Body produkty boli vyvinuté na minimalizáciu a zjemnenie vzhľadu nadváhy a celulitídy, zlepšenie pevnosti a podporu mladistvejšieho výrazu pokožky.

POUŽITIE

12. Na ktoré časti tela môžem použiť ageLOC® Galvanic Body Trio?

Nu Skin® vyvinul ageLOC® Galvanic Body Trio pre použitie na ramenách, brušku, zadku a stehnách.

13. Môžem použiť ageLOC® Galvanic Body Spa na svoju tvár?

Nie, ageLOC® Galvanic Body Spa nie je určený alebo schválený pre použitie na tvár a také použitie sa neodporúča. ageLOC® Galvanic Spa System® II ergonomicky lepšie kopíruje kontúry tváre, zatiaľčo ageLOC® Galvanic Body Spa je špeciálne navrhnutý pre sledovanie kontúr tela.

14. Prečo by som mal používať nový ageLOC® Galvanic Body Spa namiesto súčasného telového nastavca ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II?

Nový ergonomický dizajn ageLOC® Galvanic Body Spa je navrhnutý špeciálne pre telo a umožňuje zariadeniu lepšie sledovať kontúry tela. Špeciálne drážkovaný povrch ageLOC®, s väčšou plochou vodivosti, pokryje viac kože a permanentne udrží väčšie množstvo produktu medzi pokožkou a prístrojom, čím sa do pokožky dostáva viac zložiek ageLOC®. Nové pulzujúce galvanické prúdenie tiež pomáha pri stimulácii a zvýšení pohybu tekutín, ako aj odstránení nečistôt, pričom pleť ostáva viac posilnená.

15. Rozlišuje ageLOC® Galvanic Body Spa rôzne nastavenia na rôzne časti tela?

ageLOC® Galvanic Body Spa má len jedno nastavenie, ktoré je kompatibilné pre použitie s ageLOC® Body Shaping Gélom.

16. Mal by som pri používaní ageLOC® Galvanic Body Spa niečo cítiť?

Rovnako ako u ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II, nemali by sme predpokladať, že jednotlivci budú počas odporúčaného ošetrovania s ageLOC® Galvanic Body Spa niečo cítiť. Niektorí citlivejší jedinci môžu pociťovať mierny pocit tepla, ale nemali by byť zaznamenané žiadne nepríjemné pocity.

17. Aký silný tlak treba aplikovať?

Nu Skin® Galvanic Spa prístroje by mali byť používané ľahko a s jemným tlakom. V záujme dodania lepších účinkov nie je potrebné nasilu zvyšovať tlak. Galvanické prúdenie pracuje za vás.

18. Ako často by som mal používať ageLOC® Galvanic Body Spa a ageLOC® Body Shaping Gel?

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by mal byť ageLOC® Body Shaping Gel použitý s ageLOC® Galvanic Body Spa raz denne, a to trikrát do týždňa. Pre ďalšie informácie si prosím prečítajte pokyny dodané s vaším Galvanic Spa prístrojom. ageLOC® Galvanic Body Spa by mal byť používaný len v zmysle uvedených inštrukcií.

19. Potrebujem ďalší hydratačný produkt pri dennom používaní ageLOC® Dermatic Effects?

ageLOC® Dermatic Effects je telový krém, ktorý bol vyvinutý pre každodenné použitie na cieľové oblasti - stehná, zadok, brucho a ruky. Ak po jeho použití na pokožke v týchto oblastiach alebo iných častiach tela potrebujete viac hydratácie a / alebo väčšie spevnenie, odporúčame použiť ďalší Nu Skin® hydratačný krém, ako Epoch® Baobab Body Butter, Perennial® alebo Body Smoother.



20. Načo je ageLOC® Galvanic Body Spa gumový kryt a ako ho mám používať?

Vzhľadom na to, že ageLOC® Galvanic Body Spa je používaný vo vlhkom prostredí na väčšie dotykové plochy, prijali sme opatrenia, aby sa zabránilo vstupu vlhkosti do zariadenia. Ku každému zariadeniu je dodávaný externý gumový kryt. Gumový kryt je navrhnutý tak, aby pevne doliehal na prístroj a aby sa zabránilo prechodu gélu alebo vody cez vonkajšiu batériu, ale tiež k zvýšeniu komfortu, rovnako ako aj zabezpečeniu lepšej príhnavosti. Z tohto dôvodu odporúčame použiť gumový kryt pri každom použití ageLOC® Galvanic Body Spa. Nižšie nájdete štyri kroky postupu ako úspešne aplikovať kryt na zariadenie:

- Umiestnite gumový kryt vo zvislom smere tak, aby obe šípky smerovali hore.
- Umiestnite do krytu najprv spodnú časť ageLOC® Galvanic Body Spa (oblasť batérie), pričom stred zariadenia by mal byť v súlade so smerom šípky.
- Opatrne vyťahnite hornú časť na hornej strane zariadenia a uistite sa, že obe šípky sú uprostred a priliehajú k sebe navzájom.
- Potiahnite zvyšok gumového krytu po stranách zariadenia ageLOC® Galvanic Body Spa a zarovnajte ho tak, aby ste nemali po stranách žiadne vybočenia. Uistite sa, že kryt neprekrýva dotykovú plochu.

21. Kedy a ako mám očistiť ageLOC® Galvanic Body Spa?

V záujme zvýšenia životnosti vášho ageLOC® Galvanic Body Spa vám ho odporúčame po každom ošetrení očistiť.

Na odstránenie nadbytočného množstva produktu z prístroja stačí jednoducho použiť navlhčenú handričku. Nepoužívajte chemikálie alebo rozpúšťadlá, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku. Následne osušte.

VÝSLEDKY

22. Aké sú prínosy používania ageLOC® Body produktov v rámci denného režimu?

ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® Dermatic Effects boli vyvinuté ako doplnkové produkty. Pri ich súčasnom používaní predstavujú kompletný zoštrňovací, vyhladzovací a spevňovací režim starostlivosti o telo. Oba produkty boli vyvinuté s obsahom vlastných zložiek vyvinutých technológiou ageLOC® (patentovaná technológia zameraná na arSupermarkers-prvotné príčiny starnutia). Pri každodennom používaní ráno i večer predstavuje ageLOC® Dermatic Effects produkt s obsahom ďalších kľúčových zložiek, ktoré hydratujú, vyhladzujú a spevňujú, ako aj poskytujú pokožke neustály zdroj protistarnúcich zložiek. ageLOC® Galvanic Body Spa v kombinácii s ageLOC® Body Shaping Gel dodávajú pokožke účinné zložky pomocou vylepšenia vo forme galvanického prúdenia, a to pri použití raz denne po tri dni v týždni. Pri použití ageLOC® Dermatic Effects dvakrát denne a ageLOC® Galvanic Body Spa v kombinácii s ageLOC® Body Shaping Gel trikrát do týždňa je do pokožky dodávaná optimálna dávka najvyššej úrovne kľúčových protistarnúcich zložiek, čím sa redukuje známky starnutia.

23. Kedy môžem na svojej pokožke pozorovať zlepšenie pri používaní ageLOC® Galvanic Body Spa?

Je to individuálne. Výskum preukázal, že používatelia spozorovali zlepšenie v priebehu ôsmich týždňov.

24. Aké sú výhody denného používania ageLOC® Dermatic Effects?

ageLOC® Dermatic Effects je zvlhčujúce hydratačné mlieko, určené na každodenné použitie. Vyhladzuje vzhľad tukovými vankúšikmi a celulitídou postihnutých partií. ageLOC® Dermatic Effects zlepšuje bunkovú obnovu potrebnú pre obnovu pokožky a navracia jej prirodzený a rozžiarený vzhľad. Obsahuje takisto optickú technológiu na okamžité rozptýlenie svetla, pričom napomáha hladšiemu výrazu pleti a zlepšuje vzhľad pokožky. Vďaka obsahu ageLOC® zloženia, ktoré sa zameriava na prvotné príčiny starnutia, poskytuje tento produkt každodennú dávku ageLOC® pre štrhľejšiu, hladšiu a pevnejšiu vyzerajúcu pokožku.



25. Čo je výhodou drážkovaného nastavca na telo?

Drážkovaná a patentovaná vodivá plocha ageLOC® prináša až do 10-krát viac kľúčových zložiek z vodivej plochy do pokožky tela (pri porovnaní s telovým nastavcom ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II).

26. Aké sú účinky použitia pulzujúceho galvanického prúdenia na tele?

Hlavné (galvanické) prúdenie, či už pulzujúce alebo nie, dokáže dodať do pokožky nabitú kľúčovú zložku, a to zlepšeným osmotickým prúdom. Toto je veľmi dôležité pri zvýšení prísunu kľúčových zložiek do oblastí s hrubšou pokožkou. Ďalší výskum preukázal, že pulzujúce prúdenie zvyšuje vibráciu tekutín, čo zase prispieva k zdravému obehu. Pulzujúce galvanické prúdenie stimuluje pleť, zvyšuje medzibunkovú komunikáciu, čím napomáha jej prečisteniu a osvieženiu, ako aj redukcii viditeľných známkov starnutia. Pulzujúce galvanické prúdenie je optimálne určené na použitie na telo, aby mohli byť pokožke dodané účinky zo zlepšenej vibrácie tekutín.



LOGISTIKA ZARIADENIA

27. Prečo potrebujem iný prístroj pre galvanické ošetrovanie tela?

ageLOC® Galvanic Body Spa bol vyvinutý na použitie v kombinácii s ageLOC® Body Shaping Gélom na telové partie – nie na tvár. Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby zachytilo väčšiu cieľovú plochu vďaka patentovanej ageLOC® vodivej ploche, ktorá prináša až 10-krát viac kľúčových zložiek z dotykovej plochy do pokožky tela (pri porovnaní s telovým nastavcom ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II). Za druhé, tento dizajn má lepší ergonomický tvar, čo uľahčuje jeho použitie a manipuláciu počas ošetrovania tela. Za tretie, ageLOC® Galvanic Body Spa a ageLOC® Body Shaping Gel sa zameriavajú na konečné účinky/výsledky (napr. vzhľad celulitídy, zoštíhlenie, tónovanie atď), odlišné od tých, ktoré sa zameriavajú na tvár. A nakoniec, pokožka tela je zosilnená, menej citlivá, a to vďaka účinku pulzujúceho galvanického prúdenia.

28. Prečo zariadenie vydáva pípajúci zvuk každých 10 sekúnd?

Zariadenie ageLOC® Galvanic Body Spa je vyvinuté na tichú manipuláciu počas používania. Pípajúci zvuk v 10-sekundových intervaloch bol pridaný na to, aby si bol užívateľ istý, že zariadenie počas ošetrovania pracuje.

TECHNICKÉ OTÁZKY

29. Čo by som mal urobiť, ak si myslím, že môj ageLOC® Galvanic Body Spa nefunguje správne?

Tu sú niektoré typy pre riešenie problémov, ak si myslíte, že ageLOC® Galvanic Body Spa nefunguje správne:

- 1. Sú funkčné batérie poriadne umiestnené v ageLOC® Galvanic Body Spa zariadení?**
- 2. Odstránili ste poriadne celý plastový obal z chrómu na ageLOC® Galvanic Body Spa?**
Galvanické zariadenia sa dodávajú s ochranným vrchným plastovým obalom, ktorý musí byť odstránený z chrómovej časti a LCD displeja. Na to, aby zariadenie fungovalo správne, musíte ho odstrániť.
- 3. Stlačili ste tlačidlo zapnúť/vypnúť pod LCD panelom?**
Stlačte tlačidlo on/off jedenkrát a zapnite tak prístroj. Po stlačení mäkkého tlačidla sa v strede displeja objavia ageLOC® krúžky a doba ošetrovania v trvaní 5 minút a hodinky sa objavia pod ageLOC® krúžkami. Najprv si navlhčíte prsty a dlaň vodou, alebo použijete NaPCA Moisture Mist. Ak chcete zahájiť ošetrovanie, jemne sa dotknite vodivou dotykovou plochou ošetrovaného miesta, aby sa naštartovalo samoprísposobivé prúdenie. Zariadenie zapípa 1, 2- alebo 3-krát, čo signalizuje, že sa samo prispôbilo vašej pleti.
- 4. Uchopili ste ageLOC® Galvanic Body Spa zariadenie správne?**
Galvanika je prúdenie, takže je nevyhnutné uchopiť chrómovú časť jemne navlhčenými rukami počas zatlačenia zariadenia do pokožky. Toto skompletizuje obvod a naštartuje prúdici tok. Aj malé vybočenie naruší galvanické prúdenie a ošetrovanie sa preruší. V tomto prípade začne blikať podsvietenie a zariadenie prestane pípať, až kým sa spojenie neobnoví.

5. Uchopili ste ageLOC® Galvanic Body Spa zariadenie jemne navlhčenými rukami?

Niektoré osoby sa snažia používať ageLOC® Galvanic Body Spa veľmi suchými rukami a majú problémy pri analyzovaní svojej pleti. Suché ruky poriadne nepodporujú galvanické prúdenie a to môže zabrániť analýze zariadenia. Jednoduché navlhčenie ruky, ktorá uchopuje chrómovú časť galvanického zariadenia, zaistí správne fungovanie prúdiaceho toku.

6. Je pomocou ageLOC® Galvanic Body Spa prístroja možné vykonať analýzu pleti, keď ho na okamih priložíme k pokožke?

Po zvolení možnosti ošetrenia a zatlačením tlačidla on/off uchopte chrómovú časť jemne vlhkou rukou a zatlačte zariadenie do pokožky. Nechajte ho analyzovať. To, že analyzovanie bolo zahájené, zistíte tak, že budete počuť jeden, dva alebo tri pípajúce zvuky.

7. Myslíte si, že keď nič nepocítujete, tak nefunguje?

Počas galvanického ošetrenia väčšina ľudí nič nepocituje. Špeciálne vyvinuté gély napomáhajú uskutočniť galvanické prúdenie a zabezpečujú, že sa dostáva do pokožky bez vedľajšieho diskomfortu. Galvanické zariadenie vydá každých 10 sekúnd pípajúci zvuk a aj keď to nepocítujete, prístroj funguje tak, že dodáva účinné zložky formou galvanického prúdenia.

30. Aká je záruka prístroja ageLOC® Galvanic Body Spa?

Nu Skin® garantuje pôvodnému vlastníčkovi, že ageLOC® Galvanic Body Spa je bez materiálových a výrobných závad, pričom záruka sa vzťahuje na obdobie dvoch rokov od prvotného zakúpenia výrobku. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku v dôsledku nesprávneho zaobchádzania alebo úrazu. Ak sa výrobok stane nefunkčným v priebehu dvojročnej záručnej lehoty, prosím, kontaktujte vaše lokálne Nu Skin® zastúpenie pre zabezpečenie náhrady.

31. Aký je rozdiel medzi pulzujúcim galvanickým prúdením a konštantným galvanickým prúdením?

Konštantné galvanické prúdenie sa vyznačuje rovnomerným prúdom. Nemení svoju vlnovú dĺžku kmitov. Pulzujúce galvanické prúdenie sa mení medzi dvoma rozličnými pred-stanovenými úrovňami. Tieto sú však úplne odlišné, než striedavé prúdenie (AC). Pri striedavom prúdení sa mení polarita a nastáva fluktuácia medzi pozitívnymi a negatívnymi pólmi. Pulzujúce galvanické prúdenie je pre telo lepšie vhodnejšie.

32. Čo je celulitída?

Celulitída predstavuje vysunutie tukových buniek z najhlbších vrstiev pokožky, čím sa tvoria jamky, viditeľné na povrchu pokožky. Pôsobí ako topografická "pomarančová kôra" alebo "hubka" a je viditeľná v oblasti stehien, na zadku, niekedy však aj na ramenách a bruchu.

33. Ako vzniká celulitída?

Vznik celulitídy predstavuje mierne cyklický proces, ktorý je ovplyvnený mnohými faktormi. Jedným z faktorov je, keď sa v dôsledku hrubnutia tukových buniek zmenšujú kapiláry, dochádza k narušeniu metabolizmu tukov a mikrocirkulácie. Ďalším faktorom je rozklad pleťových štruktúrnych bielkovín.

34. Aký je rozdiel medzi tukom a celulitídou?

Tuk je druh buniek v tele, ktorý je využívaný na skladovanie energie. Celulitída je stav, pri ktorom sa tuk ukladá ako topografická "pomarančová kôra" alebo "hubka" a je viditeľná v oblasti stehien, na zadku, niekedy však aj na ramenách a bruchu.

BEZPEČNOSTNÉ OTÁZKY

35. Prečo je tam upozornenie, ktoré hovorí: „Pred použitím prístroja geLOC® Galvanic Body Spa sa poraďte so svojim lekárom ak ste tehotná, máte kardiostimulátor, trpíte epilepsiou, máte na zuboch kovové vyrovnávacie zariadenie či kovovú výplň zubov?“

Aj keď je ageLOC® Galvanic Body Spa sám o sebe veľmi bezpečný a šetrný, neboli vykonané klinické štúdie, ktoré by potvrdili bezpečné používanie u osôb s vyššie uvedenými stavmi. Nu Skin® uvádza toto upozornenie, aby dodržal požiadavky platné pre elektronické zariadenia. Vplyv na osoby s kardiostimulátorom či kovovou výplňou zubov sa môže líšiť vzhľadom na individuálny stav predmetných osôb. Upozornenie, ktoré je pribalené k ageLOC® Galvanic Body Spa je obdobným upozornením, ktoré býva pribalené k ďalším elektronickým zariadeniam, ako napríklad elektronická zubná kefka či MP3 prehrávač. U väčšiny rizikových ľudí nespôsobí žiadne poškodenie, ale existuje tu riziko u niektorých osôb. Prúdenie by mohlo ovplyvniť fungovanie zariadení, akými sú napríklad kardiostimulátory. Ak je to v predmetnom záujme týkajúcich sa osôb, odporúčame im kontaktovať zdravotného pracovníka.

