

ageLOC™  
EDITION  
NU SKIN  
GALVANIC  
SPA SYSTEM™ II

Un gran paso  
adelante



NU SKIN.  
THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.™



# Aproveche el lujo y **la comodidad de un tratamiento de spa antiedad** en su propia casa

El ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II especialmente diseñado, junto con el régimen de cuidado cutáneo diario ageLOC™ Transformation, pone a su alcance las herramientas para mantener una apariencia juvenil, atacando al envejecimiento desde su mismo origen. Y ahora, las investigaciones han demostrado que el ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II aumenta los beneficios visibles del ageLOC™ Future Serum en una media de un 80%.\*

Pequeño, elegante y eficaz, el ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cuenta con corrientes patentadas autoajustables y conductores intercambiables para el rostro, el cuero cabelludo y el cuerpo. Junto con los geles de tratamiento especialmente formulados por Nu Skin®, este sistema aporta a la piel hasta cinco veces más cantidad de ingredientes antiedad ageLOC™ que nuestro anterior aparato.

\*Estudio clínico independiente de siete días llevado a cabo sobre 30 mujeres que utilizaron ageLOC™ Future Serum diariamente y el ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II tres veces por semana, en noviembre de 2009.



Combine sus resultados profesionales con **el descubrimiento científico sin precedentes ageLOC™** y consiga una piel magnífica que hará que todo el mundo se pregunte cuál es su edad.



El ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II:

- Estimula la absorción de ingredientes ageLOC™ por su piel hasta cinco veces más que con el anterior aparato.
- Dispone de una pantalla más grande y luminosa, un uso simplificado y mejor ergonomía.
- Puede prolongar la absorción de ingredientes antiedad durante hasta 24 horas.
- Cuenta con corrientes galvánicas autoajustables y conductores intercambiables.

# Rejuvenezca su cutis

con **NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ FACIAL GELS** con **ageLOC™**

Los científicos de Nu Skin® han diseñado un nuevo Conductor Facial ageLOC™ y un sistema de configuración programable para cada tratamiento. Estas dos mejoras con respecto a la anterior versión han sido diseñadas para aportar hasta cinco veces más ingredientes ageLOC™ a su piel si lo usa junto con los Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con ageLOC™. ¿Qué significa esto para usted? Le proporcionará a su piel un aspecto más juvenil ahora y en el futuro.

- El gel de pre-tratamiento se adhiere a las impurezas; suaviza y relaja los poros, permitiéndoles respirar; además, disuelve y diluye el exceso de grasa facial.
- El gel de tratamiento elimina las impurezas que se localizaron en el paso de pre-tratamiento y aporta ageLOC™, que ataca los orígenes del envejecimiento para preservar una apariencia juvenil y minimizar el envejecimiento.



“Este producto ha cambiado completamente la textura y el tono de mi piel.”


-Mark Mabry, Arizona, EEUU



Sin tratar

Tratado\*

(Resultados tras 12 meses de tratamiento con los Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con ageLOC™ usándolo 3 veces a la semana)\*



Sin tratar

Tratado\*

(Resultados tras 14 meses de tratamiento con los Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con ageLOC™ usándolo 3 veces a la semana)\*

## Más joven en sólo unos minutos



Sin tratar


Tratado\*

(Resultados tras 3 semanas de tratamiento con los Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con ageLOC™ usándolo 3 veces a la semana)\*


\*Estos resultados no han de tomarse como regla general.

# La ciencia tras el ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II

La superficie de nuestro Conductor Facial ageLOC™ ha sido diseñada para ayudar al producto a mantenerse en contacto con el conductor estriado, y así aumentar los efectos del gel sobre la piel. Esto crea unas pautas de actividad que facilitan que la absorción de los ingredientes ageLOC™ por la piel sea hasta cinco veces mayor que con las anteriores ediciones.




Más gel en contacto con el Conductor Facial = más ingredientes ageLOC™ en la piel



## ACCIÓN GALVÁNICA PRE-TRATAMIENTO

- Durante el ciclo de pre-tratamiento, el aparato ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II y el gel de pre-tratamiento tienen carga negativa.
- Estas cargas negativas se repelen mutuamente, haciendo que el gel de pre-tratamiento penetre en la piel.
- El gel de pre-tratamiento se fija a las impurezas de la piel.



## ACCIÓN GALVÁNICA TRATAMIENTO


- Durante el ciclo de tratamiento, el aparato ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II y el gel de tratamiento tienen carga positiva.
- Estas cargas positivas se repelen mutuamente, ayudando a que los ingredientes beneficiosos, incluyendo la exclusiva mezcla de ingredientes ageLOC™, penetren en la piel.
- El aparato con carga positiva atrae a las impurezas cargadas negativamente que quedaban del ciclo de pre-tratamiento, extrayéndolas de la piel.

## ¿Está aprovechando el potencial de su piel para combatir el envejecimiento?

Los tratamientos galvánicos preparan su piel para recibir ciertos ingredientes antiedad. El descubrimiento pendiente de patente de Nu Skin®, basado en estudios clínicos, revela que tratamientos de hasta 5 minutos de duración con un instrumento galvánico **pueden prolongar la absorción de ingredientes clave durante hasta 24 horas.**

Aumente el potencial de su piel aplicándose los productos antiedad ageLOC™ Transformation tras cada tratamiento.

### PENETRACIÓN DE INGREDIENTES DE CUIDADO CUTÁNEO CON TRATAMIENTO GALVÁNICO\*



\*Los resultados muestran el impacto de la utilización de productos de cuidado cutáneo de calidad, en combinación con el aparato galvánico. Investigación realizada en la Universidad de Oklahoma (EEUU) en 2006.

Tratamiento galvánico + productos antiedad = **mayor absorción**

## Productos de refuerzo para después del tratamiento galvánico ageLOC™

Desarrollado por los científicos de Nu Skin®, ageLOC™ es un descubrimiento revolucionario que está cambiando nuestra forma de envejecer. La ciencia ageLOC™, exclusiva de Nu Skin® ataca a los “arSuperMarkers” – las causas últimas del envejecimiento. A través de la ciencia ageLOC™, Nu Skin® ha podido identificar algunos genes que pueden influir en nuestra apariencia con el paso de los años. Estos grupos funcionales de genes – Cúmulos de Genes de la Juventud – son los arSuperMarkers principales. La ciencia ageLOC™ ayuda a equilibrar estos Cúmulos de Genes de la Juventud para devolverlos a sus niveles de actividad juveniles.

Al usar los productos ageLOC™ Transformation diariamente junto con el aparato ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II con la frecuencia recomendada, puede estar aumentando la absorción de ingredientes ageLOC™, haciéndolos más efectivos para mejorar su piel.



# Técnicas Faciales


## EL SECRETO ESTÁ EN EL MOVIMIENTO

Al realizar cualquiera de estos movimientos, regrese lentamente a la posición de partida y repita varias veces.

- ① Contorno de ojos: Siga la estructura ósea alrededor del ojo, empezando bajo el ojo y moviéndose hacia arriba alrededor del mismo, sosteniendo el aparato firmemente justo bajo la ceja (no lo utilice cerca de los ojos o pestañas).
- ② Contorno de la boca: Comience justo bajo la nariz, muévase hacia la línea de la sonrisa, sostenga, y luego vaya recto hacia arriba y afuera, hasta la sien y manténgalo ahí.
- ③ Mentón: Empiece en el centro de la barbilla, bajo los labios, suba por la línea del mentón y luego continúe con un movimiento hacia arriba y afuera, hasta el borde de la cara justo al lado de la oreja.
- ④ Frente: Comience en el puente de la nariz, mueva el aparato sobre las líneas de la frente y sosténgalo un momento, luego continúe hasta el borde del pelo. Desplácese por la frente usando estos mismos movimientos.
- ⑤ Nariz/Mejillas: Sostenga el aparato en un ángulo de 90° en uno de los lados de la nariz y luego muévelo al centro del pómulos y regrese.
- ⑥ Cuello: Comience en la base del cuello. Suba hasta la línea de la mandíbula, mantenga unos segundos, deslice el aparato hacia abajo regresando a la posición inicial y luego muévelo hacia arriba y afuera, deteniéndose cada vez en la línea de la mandíbula y luego regresando al hueco del cuello.

## RECUERDE

- Utilícese según las instrucciones.
- Mantenga la mano húmeda, con los dedos siempre en contacto con el panel cromado.
- Cuando el aparato toque su piel, podrá oír de uno a tres pitidos, que indican que el aparato ha ajustado la corriente a las necesidades de su piel.
- Mantenga el instrumento siempre en contacto con su piel. Si pierde el contacto, vuelva a acercar el aparato a su piel y continúe.
- Mantenga el Conductor Facial apoyado contra la piel.
- Deslice el aparato siempre hacia arriba y hacia afuera.



## CÉNTRESE EN LAS ÁREAS MÁS PROBLEMÁTICAS


**Nota:** Consulte con su médico antes de usar el ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II si usted está embarazada, lleva marcapasos, sufre de epilepsia, lleva ortodoncia o tiene algún implante metálico. El ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II no debería utilizarse sobre zonas con muchos capilares rotos o sobre heridas inflamadas o abiertas. Para instrucciones más completas y advertencias, consulte su manual de usuario.




# Suavice la apariencia de líneas finas y arrugas

con **TRU FACE® LINE CORRECTOR**

El ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II junto con el Conductor para Zonas de Enfoque actúa sinérgicamente con el Tru Face® Line Corrector, ayudando a aumentar la absorción de un péptido de procolágeno. Los péptidos ayudan a suavizar la apariencia de líneas de moderadas a pronunciadas enviando señales a las células productoras de colágeno para ralentizar el envejecimiento. El Conductor para Zonas de Enfoque concentra la corriente permitiéndole tratar mejor las zonas específicas de la cara y le ofrece beneficios adicionales a su régimen de tratamiento antiedad actual.



Sin tratar      Tratado\*  
(Resultados tras un tratamiento con Tru Face® Line Corrector y el aparato Nu Skin Galvanic Spa System™ II)\*




Sin tratar      Tratado\*  
(Resultados tras un tratamiento con Tru Face® Line Corrector y el aparato Nu Skin Galvanic Spa System™ II)\*

En un estudio reciente\*, la evaluación dermatológica mostró que el uso del aparato Nu Skin Galvanic Spa System™ II junto con Tru Face® Line Corrector mejoró la apariencia de las siguientes áreas con respecto al uso de Tru Face® Line Corrector solo:

**Líneas finas 20%**

**Patas de gallo 21%**

**Tersura 17%**



■ Patatas de gallo usando únicamente Tru Face® Line Corrector

■ Patatas de gallo usando Tru Face® Line Corrector con el Nu Skin Galvanic Spa System™ II

\*Estudio independiente de 8 semanas sobre 40 sujetos que utilizaron Tru Face® Line Corrector junto con el aparato Nu Skin Galvanic Spa System™ II, 2008.

\*Estos resultados no han de tomarse como regla general.

# Renueve su cuerpo

con **NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ II BODY SHAPING GEL**

Este gel reafirmante exclusivo actúa junto con el Conductor Corporal, de diseño ergonómico, para atacar a los cúmulos de grasa y toxinas, minimizando y alisando la apariencia de la celulitis para lograr un cuerpo más firme y tonificado.



- **Teobromina (*Theobroma Cocoa Extract*)**
  - Contiene una molécula científicamente probada que ataca a las enzimas que se encuentran en las células de grasa. Este avanzado tratamiento ayuda a disminuir la acumulación de grasa, proporcionándole una apariencia más firme y tonificada.
- **Camomila amarilla (*Chrysanthellum Indicum*)**
  - Rica en flavonoides que, según las pruebas, pueden inhibir el almacenamiento de grasas.
- **Las investigaciones demuestran que cuando se usa Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel dos veces al día, los efectos se acumulan.**



Para obtener beneficios adicionales, utilice Dermatic Effects entre los tratamientos con el Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel.



Sin tratar

Tratado\*

(Resultados tras 4 semanas de tratamiento con el Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel usándolo 3 veces a la semana y usando Dermatic Effects entre los tratamientos con el Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel)\*

- Suaviza la apariencia de la celulitis
- Reafirma la piel

\* Estos resultados no han de tomarse como regla general.



# Revitalice su pelo y su cuero cabelludo

con **NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT**

Este tratamiento tecnológicamente avanzado le proporciona a su cabello un tacto y apariencia más abundante. Nutriol® Hair Fitness Treatment le ayuda a facilitar la absorción de ingredientes clave por su cuero cabelludo, proporcionándole un cabello saludable y abundante.



## Tricalgoxyl®

- Rico en oligosacáridos sulfatados de alga kelp, es un ingrediente de nutrición del cuero cabelludo patentado y probado clínicamente.
- Actúa en conjunto con otros ingredientes esenciales para hidratar el pelo y remineralizar el cuero cabelludo, ayudando a que el cabello recupere su salud, fortaleza y brillo naturales, para obtener un máximo de vitalidad y abundancia.



## Nutriol® Shampoo\*

Contiene el ingrediente activo Tricalgoxyl® y actúa para ayudar a que el cabello tenga un aspecto y tacto más abundantes entre los tratamientos galvánicos.

\*No es compatible con el aparato ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II.



Los productos especialmente formulados actúan sinérgicamente con cada conductor para proporcionar beneficios específicos. Esta combinación mejora enormemente el aspecto de su rostro, cuero cabelludo y cuerpo.



### ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II

Suavice la apariencia de líneas finas y arrugas, rejuvenezca su cutis, revitalice su cuero cabelludo y remodele su cuerpo con el aparato patentado ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II. Este nuevo aparato, con una pantalla más grande y luminosa, utilización simplificada y mejor ergonomía aporta a su piel hasta cinco veces más ingredientes ageLOC™.

### Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con ageLOC™

Los geles de pre-tratamiento contienen ingredientes purificadores que usados junto con el aparato ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II le ayudan a limpiar profundamente su piel. Los geles de tratamiento contienen ingredientes ageLOC™ que atacan al envejecimiento desde su origen – ayudándole a preservar su aspecto juvenil y minimizar los signos de la edad.

4 viales de cada



### Tru Face® Line Corrector

Suaviza las líneas con el poder de los péptidos. Esta fórmula avanzada incluye un revolucionario péptido de procolágeno que ayuda a suavizar el aspecto de líneas de moderadas a profundas alrededor de la boca, ojos y frente en tan sólo cuatro semanas.

30ml



### Nutriol® Shampoo\*

Su pelo dejará a los demás boquiabiertos. Este champú de uso diario con Tricalgoxyl® ha sido formulado para devolverle a su cabello su volumen y brillo naturales.

125ml



### Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel

Empiece ya mismo a deshacerse de la celulitis. Este gel, que incluye teobromina y camomila amarilla, ayuda a conseguir una apariencia más firme y tonificada. Para unos resultados óptimos, utilícese junto con el aparato ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II.

150ml

### Nutriol® Hair Fitness Treatment

Ayuda a que su cabello tenga un aspecto y tacto más abundantes. Este tratamiento sin enjuague remineraliza el cuero cabelludo e hidrata el cabello con Tricalgoxyl®, un derivado de algas marinas clínicamente probado.

12 viales



### Dermatic Effects\*

El cómplice perfecto para combatir la celulitis. Un estudio clínico de ocho semanas mostró una reducción de la celulitis de un 55%, un 37% de mejoría en la firmeza de la piel y un 69% de aumento en la suavidad de la piel.

150ml



### ageLOC™ Transformation\*

Al atacar a los orígenes últimos del envejecimiento, este completo sistema de cuidado cutáneo integral limpia, purifica, renueva, hidrata y revela una piel de aspecto más juvenil de ocho maneras.



Ahorre con los paquetes ageLOC™ para ADR.

Para obtener más información acerca de cómo aprovechar esta promoción especial, consulte con su distribuidor.


\*No es compatible con el aparato ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II.



NU SKIN®  
THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.™

¿Preparado para descubrir el secreto  
de una piel juvenil con el ageLOC™  
Edition Nu Skin Galvanic Spa  
System™ II?

Si desea más información sobre la oportunidad de  
negocio de Nu Skin® y sus productos, póngase en  
contacto con su Distribuidor.



[www.nuskin europe.com](http://www.nuskin europe.com)