

ageLOC® Galvanic Body Spa

Akár tízszer annyi ageLOC® összetevőt juttat a bőrébe



ageLOC® pozicionálás

A Nu Skin® exkluzív ageLOC® tudománya az arSuperMarkereket veszi célba - az öregedés alapvető forrását.

A termék áttekintése

Az ön teste optimalizálva! A Nu Skin® felfedezte a testápolás jövőjét az ageLOC® Galvanic Body Spa által. A kezeléseket alatti könnyű használat érdekében ergonomikusan tervezett új ageLOC® Galvanic Body Spa pulzáló technológiájával és szabadalmazott ageLOC® kezelőfelületével akár tízszer annyi ageLOC® összetevőt juttat a bőrébe az ageLOC® Body Shaping Gellel együtt használva. Az ageLOC® Galvanic Body Spa a forrásánál veszi célba az öregedést, miközben csökkenti zsír és narancsbőr megjelenését, és lágyítja a bőrt egy karcsúbb, tónusosabb külső érdekében. Önszabályozó galvánárammal, kijelzővel és hangjelzéssel is rendelkezik, ettől otthon is könnyen használható ez az öregedésgátló testápoló készülék.

Az újonnan kifejlesztett, szabadalmaztatott, pulzáló galvánáram maximális öregedésgátló hatást fejt ki a karon, az alhason, a fenéken és a combokon. A testen a bőr vastagabb és kevésbé érzékeny, így jobban reagál a pulzáló galvánáramra és jobban hasznosítsa azt. Ez segít stimulálni, tisztítani és felfrissíteni bőrét, hogy az öregedés látható jelei csökkenjenek – egy karcsúbb, lágyabb, feszesebb, fiatalosabb külső érdekében – ma és a jövőben egyaránt!

Célcsoport

ELSŐDLEGES CÉLCSOPORTOK

- A feszesebb, tónusosabb, fiatalabbnak tetsző bőrre vágyó nők és férfiak.

- Az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II és a Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel jelenlegi használói.

MÁSODLAGOS CÉLCSOPORTOK

- Megjelenésükre sokat adó, 25-65 éves nők, akik alkalmanként kozmetikai szalonokba járnak.
- Bármely korú, narancsbőrrel és a test öregedésének jeleivel küzdő nők.

A termék jótékony hatásai

- Segít bevinni a kulcsfontosságú összetevőket a bőrébe.
- Az optimalizált, pulzáló galvánáram segít a bőr stimulálásában, tisztításában és felfrissítésében és az öregedés külső jeleinek csökkentésében.
- Laboratóriumi kutatás bizonyítja, hogy a galvánárammal történő kezelés az öregedésgátló összetevők hatékonyságát akár 24 órás időtartamra emelheti.

Továbbfejlesztett tulajdonságok

- Automatikusan alkalmazkodik a bőrhöz – a megfelelő erősségű áramot viszi be a hatásosabb kezelés érdekében.
- Javított ergonómia – az ageLOC® Galvanic Body Spa új formája tervezése folytán jobban követi a test körvonalait.
- ageLOC® kezelőfelület - nagyobb, szabadalmazott ageLOC® kezelőfelülettel rendelkezik, amely képes akár tízszer annyi ageLOC® összetevőt juttatni a bőrébe.

Alkalmazás

Az optimális eredmény érdekében használja az ageLOC® Galvanic Body Spa készüléket az ageLOC® Body Shaping Gellel hetente háromszor a combján, karján, a fenékén és/vagy az alhasán. Olvassa el alaposan a használati utasítást a galvánáramos kezelés megkezdése előtt!

Kiegészítő termékek

- ageLOC® Body Shaping Gel – kizárólag a Nu Skin® Galvanic Spa készülékekkel való használathoz fejlesztették ki, hogy testünket elhalmozza az ageLOC® öregedésgátló, jótékony hatásaival, csökkentse a zsír és narancsbőr megjelenését, valamint megtisztítsa és felfrissítse a bőrt – az öregedés látható jeleinek csökkentésével.
- ageLOC® Dermatic Effects – tudományosan arra tervezték, hogy az ageLOC® öregedésgátló jótékony hatását testünkbe juttassa. A naponta használatos hidratáló és feszesítő testápoló összetevői segítenek megakadályozni a zsírképződést, elősegítik a zsírlebontást és a bőr lágyításával egyidejűleg megakadályozzák a zsír és a narancsbőr megjelenését.

Gyakran ismételt kérdések

Mitől egyedálló az ageLOC® Galvanic Body Spa?

Az ageLOC® Galvanic Body Spa-t az ageLOC® Body Shaping Gellel a testen való együttes alkalmazásra alakították ki – arckezelésre nem alkalmas! Ez a készülék nagyobb felületek kezelésére készült a szabadalmazott ageLOC® kezelőfelülettel, amely tízszer annyi kulcsfontosságú összetevőt képes a kezelőfelület és a bőr közé vinni (az előző kezelőfejhez hasonlítva). Ez a dizájn egyben ergonomikusabb is, tehát könnyebb vele bánni a testkezelések alatt. Az ageLOC® Galvanic Body Spa és az ageLOC® Body Shaping Gel más végeredményeket céloznak meg (ld. narancsbőr, karcsúsítás, tonizálás) mint ami az arccal kapcsolatban felmerül. Végül pedig a test bőre vastagabb és kevésbé érzékeny, ezáltal jobban hasznosítja a pulzáló áramot és könnyebben reagál rá.

Mi a különbség a pulzáló galvánáram és az egyenletes galvánáram között?

Az egyenletes galvánáram folyamatosan áramlik. Nem változik az amplitúdója, nem hullámszik. A pulzáló galvánáram két előre meghatározott, különböző szint között mozog. Figyelem: ez egyáltalán nem azonos a váltóárammal! (AC). Váltóáram esetén a polaritás váltakozik a pozitív és a negatív pólus között. A pulzáló galvánáram sokkal jobban alkalmazkodik a testhez.

Milyen jótékony hatással van a pulzáló galvánáram az emberi testre?

A közvetlen (galván) áram, akár pulzáló, akár nem, hozzá tud járulni az azonos töltésű fontos összetevők bőrbejuttatásához az ozmózis fokozása által. Ez fokozottan lényeges a fontos összetevők vastagabb bőrrel fedett területekbe való bevitele esetén. A további kutatások kimutatták, hogy a pulzáló áram javítja a folyadékrezgést, amely cserében egészséges keringést biztosít. A pulzáló galvánáram stimulálja a bőrt és javítja a sejtek kommunikációját, a bőr könnyebb megtisztulása és felfrissülése érdekében, hogy az öregedés jelei láthatóan csökkenjenek. A pulzáló galvánáramot a testen való használatra tervezték, ahol a bőr hasznosíthatja a fokozott folyadékrezgés hatását.

Mi a barázdált felületű kezelőfelület előnye?

A szabadalmazott, barázdált felületű ageLOC® kezelőfelület tízszer annyi fontos összetevőt képes a kezelőfelület és a bőr közt lévő kritikus területre vinni (az előző kezelőfejvel összehasonlítva).

Mekkora nyomást alkalmazzak?

A Nu Skin® Galvanic Spa készüléket lágyan, enyhe nyomással kell alkalmazni. A jótékony hatás eléréséhez nincs szükség erős nyomásra. A galvánáram dolgozik ön helyett is.

Lehet arcon is használni az ageLOC® Galvanic Body Spa készüléket?

Nem. Az ageLOC® Galvanic Body Spa nem arra készült, hogy arcon alkalmazzák. Speciálisan testen való használatra tervezték ezt a berendezést. Könnyebben kezel nagyobb kiterjedésű felületeket, könnyedén követi a test körvonalait és az ageLOC® Body Shaping Gellel kombinálva meghozza a várt eredményt (csökkenti a látványos narancsbőrt, lágyítja a bőrt, karcsúsít, tonizál, stb.). Pulzáló áramot biztosít, amely könnyebben bánik el a szerkezeti eltérésekkel és a kezelt terület tulajdonságaival. Az ageLOC® Galvanic Body Spa csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható.

Az ageLOC® Galvanic Body Spa, az ageLOC® Body Shaping Gel és az ageLOC® Dermatic Effects súlycsökkentő termékek?

Nem, az ageLOC® Galvanic Body Spa, az ageLOC® Body Shaping Gel és az ageLOC® Dermatic Effects nem súlycsökkentő termékek. Az ageLOC® Body termékeket arra fejlesztették ki, hogy csökkentsék zsír és

narancsbőr megjelenését, feszesebbé tegyék a bőr külsejét és javítsák a bőr fiatalosabb kinézetét.

Figyelmeztetés: az ageLOC® Galvanic Body Spa készülék csak egészséges bőrön alkalmazható! Ne használja sérült vagy sebes felületen, bőrgyulladás vagy fémallergia esetén, illetve problémás vagy túlérzékeny bőrön! Használata előtt kérje ki orvosa véleményét, ha terhes, pacemakerrel vagy hasonló eszközzel él, fémimplantátuma van, vagy valamilyen betegségben szenved!