

GALVANIC SPA® SYSTEM II

EDICIÓN ageLOC™

**ENTREGA HASTA 5 VECES MÁS
INGREDIENTES AGELOC A LA PIEL**

POSICIONAMIENTO DE AGELOC™

La exclusiva ciencia ageLOC de Nu Skin se enfoca en los Súper Denominadores ar – las principales fuentes del envejecimiento.



VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Nu Skin ha desbloqueado el futuro del cuidado de la piel con el nuevo y revolucionario Galvanic Spa System II Edición ageLOC y el Cabezal Facial ageLOC. Esta poderosa combinación está diseñada para brindar a la piel hasta cinco veces más ingredientes ageLOC cuando se usa con los Geles Faciales Galvanic Spa con ageLOC, enfocándose en las principales fuentes del envejecimiento.

Ahora puede disfrutar de los beneficios de una visita de spa como parte de su régimen regular de cuidado de la piel contra el envejecimiento. El pequeño, inteligente y poderoso Galvanic Spa System II edición ageLOC contiene corrientes autoajustables patentadas y cabezales intercambiables que trabajan sinérgicamente con los productos de tratamiento especialmente formulados de Nu Skin para facilitar la absorción de ingredientes clave dentro de la piel. El Galvanic Spa II Edición ageLOC recientemente renovado tiene una pantalla más grande, luminosa, de uso intuitivo y con forma ergonómica, siendo el sistema de spa en casa más fácil y efectivo de usar disponible en el mercado.

Ahora puede desbloquear el secreto para una apariencia más juvenil con el Galvanic Spa System II edición ageLOC. Su rostro y cuerpo con aspecto radiante y juvenil dejarán a las personas preguntándose su edad y su secreto.

BENEFICIOS

- Investigaciones de laboratorio demuestran que los tratamientos con corrientes galvánicas pueden mejorar la penetración de ingredientes anti-envejecimiento hasta por 24 horas.

- El instrumento Galvanic Spa tiene una tecnología de marca registrada y patentada con cuatro cabezales intercambiables:
 - **Cabezal Facial ageLOC**— la superficie con un contorno más grande y así como las ranuras del cabezal mantienen al producto en contacto con la piel, brindándole hasta cinco veces más la absorción del ingrediente ageLOC.
 - **Cabezal del Tratamiento para Líneas de Expresión**— un nódulo de tratamiento plano y liso en forma ovalada centraliza el área de la superficie de contacto, brindando mejor contacto con la piel, ayudando a concentrar el tratamiento en áreas específicas.
 - **Cabezal Corporal**— tres nódulos redondeados maximizan el contacto del área de superficie para una completa cobertura y mejor acción de masaje.
 - **Cabezal Capilar**— el cabezal en forma de peine se desliza fácilmente por el cabello, mientras mantiene contacto crucial entre el cabezal y el cuero cabelludo.

CARACTERÍSTICAS MEJORADAS

- **Uso intuitivo**—no más suposiciones. El tiempo y la polaridad están pre-programadas automáticamente para ajustarse de acuerdo a su selección de tratamiento.
- **Forma ergonómica mejorada**—la nueva forma del Cabezal Facial ageLOC está diseñada para seguir mejor el contorno del rostro, mientras que las ranuras de la superficie mantienen los geles faciales en contacto constante con la piel.
- **Se ajusta automáticamente a la piel**— suministra la cantidad correcta de corriente para un tratamiento más efectivo.

GALVANIC SPA® SYSTEM II EDICIÓN

- **Pantalla luminosa**- la nueva pantalla LCD es fácil de leer, incluye un icono con luz de fondo para informarle que el instrumento está en modo activo.
- **Indicaciones de audio**- suena cada 10 segundos y tiene una nueva alerta de “fin de tratamiento” y “batería baja”.

DEMOSTRACIÓN

Antes de llevar a cabo esta demostración, debe explicar que todos los equipos galvánicos usan corriente eléctrica que facilitan el transporte de los ingredientes clave para lograr el máximo beneficio. Es decir, debe mencionar que una característica de las más importantes de las cargas eléctricas se utiliza en estos equipos: las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen.

(+) c|v (+) (-) c|v (-)

(+) v|c (-) (-) v|c (+)

Si un ingrediente clave tiene carga negativa, el ciclo negativo de Galvanic Spa System hará que se repele este ingrediente, facilitando que se transporte al interior de la piel. Del mismo modo, si tiene carga positiva, se facilita su transporte en el ciclo positivo. Las impurezas que están dentro de la piel serán extraídas con una carga opuesta.

Para demostrar cómo trabaja la corriente del Galvanic Spa System con productos especialmente formulados para facilitar el transporte de ingredientes claves seleccionados, use los imanes en un tablero magnético de la siguiente manera:

1. Consiga una tablero magnético y varios imanes, es mejor si los imanes son redondos para que puedan rodar sobre la tabla.
2. Dibuje o pegue una imagen de un rostro en la tabla.
3. Coloque uno de los imanes redondos en la orilla del rostro.
4. Conecte dos de los imanes para hacer un imán ligeramente mayor que el imán en la orilla del rostro.
5. Use el norte del imán mayor para empujar el norte del imán menor hacia dentro del rostro. Explique que el Instrumento Galvanic Spa usa las polaridades o cargas de las partículas con la carga del cabezal para que penetren los ingredientes en la piel.
6. Ahora, si coloca el norte del imán grande hacia el sur del imán que está en el rostro, lo jalará hacia fuera. Explique que esto representa que el Galvanic Spa retira las impurezas y toxinas hacia fuera de la piel con polaridades o cargas opuestas.

7.

PARA SU INFORMACIÓN

No todas las personas necesitan el mismo nivel de corriente. Al tener diferentes niveles de corriente, el Instrumento Galvanic Spa permite a cada usuario tener una experiencia más cómoda y efectiva posible. Para ajustar correctamente el nivel de corriente para cada persona, el instrumento envía una carga controlada a través de la piel y mide cuanto tiempo tarda la carga en regresar al instrumento. A su vez el instrumento selecciona el nivel de corriente que será más cómodo para su piel. Este simple proceso reemplaza los años de capacitación por los que pasan los profesionales del spa para realizar efectivamente los tratamientos galvánicos con un ajuste de spa.

PRODUCTOS COMPATIBLES

- **Geles Faciales Galvanic Spa® con ageLOC™**—se enfocan en las principales fuentes del envejecimiento, lo que Nu Skin ha denominado como “SuperMarcadores ar”, para beneficios inmediatos y a largo plazo.
- **Tru Face® Line Corrector**—ayuda a disminuir la apariencia de arrugas y líneas de expresión. Al usarse con el Galvanic Spa, el Tru Face Line Corrector brinda mejores resultados y más rápidos que al usarse solo.
- **Galvanic Spa® Body Shaping Gel**—trabaja exclusivamente con el instrumento Galvanic Spa y el Cabezal Corporal para atacar los nódulos de grasa y toxinas y obtener una piel de apariencia más firme y tonificada.

ESTUDIO DE USO DEL CONSUMIDOR

- 100% de los usuarios en un estudio de consumo interno indicaron que Galvanic Spa System II Edición ageLOC tiene de “muy buena” a “excelente” legibilidad en general en la pantalla.
- 96% de los usuarios en un estudio de consumo interno estuvieron de acuerdo que es sencillo seleccionar el tratamiento con Galvanic Spa System II Edición ageLOC.
- 91% de los usuarios en un estudio de consumo interno evaluaron la forma ergonómica de Galvanic Spa System II Edición ageLOC de “buena” a “excelente”.
- 91% de los usuarios en un estudio de consumo interno evaluaron la efectividad del nuevo Cabezal Facial ageLOC de “buena” a “excelente”.

TESTIMONIALES

- “El cabezal ageLOC da una gran sensación y parece ajustarse a la curva natural de mi rostro”-Ali F.
- “Me encanta la pantalla en el aparato ageLOC; es mucho más luminosa.”- Lisa H.

GALVANIC SPA® SYSTEM II EDICIÓN

- “Me encanta el aparato ageLOC” - Kim C.
- “La forma del nuevo cabezal del aparato ageLOC es asombrosa!” - Zachary L.
- “Me encantó la sensación del cabezal del aparato ageLOC, fue más fácil cubrir un lado completo de mi rostro; también me encantó la pantalla con el reloj.” – Christy L.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **ageLOC™ Elements**—tres productos premier que se enfocan en el envejecimiento desde su origen con ageLOC mientras trabajan para limpiar, purificar, renovar, humectar y revelar una tez de aspecto más juvenil y radiante.
- **ageLOC™ Transformation**—da a tu piel una infusión del poder de ageLOC en un régimen diario que se enfoca en el envejecimiento desde su origen. Estos cuatro productos premier trabajan en conjunto para revelar una piel de aspecto más juvenil de ocho maneras- para lucir una piel más joven y saludable ahora y en el futuro.
- **ageLOC™ Future Serum**—brinda la concentración máxima de ageLOC para enfocarse en las principales fuentes del envejecimiento. Está clínicamente probado que este suero enriquecido revela una piel de aspecto más juvenil en ocho importantes maneras: promueve la estructura juvenil de la piel, alisa la tez, reduce la apariencia de arrugas y líneas de expresión, incrementa la luminosidad, minimiza la apariencia de los poros, unifica el tono de la piel, reduce la decoloración e incrementa la hidratación.
- **Tru Face® Essence Ultra**—restaura la definición y firmeza de la piel. Contiene Ethocyn®, un ingrediente anti-envejecimiento que ha sido clínicamente probado para mejorar el contenido de elastina en la piel, haciendo de este el componente clave para la firmeza de la misma.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el beneficio de tener ranuras en el Cabezal Facial?

Las ranuras en el Cabezal Facial Galvánico edición ageLOC crea un área que captura mejor el producto ageLOC entre el cabezal y la piel. Con producto adicional en esta importante ubicación se mejora la entrega de ingredientes clave de ageLOC en la piel.

Al mover el Cabezal Facial ageLOC en la piel, se captura el producto fresco y se mueve a las áreas importantes directamente entre la piel y el cabezal. Esto ayuda a mantener una concentración más consistente de los activos de ageLOC en la piel.

¿Cuánto duran las baterías?

Las pruebas internas demostraron que las baterías en el aparato Galvanic Spa duraron varios meses con uso normal.

¿Por qué suena el instrumento Galvanic Spa?

Cuando comienza un tratamiento, escuchará uno, dos o tres sonidos mientras el instrumento se ajusta automáticamente al nivel de corriente para su tipo de piel. También escuchará el sonido en intervalos de 10 segundos durante el tratamiento. Además, escuchará un sonido largo seguido de dos cortos cuando se complete el tratamiento.

¿Cómo cambio un cabezal por otro?

Para retirar un cabezal: Tomando el cabezal con una mano, sostenga el aparato con el panel de activación cro-

mado hacia usted y apriete el botón con su pulgar hasta que el cabezal se libere del equipo. Para poner un cabezal: Sostenga el aparato con el lado de la pantalla hacia arriba y el cabezal con el indicador de posición (dibujo pequeño) hacia usted. Haga presión firme para que el cabezal quede fijo. Si el cabezal no se fija, asegúrese de que está colocado correctamente.

Forzar el cabezal puede dañar tanto el aparato como el cabezal. El instrumento no funcionará si el cabezal no se ha fijado de manera correcta.

Para reducir riesgos a la salud:

Verifique con su médico antes de usar el aparato Galvanic Spa o de recibir un tratamiento Galvanic Spa en caso de embarazo, usar marcapasos, padecer de epilepsia, usar tratamiento de ortodoncia o tener un implante metálico. El aparato Galvanic Spa no debe usarse si hay vasos capilares rotos o sobre una herida abierta o inflamada. Sólo use el producto según lo descrito en el Manual de Usuario del Sistema Galvanic Spa.



NU SKIN.
THE DIFFERENCE DEMONSTRATED™