

AGELOC® GALVANIC BODY SPA™


GUIA DE INICIO RAPIDO DEL TRATAMIENTO



INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Asegúrese que el plástico sea removido de la parte de adelante y de atrás de su instrumento ageLOC Galvanic Body Spa, o el tratamiento no funcionará. Tenga a la mano una toalla pequeña húmeda y su NaPCA Moisture Mist o un bote de agua. Aplique la cubierta de goma en el instrumento. Vea el inserto incluido en la caja de su Body Spa para instrucciones.

2. Aplique el Producto

	<p>ageLOC® Galvanic Spa Body Shaping Gel</p>	<p>Aplique una generosa cantidad de producto sobre el área que quiera trabajar (ejemplo, brazos, abdomen, piernas o trasero). No lo frote.</p>
---	--	--

3. **Encienda el Instrumento:** Asegurándose que su mano no esté tocando la parte superior ni la inferior de su instrumento, presione el botón de encendido/apagado del instrumento.

AGELOC® GALVANIC BODY SPA™

GUIA DE INICIO RAPIDO DEL TRATAMIENTO



- 4. Realice el Tratamiento:** Humedezca los dedos y la palma de la mano en agua o en NaPCA Moisture Mist. Para comenzar el tratamiento, toque suavemente la superficie del conductor en el área del tratamiento para que el nivel de corriente se auto-ajuste. El instrumento deberá sonar una vez, dos veces o tres veces indicando que se ha auto-ajustado a su piel. Su mano húmeda deberá de estar tocando los activadores cromados mientras el conductor hace contacto con el área tratada. El instrumento sonará cada 10 segundos para indicar que la unidad sigue encendida y funcionando. Una vez que el tratamiento esté por terminar, sonará cada 5 segundos durante los últimos 30 segundos hasta que este finalice.
- 5. Completando el Tratamiento:** Para saber que el tratamiento finalizó, usted escuchará dos timbres cortos seguidos de uno largo. El reloj y el número de minutos desaparecerán, pero los aros de ageLOC permanecerán en la pantalla. Para apagar el instrumento, simplemente presione el botón de encendido/apagado dos veces. Remueva cualquier residuo de producto de su piel y limpie el instrumento con una toalla húmeda. Termine su tratamiento ageLOC de cuerpo aplicando ageLOC Dermatic Effects.®