

ageLOC® GALVANIC SPA®



PENJELASAN PRODUK

Perangkat kecantikan mungil dan hebat yang dapat meremajakan kulit tepat di area yang Anda butuhkan – wajah, tubuh, kulit kepala seperti layaknya menikmati pengalaman perawatan spa di rumah dengan nyaman. Satu perangkat, beragam kegunaan.

ageLOC Galvanic Spa System yang kuat dan komprehensif secara inovatif memanfaatkan kekuatan arus galvanik dan produk-produk yang kompatibel untuk meningkatkan penghantaran bahan kandungan utama untuk hasil yang lebih cepat dan terbukti nyata secara ilmiah dan klinis.

ANDA AKAN MENYUKAINYA

- Satu perangkat, beragam kegunaan. Bekerja secara sinergis dengan produk-produk yang kompatibel untuk menghadirkan pengalaman dan solusi kecantikan dari ujung kepala hingga ujung kaki.
- Wajah: Meremajakan dan mengangkat kotoran. Menyegarkan dan melembabkan kulit secara langsung. Membantu mengurangi tampilan garis-garis halus dan kerutan.
- Tubuh: Membantu memperhalus tampilan kulit dan meminimalkan tampilan selulit.
- Kulit Kepala: Menutrisi, merawat dan meremajakan kulit kepala untuk membantu rambut terlihat lebih mengembang, lebih tebal, lebih berkilau, dan lebih sehat.
- Pintar, mudah, dan ringkas sehingga pas dalam genggamannya di antara aktivitas sehari-hari Anda.
- Membantu produk perawatan kulit Anda bekerja lebih maksimal. Laboratorium penelitian menunjukkan bahwa perawatan dengan teknologi Galvanic dapat meningkatkan penghantaran dan penyerapan bahan-bahan kandungan

utama hingga 24 jam dan mengoptimalkan manfaat produk-produk perawatan kulit.

- Alternatif yang terjangkau dan nyaman untuk sesi perawatan spa di salon.

KEKUATAN DI BALIK AGELOC GALVANIC SPA

- Perangkat – ageLOC Galvanic Spa secara inovatif memanfaatkan teknologi arus galvanik dan muatan ion untuk meningkatkan penghantaran bahan-bahan kandungan utama untuk manfaat yang optimal. Seperti magnet, dengan menggunakan produk-produk yang diformulasi secara khusus dengan muatan tertentu ke kulit dan menghantarkan muatan yang sama dari perangkat, produk-produk didorong menjauh oleh arus galvanik (seperti tolak-menolak) dan didorong ke dalam kulit untuk penyerapan yang lebih baik.
- Konduktor yang dapat dipertukarkan – ageLOC Galvanic Spa dilengkapi dengan 4 kepala konduktor yang dapat diganti, memungkinkan fleksibilitas penggunaan pada wajah, tubuh, kulit kepala dan area spot yang diinginkan.

Face
Conductor



Spot Treatment
Conductor



Body
Conductor



Scalp
Conductor



- Produk yang kompatibel – Rangkaian produk yang diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan Anda. Pasangkan dengan teknologi inovatif ageLOC Galvanic Spa dan kepala konduktor yang sesuai untuk hasil yang lebih cepat dan terlihat secara nyata memperbaiki tampilan kulit pada wajah, tubuh, dan meremajakan kulit kepala untuk rambut yang tampak lebih sehat.

TARGET DAN PERSONALISASI UNTUK KEBUTUHAN ANDA

Masalah: Wajah

ageLOC Galvanic Spa Facial Gel – Meremajakan kulit yang stress dan kelelahan agar terhidrasi, lembut, bersih dan sehat. Dua langkah kecantikan yang mudah dimulai dengan *pre-treatment gel* untuk menenangkan dan merawat kulit, mengikat kotoran, dilanjutkan dengan *treatment gel* yang mengeluarkan kotoran yang ditargetkan pada tahap *pre-treatment* dan memberikan manfaat ageLOC ke kulit.

Masalah: Wajah

ageLOC Galvanic Spa PowerMask – Memenuhi dahaga kulit Anda dengan hidrasi instan. Masker pelembab yang terbuat dari bioselulosa untuk memberikan hidrasi maksimal, mengandung bahan campuran eksklusif yang diperkaya dengan magnet kelembaban bermuatan yang bekerja dengan arus galvanik untuk memberikan kesegaran dan hidrasi instan pada kulit.

Masalah: Masalah: Garis pada Wajah

Tru Face Line Corrector – Menargetkan tanda penuaan dengan peptide yang membantu melembutkan penampilan garis halus di sekitar mulut, mata dan dahi. Terbukti secara klinis memperbaiki penampilan garis-garis halus, keriput dan kekencangan kulit.

Masalah: Tubuh

ageLOC Body Shaping Gel – Membantu menghaluskan kulit untuk tubuh yang lebih berbentuk, meminimalkan tampilan selulit dan meningkatkan tampilan kulit yang kencang untuk penampilan lebih muda. Untuk tubuh yang lebih berbentuk, lebih kencang dan lebih halus.

Masalah: Kulit Kepala

Nutriol® Hair Fitness Treatment— Formula dengan teknologi yang telah dipatenkan ini bekerja efektif sesuai dengan konduktor yang dirancang untuk kulit kepala dan rambut yang lebih sehat. Dengan ekstrak rumput laut yang terbukti

secara klinis mengandung *Tricalgoxyl* dan diformulasi untuk memineralsasi kembali kulit kepala dan rambut.

TAHUKAH ANDA

- Generasi pertama Galvanic Spa berawal pada tahun 2001 dan mengalami evolusi berkelanjutan sejak saat itu. Nu Skin terus berinovasi dan meningkatkan portofolio produk untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.
 - 2004: Model Galvanic Spa II
 - 2010: Model Edisi ageLOC
 - 2019: Model dengan tampilan pengguna yang baru
- Dirancang dengan seksama untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna, perangkat ini memiliki peningkatan dengan layar LED lebih ramping dan tampilan yang lebih intuitif. Mulai perawatan¹ dengan memberi sentuhan pada tombol.
- Hasil studi pengguna sepakat bahwa:
 - Tampilan baru lebih mudah digunakan (94,3%)
 - Perangkat lebih mudah digenggam (100%)
 - Tampilan mudah dimengerti/bermanuver (97,1%)
 - Tampilan terlihat lebih modern/menarik (97,1%)

*Persentase pengguna berdasarkan persepsi sendiri

PETUNJUK PENGGUNAAN

Silahkan mengacu pada buku panduan penggunaan ageLOC Galvanic Spa untuk petunjuk penggunaan perangkat dengan produk yang kompatibel.

PRODUK PELENGKAP

- ageLOC LumiSpa®— Sistem pembersih aksi ganda pertama yang memberikan manfaat pembaruan kulit secara dramatis dan pembersihan kulit mendalam dalam 1 langkah, selama 2 menit dengan 7 manfaat.
- ageLOC Me®—Pendekatan baru untuk perawatan kulit anti penuaan yang disesuaikan dengan kondisi kulit. ageLOC Me menghadirkan lima produk anti penuaan tangguh, yang dipilih dari hampir 2000 kombinasi perawatan.
- Tru Face® Essence Ultra—Membantu membentuk dan mengencangkan untuk tampilan kulit lebih muda.
- ageLOC® Dermatic Effects—Membantu menghaluskan dan mengencangkan kulit.
- Nutriol® Shampoo—Kandungan *Tricalgoxyl* dan ekstrak rumput laut membantu menutrisi kulit kepala untuk rambut yang sehat alami, kuat dan bersinar.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

Apa yang membuat ageLOC Galvanic Spa unik?

ageLOC Galvanic Spa merupakan perangkat kecantikan inovatif yang memberikan pengalaman mewah seperti perawatan spa di rumah yang nyaman dan menyenangkan.

Satu perangkat yang dirancang untuk beragam penggunaan. Dengan mengganti ke konduktor yang diperlukan dan produk yang sesuai, nikmati solusi kecantikan yang komprehensif untuk wajah, tubuh, kulit kepala dan rambut. Bahkan untuk wajah, Anda bisa menggunakan untuk peremajaan wajah hingga menargetkan tampilan garis dan kerutan.

Perangkat mungil dengan banyak kemampuan ini secara inovatif memanfaatkan teknologi galvanik yang tangguh untuk meningkatkan penghantaran bahan-bahan kandungan utama secara lebih cepat dan nyata hasilnya.

Berbagai produk yang sesuai diformulasi secara khusus dan terbukti secara ilmiah menghantarkan bahan-bahan kandungan utama dengan memperlihatkan hasil nyata tersedia, sesuai dengan target masalah Anda.

Saya tidak merasakan apa-apa ketika menggunakan perangkat saya. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?

Tidak. Kebanyakan orang tidak merasakan apapun ketika menggunakan ageLOC Galvanic Spa, oleh karena itu kami menciptakan system berbunyi "bip". Saat menggunakan dengan benar, perangkat akan berbunyi "bip" setiap 10 detik (dan setiap 5 detik saat mendekati akhir perawatan), sehingga Anda mengetahui perangkat berfungsi dengan baik.


Mengapa ageLOC Galvanic Spa saya berbunyi bip?

Saat Anda memulai perawatan, perangkat akan berbunyi "bip" secara otomatis satu, dua atau tiga kali, untuk menandakan perangkat disesuaikan secara otomatis dengan kadar kelembaban kulit. Bunyi "bip" akan terdengar setiap 10 detik selama pengerjaan, dan setiap 5 detik ketika perawatan hampir selesai.

Bagaimana cara mengganti konduktor pada perangkat?

Untuk melepaskan konduktor: arahkan panel aktivasi krom menghadap Anda dan tekan pada tombol rilis sampai konduktor lepas dari instrumen. Untuk memasang konduktor: pegang alat pada kedua sisi dan tempatkan indikator menghadap Anda searah dengan tampilan muka perangkat, lalu tekan untuk memasang konduktor ke tempatnya.

Jika konduktor tidak bisa terpasang, pastikan konduktor dalam posisi yang benar. Memaksa konduktor dapat merusak perangkat maupun konduktor. Perangkat tidak akan bekerja kecuali konduktor terpasang dengan benar.



Mengapa terdapat alur pada konduktor wajah?

Permukaan beralur yang didisain pada konduktor wajah ageLOC Galvanic Spa berguna agar formula dapat tetap bersentuhan dengan kulit dan menyerap secara sempurna.

Untuk mengurangi resiko untuk kesehatan Anda?

Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan alat ageLOC Galvanic Spa jika Anda sedang hamil, memakai alat pacu jantung atau perangkat serupa, epilepsi, memakai kawat gigi logam, atau tanam logam. Perangkat ageLOC Galvanic Spa tidak boleh digunakan di area dengan banyak kapiler rusak atau luka meradang dan terbuka. Gunakan produk sesuai penjelasan dalam Panduan Penggunaan ageLOC Galvanic Spa.