


age**LOC**TM
*boost*TM
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

OBSAH

OBSAH	3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	4
NEŽ ZAČNETE	6
NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ AGELOC BOOST	6
NÁVOD K POUŽITÍ	8
ČIŠTĚNÍ A PÉČE O ZAŘÍZENÍ AGELOC BOOST	12
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	13
LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ	13
ÚDRŽBA	14
INFORMACE O VÝMĚNĚ A ZÁRUCE	15
PATENTY	15
DEFINICE SYMBOLŮ	15

OBSAH

- 1 Zařízení ageLOC Boost
 - 1 Stručná příručka
 - 1 Magnetická nabíječka
 - 1 Ochranný kryt vodivého povrchu
- ageLOC Boost Activating Serum určené pro použití se zařízením ageLOC Boost se prodává samostatně.







BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

ageLOC Boost a magnetická nabíječka jsou testovány při tlaku odpovídajícímu nadmořské výšce 4 000 m.


Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit.

 **UPOZORNĚNÍ:** K dobíjení baterie používejte pouze magnetickou nabíječku dodanou s tímto zařízením.

-  Zařízení ageLOC Boost je určeno pouze na zdravou pokožku. Nepoužívejte je, pokud máte otevřené boláky nebo rány, jste-li náchylní na růžovku, trpíte alergií na kovy nebo máte problematickou či přecitlivělou pokožku. Před použitím zařízení se poradte se svým lékařem, pokud jste těhotná, používáte kardiostimulátor nebo podobný přístroj, máte epilepsii, nosíte rovnátka, máte kovový implantát nebo trpíte nějakou nemocí.
-  Zařízení ageLOC Boost je určeno pro používání dospělými osobami. Lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi a děti starší 16 let mohou zařízení používat jen pod dohledem, nebo pokud mají instrukce týkající se použití zařízení bezpečným způsobem a jsou srozuměni s možnými riziky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti.
-  Nepoužívejte přímo na rty, oči či oční víčka. Zařízení a aktivační sérum jsou určeny pouze pro externí použití. Pokud se objeví jakýkoli otok, dlouhodobé zarudnutí nebo abnormální podráždění, okamžitě přerušete používání zařízení a v případě potřeby vyhledejte radu lékaře. Noví uživatelé ageLOC Boost a lidé s citlivou pokožkou či s pokožkou náchylnou na alergie by vždy měli podle návodu produkt vyzkoušet na malé oblasti pokožky.
-  Aby se snížilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, popálení, požáru nebo zranění, neponořujte celé zařízení ageLOC Boost do vody. Neumísťujte ani neskladujte přístroj tam, kde existuje riziko pádu či vtažení přístroje do vany, umyvadla nebo toalety.

-  Pravidelně kontrolujte, zda zařízení není poškozené, a pokud máte podezření, že je poškozené nebo rozbité, nepoužívejte je, abyste předešli zranění.
-  ageLOC Boost obsahuje lithium-polymerovou baterii, kterou nelze vyměnit. Abyste předešli nebezpečí výbuchu, nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Neskladujte je v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátor, oheň nebo odvod tepla. Před přepravou tohoto zařízení, nebo pokud se s ním chystáte letecky cestovat, ověřte si u letecké společnosti podmínky pro přepravu.
-  Dobíjecí baterie, jako jsou baterie používané v zařízení ageLOC Boost, musejí být pro správné fungování zařízení alespoň minimálně nabité. Pro optimální životnost baterie doporučujeme nabíjet zařízení vždy, když je indikována slabá baterie, a vyhnout se tomu, že se zařízení nebude několik měsíců používat.
-  Upozorňujeme, že ageLOC Boost se nabíjí pomocí indukčního nabíjení. Při nabíjení používejte výhradně nabíječku dodanou se zařízením. Nepokoušejte se je nabíjet pomocí jiné indukční nabíječky. Pokud se zařízení poškodí, kontaktujte služby podpory společnosti Nu Skin.
-  Nenabíjete toto zařízení v koupelně nebo blízko vody.
-  K čištění zařízení ageLOC Boost nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní materiály.
-  Nenechávejte ageLOC Boost delší dobu v příliš horkém nebo chladném prostředí. Skladujte je uvnitř budovy.
-  Zařízení vždy položte na tepelně odolný, stabilní a rovný povrch, zejména při nabíjení.
-  ageLOC Boost používejte pouze v souladu s pokyny a nepoužívejte je na poškozenou pokožku ani na vyvýšená mateřská znaménka. Nepoužívejte ageLOC Boost déle nebo častěji, než je doba aplikace uvedená v návodu k použití. Rukojeť pravidelně čistěte.

NEŽ ZAČNETE


 Před použitím zařízení ageLOC Boost si prosím přečtěte všechny bezpečnostní a technické informace.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ AGELOC BOOST™

Před prvním použitím ageLOC Boost zcela nabijte.


Před nabíjením se ujistěte, že jsou zařízení i magnetická nabíječka zcela suché.

Umístěte zařízení na magnetickou nabíječku (ve správné poloze, viz obrázek). Dbejte na to, aby magnety zapadly na své místo. Připojte USB kabel ke zdroji napájení.



ageLOC Boost plně nabijte.


Při zahájení nabíjení ageLOC Boost jednou zavibruje a LED diody se začnou pomalu rozsvěcet – to je důkazem, že se zařízení nabíjí, a zobrazí se aktuální úroveň nabití baterie.



Po dvou minutách začnou světelné diody blikat a zobrazovat aktuální úroveň nabití baterie. Jakmile je zařízení plně nabité, LED diody přestanou blikat a zůstanou tlumeně osvětlené.



ageLOC Boost se nabíjí pomocí indukčního nabíjení. K nabíjení vždy používejte nabíječku dodávanou se zařízením. Nepokoušejte se je nabíjet pomocí jiné indukční nabíječky. Pokud se zařízení poškodí, kontaktujte služby podpory společnosti Nu Skin.




NÁVOD K POUŽITÍ

Používejte AgeLOC Boost™ v rámci své ranní péče o pleť po čištění a tonizaci.

UPOZORNĚNÍ: zařízení ageLOC Boost bylo navrženo speciálně pro použití s aktivačním sérem ageLOC Boost Activating Serum. Pro vaši bezpečnost a pohodlí nedoporučujeme používat zařízení s jiným produktem, než je Activating Serum.

DOBA APLIKACE


Aplikace spočívá ve dvou (2) minutových aplikacích, každé na jedné polovině obličeje. Po jedné minutě se ageLOC Boost na chvíli zastaví, abyste měli možnost nanést na vodivý povrch další dávku séra ageLOC Boost Activating Serum a aplikovat ji na druhou polovinu obličeje.




KROK 1 Zapněte zařízení tak, že prstem přejedete po celé délce dotykového povrchu směrem nahoru. Diody se rozsvítí.





KROK 2 Na vodivý povrch zařízení naneste tři dávky séra ageLOC Boost Activating Serum. Pomocí zařízení si Activating Serum rozetřete rovnoměrně na jedné polovině obličeje.



KROK 3 Zahajte aplikaci tak, že prstem přejedete po celé délce dotykového povrchu směrem nahoru. Zařízení bude jemně vibrovat, což znamená, že aplikace probíhá. Umístěte vodivý povrch na obličej a aplikujte sérum na pleť po dobu jedné minuty pomalými pohyby směrem nahoru a ven.




KROK 4 Po dokončení první minutové aplikace se zařízení automaticky zastaví. Naneste na vodivý povrch zařízení další tři dávky séra a rovnoměrně je rozetřete na druhé polovině obličeje. Přejedte dotykový povrch po celé délce směrem nahoru. Zařízení začne opět jemně vibrovat. Po zbývající minutu provádějte pomalé pohyby směrem nahoru a ven.



KROK 5 Po dokončení celého cyklu aplikace se zařízení automaticky vypne. Když aplikace skončí, vmasírujte přebytečné sérum do pokožky a pak pokračujte ve svém běžném denním režimu péče o pleť.

POZASTAVENÍ APLIKACE Kdykoli jednoduše přejedte dotykový povrch po celé délce směrem dolů. Až budete chtít pokračovat, přejedte dotykový povrch po celé délce směrem nahoru.




RUČNÍ ZASTAVENÍ APLIKACE Během používání můžete zařízení kdykoli zastavit tak, že dvakrát přejedete dotykový povrch po celé délce směrem dolů.



UPOZORNĚNÍ: Zařízení ageLOC Boost bylo navrženo tak, aby během používání pomalu klouzalo po povrchu pokožky a nemělo by se držet na jednom místě. Pokud se objeví dlouhodobé zarudnutí nebo neobvyklé podráždění, okamžitě přerušete používání zařízení a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O ZAŘÍZENÍ AGELOC BOOST

Zařízení ageLOC Boost byste měli po každém použití očistit, aby se předešlo hromadění přípravku. Po každé aplikaci opláchněte vodivý povrch zařízení ageLOC Boost pod tekoucí vodou, abyste zajistili odstranění nečistot a produktu ze štěrbin. Hlavici důkladně vysušte měkkým hadříkem. Uchovávejte na suchém místě.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ZTRÁTA VODIVOSTI BĚHEM POUŽÍVÁNÍ: Pokud dočasně dojde ke ztrátě vodivosti mikroproudu, LED diody zařízení budou blikat v nepřetržitých sériích pěti krátkých bliknutí spolu s pěti ostrými vibracemi. Pokud k tomu dojde, naneste na vodivý povrch zařízení více séra ageLOC Boost Activating Serum. Pro obnovení aplikace přejedte dotykový povrch směrem nahoru.


ZAŘÍZENÍ NEREAGUJE: Pomalu přejedte dotykový povrch zařízení po celé délce směrem nahoru. Pokud zařízení stále nereaguje, plně je nabijte a zkuste to znovu. Pokud zařízení přesto nereaguje, obraťte se na službu podpory společnosti Nu Skin.

SLABÁ BATERIE: Spodní dioda na zařízení změní barvu na oranžovou. Nabijte zařízení.

EXTRÉMNĚ SLABÁ BATERIE: Když se uživatel pokusí spustit aplikaci, oranžové světlo ve spodní části ageLOC Boost opakovaně zabliká. Znamená to, že k provedení aplikace nezbývá dostatek baterie. Zařízení se vypne. Nabijte zařízení.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

AgeLOC Boost je třeba řádně zlikvidovat v souladu s místními zákony a předpisy. ageLOC Boost obsahuje elektronické součástky a lithium-polymerovou baterii, která vyžaduje likvidaci odděleně od domácího odpadu. Když zařízení ageLOC Boost dosáhne konce své životnosti, obraťte se na místní společnost pro nakládání s odpady a informujte se o možnostech správné likvidace a recyklace.



ÚDRŽBA

Nepokoušejte se sami opravovat zařízení. Může to vést ke ztrátě jakékoli záruky. Zařízení neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné díly.

Poškozená zařízení nezasílejte letecky.

TECHNICKÉ INFORMACE

ageLOC Boost

Maximální výkon:

5 V, 250 μ A, 0,414 Hz

 IP25

 Nabíjejte pouze pomocí magnetické nabíječky ageLOC

Boost Magnetic Charger.

Pokud se poškodí, kontaktujte služby podpory Nu Skin.

ageLOC Boost Magnetic Charger

Vstupní napětí: 5 V  500 mA

 IP22

Elektromagnetická kompatibilita: Vyhovuje požadavkům směrnice EMC 2014/30/EU

Bezpečnost: Vyhovuje požadavkům směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU

Hmotnost zařízení a baterie: 69,5 g



INFORMACE O ÚDRŽBĚ, VÝMĚNĚ A ZÁRUCE

OMEZENÁ DVOULETÁ ZÁRUKA: Společnost Nu Skin® garantuje, že zařízení nebude trpět vadami materiálu a provedení po dobu dvou let od původního data doručení zákazníkovi. Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku vlivem špatného použití či nehody. Pokud se výrobek během dvouleté záruční lhůty poškodí, obraťte se prosím na vaši místní podporu Nu Skin®, aby zajistila opravu či výměnu. Můžete být požádáni o předložení dokladu o zaplacení, kde je uveden termín dodání. Nu Skin® si vyhrazuje právo provést inspekci zařízení. Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva specifická pro zemi, ve které bylo zařízení zakoupeno. Tato práva jsou i nadále chráněna. Tato záruka platí v Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, na Islandu, v Irsku, Itálii, Izraeli, Jihoafrické republice, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, ve Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, na Ukrajině a ve Velké Británii.

PATENTY

Řada žádostí o patenty v USA a po celém světě.

DEFINICE SYMBOLŮ

Symbol	Definice
	Upozornění
	Podívejte se do uživatelské příručky
	Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy
	Spotřebič třídy III napájený ze samostatného zdroje napájení s velmi nízkým napětím (SELV)
	Nabíjejte pouze specifikovanou nabíječkou
	Stejnoseměrný proud



NSE Products Europe BV, Da Vincilaan, 9 – 1930, Zaventem, Belgie

Importováno společností / Импортёр / Імпортёр:

RU ООО "Нью Скин Энтерпрайзис РС", 119049, Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1, тел: 8-800-700-1984.

UA ТОВ "Ню Скін Ентерпрайзес Україна", 03680, Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4, тел.: 0-800-30-19-84.

ZA Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd. Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157, South Africa.

Vyrobeno v Číně

www.nuskin.com

© 2021 NSE PRODUCTS, INC.

001931 Q1 2021