


ageLOC™
boost
KÄYTTÖOHJEET

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLTÖ	3
TURVAOHJEET, VAROITUKSET JA VAROTOIMET	4
ENNEN KÄYTÖN ALOITTAMISTA	6
AGELOC BOOST -LAITTEEN LATAAMINEN	6
KÄYTTÖOHJEET	8
AGELOC BOOST -LAITTEEN PUHDISTUS JA HOITO	12
VIANMÄÄRITYS	13
LAITTEEN HÄVITTÄMINEN	13
YLLÄPITO	14
VARAOSA- JA TAKUUTIEDOT	15
PATENTIT	15
SYMBOLIEN SELITYKSET	15

SISÄLTÖ

- 1 ageLOC Boost -laite
 - 1 Pika-aloitusopas
 - 1 Magneettilaturi
 - 1 Johdinpinnan kuori
- ageLOC Boost Activating Serum, joka on suunniteltu käytettäväksi ageLOC Boost -laitteen kanssa, myydään erikseen.








TURVAOHJEET, VAROITUKSET JA VAROTOIMET


ageLOC Boost ja magneettilaturi testataan 4 000 metrin korkeutta vastaavassa ilmanpaineessa.


Tämä laite sisältää akkuja, jotka eivät ole vaihdettavia.


 **VAROITUS:** Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettua magneettilaturia akun lataamiseen.

-  ageLOC Boost -laite on tarkoitettu käytettäväksi vain terveellä iholla. Älä käytä laitetta, jos ihollasi on haavaumia tai haavoja, jos ihosi on altis ruusufinnille, jos sinulla on metalliallergia, jos ihosi on erityisen herkkä tai jos sinulla on muita ongelmaihon oireita. Keskustele lääkärisi kanssa ennen käyttöä, jos olet raskaana, sinulla on sydämentahdistin tai muu vastaavanlainen laite, jos sairastat epilepsiaa, jos sinulla on hammasraudat tai metalli-implantti tai jos olet sairas.
-  ageLOC Boost on suunniteltu aikuisten käyttöön. Yli 16-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, saavat käyttää laitetta vain, jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta.
-  Älä käytä suoraan huuliin, silmiin tai silmäluomiin. Laite ja activating serum on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. Jos sinulla esiintyy turvotusta, pitkittynyttä punoitusta tai epätavallista ärtymistä, lopeta käyttö heti ja pyydä tarvittaessa lääkärin neuvoja. Uusien ageLOC Boost -käyttäjien sekä niiden, joilla on herkkä tai allergioille altis iho, tulee testata tuotetta pienellä ihoalueella ennen laitteen käytön aloittamista ohjeiden mukaisesti.
-  Älä upota laitetta täysin veteen, jotta vältät sähköiskun, palovamman, palon syttymisen tai vahingoittumisen vaaran. Älä säilytä laitetta paikassa, jossa se voi pudota ammeeseen, suihkuun, lavuaariin tai WC-istuimeen.


 Tarkista laite ajoittain vahinkojen varalta; vahinkoja välttääksesi älä koskaan käytä laitetta, jos se vaikuttaa vahingoittuneelta tai rikkoutuneelta.


 ageLOC Boost sisältää litiumpolymeeriakun, joka ei ole vaihdettavissa. Älä koskaan altista laitetta lämmölle räjähdysriskin välttämiseksi. Älä säilytä laitetta lämmönlähteen, kuten lämpöpatterin, tulen tai lämmitysaukon lähellä. Tarkista lentoyhtiöltä ennen kuin lennät laitteen kanssa tai lähetät laitteen.

 ageLOC Boost -laitteessa käytettävässä ladattavassa akussa on oltava minimivaraus, jotta se toimii asianmukaisesti. Akkujen käyttöön optimoimiseksi suosittelemme, että lataat laitteen aina, kun se varoittaa alhaisesta akkujännitteestä, etkä varastoi laitetta kuukausiksi.


 Huomaa, että ageLOC Boost ladataan käyttäen induktiolatausta. Käytä aina mukana toimitettua laturia lataamiseen. Älä käytä lataamiseen mitään muuta induktiolaturia. Mikäli laite vahingoittuu, ota yhteyttä Nu Skin -tukipalveluun.

 Älä lataa laitetta kylpyhuoneessa tai lähellä vettä.

 Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai hankaavia puhdistusaineita ageLOC® Boost -laitteen puhdistukseen.

 Älä jätä ageLOC Boost -laitetta liian kuumaan tai kylmään ympäristöön pitkäksi aikaa. Säilytä laite sisätiloissa.

 Laita laitteesi aina lämmönkestävälle, vakaalle ja tasaiselle pinnalle, etenkin ladattaessa.

 Käytä ageLOC Boost -laitetta vain ohjeiden mukaisesti äläkä käytä sitä vahingoittuneella iholla tai koholla olevilla luomilla. Älä käytä ageLOC Boost -laitetta pidempään tai useammin kuin käyttöohjeissa on ilmoitettu levitysaikaa koskien. Puhdista laite säännöllisesti.

ENNEN KÄYTÖN ALOITTAMISTA


 Lue kaikki turvallisuustiedot ja tekniset tiedot ennen ageLOC Boost -laitteen käyttöä.

AGELOC BOOST™ -LAITTEEN LATAAMINEN

Lataa ageLOC Boost täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.


Ennen lataamista varmista, että sekä laite että magneettilaturi ovat täysin kuivia.

Aseta laite magneettilaturiin (oikeaan asentoon, katso kaaviota). Varmista, että magneetit napsahtavat paikoilleen. Kytke USB-kaapeli virtalähteeseen.



Lataa ageLOC Boost täyteen.


Latauksen alkaessa ageLOC Boost värähtää kerran ja LED-valopalkki käy syklin läpi hitaasti – tämä ilmaisee laitteen latautumista ja näyttää akun lataustilan sillä hetkellä.



Kahden minuutin päästä valopalkit syttyvät ja sammuvat ilmaisten akun lataustason sillä hetkellä. Kun laite on täysin latautunut, valojen syttyminen ja sammuminen loppuu ja LED-valopalkki pysyy himmeästi valaistuna.



ageLOC Boost ladataan käyttäen induktiolatausta. Käytä lataamiseen aina laitteen mukana toimitettua laturia. Älä käytä lataamiseen mitään muuta induktiolaturia. Mikäli laite vahingoittuu, ota yhteyttä Nu Skin -tukipalveluun.




KÄYTTÖOHJEET

Käytä ageLOC Boost™ -laitetta osana aamun ihonhoitorutiiniasi puhdistuksen ja kasvoveden käytön jälkeen.

HUOMAA: ageLOC Boost on erityisesti suunniteltu käytettäväksi ageLOC Boost Activating Serumin kanssa. Turvallisuutesi ja käyttömukavuutesi vuoksi emme suosittele laitteen käyttöä muiden tuotteiden kuin Activating Serumin kanssa.

KÄYTTÖAIKA


Käyttö sisältää kaksi (2) yhden minuutin pituista käyttöjaksoa puolella kasvoista. Minuutin jälkeen ageLOC Boost pysähtyy hetkeksi, jotta voit levittää lisää ageLOC Boost Activating Serumia johdinpinnalle ennen kuin alat hoitaa kasvojesi toista puolta.





VAIHE 1 Kytke laite päälle pyyhkäisemällä sormella ylöspäin koko kosketuspinnan pituudelta. Valot syttyvät.



VAIHE 2 Annostele kolme pumppausta ageLOC Boost Activating Serumia laitteen johdinpinnalle. Laitetta käyttäen levitä Activating Serumia tasaisesti yhdelle puolelle kasvojesi.




VAIHE 3 Aloita käyttö pyyhkäisemällä sormella ylöspäin koko kosketuspinnan pituudelta. Laite värisee kevyesti ilmaisten, että käyttö on aloitettu. Aseta johdinpinta kasvoille ja aloita käyttö iholla hitain ylös- ja ulospäin suuntautuvien liikkein yhden minuutin ajan.




1 min

VAIHE 4 Kun yhden minuutin käyttö on suoritettu, laite pysähtyy automaattisesti. Annostelet kolme pumppausta lisää laitteen johdinpinnalle ja levitä tasaisesti kasvojen toiselle puolelle. Pyyhkäise sormella ylöspäin koko kosketuspinnan pituudelta. Laite jatkaa hienoista värinää. Jatka hitaiden ylös- ja ulospäin suuntautuvien liikkeiden tekemistä minuutin loppuun asti.



VAIHE 5 Laite sammuu automaattisesti koko käyttösyklin lopussa. Kun käyttö on tehty, hiero ylimääräinen seerumi ihoon ja jatka sitten päivittäistä ihonhoitorutiiniasi.

KÄYTÖN KESKEYTYS Voit keskeyttää milloin tahansa yksinkertaisesti pyyhkäisemällä alaspäin koko kosketuspinnan pituudelta. Voit jatkaa pyyhkäisemällä sormella ylöspäin koko kosketuspinnan pituudelta.




PYSÄYTÄ KÄYTTÖ MANUAALISESTI Käytön aikana voit pysäyttää laitteen milloin tahansa pyyhkäisemällä alaspäin koko kosketuspinnan pituudelta kaksi kertaa.



HUOMAA: ageLOC Boost on suunniteltu liukumaan hitaasti ihonpinnalla käytön aikana, eikä sitä tule pitää yhdessä kohdassa. Jos sinulla esiintyy pitkittynyttä punoitusta tai epätavallista ärtymistä, lopeta käyttö heti ja pyydä tarvittaessa lääkärin neuvoja.

AGELOC BOOST -LAITTEEN PUHDISTUS JA HOITO

ageLOC Boost tulee puhdistaa näiden ohjeiden mukaisesti jokaisen käytön jälkeen jäämien kertymisen välttämiseksi. Jokaisen käytön jälkeen huuhtelee AgeLOC Boost -laitteen johdinpinta juoksevan veden alla varmistaaksesi, että lika ja tuote saadaan pois kaikkialta. Pyyhi laite huolellisesti kuivaksi pehmeällä liinalla. Säilytä kuivassa paikassa.



VIANMÄÄRITYS

JOHTAVUUDEN MENETYS KÄYTÖN AIKANA: Jos mikrovirtojen johtavuus menetetään väliaikaisesti, laitteen LED-valopalkki vilkkuu jatkuvina viiden lyhyen välähdyksen sarjoina yhdessä viiden lyhyen värinäsarjan kanssa. Jos näin tapahtuu, levitä lisää ageLOC Boost Activating Serumia laitteen johdinpinnalle. Pyyhkäise ylöspäin kosketuspinnalla jatkaaksesi käyttöä.

LAITE EI VASTAA: Pyyhkäise hitaasti laitteen alaosasta ylöspäin koko kosketuspinnan pituudelta. Jos laite ei edelleenkään vastaa, lataa se täyteen ja yritä uudelleen. Jos laite ei edelleenkään vastaa, ota yhteyttä Nu Skin -tukipalveluihin.

AKUN LATAUS ALHAINEN: Laitteen alaosan valo muuttuu keltaiseksi. Lataa laite.

AKUN LATAUS ERITTÄIN ALHAINEN: Keltainen valo ageLOC Boostin alaosassa vilkkuu toistuvasti, kun käyttäjä yrittää aloittaa käytön. Tämä ilmaisee, että akussa ei ole tarpeeksi latausta käyttöä varten, ja laite kytkeytyy pois päältä. Lataa laite.

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

ageLOC Boost tulee hävittää asianmukaisesti paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. ageLOC Boost sisältää sähköosia ja litiumpolymeeriakun, jota ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kun ageLOC Boost tulee käyttöikänsä loppuun, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon kysyäksesi asianmukaisista hävittämis- ja kierrätysvaihtoehdoista.



Hävitä akut alueesi määräysten mukaisesti

YLLÄPITO

Älä yritä korjata laitetta itse. Se aiheuttaa takuun raukeamisen. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.

Älä lähetä vahingoittuneita laitteita ilmateitse.

TEKNISET TIEDOT

ageLOC Boost

Maksimiteho:


5 V, 250 µA, 0,414 Hz

 IP25

 Lataa ainoastaan ageLOC Boost -magneettilaturilla.

Mikäli laite vahingoittuu, ota yhteyttä Nu Skin -tukipalveluun.

ageLOC Boost -magneettilaturi

Tulo: 5 V  500 mA

 IP22

Sähkömagneettinen yhteensopivuus: Täyttää EMC-direktiivin 2014/30/EU vaatimukset

Turvallisuus: Täyttää pienjännitedirektiivin 2014/35/EU vaatimukset

Laitteen ja akun paino: 69,5 g


YLLÄPITO-, VARAOSA- JA TAKUUTIEDOT

RAJOITETTU KAHDEN VUODEN TAKUU: Nu Skin® myöntää laitteelle kahden vuoden materiaali- ja valmistusvirheitä koskevan takuun. Takuu on voimassa toimituspäivästä lähtien. Tämä takuu ei kata vaurioita, jotka ovat seurausta vahingosta tai väärinkäytöstä. Jos tuotteeseen tulee vika kahden vuoden takuuajan aikana, soita paikalliseen Nu Skin® -asiakaspalveluun korjauksen tai vaihdon järjestämiseksi. Voit joutua esittämään virallisen myyntikuitin, josta selviää laitteen toimituspäivä. Nu Skin® pidättää oikeuden tarkastaa laite. Takuu ei rajoita ostomaassa voimassa olevia lakisääteisiä oikeuksiasi, vaan ne pysyvät voimassa. Takuu on voimassa seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Etelä-Afrikka, Irlanti, Islanti, Israel, Italia, Itävalta, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Ukraina, Unkari, Venäjä ja Yhdistynyt kuningaskunta.

PATENTIT

Useita Yhdysvaltain ja kansainvälisiä patenteja vireillä.

SYMBOLIEN SELITYKSET

Symboli	Määritelmä
	Varoitus
	Katso käyttöohjeesta
	Hävitä akut alueesi määräysten mukaisesti
	Luokan III laite toimitetaan erillisellä pienoisjännitteisellä (SELV) virtalähteellä
	Lataa vain määritetyllä laturilla
	Tasavirta



CE EAC



NSE Products Europe BV, Da Vincilaan, 9 – 1930, Zaventem, Belgium

Maahantuojaja/Импортер/Импортер:

RU ООО “Нью Скин Энтерпрайзис РС”, 119049, Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1, тел: 8-800-700-1984.

UA ТОВ “Ню Скін Энтерпрайзес Україна”, 03680, Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4, тел.: 0-800-30-19-84.

ZA Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd. Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157, South Africa.

Valmistettu Kiinassa

www.nuskin.com

© 2021 NSE PRODUCTS, INC.

001931 Q1 2021