



AGELOC®  
**GALVANIC SPA™**  
Owner's Manual

# ageLOC Galvanic Spa

Vapauta oma nuorekas lookisi ja nauti näkyvistä hyödyistä viidessä minuutissa tai nopeammin.

ageLOC Galvanic Spa on henkilökohtainen hoitolaite, joka hyödyntää galvaanista virtaa ihon ja hiusten ulkonäön parantamiseen. Tämä monipuolinen laite ja sen vaihdettavat lisäosat sekä sen kanssa käytettävät ainutlaatuiset tuotteet auttavat parantamaan hienojen juonteiden ja ryppyjen ulkonäköä. Ne myös elvyttävät ihoa ja edistävät sen hehkoa, parantavat appelsiini-ihon ulkonäköä ja saavat hiukset näyttämään tuuheilta, kiiltäviltä ja terveiltä.

## Ennen käytön aloittamista

Luethan seuraavat ohjeet ennen ageLOC Galvanic Spa -laitteen käyttöä:

**⚠️ Huomio: ageLOC Galvanic Spa -laite on tarkoitettu käytettäväksi vain terveellä iholla. Älä käytä laitetta, jos ihollasi on haavaumia tai haavoja, olet altis ruusufinnille, sinulla on metalliallergia, ihosi on erityisen herkkä tai jos sinulla on muita ongelmaihon oireita. Keskustele lääkärisi kanssa ennen ageLOC Galvanic Spa -laitteen käyttöä, jos olet raskaana, käytössäsi on sydämentahdistin tai muu samankaltainen laite, sinulla on epilepsia, sinulla on hammasraudat tai metallinen implantti tai jos olet sairas.**

**⚠️** Uusien ageLOC Galvanic Spa -käyttäjien sekä niiden, joilla on herkkä tai allergioille altis iho, tulee testata tuotetta pienellä ihoalueella ennen laitteen käytön aloittamista ohjeiden mukaisesti. Tarkista aina Galvanic Spa -laite ja hoitopäät ennen käyttöä. Varmista, että niissä ei ole karheita tai viallisia pintoja, teräviä reunoja tai kuplintaa. Jos huomaat poikkeamia, älä käytä

laitetta ja ota yhteyttä paikalliseen Nu Skin® -toimistoon. Älä käytä suoraan huuliin, silmiin tai silmäluomiin. Laite ja tuotteet on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. Jos sinulla esiintyy turvotusta, pitkitynyttä punoitusta tai epätavallista ärtymistä, lopeta käyttö heti ja hae tarvittaessa lääkärin apua. Laite on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Yli 16-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, saavat käyttää laitetta vain, jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

- ⚠️** Poista kaikki suojamuovit ennen käytön aloittamista. Säilytä kuivassa paikassa huoneenlämmössä tai vähintään 4 °C:ssa, jotta rakkuloita ei muodostu.
- ⊘** Älä upota laitetta veteen, jotta vältät sähköiskun, palovamman, palon syttymisen tai vahingoittumisen vaaran. Älä säilytä laitetta paikassa, jossa se voi pudota ammeeseen, suihkuun, lavuaariin tai WC-istuimeen. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
- ⊘** Kun irrotat hoitopäätä, älä nipistä tai pitele sen keskiosaa, sillä tämä voi estää irrotusmekanismia toimimasta. Pitele sitä sen sijaan kiinni sivuilta. Varmista, että hävität ageLOC Galvanic Spa -laitteen ja paristot oikeaoppisesti paikallisten sähkölaitteiden/paristojen hävittämistä koskevien lakien ja vaatimusten mukaisesti. Ei tule hävittää tavallisina talousjätteinä.

# ageLOC Galvanic Spa -pakkauksen sisältö

- 1 Omistajan käsikirja
- 2 ageLOC Galvanic Spa -laite
- 3 ageLOC -kasvojenhoitopää
- 4 Täsmähoitopää
- 5 Vartalonhoitopää
- 6 Hiuspohjanhoitopää
- 7 Kaksi AAA-paristoa



ageLOC Galvanic Spa -laitteen kanssa käytettävät  
ihonhoitotuotteet myydään erikseen.

## Tärkeitä huolto- ja takuutietoja

**Laitteen ja hoitopäiden puhdistaminen:** Galvaanisen ohjelman jälkeen irrota hoitopää laitteesta ja käytä kosteaa kangasta jäljellä olevan hoitotuotteen poistamiseen (Kuva 1). Kuivaa laite huolellisesti ja varastoi se kuivaan paikkaan hoitopää irrotettuna.



Kuva 1



Kuva 2

**Paristojen vaihto-ohjeet:** Kun paristot ovat tyhjenemässä, näytön keskellä palaa keltainen akkuvake ja laite piippaa neljästi kaksi kertaa (Kuva 2). Kun näin tapahtuu, aseta tilalle kaksi uutta AAA-paristoa.

Vaihda paristot painamalla paristolokeron kannen yläosaa kummaltakin puolelta ja vetämällä tukevasti (Kuva 3). Paristolokeron kansi irtoaa laitteesta (Kuva 4).



Kuva 3

Poista seuraavaksi vanhat paristot vetämällä nauhaa hellävaraisesti. Lait paristolokeroon nauhan päälle kaksi uutta AAA-paristoa. Ellei nauhoja laiteta paristojen alle, voi olla mahdollista, että vettä vuotaa laitteeseen ja tämä voi vahingoittaa laitetta (Kuva 5).

Laita lopuksi paristolokeron kansi tukevasti takaisin paikalleen (Kuva 6).



Kuva 4



Kuva 5



Kuva 6

Käytä vain kahta 1,5 V:n AAA LR03 -paristoa. Älä sekoita keskenään uusia ja vanhoja tai eri tyyppisiä paristoja, kuten alkali- ja ei-alkaliparistoja, tai ladattavia ja ei-ladattavia paristoja.

Ladattavat paristot tulee poistaa laitteesta ennen lataamista. Ei-ladattavia paristoja ei tule ladata.

Älä oikosulje paristoja. Kun pariston positiivinen (+) ja negatiivinen (-) liitin ovat kosketuksessa, paristo voi oikosulkeutua.

Poista tyhjentyneet paristot laitteesta ja hävitä ne paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Poista paristot laitteesta ennen pitkäaikaista säilytystä.

**Rajoitettu kahden vuoden takuu:** Nu Skin myöntää ageLOC Galvanic Spa -laitteelle kahden vuoden materiaali- ja valmistusvirheitä koskevan takuun. Takuu on voimassa toimituspäivästä lähtien. Tämä takuu ei kata vaurioita, jotka ovat seurausta vahingosta tai väärinkäytöstä. Jos tuotteeseen tulee vika kahden vuoden takuuajan aikana, soita paikalliseen Nu Skin -asiakaspalveluun korjauksen tai vaihdon järjestämiseksi. Voit joutua esittämään virallisen myyntikuitin, josta selvää laitteen toimituspäivä. Nu Skin pidättää oikeuden tarkastaa laite. Takuu ei rajoita ostomaassa voimassa olevia lakisääteisiä oikeuksiasi, vaan ne pysyvät voimassa. Takuu on voimassa seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Etelä-Afrikka, Irlanti, Islanti, Israel, Italia, Itävalta, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Ukraina, Unkari, Venäjä ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Laitetta suojaavat Yhdysvaltain patentit 6,766,199, 7,305,269, D661, 811 sekä useat kansainväliset myönnetty ja haetut patentit.



Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erilliset keruujärjestelmät).

Tämä tuotteesta tai sen pakkauksesta löytyvä symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keruupisteeseen kierrätettäväksi. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat estämään tuotteen virheellisen hävittämisen mahdollisesti aiheuttamat negatiiviset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Raaka-aineiden kierrätys säästää myös luonnonvaroja. Kysy tarkempaa tietoa tämän tuotteen kierrätyksestä paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.



CE-merkintä osoittaa, että valmistaja on tarkistanut, että tuote täyttää EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset. Se osoittaa, että tuote on EU:n lainsäädännön mukainen, ja mahdollistaa tuotteiden vapaan liikkumisen Euroopan markkinoilla.




EAC-merkki (EurAsian-vaatimustenmukaisuusmerkki) on kiinnitettävä tuotteeseen osoittamaan, että se täyttää tulliunionin standardien vaatimukset.

# ageLOC Galvanic Spa -laitteen ominaisuudet

- 1 Hoitopään liitin
- 2 Hoitopään vapautuspainike
- 3 Näyttö
- 4 Valintapainike
- 5 Kromipaneeli
- 6 Paristolokero
- 7 Hoitopään kohdistusmerkki (pieni merkki)

**Huom.:** Poista suojamuovi laitteen kummaltakin puolelta ennen käyttöä.




# ageLOC Galvanic Spa -laitteen näyttö

- 1 Numerot 1, 2, 3, 4 ja 5 ilmaisevat ohjelmanumeroa ja vastaavaa ihonhoitotuotetta (katso alta).
- 2 Viisi pistettä ilmaisee vastaavan ohjelman pituutta.
- 3 Jos paristot ovat tyhjenemässä, näytön alaosassa näkyy keltainen paristosymboli ja laite piippaa joka kerta, kun laite kytketään päälle. Kun paristot ovat kokonaan tyhjä, näytön alaosassa näkyy keltainen paristosymboli ja laite sammuu.

Kutakin ihonhoitotuotetta tulee käyttää asianmukaisen ohjelmanumeron kanssa.

	Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel with ageLOC		ageLOC Body Shaping Gel
	Galvanic Spa Facial Treatment Gel with ageLOC		ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum
	Tru Face® Line Corrector		



# ageLOC Galvanic Spa -laitteen käyttö

ageLOC Galvanic Spa -laitteeseen kuuluu eri hoitopäät kasvoille, hiuspohjalle ja vartalolle, mutta niitä kaikkia käytetään samankaltaisesti. Erilliset ohjeet kullekin käyttöohjelmalle ovat sivuilla 102-109. Lue ohjeet ennen laitteen käytön aloittamista.

Kutakin käsittelyä varten tulee käyttää asianmukaista hoitopäätä laitteessa. Kumpaakin kromista kosketuspintaa koskettavan ihon tulee olla kostea, jotta galvaaninen virta toimii.



Kuva 1

oikein. Älä pakota hoitopäätä kiinni, sillä se voi vaurioitua. ageLOC Galvanic Spa ei toimi, jos hoitopäätä ei ole kiinni tukevasti.



Kuva 2

**Hoitopään irrottaminen:** Käännä ensin laite ympäri niin, että kromipaneeli on itseäsi kohti. Pitele hoitopäätä kummaltakin puolelta vapaalla kädelläsi ja paina vapautuspainiketta tukevasti (Kuva 2). Vedä hoitopäätä irti hellävaraisesti sivuista kiinni pitäen.

**Näyttövalot:** Näyttö pysyy valaistuna laitteen ollessa päällä, ohjelmaa valittaessa ja käytön yhteydessä. Jos näyttö vilkkuu, laite ei joko ole kosketuksissa ihoon tai ihosi ei ole tarpeeksi kostea galvaanisen virran johtamiseen.

**Ihohoitotuotteen levittäminen:** Levitä suositeltu määrä tuotetta kasvojen, hiuspohjan tai kehon hoidettavalle alueelle.

**Ohjelman valinta:** Paina valintapainiketta, kunnes haluttu numero näkyy näytöllä (Kuva 3).



Kuva 3

**Galvaanisen virran aktivointi:** Sinun sormiesi tulee koskettaa laitteen takaosan kromipaneelia, kun hoitopäätä koskettaa ihoasi. Suosittelemme, että johtavuuden parantamiseksi kastelet kätesi huolellisesti vedellä tai NaPCA Moisture Mist -suihkeella.\* Jos sormesi liukuvat pois kromipaneelilta käytön aikana, älä huoli – korjaa vain kätesi asentoa laitteella ja jatka spa-käsittelyäsi.

\*Muista, että kumpaakin kromista kosketuspintaa koskettavan ihon tulee olla kostea, jotta galvaaninen virta toimii.

**Käsittelyn aikana:** Laite piippaa kymmenen sekunnin välein ilmoittaakseen, että se on päällä ja toimii. Kun ohjelmassa on jäljellä 30 sekuntia, laite piippaa viiden sekunnin välein, kunnes ohjelma on valmis.

**Käsittelyn keskeytys:** Sinun tulee pitää hoitopäätä kosketuksessa hoidettavaan alueeseen ja pitää kaikki kosketuspinnat kosteina (Kuva 4). Jos kosketus kromipaneeliin tai hoitopäähän katkeaa, näyttö alkaa vilkkumaan. Laite sammuu parin minuutin jälkeen, jos sitä ei käytetä.






Kuva 4

**Käsittelyn lopuksi:** Käsittelyn lopuksi laitteesta kuuluu pitkä piippaus ja kaksi lyhyttä piippausta, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti. Jos haluat suorittaa toisen ohjelman, valitse seuraavan haluamasi ohjelman numero valintapainikkeella. Voit sammuttaa laitteen milloin tahansa painamalla valintapainiketta, kunnes näyttö sammuu.

Lopeta käyttö, jos sinulla ilmenee turvotusta, punoitusta tai ihoreaktio.

# Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC

Esihoitoasetus	Hoitoasetus	Hoitopää
		

Käytä tätä ohjelmaa kolme kertaa viikossa näkyvien ihoa elvyttävien ja virkistävien tulosten saamiseksi.



Kuva 1

**Valmistelu:** Käytä valitsemasi Nu Skin® -puhdistusaineen jälkeen. Liitä ageLOC-kasvojenhoitopää laitteeseen (Kuva 1).



PRE-TREAT GEL

## PRE-TREAT GEL -VAIHE

**VAIHE 1:** Levitä ageLOC Pre-Treat Gel -ampullin koko sisältö kasvoille ja kaulalle. Vältä silmiä, silmäluomia ja huulia.

**VAIHE 2:** Paina valintapainiketta, kunnes näytöllä on numero 1 (Kuva 2). Tämä ohjelma kestää kaksi minuuttia.

**VAIHE 3:** Kastele kätesi huolellisesti NaPCA Moisture Mist -suihkeella tai vedellä. Pitele laitetta kostutetulla kädellä samalla, kun kosket laitteen takana olevaa kromilevyä, ja liu'uta hoitopäätä hitaasti ihollasi (Kuva 3). Vältä herkkiä alueita, kuten silmiä, silmäluomia ja huulia.



Kuva 3

Laitte piippaa kerran, kahdesti tai kolmesti ilmoittaakseen, että se on automaattisesti määritellyt ihollesi sopivan virranvoimakkuuden. Tämän jälkeen galvaninen ohjelma on alkanut ja laite piippaa kymmenen sekunnin välein ilmaisemaan, että se on päällä ja toimii, ja viiden sekunnin välein, kun ohjelma on melkein valmis.

**VAIHE 4:** Galvaanisen ohjelman lopuksi laitteesta kuuluu pitkä piippaus ja kaksi lyhyttä piippausta, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti. Puhdista jäljellä oleva geeli iholtasi ja laitteesta kostealla pyyhkeellä (Kuva 4). Seuraavaksi on Treat Gel -vaiheen vuoro.



Kuva 4



TREATMENT GEL

## TREATMENT GEL -VAIHE

**VAIHE 1:** Levitä ageLOC Treatment Gel -ampullin koko sisältö kasvoille ja kaulalle.

**VAIHE 2:** ageLOC-kasvojenhoitopään pitäisi olla jo kiinnitettynä, joten kytke laite päälle painamalla valintapainiketta kerran ja paina sitä edelleen, kunnes ohjelma numero 2 on valittuna (Kuva 5). Tämä ohjelma kestää kolme minuuttia.

**VAIHE 3:** Pitele laitetta taas kostutetulla kädellä samalla, kun kosket laitteen takana olevaa kromilevyä, ja liu'uta hoitopäätä hitaasti ihollasi (Kuva 6). Vältä herkkiä alueita, kuten silmiä, silmäluomia ja huulia.

Laitte piippaa kerran, kahdesti tai kolmesti ilmoittaakseen, että se on automaattisesti määritellyt ihollesi sopivan virranvoimakkuuden. Tämän jälkeen galvaninen ohjelma on alkanut ja laite piippaa kymmenen sekunnin välein ilmaisemaan, että se on päällä ja toimii, ja viiden sekunnin välein, kun ohjelma on melkein valmis.

**VAIHE 4:** Galvaanisen ohjelman lopuksi laitteesta kuuluu pitkä piippaus ja kaksi lyhyttä piippausta, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti. Puhdista jäljellä oleva geeli iholtasi ja laitteesta kostealla pyyhkeellä (Kuva 7).



Kuva 5



Kuva 6



Kuva 7

# Tru Face Line Corrector



Käytä tätä ohjelmaa aamuisin ja iltaisin hienojen juonteiden ja ryppyjen ulkonäön parantamiseksi suun, silmien ja otsan ympärillä.



Kuva 1

**Valmistelu:** Käytä valitsemasi Nu Skin -puhdistusaineen ja kasvoeden jälkeen. Liitä täsmähoitopää laitteeseen (Kuva 1).

**Vaihe 1:** Käytä Tru Face Line Corrector -geeliä haluamiisi juonteisiin ja ryppyihin. Laita sitä vain yhdelle alueelle kerrallaan. Varmista, että jätät tuotetta ohuen kerroksen ihollesi.

**Vaihe 2:** Paina valintapainiketta, kunnes näytöllä on numero 3 (Kuva 2). Tämä ohjelma kestää viisi minuuttia.

**Vinkki:** Kun kohteena on useita alueita, voit käyttää nämä viisi minuuttia useamman kuin yhden alueen käsittelyyn. Pienien alueiden käsittelyyn ei yleensä kulu enempää kuin yksi tai kaksi minuuttia.

**Vaihe 3:** Kastele kätesi huolellisesti NaPCA Moisture Mist -suihkeella tai vedellä. Pitele laitetta kostutetulla kädellä samalla, kun kosket laitteen takana olevaa kromilevyä, ja liu'uta hoitopäätä hitaasti ihollasi (Kuva 3). Vältä herkkiä alueita, kuten silmiä, silmäluomia ja huulia.



Kuva 3

Laitte piippaa kerran, kahdesti tai kolmesti ilmoittaakseen, että se on automaattisesti määritellyt ihollesi sopivan virranvoimakkuuden. Tämän jälkeen

galvaaninen ohjelma on alkanut ja laite piippaa kymmenen sekunnin välein ilmaisemaan, että se on päällä ja toimii, ja viiden sekunnin välein, kun ohjelma on melkein valmis.

**Vaihe 4:** Galvaanisen ohjelman lopuksi laitteesta kuuluu pitkä piippaus ja kaksi lyhyttä piippausta, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti. Toista vaiheet 1–3 kullekin kohdealueelle. Kun olet käsitellyt kaikki alueet, hiero jäljellä oleva tuote ihollesi ja pyyhi ylimääräinen tuote laitteesta kostealla pyyhkeellä (Kuva 4).



Kuva 4

# ageLOC Body Shaping Gel

Asetus	Hoitopää
	

Käytä tätä ohjelmaa kolme kertaa viikossa käsien, reisien, vatsan ja pakaroiden ihon ulkonäön tasoittamiseen, kiinteyttämiseen ja silottamiseen.



Kuva 1

**Valmistelu:** Liitä vartalonhoitopää laitteeseen (Kuva 1).

**VAIHE 1:** Käytä puhtaalla iholla. Levitä kohdealueelle runsaasti ageLOC Body Shaping Gel -geeliä.

**VAIHE 2:** Paina valintapainiketta, kunnes näytöllä on numero 4 (Kuva 2). Tämä ohjelma kestää viisi minuuttia aluetta kohden.

**Vinkki:** Viisi minuuttia on suositeltu aika yhtä aluetta varten, mutta et välttämättä tarvitse siihen koko viittä minuuttia.

**VAIHE 3:** Kastele kätesi huolellisesti NaPCA Moisture Mist -suihkeella tai vedellä. Pitele laitetta kostutetulla kädellä samalla, kun kosket laitteen takana olevaa kromilevyä, ja liu'uta hoitopäätä hitaasti ihollasi (Kuva 3).

Laitte piippaa kerran, kahdesti tai kolmesti ilmoittaakseen, että se on automaattisesti määritellyt ihollesi sopivan virranvoimakkuuden. Tämän jälkeen galvaaninen ohjelma on

alkanut ja laite piippaa kymmenen sekunnin välein ilmaisemaan, että se on päällä ja toimii, ja viiden sekunnin välein, kun ohjelma on melkein valmis.

**VAIHE 4:** Galvaanisen ohjelman lopuksi laitteesta kuuluu pitkä piippaus ja kaksi lyhyttä piippausta, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti. Toista vaiheet 1–3 kullekin kohdealueelle. Kun olet käsitellyt kaikki haluamasi alueet, poista jäljellä oleva tuote iholtasi ja laitteesta kostealla pyyhkeellä (Kuva 4).



Kuva 4

ageLOC Dermatic Effects® -voiteen käyttäminen kahdesti päivässä auttaa ihoa pysymään näkyvästi sileänä ja tasaisena. Niinä päivinä, joina käytät ageLOC Body Shaping Gel -geeliä, käytä galvaanisen ohjelman jälkeen ageLOC Dermatic Effects -voidetta.

# ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum

Asetus	Hoitopää
	

Tämä vaivaton rituaali aamuin ja illoin auttaa virkistämään hiuspohjaasi päivästä toiseen ja auttaa hiuksiasi näyttämään ja tuntumaan mahtavilta.



Kuva 1

**Valmistelu:** Käytä pyyhkeellä kuivattuihin tai kuiviin hiuksiin. Liitä hiuspohjanhoitopää laitteeseen (Kuva 1).

**VAIHE 1:** Suihkuta ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum -tehoseerumia hiuspohjaan ja juuriin jakamalla hiukset (Kuva 2).

**Vinkki:** Kuivien hiusten kevyt suihkuttaminen vedellä ennen ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum -tehoseerumin käyttöä voi helpottaa hiusten käsittelyä.

**VAIHE 2:** Hiero seerumi sormilla hellävaroen hiuspohjaan ja juuriin (Kuva 3). Kampaa kurittomat hiukset takkujen varalta (Kuva 4).

Paina valintapainiketta, kunnes näytöllä on numero 5 (Kuva 5). Tämä ohjelma kestää kaksi minuuttia.



Kuva 3



Kuva 4



Kuva 5

**VAIHE 3:** Kastele kätesi huolellisesti NaPCA Moisture Mist -suihkeella tai vedellä. Pitele laitetta kostutetulla kädellä niin, että kosketat takana olevaa kromilevyä. Kosketa hoitopäällä suoraan hiuspohjaa ja liikuta sitä hiusrajan etuosasta takaosaan, ja pidä se jatkuvasti kiinni hiuspohjassa (Kuva 6).




Kuva 6

Laitte piippaa kerran, kahdesti tai kolmesti ilmoittaakseen, että se on automaattisesti määritellyt ihollesi sopivan virranvoimakkuuden. Tämän jälkeen galvaaninen ohjelma on alkanut ja laite piippaa kymmenen sekunnin välein ilmaisemaan, että se on päällä ja toimii, ja viiden sekunnin välein, kun ohjelma on melkein valmis.

**Huom.:** Pidä galvaanisen ohjelman aikana hiuspohjanhoitopää jatkuvasti kiinni hiuspohjassa.

**VAIHE 4:** Galvaanisen ohjelman lopuksi laitteesta kuuluu pitkä piippaus ja kaksi lyhyttä piippausta, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti.

Älä huuhtele hiuksia. Muotoile tavalliseen tapaan ja poista jäljellä oleva tuote laitteesta kostealla pyyhkeellä (Kuva 7).



Kuva 7



**NSE Products Europe BV, Da Vincilaan, 9 – 1930, Zaventem, Belgium**

**Imported by/Импортер/Импортер/ מיובא על ידי:**

- RU** ООО "Нью Скин Энтерпрайсиз РС", 119049, Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1
- UA** ТОВ "Ню Скін Ентерпрайзес Україна", 03680, Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4.
- ZA** Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd. Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157, South Africa.
- IL** Nu Skin Israel Inc. Omarim Street 11, Bldg Menivim, Industrial Park, Omer 8496500

©2022 NSE Products, Inc

[www.nuskin.com](http://www.nuskin.com)

310060 Q1 2022