

ageLOC[®]
WellSpa iO[™]



USER'S MANUAL AND DECLARATION OF CONFORMITY

CONTENTS

EN	USER'S MANUAL AND DECLARATION OF CONFORMITY	4
CS	UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	20
DA	BRUGERMANUAL OG OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	36
DE	GEBRAUCHSANLEITUNG UND KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG	52
ES	MANUAL DEL USUARIO Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	68
FI	KÄYTTÖOHJEET JA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	84
FR	MANUEL D'UTILISATION ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	100
HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	116
IT	MANUALE UTENTE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	132
NL	GEBRUIKERSHANDLEIDING EN CONFORMITEITSVERKLARING	148
NO	BRUKERVEILEDNING OG SAMSVARERKLÆRING	164
PL	PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I DEKLARACJA ZGODNOŚCI	180
PT	MANUAL DO UTILIZADOR E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	196
RO	MANUAL DE UTILIZARE ŞI DECLARAŢIE DE CONFORMITATE	212
SK	NÁVOD NA POUŽITIE A VYHLÁSENIE O ZHODE	228
SV	ANVÄNDARMANUAL OCH DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE	244



TABLE OF CONTENTS

System Contents and Components	5–6	Maintenance	17
Safety Instructions, Warnings, and Precautions	7	Replacement and Warranty Information	17
Charging Your ageLOC® WellSpa iO™	10	Patents	17
Connecting Your ageLOC WellSpa iO to the Nu Skin Vera® App	11	Technical and Regulatory Information	18
Pairing Your ageLOC WellSpa iO	11	Definition of Symbols	18
Using Your ageLOC WellSpa iO	12	Declarations of Conformity	19
Cleaning and Caring for Your ageLOC WellSpa iO	15		
Troubleshooting	15		

SYSTEM CONTENTS


ageLOC® WellSpa iO™ device

Quick Start Guide





USB charging adapter not included.

SYSTEM COMPONENTS



SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- This device is for use by adults above 18 years old. It is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- ageLOC® WellSpa iO™ and the ageLOC WellSpa iO Wireless Charger are tested at pressures matching 4000m in altitude.
- ageLOC WellSpa iO contains a lithium-ion battery that is not replaceable. To prevent the possibility of injury, never expose the device to heat. Do not store near a heat source, such as a radiator, fire, or heat vent. Do not leave in a hot vehicle or in an extremely cold environment for prolonged periods of time. Check with your carrier before shipping or flying with this device.
- **WARNING:**  The ageLOC WellSpa iO device is charged using inductive charging. Only use the ageLOC WellSpa iO Wireless Charger provided to recharge your device and a good-quality USB-enable power adapter with the following ratings: 5V  min 500 mA. No other charging accessories should be used with the device.
- Always place your ageLOC WellSpa iO device and ageLOC WellSpa iO Wireless Charger on a dry, heat-resistant, stable, flat surface, especially when charging.
- Do not keep the charger plugged in when not in use or after device has reached full charge.
- Ideal device storage and charging is to occur at room temperature, between 20°C and 24°C (68°F to 75°F).
- Only store the device in environments between 5°C and 42°C (41°F to 107°F).
- Only charge the device in environments between 10°C to 35°C (50°F to 95°F).

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS (Cont.)

- Storage and charging outside of these ranges will adversely affect the battery, metallic nodes, and operation of the device.
- Very high temperatures or hot environments, (e.g., above 50°C/122°F, direct sunlight, within vehicles in extremely hot conditions, etc.) can result in overheating and other catastrophic conditions that severely impact the performance and life of the device.
- Very low temperatures or freezing environments can result in permanent damage to the metallic nodes and operation.

PRECAUTIONS


- Keep the device and charger out of the reach of children.
- ageLOC WellSpa iO is for individual use only.
- Use only as directed on healthy skin.
- Periodically inspect for damage; never operate the device if it appears to be damaged or broken to avoid injuries. In the case of any device defect or if the device gets damaged, contact Nu Skin Support Services.
- Do not use over or near irritated skin, cancerous lesions, diseased tissue, skin eruptions, or areas of skin that lack normal sensation as it could result in irritation.
- Do not apply to head/face, neck, throat, chest, décolleté, groin.
- Do not use if you have open sores, wounds, or rashes, are prone to pityriasis rosea, have allergies to metal, or if you have problematic or overly sensitive skin.

- Do not use over swollen, red, infected, or inflamed areas; or over skin eruptions (e.g., phlebitis, thrombophlebitis, varicose veins).
- Do not use if you have an implanted cardiac device (e.g., cardiac monitors, ICDs, pacemakers, ECG alarms).
- Consult with your physician or healthcare provider before using the device if you have sensitive skin, are epileptic, wear body piercings, have a metal implant, or are ill, have bleeding tendencies, bruise easily, are pregnant or may become pregnant, have undergone a recent surgical procedure, or have an ongoing or previous medical condition such as heart disease, stroke, high blood pressure or liver disorders.
- Do not use for longer periods of time or more frequently than recommended.
- Discontinue use immediately if you experience irritation or prolonged stinging or redness and seek medical advice if necessary.
- Remove jewellery or other metal adornments from the surface of the skin prior to use.
- Do not use with other devices, including multiple ageLOC WellSpa iO devices, at the same time.
- Do not touch another person or electrically live parts/items while using the device.
- Do not use while driving, operating machinery, or engaging in any activity where electrical stimulation can put you at risk of injury.
- Do not use harsh chemicals or abrasives on your ageLOC WellSpa iO device or ageLOC WellSpa iO Wireless Charger.
- Do not operate while bathing or showering. Do not submerge your device in water.
- To reduce the risk of shock, irritation, fire, or injury, do not place or store your device or charger where it may fall or be pulled into water, a bathtub, sink, or toilet.
- Do not modify the device in any way.

CHARGING YOUR AGELOC® WELLSPA iO™ DEVICE

The battery indicator will turn amber when the battery is low.

- Before charging, make sure the device and charger are completely dry.
- Plug the charger into a USB adapter and then into a wall outlet. Place the device on the charger to begin charging.



- While the device charges, the battery indicator breathes green.
- When the device is fully charged, the battery indicator will turn solid green.
- Do not keep the charger plugged in when not in use or after device has reached full charge.

NOTE

When the battery is critically low, the battery indicator will flash amber, and the device will turn off when the user attempts to turn it on. This indicates there is not enough battery remaining to perform a session.

If there are no indicator lights, charge the device. Indicator lights will turn on once the device is charged.



Our rechargeable battery helps reduce waste. We invite you to learn more about our sustainability initiatives by visiting nuskin.com/sustainability.

CONNECTING AGELOC® WELLSPA iO™ TO THE NU SKIN VERA® APP

To unlock the full ageLOC WellSpa iO experience, scan the QR code to download the Nu Skin Vera® app from the App Store or Google Play. Follow the app instructions to connect to your device.



PAIRING YOUR AGELOC® WELLSPA iO™

1. Download the Nu Skin Vera® app.
2. Ensure your phone's Bluetooth®* is enabled.
3. Sign in to Nu Skin Vera.
 - Already have a Nu Skin account? Use it to sign in.
 - New to Nu Skin? Sign up—it's easy!
4. Tap "Devices" in the navigation bar.
5. Tap "Pair New Device"
6. If the device is off, press the Power button to turn the device on.
7. Tap "Connect"
8. The device will pair and you're ready to go.

* The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by NSE Products, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

App Store and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play is a trademark of Google LLC. For information about how Nu Skin collects, uses, and shares Personal Data please visit <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

USING YOUR AGELOC® WELLSPA iO™ DEVICE SYSTEM

You may use your ageLOC WellSpa iO device system up to 5 minutes, three times per week to daily, on each body area.

STEP 1. APPLY AGELOC BODY SERUM OR AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Smooth your serum or gel liberally on the targeted area, avoiding face, neck, chest, and groin. If you plan to target more than one area, only apply the product to the area to be immediately targeted.

STEP 2. STARTING A SESSION

Press the power button to turn on the device. All five indicator lights will illuminate the first time you power on. The number of illuminated indicator lights indicates the session time. Each time you press the Power button, you select a new time. Press the Power button again until you have selected your preferred time from 1–5 minutes. Your device will remember your setting for the next session. Place the device on the area of your skin where you've applied the serum or gel. The device will emit a tone, and your session will start automatically. Begin a new session for each targeted area.

STEP 3. DURING THE SESSION


Lightly glide the device over your skin. Take care to avoid sensitive areas. Each minute will be counted down by the sound of a tone and an indicator light turning off.

- A lack of product or a loss of contact with your skin will interrupt the current causing WellSpa iO to pause and emit a tone. Resume by placing the metallic nodes on your skin and/or applying more product as needed to ensure a smooth glide.
- The device will emit an alert tone if you are moving the device too quickly.
- To turn the device off at any time, simply press and hold the Power button until the lights turn off.

STEP 4. SESSION COMPLETION

At the end of your session, the device will emit a tone and automatically turn off. You will hear the same sound when you manually power off your device. Massage any excess serum or gel into your skin.

See diagrams below for suggested usage areas and Nu Skin Vera® for full usage instructions.



CLEANING AND CARING FOR YOUR AGELOC® WELLSPA iO™

Use a slightly damp, lint-free wipe(s) to wipe away any serum, gel, or debris from the handheld device and charger after each use. Continue to wipe until visibly clean. Store in a cool, dry place. Do not immerse device in water or any liquid at any time. Using dry, non-linting wipe(s), thoroughly dry the external surfaces of the handheld device and charger.

TROUBLESHOOTING

LOSS OF CONDUCTIVITY DURING USE

If the metallic nodes lose contact with your skin, the current will be interrupted, causing WellSpa iO™ to pause, emit a tone, and the indicator lights to breathe.

PRO TIP: A lack of serum or gel may cause a loss of conductivity. Apply more product to your skin and ensure the device is in contact with both your skin and the product for optimal use.

MOVEMENT ALERTS DURING USE

The device will emit a sound if you are moving too quickly. The session will automatically resume when you resume the correct movement speed. Slowly glide the device over the targeted areas.

RESET BLUETOOTH® CONNECTION

If you have problems pairing with Nu Skin Vera® or if you need to unpair your device from your phone, conduct a Bluetooth reset.

1. Disconnect from Nu Skin Vera within the app by navigating to Device Settings > Forget this Device.

2. Disconnect your phone.

- **iPhone:** Navigate to your phone's Settings > Bluetooth > My Devices > NuSkinBDiO > Forget This Device.
- **Android:** Navigate to your phone's Settings > Connections > Bluetooth > Settings icon > Forget/Unpair.

3. Place WellSpa iO on the charger.

4. Press and hold the Power button for 5 seconds.

Wait for:

- Indicator lights 1-5 to flash once.

*The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by NSE Products Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FACTORY RESET

To factory reset your ageLOC® WellSpa iO™:

1. Disconnect from Nu Skin Vera® within the app by navigating to Device Settings > Forget this Device.
2. Disconnect from your phone.
 - **iPhone:** Navigate to your phone's Settings > Bluetooth® > My Devices > NuSkinBDiO > Forget This Device.
 - **Android:** Navigate to your phone's Settings > Connections > Bluetooth® > Settings icon > Forget/Unpair
3. Place WellSpa iO on the charger.
4. Press and hold the power button for 10 seconds.

Wait for:

- Indicator lights 1–5 to flash once.

Keep pressing and holding until:

- All indicator lights flash 3 times (at 10 seconds).

NOTE

ageLOC WellSpa iO automatically stores quality and usage information. When the device is factory reset, some device usage data will be retained for quality purposes. To view Nu Skin's privacy notice, visit:

-https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html

DEVICE AND BATTERY DISPOSAL

You must dispose of ageLOC® WellSpa iO properly according to local laws and regulations. The device contains electronic components and a lithium-ion battery, which requires disposal separate from household waste. When ageLOC WellSpa iO reaches its end of life, contact local waste management authorities to learn about proper disposal and recycling options.



Dispose of batteries properly for your area.

MAINTENANCE

See the “Cleaning and Caring for Your ageLOC® WellSpa iO” section for routine maintenance.

Do not ship damaged devices by air.

SERVICING

Do not attempt to repair the device yourself, as this will void any warranty. There are no user-serviceable parts inside.

Please see the warranty section for service.

REPLACEMENT AND WARRANTY INFORMATION

Nu Skin guarantees your device to be free from defects in materials and workmanship for a period of two years from the original date of delivery to you. This warranty does not cover damage to the product as a result of misuse or accident. If the product becomes defective within the two-year warranty period, please call your local Nu Skin Support to arrange for a repair or replacement. You may be required to present a formal sales receipt showing the delivery date. Nu Skin reserves the right to inspect the device. This warranty does not affect your statutory rights in law specific to the country of purchase, such rights remain protected. This warranty is valid in Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, and United Kingdom.

PATENTS

US and international patents pending.

TECHNICAL AND REGULATORY INFORMATION


ageLOC® WellSpa iO™

Maximum Output:

22V, 640 μ A, 0.414Hz






 IPX5  IPX7

ageLOC WellSpa iO Wireless Charger

Input: 5V  min 500mA

 IPX4

DEFINITION OF SYMBOLS

Symbol	Definition
	Warning
	Dispose of Batteries Properly for Your Area
	Two Levels of Shock Protection
	Charge only with specified charger
	Direct Current



OBSAH

Obsah systému a součástí	21–22	Údržba	33
Bezpečnostní pokyny, upozornění a bezpečnostní opatření	23	Informace o výměně a záruce	33
Nabíjení zařízení ageLOC® WellSpa iO™	26	Patenty	33
Připojení ageLOC WellSpa iO k aplikaci Nu Skin Vera®	27	Technické a regulační informace	34
Spárování ageLOC WellSpa iO	27	Definice symbolů	34
Použití ageLOC WellSpa iO	28	Prohlášení o shodě	35
Čištění ageLOC WellSpa iO a péče o něj	31		
Řešení problémů	31		

OBSAH SYSTÉMU

Zařízení ageLOC® WellSpa iO™


Stručná příručka




Bezdrátová nabíječka
ageLOC WellSpa iO

USB napájecí adaptér není součástí balení.

SOUČÁSTI SYSTÉMU



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Toto zařízení mohou používat pouze dospělé osoby starší 18 let. Není určeno k používání osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly dány přesné pokyny týkající se použití tohoto zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si s tímto přístrojem nebudou hrát. Čištění a užitelskou údržbu zařízení nesmějí provádět děti.
- Zařízení ageLOC® WellSpa iO™ a bezdrátová nabíječka ageLOC WellSpa iO jsou testovány na tlakovou zátěž odpovídající nadmořské výšce 4000 m.
- Zařízení ageLOC WellSpa iO obsahuje lithium-iontovou baterii, která se nedá vyměnit. Abyste předešli případnému zranění, nikdy zařízení nevystavujte vysokým teplotám. Neskladujte ho v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, oheň nebo vývod tepla. Nenechávejte ho delší dobu ve vyhřátém voze nebo v hodně chladném prostředí. Před pozemní či leteckou přepravou tohoto zařízení si s dopravcem ověřte přepravní podmínky.
- **UPOZORNĚNÍ:**  Zařízení ageLOC WellSpa iO se nabíjí pomocí indukčního nabíjení. Pro dobítí tohoto zařízení používejte pouze dodanou bezdrátovou nabíječku ageLOC WellSpa iO a kvalitní napájecí adaptér s rozhraním USB s těmito parametry: 5 V — min. 500 mA. S tímto zařízením by nemělo být používáno žádné další napájecí příslušenství.
- Zařízení ageLOC WellSpa iO a bezdrátovou nabíječku ageLOC WellSpa iO mějte vždy na suchém, tepluvzdorném, stabilním a rovném povrchu, zejména při nabíjení.
- Nenechávejte nabíječku v síti, když ji nepoužíváte nebo když už je zařízení zcela nabité.
- Ideální skladování a nabíjení zařízení je při pokojové teplotě od 20 °C do 24 °C (68 °F až 75 °F).
- Zařízení skladujte pouze v prostředí s teplotou od 5 °C do 42 °C (41 °F až 107 °F).
- Zařízení nabíjejte pouze v prostředí s teplotou od 10 °C do 35 °C (50 °F až 95 °F).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ (Pokr.)

- Skladování a nabíjení při teplotách mimo dané teplotní rozmezí bude mít nepříznivý vliv na baterii, kovové uzly a fungování zařízení.
- Velmi vysoké teploty nebo horké prostředí (například teploty nad 50 °C/122 °F, přímé sluneční záření, vnitřek vozu v extrémně horkých podmínkách atd.) mohou způsobit přehřátí a další ničivé stavy, které závažně ovlivní výkon a životnost tohoto zařízení.
- Velmi nízké teploty nebo mrazivé ovzduší mohou způsobit trvalé poškození kovových uzlů a nefunkčnost zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


- Zařízení i nabíječku uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zařízení ageLOC WellSpa iO je určené k používání vždy jen jednou osobou.
- Používejte ho pouze podle pokynů a na zdravé pokožce.
- Pravidelně kontrolujte, zda zařízení není poškozené; pokud se zdá být poškozené nebo rozbité, nepoužívejte ho, abyste předešli zranění. V případě jakékoli závady na zařízení nebo pokud se zařízení rozbije, kontaktujte servisní službu Nu Skin.
- Nepoužívejte ho na podrážděnou pokožku nebo její okolí, na rakovinné léze, nemocné tkáně, vyrážky na kůži nebo oblasti na kůži, které nemají normální citlivost, protože by mohlo dojít k podráždění.
- Neaplikujte na hlavu/obličej, šíji, krk, hrudník, oblast dekoltu, třísla.
- Nepoužívejte ho, pokud máte otevřené boláky, rány nebo vyrážky, jste náchylní na růžovou pityriázu, trpíte alergií na kovy nebo máte problematickou či přecitlivělou pleť.

- Nepoužívejte ho na nateklé, zarudlé, infikované nebo zanícené části nebo na vyrážky na kůži (např. na zánět žil, tromboflebitidu, křečové žíly).
- Nepoužívejte ho, pokud máte implantovaný srdeční přístroj (např. monitory srdeční činnosti, implantabilní kardioverter-defibrilátory (ICD), kardiostimulátory, EKG alarmy).
- Před použitím zařízení se poraďte se svým lékařem nebo poskytovatelem zdravotní péče, jestliže máte citlivou pleť, jste epileptik, máte na těle piercing či kovový implantát nebo jste nemocní, máte sklony ke krvácení, snadno se vám tvoří modřiny, jste těhotná nebo můžete otěhotnět, nedávno jste podstoupili chirurgický zákrok nebo trpíte či jste v minulosti trpěli nějakým onemocněním, například srdečním onemocněním, mrtvicí, vysokým krevním tlakem nebo poruchami jater.
- Nepoužívejte delší dobu ani častěji, než je doporučeno.
- Pokud se objeví podráždění nebo déletrvajícím pálení či zarudnutí, okamžitě přerušete používání zařízení a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- Před použitím si z povrchu kůže sundejte šperky nebo další kovové ozdoby.
- Ve stejnou dobu nepoužívejte s jinými zařízeními, včetně četných zařízení ageLOC WellSpa iO.
- Při používání zařízení se nedotýkejte jiné osoby ani částí/věcí pod napětím.
- Nepoužívejte při řízení vozu, manipulaci se stroji nebo když děláte jakoukoliv činnost, kde vám může při elektrické stimulaci hrozit riziko zranění.
- Na zařízení ageLOC WellSpa iO ani bezdrátovou nabíječku ageLOC WellSpa iO nepoužívejte silné chemické látky nebo drsné abrazivní prostředky.
- Nemanipulujte s ním, když se koupete nebo sprchujete. Zařízení nenamáčejte do vody.
- Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem, podráždění, požáru nebo zranění zařízení ani nabíječku nedávejte na místa, kde by mohly spadnout nebo se dostat do vody, vany, umyvadla či toalety, ani je tam neskladujte.
- Zařízení žádným způsobem neupravujte.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ AGELOC® WELLSPA iO™

Když je baterie slabá, její kontrolka bude svítit oranžově.

- Před nabíjením se ujistěte, že jsou zařízení i nabíječka zcela suché.
- Připojte nabíječku k USB adaptéru a potom do zásuvky ve zdi. Pro nabíjení dejte zařízení na nabíječku.
- Zatímco se zařízení nabíjí, kontrolka baterie nabíhá do zelené.
- Když je zařízení zcela nabité, kontrolka baterie zůstane zelená.
- Nenechávejte nabíječku v síti, když ji nepoužíváte nebo když už je zařízení zcela nabité.



POZNÁMKA

Když je baterie kriticky vybitá, kontrolka baterie zabliká oranžově a zařízení se vypne, když se ho uživatel pokusí zapnout. To ukazuje, že zbývající baterie nestačí na provedení ošetření.

Pokud kontrolky nesvítí, zařízení nabijte. Jakmile bude zařízení nabité, kontrolky se rozsvítí.



Naše dobíjecí baterie pomáhá snižovat množství odpadu. Zveme vás, abyste se na nuskin.com/sustainability dozvěděli víc o našich iniciativách k trvalé udržitelnosti.

PŘIPOJENÍ AGELOC® WELLSPA iO™ K APLIKACI NU SKIN VERA®

Abyste odemkli veškerý potenciál ageLOC WellSpa iO, naskenujte QR kód ke stažení aplikace Nu Skin Vera® z App Store nebo Google Play. Pro připojení zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci.



SPÁROVÁNÍ AGELOC® WELLSPA iO™

1. Stáhněte si aplikaci Nu Skin Vera®.
2. Ujistěte se, že je na vašem telefonu povoleno Bluetooth®*.
3. Přihlášení do Nu Skin Vera.
 - Máte už účet u Nu Skin? Použijte ho k přihlášení.
 - Jste v Nu Skin noví? Registrujte se – je to snadné!
4. Na navigační liště klepněte na „Devices“ (Zařízení).
5. Klepněte na „Pair New Device“ (Spárovat nové zařízení).
6. Jestliže je zařízení vypnuté, zapněte jej stisknutím zapínacího tlačítka.
7. Klepněte na „Connect“ (Připojit).
8. Zařízení se spáruje a vy jste připraveni začít.

* Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc., a jakékoli použití těchto značek společností NSE Products, Inc., podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

App Store a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Google Play je ochranná známka společnosti Google LLC. Na informace o tom, jak společnost Nu Skin shromažďuje, používá a sdílí osobní údaje, se prosím podívejte na <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

POUŽITÍ SYSTÉMOVÉHO ZAŘÍZENÍ AGELOC® WELLSPA iO™

Svoje systémové zařízení ageLOC WellSpa iO můžete na každou část těla používat až 5 minut třikrát týdně nebo až každý den.

1. KROK NANESTE AGELOC BODY SERUM NEBO AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Sérum či gel v hojné míře rozetřete na ošetřovanou část; vyhněte se obličejí, šíji, hrudníku a tříslům. Jestliže máte v plánu zaměřit se na více než jednu část, naneste přípravek pouze na místo, které budete bezprostředně poté ošetřovat.

2. KROK ZAHÁJENÍ OŠETŘENÍ

Spusťte zařízení stisknutím zapínacího tlačítka. Všech pět světelných kontrolků se po prvním zapnutí rozsvítí. Počet rozsvícených kontrolků označuje dobu ošetření. Pokaždé, když stisknete zapínací tlačítko, vyberete nový časový úsek. Opakovaně tiskněte zapínací tlačítko, dokud si nezvolíte preferovaný čas 1-5 minut. Vaše zařízení si bude toto nastavení pamatovat do dalšího použití. Zařízení přiložte na část pleti, kam jste nanесли sérum nebo gel. Zařízení potom vydá tón a automaticky zahájí ošetření. Pro každou vybranou část začněte nové ošetření.

3. KROK BĚHEM OŠETŘENÍ


Zařízením lehce přejíždějte po pokožce. Dávejte pozor, abyste se vyhnuli citlivým částem. Každá minuta se odpočítá tak, že zazní tón a zhasne jedna kontrolka.

- Nedostatek přípravku nebo ztráta kontaktu s pokožkou přeruší proud, WellSpa iO se tím zastaví a vydá tón. Znovu můžete pokračovat tak, že přiložíte kovové uzly k pleti anebo podle potřeby nanese více přípravku, aby tak byl zaručen plynulý klouzavý pohyb.
- Pokud budete zařízením pohybovat příliš rychle, vydá varovný tón.
- Pro vypnutí zařízení v kteroukoliv chvíli jednoduše stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud kontrolky nezhasnou.

4. KROK DOKONČENÍ OŠETŘENÍ

Na konci ošetření zařízení vydá tón a automaticky se vypne.
Stejný zvuk uslyšíte, pokud svoje zařízení vypnete ručně.
Veškeré zbylé sérum nebo gel vmasírujte do pokožky.

Níže se podívejte na schémata navrhovaného použití na částech těla a do Nu Skin Vera® na úplné pokyny k používání.



ČIŠTĚNÍ AGELOC® WELLSPA iO™ A PÉČE O NĚJ

Po každém ošetření použijte mírně navlhčený hadřík (hadříky) bez žmolků k setření séra, gelu nebo jiných zbytků z ručního zařízení a nabíječky. Otírejte tak dlouho, dokud vše nebude viditelně čisté. Skladujte na suchém a chladném místě. Zařízení nikdy nenamáčejte do vody nebo jiné kapaliny. Pomocí suchého hadříku (hadříků) bez žmolků pečlivě osušte vnější plochy ručního zařízení a nabíječky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ZTRÁTA VODIVOSTI BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

Jestliže kovové uzly ztratí kontakt s pokožkou, proud se přeruší, v důsledku toho se WellSpa iO™ zastaví, vydá tón a kontrolky probliknou.

PROFI TIP: Nedostatek séra či gelu mohou vést ke ztrátě vodivosti. Pro optimální použití si naneste na pokožku více přípravku a ujistěte se, že se zařízení dotýká pokožky i přípravku.

VÝSTRAHY PŘI POUŽÍVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE POHYBU

Pokud budete zařízením pohybovat příliš rychle, vydá tón. Ošetření bude znovu zahájeno, jakmile začnete provádět pohyby správnou rychlostí. Zřízením pomalu přejíždějte po ošetřovaných částech.

RESETOVÁNÍ BLUETOOTH® PŘIPOJENÍ

Pokud máte problémy se spárováním Nu Skin Vera® nebo potřebujete zrušit spárování svého zařízení s telefonem, proveďte reset Bluetooth připojení.

1. Odpojte se od Nu Skin Vera v této aplikaci tak, že půjdete do Device Settings (Nastavení zařízení) > Forget this Device (Zapomenout toto zařízení).
2. Odpojte si telefon.
 - **iPhone:** Ve svém telefonu běžte do Settings (Nastavení) > Bluetooth > My Devices (Moje zařízení) > NuSkinBDiO > Forget This Device (Zapomenout toto zařízení).
 - **Android:** Ve svém telefonu běžte do Settings (Nastavení) > Connections (Připojení) > Bluetooth > Settings icon (ikona Nastavení) > Forget/Unpair (Zapomenout/Zrušit spárování).
3. Dejte WellSpa iO na nabíječku.
4. Stiskněte zapínací tlačítko a podržte ho 5 sekund.

Počkejte, až:

– kontrolky 1-5 jednou zablikají.

*Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc., a jakékoli použití těchto značek společností NSE Products, Inc., podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Pro obnovení továrního nastavení ageLOC® WellSpa iO™:

1. Odpojte se od Nu Skin Vera® v této aplikaci tak, že půjdete do Device Settings (Nastavení zařízení) > Forget this Device (Zapomenout toto zařízení).
2. Odpojte se od telefonu.
 - **iPhone:** Ve svém telefonu běžte do Settings (Nastavení) > Bluetooth® > My Devices (Moje zařízení) > NuSkinBDiO > Forget This Device (Zapomenout toto zařízení).
 - **Android:** Ve svém telefonu běžte do Settings (Nastavení) > Connections (Připojení) > Bluetooth® > ikona Settings (Nastavení) > Forget/Unpair (Zapomenout/Zrušit spárování).
3. Dejte WellSpa iO na nabíječku.
4. Stiskněte zapínací tlačítko a podržte ho 10 sekund.

Počkejte, až:

– kontrolky 1-5 jednou zablikají.

Tiskněte a držte, dokud:

– všechny kontrolky 3krát nezablikají (na 10 sekund).

POZNÁMKA

Zařízení ageLOC® WellSpa iO má automaticky uložené informace o vlastnostech a používání. Když dojde k resetu na tovární nastavení, některá uživatelská data v zařízení budou uchována z kvalitativních důvodů. Chcete-li si přečíst oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Nu Skin, navštivte:

-https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ ABATERIE

Zařízení ageLOC® WellSpa iO musíte řádně zlikvidovat v souladu s místními zákony a předpisy. Zařízení obsahuje elektronické součástky a lithium-iontovou baterii, která musí být zlikvidována mimo směsný odpad. Jakmile ageLOC WellSpa iO dovrší svoji životnost, kontaktujte místní úřady a zjistěte, jaké jsou možnosti likvidace a recyklace.



Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

ÚDRŽBA

Ohledně postupů při údržbě se podívejte na část „Čištění ageLOC® WellSpa iO a péče o něj“.

Poškozená zařízení nezasílejte letecky.

SERVIS

Sami se zařízení nepokoušejte opravit, protože to bude znamenat zneplatnění záruky. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné díly. Pro servis prosím nahlédněte do části záruky.

INFORMACE O VÝMĚNĚ A ZÁRUCE

Společnost Nu Skin garantuje, že zařízení nebude trpět vadami materiálu a provedení po dobu dvou let od původního data doručení zákazníkovi. Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku vlivem špatného zacházení či nehody. Pokud se výrobek během dvouleté záruční lhůty poškodí, obraťte se prosím na vaši místní podporu Nu Skin, aby zajistila opravu či výměnu. Můžete být požádáni o předložení dokladu o zaplacení, kde je uveden termín dodání. Nu Skin si vyhrazuje právo provést kontrolu zařízení. Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva specifická pro zemi, ve které bylo zařízení zakoupeno. Tato práva jsou i nadále chráněna. Tato záruka platí v Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, na Islandu, v Irsku, Itálii, Jihoafrické republice, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, na Slovensku, ve Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a ve Velké Británii.

PATENTY

Žádosti o patenty v USA a po celém světě.

TECHNICKÉ A REGULATORNÍ INFORMACE

ageLOC® WellSpa iO™

Maximální výstupní výkon:

22 V, 640 μ A, 0,414 Hz






 IPX5  IPX7

Bezdrátová nabíječka ageLOC WellSpa iO

Vstupní napětí: 5 V === min. 500 mA

 IPX4

DEFINICE SYMBOLŮ

Symbol	Definice
	Upozornění
	Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy
	Dvě úrovně ochrany proti zásahu elektrickým proudem
	Nabíjejte pouze specifikovanou nabíječkou
	Stejnoseměrný proud



INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold og komponenter i systemet	37–38	Vedligeholdelse	49
Sikkerhedsanvisninger, advarsler og forholdsregler	39	Oplysninger om erstatning og garanti	49
Opladning af dit ageLOC® WellSpa iO™	42	Patenter	49
Forbind din ageLOC WellSpa iO til Nu Skin Vera®-appen	43	Teknisk og regulatorisk information	50
Forbind din ageLOC WellSpa iO	43	Symboldefinitioner	50
Brug af din ageLOC WellSpa iO	44	Overensstemmelseserklæringer	51
Rengøring og vedligeholdelse af din ageLOC WellSpa iO	47		
Fejlfinding	47		

SYSTEMET INDEHOLDER

ageLOC® WellSpa iO™-apparat


Opstartsguide




ageLOC WellSpa iO

Adapter til USB-opladning er ikke inkluderet.

SYSTEMKOMPONENTER



SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER

- Dette apparat er beregnet til at blive brugt af voksne over 18 år. Det er ikke beregnet til at blive brugt af personer med reducerede sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaring og viden, hvis de ikke er under opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.
- ageLOC® WellSpa iO™ og ageLOC WellSpa iO trådløs oplader er testet ved trykniveau svarende til 4000 meters højde.
- ageLOC WellSpa iO indeholder et lithium-polymer-batteri, der ikke kan udskiftes. For at forebygge risiko for skader må apparatet aldrig eksponeres for varme. Opbevar ikke apparatet i nærheden af en varmekilde såsom en radiator, ild eller varmeventil. Undgå at efterlade apparatet i meget kolde eller varme omgivelser i længere tid. Rådfør dig med flyselskabet, inden du rejser med eller sender dette apparat med fly.
- **ADVARSEL:**  ageLOC WellSpa iO-apparatet oplades med induktiv opladning. Brug kun den trådløse oplader, der fulgte med dit ageLOC WellSpa iO, til at oplade dit apparat og en USB-strømadapter af god kvalitet med følgende specifikationer: 5 V --- min. 500 mA. Der må ikke bruges andet opladningstilbehør til at oplade dette apparat.
- Placer altid ageLOC WellSpa iO-apparatet og ageLOC WellSpa iO trådløs oplader på en tør, varmeafvisende, stabil og flad overflade, især når der oplades.
- Efterlad ikke opladeren i stikket, når den ikke er i brug, eller efter at apparatet er fuldt opladt.
- Det ideelle sted til opbevaring og opladning er ved stuetemperatur mellem 20°C og 24°C.
- Opbevar kun apparatet i omgivelser med en temperatur på mellem 5°C og 42°C.
- Oplad kun apparatet i omgivelser med en temperatur på mellem 10°C og 35°C.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER (Fortsat)

- Opbevares eller oplades apparatet ikke som anvist, kan det påvirke batteriet, de metalliske noder og betjening af apparatet negativt.
- Meget høje temperaturer eller varme miljøer (f.eks. over 50°C/122°F, direkte sollys, opbevaring i en bil under meget varme forhold osv.) kan medføre overophedning og andre katastrofiske tilstande, der kan påvirke produktets ydeevne og levetid væsentligt.
- Meget lave temperaturer eller miljøer under frysepunktet kan resultere i permanent skade på de metalliske noder og ydeevnen.

FORHOLDSREGLER


- Hold apparat og oplader væk fra børn.
- ageLOC WellSpa iO er kun til individuel brug.
- Brug kun som anvist på sund hud.
- Inspicer regelmæssigt, om der er skader. Anvend aldrig apparatet, hvis det ser ud til at være beskadiget eller i stykker for at undgå personskader. I tilfælde af fabrikationsfejl på apparatet, eller hvis apparatet bliver beskadiget, kontakt Nu Skin-supporttjenester.
- Må ikke bruges over eller nær irriteret hud, kræftlæsioner, sygt væv, hududslæt eller områder af hud, som mangler normal føleevne, da det kan resultere i irritation.
- Må ikke bruges på hoved/ansigt, hals, strube, bryst, brystparti, lyske.
- Anvend ikke apparatet, hvis du har åbne sår eller udslæt, er disponeret for Pityriasis rosea, har metalallergi, eller hvis du har problematisk eller meget sensitiv hud.

- Brug ikke på hævede, røde eller betændte områder; eller på hududslæt (f.eks. årebetændelse, dyb venetrombose, åreknuder).
- Må ikke bruges, hvis du har et implanteret hjerteapparat (f.eks. hjertemonitor, LCD'er, pacemakere, ECG-alarmer).
- Kontakt din læge, før du tager apparatet i brug, hvis du har sensitiv hud, epilepsi, kropspiercing, metalimplantater, er syg, har tendenser til blødning, nemt får sår, er gravid eller kan blive gravid, for nyligt har gennemgået en kirurgisk operation, har eller har haft en vedvarende sygdom såsom hjerte-karsygdom, slagtilfælde, forhøjet blodtryk eller leversygdomme.
- Må ikke bruges i længere perioder eller oftere end anbefalet.
- Hvis du oplever længerevarende rødme eller unormal irritation, skal du stoppe med at anvende apparatet og søge lægehjælp, hvis nødvendigt.
- Fjern smykker eller andre metalliske udsmykninger fra hudens overflade før brug.
- Må ikke bruges med andre apparater, inklusive flere ageLOC WellSpa iO-apparater samtidigt.
- Rør ikke ved en anden person eller elektrisk ladede dele/genstande under brug af apparatet.
- Må ikke bruges, mens man kører bil, betjener maskiner eller er i gang med en aktivitet, hvor elektrisk stimulering kan udsætte dig for skader.
- Brug ikke stærke kemikalier eller skurecreme på dit ageLOC WellSpa iO-apparat eller ageLOC WellSpa iO trådløs oplader.
- Må ikke bruges, mens du er i karbad eller brusebad. Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
- For at reducere risikoen for chok, irritation eller skade, placer eller opbevar ikke dit apparat eller oplader, hvor det kan falde eller blive trukket ned i vand, et badekar, vask eller toilet.
- Apparatet må ikke modificeres på nogen måde.

OPLADNING AF DIT AGELOC® WELLSPA iO™-APPARAT

Batteriindikatoren vil lyse gult, når batteriniveauet er lavt.

- Sørg for, at apparatet og opladeren er helt tørre inden opladning.
- Sæt opladeren til en USB-adapter og derefter til en stikkontakt. Placer apparatet på opladeren for at starte opladning.
- Mens apparatet oplades, blinker batteriindikatoren grønt.
- Når apparatet er fuldt opladet, vil batteriindikatoren lyse grønt.
- Efterlad ikke opladeren i stikket, når den ikke er i brug, eller efter at apparatet er fuldt opladt.



BEMÆRK

Når batteriniveauet er kritisk lavt, vil batteriindikatoren lyse eller blinke gult, og apparatet vil blive slukket, hvis brugeren prøver at tænde det. Dette angiver, at der ikke er nok strøm til at foretage en session.

Oplad apparatet, hvis der ikke er nogen indikatorlys. Indikatorlyset vil tændes, når apparatet er fuldt opladt.



Vores genopladelige batterier hjælper med at reducere mængden af affald. Vi inviterer dig til at lære mere om vores initiativer til bæredygtighed ved at gå ind på nuskin.com/sustainability.

FORBIND DIN AGELOC® WELLSPA iO™ TIL NU SKIN VERA®-APPEN

For at få for den fulde ageLOC WellSpa iO-oplevelse skal du scanne QR-koden for at downloade Nu Skin Vera®-appen fra App Store eller Google Play Store. Følg instruktionerne i appen for at forbinde til dit apparat.



FORBIND DIN AGELOC® WELLSPA iO™

1. Download Nu Skin Vera®-appen.
2. Sørg for at Bluetooth®* er aktiveret på din telefon.
3. Log ind på Nu Skin Vera.
 - Har du allerede en Nu Skin-konto? Brug den til at logge ind.
 - Ny hos Nu Skin? Opret en ny bruger — det er nemt!
4. Klik på "Apparater" på navigationsbjælken.
5. Klik på "Forbind nyt apparat".
6. Hvis apparatet er slukket, skal du trykke på på tænd/sluk-knappen for at tænde det.
7. Klik på "Forbind".
8. Apparates vil forbindes, og du er nu klar.

* Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af NSE Products, Inc. er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

App Store og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC. For mere information om, hvordan Nu Skin indsamler, bruger og deler personlig information, se venligst <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

BRUG AF DIT AGELOC® WELLSPA iO™-APPARATSYSTEM

Du kan bruge dit ageLOC WellSpa iO-apparat og -system i op til 5 minutter på hvert område af kroppen tre-syv gange om ugen.

TRIN 1. PÅFØR AGELOC® BODY SERUM ELLER AGELOC® BODY ACTIVATING GEL

Påfør en generøs mængde af din serum eller gel på det målrettede område, og undgå ansigtet, halsen, brystet og lysken. Hvis du vil behandle mere end et område, skal du kun påføre på det område, du først vil behandle.

TRIN 2. START EN SESSION

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet. Alle fem indikatorlamper vil lyse, første gang det tændes. Antallet af indikatorlamper, som tændes, angiver tiden for din session. Hver gang du trykker på tænd/sluk-knappen, vælger du en ny tid. Tryk på tænd/sluk-knappen igen, indtil du har valgt din foretrukne tid fra 1 til 5 minutter. Dit apparat vil huske din indstilling til næste session. Placer apparatet på det område af din hud, hvor du har påført serum eller gel. Apparatet vil udsende en tone, og så vil din session starte automatisk. Begynd en ny session på hvert område, du vil behandle.

TRIN 3. UNDER SESSIONEN


Før let apparatet hen over din hud. Sørg for at undgå følsomme steder. Hvert minut vil der blive talt ned med en lyd, og en af indikatorlamperne vil blive slukket.

- Hvis der mangler produkt, eller du mister kontakt med huden, vil strømmen blive afbrudt, og WellSpa iO vil gå på pause og udsende en lyd. Genoptag ved at placere de metalliske noder mod din hud og/eller påføre mere produkt efter behov for at sikre, at apparatet glider nemt.
- Apparatet vil udsende en alarmtone, hvis du bevæger apparatet for hurtigt.
- Du kan til enhver tid slukke apparatet ved at holde tænd/sluk-knappen inde, indtil lamperne slukkes.

TRIN 4. SESSION UDFØRT

Ved slutningen af din session vil dit apparat udsende en tone og automatisk slukke. Du vil høre samme tone, når du slukker apparatet manuelt. Masser eventuelt overskydende serum eller gel ind i din hud.

Se diagrammerne nedenfor for at få forslag til områder at behandle og komplette instruktioner til brug af Nu Skin Vera®.



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF DIN AGELOC® WELLSPA iO™

Brug en let fugtet, fnugfri klud til at tørre eventuel serum, gel eller snavs af det håndholdte apparat og opladeren hver gang efter brug. Tør af, indtil det ser rent ud. Opbevares et tørt og køligt sted. Apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller væske. Brug kun tørre, fnugfri klude, og tør omhyggeligt de udvendige overflader af på det håndholdte apparat og opladeren.

FEJLFINDING

TAB AF LEDEEVNE UNDER ANVENDELSE

Hvis de metalliske noder mister kontakt med din hud, vil strømmen blive afbrudt, hvilket vil sætte WellSpa iO™ på pause, afgive en lyd og få indikatorlysende til at blinke.

PRO TIP: Mangel på serum eller gel kan forårsage tab af ledeevne. Påfør mere produkt på din hud, og sørg for at enheden er i kontakt med både din hud og produktet for optimal brug.

BEVÆGELSESDVARSLE UNDER ANVENDELSE

Apparatet vil udsende en alarmtone, hvis du bevæger apparatet for hurtigt. Sessionen vil automatisk genoptages, når du bevæger apparatet ved den korrekte hastighed. Glid apparatet langsomt henover de målrettede områder.

GENOPRET BLUETOOTH®-FORBINDELSEN

Hvis du har problemer med at oprette forbindelse til din Nu Skin Vera®, eller hvis du har brug for at afbryde forbindelsen til din telefon, nulstil Bluetooth.

1. Afbryd Nu Skin Vera i appen ved at navigere til Enhedsindstillinger > Glem dette apparat.

2. Afbryd forbindelsen til din telefon.

- **iPhone:** Gå til indstillingerne på din telefon > Bluetooth > Mine enheder > NuSkinBDiO > Glem denne enhed.
- **Android:** Gå til indstillingerne på din telefon > Forbindelser > Bluetooth > Ikon for indstillinger > Glem.

3. Placer WellSpa iO på opladeren.

4. Tryk og hold tænd-/sluk-knappen nede i 5 sek.

Vent indtil:

- Indikatorlysene 1-5 blinker én gang.

*Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af NSE Products, Inc. er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

FABRIKSNUSTILLING

For at nulstille fabriksindstillingerne på din ageLOC® WellSpa iO:™

1. Afbryd Nu Skin Vera® i appen ved at gå til Enhedsindstillinger > Glem denne enhed.
2. Afbryd fra din telefon.
 - **iPhone:** Gå til indstillingerne på din telefon > Bluetooth® > Mine enheder > NuSkinBDiO > Glem denne enhed.
 - **Android:** Gå til indstillingerne på din telefon > Forbindelser > Bluetooth® > Ikon for indstillinger > Glem
3. Placer WellSpa iO på opladeren.
4. Tryk og hold tænd-/sluk-knappen nede i 10 sek.

Vent indtil:

- Indikatorlysene 1-5 blinker en gang.

Bliv ved med at trykke på knappen indtil:

- Alle indikatorlys blinker 3 gange (ved 10 sekunder).

BEMÆRK

ageLOC WellSpa iO lagrer automatisk information om kvalitet og brug. Når apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne vil nogle af apparatets brugsdata blive bibeholdt til kvalitetsmæssige formål. For at se Nu Skinss meddelelse om personlig databeskyttelse henvises du til:

-https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html

BORTSKAFFELSE AF APPARAT OG BATTERI

Du skal bortskaffe din ageLOC® WellSpa iO i overensstemmelse med lokale love og retningslinjer. Dette apparat indholder elektroniske komponenter og et litiumbatteri, hvilket kræver bortskaffelse separat fra husholdningsaffald. Når ageLOC WellSpa iO når slutningen af sin levetid, skal du kontakte den lokale affaldshåndtering for at få oplysninger om korrekte bortskaffelses- og genbrugsmuligheder.



Bortskaf batterierne i henhold til reglerne i dit område.

VEDLIGEHOUDELSE

Se "rengøring og vedligeholdelse af din ageLOC® WellSpa iO"-sektionen for, hvordan du rutinemæssigt vedligeholder dit apparat.

Send ikke beskadigede apparater med fly.

EFTERSYN

Forsøg ikke at reparere apparatet selv, da dette vil ugyldiggøre garantien. Der er ingen indvendige dele, som kan repareres af brugeren. Vi henviser til garanti afsnittet for oplysninger om reparation.

OPLYSNINGER OM ERSTATNING OG GARANTI

Nu Skin garanterer at apparatet er fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i en periode på to år fra leveringsdatoen. Denne garanti dækker ikke beskadigelse af produktet, som skyldes forkert brug eller uheld. Hvis produktet går i stykker inden for den toårige garantiperiode, kan du kontakte din lokale Nu Skin-kundeservice og få repareret eller ombyttet produktet. Du skal kunne fremvise en kvittering, der viser leveringsdatoen. Nu Skin forbeholder sig retten til at undersøge apparatet. Garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder i landet, hvor købet er foretaget. Sådanne rettigheder vil være beskyttede. Denne garanti er gældende i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Holland og Storbritannien.

PATENTER

Afventende patenter i USA og internationalt.

TEKNISK OG REGULATORISK INFORMATION

ageLOC WellSpa iO™

Maks. udgangseffekt:

22V, 640 μ A, 0.414Hz






 IPX5  IPX7

ageLOC WellSpa iO Wireless Charger

Indgang: 5V  min 500mA

 IPX4

SYMBOLDEFINITIONER


Symbol	Definition
	Advarsel
	Bortskaf batterierne korrekt i dit område
	To niveauer af beskyttelse mod elektrisk stød
	Oplad kun med angivet oplader
	Direkte strøm

INHALTSVERZEICHNIS


Systeminhalt und Komponenten	53–54	Wartung	65
Sicherheitshinweise, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	55	Informationen zu Ersatz und Garantie	65
Aufladen deines ageLOC® WellSpa iO™	58	Patente	65
Verbinden deines ageLOC WellSpa iO mit der Nu Skin Vera® App	59	Technische und regulatorische Informationen	66
Koppeln deines ageLOC WellSpa iO	59	Definition von Symbolen	66
Verwendung deines ageLOC WellSpa iO	60	Konformitätserklärungen	67
Reinigung und Pflege deines ageLOC WellSpa iO	63		
Fehlersuche	63		

SYSTEMINHALTE

Kurzanleitung




ageLOC® WellSpa iO™ Gerät





ageLOC WellSpa iO
Wireless Charger

USB-Ladeadapter nicht im Lieferumfang enthalten.

SYSTEMKOMPONENTEN



SICHERHEIT- UND WARNHINWEISE

- Dieses Gerät ist für die Verwendung durch Erwachsene über 18 Jahren bestimmt. Es ist nicht zur Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- ageLOC® WellSpa iO™ und der ageLOC WellSpa iO Wireless Charger wurden bei einem Luftdruck getestet, der 4000 m Höhe entspricht.
- ageLOC WellSpa iO enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der nicht austauschbar ist. Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, das Gerät niemals Hitze aussetzen. Niemals in der Nähe einer Wärmequelle, wie einer Heizung, offenem Feuer oder eines Wärmeabzugs lagern. Lasse das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in einem heißen Fahrzeug oder in einer extrem kalten Umgebung stehen. Vor dem Versand des Geräts ist der Paketdienstleister oder vor der Mitnahme an Bord eines Flugzeugs die Luftfahrtgesellschaft zu konsultieren.
- **WARNHINWEIS:**  Das ageLOC WellSpa iO Gerät wird induktiv aufgeladen. Verwende zum Aufladen deines Geräts nur den mitgelieferten ageLOC WellSpa iO Wireless Charger und ein hochwertiges USB-fähiges Netzteil mit den folgenden Werten: 5V  mind. 500 mA. Es sollte kein anderes Ladezubehör mit dem Gerät verwendet werden.
- Stelle dein ageLOC WellSpa iO Gerät und das ageLOC WellSpa iO Wireless-Ladegerät immer auf eine trockene, hitzebeständige, stabile und ebene Fläche, insbesondere beim Aufladen.
- Lass das Ladegerät nicht eingesteckt, wenn du es nicht benutzt oder wenn das Gerät voll aufgeladen ist.
- Das Gerät sollte idealerweise bei Zimmertemperatur zwischen 20 °C und 24 °C gelagert und aufgeladen werden.
- Das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 42 °C aufbewahren.
- Das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 35 °C aufladen.

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE (Forts..)

- Die Lagerung und das Aufladen außerhalb dieser Bereiche wirken sich negativ auf die Batterie, die Metallkontakte und den Betrieb des Geräts aus.
- Sehr hohe Temperaturen oder heiße Umgebungen (z. B. über 50 °C, direkte Sonneneinstrahlung, in Fahrzeugen bei extremer Hitze usw.) können zu Überhitzung und anderen schwerwiegenden Bedingungen führen, die die Leistung und Lebensdauer des Geräts stark beeinträchtigen.
- Sehr niedrige Temperaturen oder Frost können zu einer dauerhaften Beschädigung der Metallkontakte und der Funktionsfähigkeit führen.

VORSICHTSMASSNAHMEN


- Das Gerät und das Ladegerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- ageLOC WellSpa iO ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Nur vorschriftsgemäß auf gesunder Haut anwenden.
- Regelmäßig auf Schäden prüfen. Um Verletzungen zu vermeiden, das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt oder defekt zu sein scheint. Sollte das Gerät defekt oder beschädigt sein, wende dich an den Nu Skin Kundenservice.
- Verwende das Gerät nicht auf oder in der Nähe von gereizter Haut, krebstartigen Läsionen, krankem Gewebe, Hautausschlägen oder Hautbereichen, die kein natürliches Empfindungsvermögen haben, da dies zu Reizungen führen kann.
- Nicht an Kopf/Gesicht, Nacken, Hals, Brust, Dekolleté und Leiste anwenden.
- Nicht verwenden, wenn du offene Stellen, Wunden oder Ausschläge hast, zu Pityriasis rosea neigst, Allergien gegen Metalle hast oder wenn du problematische oder übermäßig empfindliche Haut hast.

- Nicht auf geschwollenen, geröteten, infizierten oder entzündeten Stellen oder auf Hautausschlägen (z. B. Venenentzündung, Thrombophlebitis, Krampfadern) anwenden.
- Nicht verwenden, wenn du ein implantiertes kardiologisches Gerät hast (z. B. Herzmonitore, ICDs, Herzschrittmacher, EKG-Alarme).
- Sprich mit deinem Arzt oder Gesundheitsdienstleister, bevor du das Gerät verwendest, wenn du empfindliche Haut hast, Epileptiker bist, Piercings trägst, ein Metallimplantat hast, erkrankt bist, zu Blutungen neigst, leicht blaue Flecken bekommst, schwanger bist oder schwanger werden könntest, dich vor kurzem einem chirurgischen Eingriff unterzogen hast oder aktuell oder früher an einer Krankheit wie Herzkrankheit, Schlaganfall, Bluthochdruck oder Lebererkrankungen leidest bzw. gelitten hast.
- Verwende es nicht über einen längeren Zeitraum oder häufiger als empfohlen.
- Bei Reizungen, anhaltendem stechenden Schmerz oder Rötungen solltest du die Anwendung sofort abbrechen und ggf. einen Arzt aufsuchen.
- Entferne vor der Anwendung Schmuck oder andere metallische Schmuckstücke von der Hautoberfläche.
- Nicht mit anderen Geräten und auch nicht mit mehreren ageLOC WellSpa iO Geräten gleichzeitig verwenden.
- Berühre keine anderen Personen oder stromführende Teile/ Gegenstände, während du das Gerät benutzt.
- Benutze das Gerät nicht, während du Auto fährst, Maschinen bedienst oder eine Tätigkeit ausübst, bei der du dich aufgrund der elektrischen Stimulation verletzen könntest.
- Verwende keine scharfen Chemikalien oder Scheuermittel auf deinem ageLOC WellSpa iO Gerät oder dem ageLOC WellSpa iO Wireless Charger.
- Betreibe das Gerät nicht beim Baden oder Duschen. Tauche dein Gerät nicht unter Wasser.
- Um das Risiko eines Stromschlags, von Reizungen, Brand oder Verletzungen zu verringern, darfst du dein Gerät oder das Ladegerät nicht an einem Ort aufbewahren, an dem es ins Wasser, in eine Badewanne, ein Waschbecken oder eine Toilette fallen oder hineingerissen werden kann.
- Verändere das Gerät in keiner Weise.

LADEN DEINES AGELOC® WELLSPA iO™ GERÄTS

Die Akkuanzeige leuchtet gelb, wenn der Ladezustand des Akkus niedrig ist.

- Vergewissere dich vor dem Aufladen, dass das Gerät und das Ladegerät vollständig trocken sind.
- Stecke das Ladegerät in einen USB-Adapter und dann in eine Steckdose. Lege das Gerät auf das Ladegerät, um den Ladevorgang zu starten.



- Während das Gerät geladen wird, pulsiert die Akkuanzeige grün.
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Akkuanzeige dauerhaft grün.
- Lass das Ladegerät nicht eingesteckt, wenn du es nicht benutzt oder wenn das Gerät voll aufgeladen ist.

HINWEIS

Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt die Akkuanzeige gelb und das Gerät schaltet sich aus, wenn der Anwender versucht, es einzuschalten. Das bedeutet, dass nicht mehr genug Akku vorhanden ist, um eine Anwendung durchzuführen.

Wenn keine Kontrollleuchten aufleuchten, lade das Gerät auf. Die Kontrollleuchten schalten sich ein, sobald das Gerät aufgeladen ist.



Unser wiederaufladbarer Akku hilft, Abfall zu vermeiden. Wir möchten dich einladen, mehr über unsere Initiativen zur Nachhaltigkeit zu erfahren, und zwar unter nuskin.com/sustainability.

VERBINDUNG VON AGELOC® WELL-SPA iO™ MIT DER NU SKIN VERA® APP

Um das volle ageLOC WellSpa iO Erlebnis zu ermöglichen, scanne den QR-Code, um die Nu Skin Vera® App aus dem App Store oder von Google Play herunterzuladen. Folge den Anweisungen der App, um dich mit deinem Gerät zu verbinden.



KOPPELN DEINES AGELOC® WELLSPA iO™

1. Lade die Nu Skin Vera® App herunter.
2. Vergewissere dich, dass die Bluetooth-Funktion®* deines Handys aktiviert ist.
3. Melde dich bei Nu Skin Vera an.
 - Du hast bereits ein Nu Skin Konto? Melde dich mit diesem an.
 - Bist du neu bei Nu Skin? Registriere dich – es ist ganz einfach! Tippe auf „Geräte“ in der Navigationsleiste.
4. Tippe auf „Neues Gerät koppeln.“
5. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schalte es mit dem Einschaltknopf ein.
6. Tippe auf „Verbinden.“
7. Das Gerät wird gekoppelt und du bist startklar.

* Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch NSE Products, Inc. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

App Store und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. Google Play ist eine Marke von Google LLC. Informationen darüber, wie Nu Skin personenbezogene Daten erfasst, verwendet und weitergibt, findest du unter <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

VERWENDUNG DEINES AGELOC® WELLSPA iO™ GERÄTESYSTEMS

Du kannst dein ageLOC WellSpa iO Gerätesystem bis zu 5 Minuten, dreimal wöchentlich bis täglich, an jeder Körperstelle anwenden.

SCHRITT1TRAGE DAS AGELOC BODY SERUM ODER AGELOC BODY ACTIVATING GEL AUF

Trage dein Serum oder Gel großzügig auf die zu behandelnden Stellen auf und spare dabei Gesicht, Hals, Brust und die Leistengegend aus. Wenn du vorhast, mehr als einen Bereich zu behandeln, trage das Produkt nur auf den Bereich auf, der unmittelbar behandelt werden soll.

SCHRITT2STARTEN EINER ANWENDUNG

Drücke den Einschaltknopf, um das Gerät einzuschalten. Wenn du das Gerät zum ersten Mal einschaltest, leuchten alle fünf Kontrollleuchten auf. Die Anzahl der leuchtenden Kontrollleuchten gibt die Anwendungszeit an. Jedes Mal, wenn du den Einschaltknopf drückst, wählst du eine neue Zeit. Drücke den Einschaltknopf so oft, bis du deine bevorzugte Zeit zwischen 1 und 5 Minuten ausgewählt hast. Dein Gerät merkt sich deine Einstellung für die nächste Anwendung. Platziere das Gerät auf der Hautpartie, auf die du das Serum oder Gel aufgetragen hast. Das Gerät gibt einen Ton ab, und deine Anwendung beginnt automatisch. Beginne für jede Zielregion eine neue Anwendung.

SCHRITT3WÄHREND DER SITZUNG


Gleite mit dem Gerät sanft über deine Haut. Achte darauf, empfindliche Stellen zu vermeiden. Jede Minute wird heruntergezählt, indem ein Ton erklingt und eine Kontrollleuchte sich ausschaltet.

- Wenn du eine zu geringe Menge des Produkts aufträgst oder der Kontakt mit deiner Haut verloren geht, unterbricht WellSpa iO die Stromzufuhr und gibt einen Ton ab. Fahre fort, indem du die Metallnoppen auf deiner Haut positionierst und/oder bei Bedarf etwas mehr von dem Produkt aufträgst, um ein ebenmäßiges Gleiten zu gewährleisten.
- Das Gerät gibt einen Ton ab, wenn du das Gerät zu schnell bewegst.
- Um das Gerät auszuschalten, halte einfach den Einschaltknopf gedrückt, bis die Kontrollleuchten erlöschen.

SCHRITT 4 ABSCHLUSS DER SITZUNG

Am Ende deiner Anwendung gibt das Gerät einen Ton ab und schaltet sich automatisch aus. Den gleichen Ton hörst du auch, wenn du dein Gerät manuell ausschaltest. Massiere das überschüssige Serum oder Gel in deine Haut ein.

Die nachfolgenden Diagramme zeigen die empfohlenen Anwendungsbereiche. Die ausführlichen Anwendungshinweise findest du in Nu Skin Vera®.



REINIGUNG UND PFLEGE DEINES AGELOC® WELLSPA iO™

Benutze ein leicht feuchtes, nicht faserndes Tuch, um nach jedem Gebrauch Serum, Gel oder Rückstände vom Gerät und dem Ladegerät abzuwischen. Setze das Abwischen fort, bis das Gerät sichtbar sauber ist. Lagere das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort. Tauche das Gerät zu keiner Zeit in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Trockne die Außenflächen des Geräts und des Ladegeräts mit trockenen, nicht fasernden Tüchern gründlich ab.

FEHLERSUCHE

VERLUST DER LEITFÄHIGKEIT WÄHREND DER NUTZUNG

Wenn die Metallnoppen den Kontakt zu deiner Haut verlieren, wird der Strom unterbrochen, woraufhin WellSpa iO™ pausiert, einen Ton abgibt und die Kontrollleuchten aufleuchten.

PROFI-TIPP: Wenn du zu wenig Serum oder Gel aufträgst, kann es zu einem Verlust der Leitfähigkeit kommen. Trage mehr von dem Produkt auf deine Haut auf und achte darauf, dass das Gerät sowohl mit deiner Haut als auch mit dem Produkt in Kontakt ist, um eine optimale Anwendung zu gewährleisten.

BEWEGUNGSWARNUNGEN WÄHREND DER ANWENDUNG

Das Gerät gibt einen Ton ab, wenn deine Bewegungen zu schnell sind. Die Anwendung wird automatisch fortgesetzt, wenn du wieder die richtige Bewegungsgeschwindigkeit einhältst. Gleite mit dem Gerät langsam über die zu behandelnden Stellen.

BLUETOOTH®-VERBINDUNG ZURÜCKSETZEN

Wenn du Probleme beim Koppeln mit Nu Skin Vera® hast oder dein Gerät von deinem Smartphone trennen musst, führe einen Bluetooth-Reset durch.

1. Trenne die Verbindung zu Nu Skin Vera in der App, indem du zu „Geräteeinstellungen > Dieses Gerät vergessen“ gehst.
2. Trenne die Verbindung zu deinem Handy.
 - **iPhone:** Navigiere zu den Einstellungen deines Smartphones > Bluetooth > Meine Geräte > NuSkinBDiO > Dieses Gerät vergessen.
 - **Android:** Navigiere zu den Einstellungen deines Smartphones > Verbindungen > Bluetooth > Einstellungssymbol > Vergessen/Entkoppeln.
3. Lege das WellSpa iO auf den Charger.
4. Halte den Einschaltknopf 5 Sekunden lang gedrückt.

Warte bis:

- Die Kontrollleuchten 1 bis 5 einmal blinken.

*Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden von NSE Products Inc. unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNG

Um dein ageLOC® WellSpa iO™ auf die Werkseinstellung zurückzusetzen:

1. Trenne die Verbindung zu Nu Skin Vera® innerhalb der App, indem du zu „Geräteeinstellungen > Dieses Gerät vergessen“ gehst.
2. Trenne die Verbindung zu deinem Handy.
 - **iPhone:** Navigiere zu den Einstellungen deines Handys > Bluetooth® > Meine Geräte > NuSkinBDiO > Dieses Gerät vergessen.
 - **Android:** Navigiere zu den Einstellungen deines Handys > Verbindungen > Bluetooth® > Einstellungssymbol > Vergessen/Entkoppeln
3. Lege WellSpa iO auf den Charger.
4. Halte den Einschaltknopf 10 Sekunden lang gedrückt.

Warte bis:

- Die Kontrollleuchten 1 bis 5 einmal blinken.

Halte die Taste weiter gedrückt, bis:

- Alle Kontrollleuchten dreimal (innerhalb von 10 Sekunden) blinken.

HINWEIS

ageLOC WellSpa iO speichert automatisch Qualitäts- und Nutzungsinformationen. Wenn das Gerät auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wird, bleiben einige Nutzungsdaten des Geräts zu Qualitätszwecken gespeichert. Die Datenschutzerklärung von Nu Skin findest du hier:

-https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html

GERÄTE- UND AKKU-ENTSORGUNG

Du bist verpflichtet, ageLOC® WellSpa iO entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen. Das Gerät enthält elektronische Bauteile und einen Lithium-Ionen-Akku, die getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Wenn das ageLOC WellSpa iO das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, wende dich an die örtlichen Entsorgungsbehörden, um dich über die ordnungsgemäße Entsorgung und Recyclingmöglichkeiten zu informieren.



Den Akku nach örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.

WARTUNG

Im Abschnitt „Reinigung und Pflege deines ageLOC® WellSpa iO“ findest du Informationen zur regelmäßigen Wartung.

Versende keine beschädigten Geräte auf dem Luftweg.

WARTUNG

Versuche nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da sonst die Garantie erlischt. Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Informationen zum Thema Wartung findest du im Abschnitt „Garantie“.

INFORMATIONEN ZUM UMTAUSCH UND ZUR GARANTIE

Nu Skin garantiert, dass das Gerät während eines Zeitraums von zwei Jahren (ab Lieferdatum) frei von Material- und Herstellungsmängeln ist. Schäden am Produkt, die durch Unfall oder unsachgemäße Verwendung entstehen, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Sollten an diesem Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von zwei Jahren Mängel auftreten, ist der zuständige Nu Skin Kundenservice zu kontaktieren, um es reparieren oder ersetzen zu lassen. Bitte den Lieferschein aufbewahren, da er eventuell vorgelegt werden muss. Nu Skin behält sich das Recht vor, das Gerät zu prüfen. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf deine Rechte in dem Land, in dem du das Gerät gekauft hast – diese Rechte sind geschützt. Diese Garantie gilt in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Spanien, Südafrika, der Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Königreich.

PATENTE

US-amerikanische und internationale Patente sind angemeldet.

TECHNISCHE DATEN UND REGULATORISCHES


ageLOC® WellSpa iO™

Maximale Leistung:

22V, 640µA, 0,414Hz






 IPX5  IPX7

ageLOC WellSpa iO Wireless Charger

Eingangsspannung: 5V  min 500mA

 IPX4

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

Symbol	Bedeutung
	Warnhinweis
	Den Akku nach örtlich geltenden Vorschriften entsorgen
	Zwei Stufen der Stoßsicherung
	Nur mit dem angegebenen Ladegerät aufladen
	Gleichstrom

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DE

EU-Konformitätserklärung (DoC)

CE

Wir, NED Product Europe BV, mit Hauptgeschäftssitz in De Vriessing 5, 1902 Zwetteln, Belgien, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

aprotEC Weidgen G2
Modell 8223

22 V, 602 uA, 0,214 kWh, Klasse II, IP20/IP21
und CE-Zeichen einen CEI-Indikator trägt.

auf das sich diese Erklärung bezieht, im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union steht.

Die folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:

Zusammenfassende Norm EN 60335-1:2012
Standard:
Normenreihe:
• EN 60335-1:2012
• EN 60335-2-29
Standard:
• EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A10:2021
• EN 60335-2-29
EMV (Elektromagnetik)
• EN 60335-1:2012
• EN 60335-2-29
EMV (Elektromagnetik)
• EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A10:2021
• EN 60335-2-29

© 2022 NED Product Europe BV. Alle Rechte vorbehalten. NED Product Europe BV ist ein eingetragenes Unternehmen in Belgien. NED Product Europe BV ist ein eingetragenes Unternehmen in Belgien. NED Product Europe BV ist ein eingetragenes Unternehmen in Belgien.

EU-Konformitätserklärung (DoC)

CE

Wir, NED Product Europe BV, mit Hauptgeschäftssitz in De Vriessing 5, 1902 Zwetteln, Belgien, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

aprotEC Weidgen G2
Modell 8223

22 V, 602 uA, 0,214 kWh, Klasse II, IP20/IP21
und CE-Zeichen einen CEI-Indikator trägt.

auf das sich diese Erklärung bezieht, im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union steht.

Die folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:

Zusammenfassende Norm EN 60335-1:2012
Standard:
Normenreihe:
• EN 60335-1:2012
• EN 60335-2-29
Standard:
• EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A10:2021
• EN 60335-2-29
EMV (Elektromagnetik)
• EN 60335-1:2012
• EN 60335-2-29
EMV (Elektromagnetik)
• EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A10:2021
• EN 60335-2-29

© 2022 NED Product Europe BV. Alle Rechte vorbehalten. NED Product Europe BV ist ein eingetragenes Unternehmen in Belgien. NED Product Europe BV ist ein eingetragenes Unternehmen in Belgien. NED Product Europe BV ist ein eingetragenes Unternehmen in Belgien.

EU-Konformitätserklärung (DoC)

CE

Wir, NED Product Europe BV, mit Hauptgeschäftssitz in De Vriessing 5, 1902 Zwetteln, Belgien, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

aprotEC Weidgen G2 Wireless Charger
Modell 8223C2/8223C3

5 V 2C, Max. 500 mA, Klasse II, IP20
und CE-Zeichen einen CEI-Indikator trägt.

auf das sich diese Erklärung bezieht, im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union steht.

Die folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:

Zusammenfassende Norm EN 60335-1:2012
Standard:
EMV (Elektromagnetik)
• EN 60335-1:2012
• EN 60335-2-29
Standard:
• EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A10:2021
• EN 60335-2-29
EMV (Elektromagnetik)
• EN 60335-1:2012
• EN 60335-2-29
EMV (Elektromagnetik)
• EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A10:2021
• EN 60335-2-29

© 2022 NED Product Europe BV. Alle Rechte vorbehalten. NED Product Europe BV ist ein eingetragenes Unternehmen in Belgien. NED Product Europe BV ist ein eingetragenes Unternehmen in Belgien. NED Product Europe BV ist ein eingetragenes Unternehmen in Belgien.

EU-Konformitätserklärung (DoC)

CE

Wir, NED Product Europe BV, mit Hauptgeschäftssitz in De Vriessing 5, 1902 Zwetteln, Belgien, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

aprotEC Weidgen G2 Wireless Charger
Modell 8223C2/8223C3

5 V 2C, Max. 500 mA, Klasse II, IP20
und CE-Zeichen einen CEI-Indikator trägt.

auf das sich diese Erklärung bezieht, im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union steht.

Die folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:

Zusammenfassende Norm EN 60335-1:2012
Standard:
EMV (Elektromagnetik)
• EN 60335-1:2012
• EN 60335-2-29
Standard:
• EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A10:2021
• EN 60335-2-29
EMV (Elektromagnetik)
• EN 60335-1:2012
• EN 60335-2-29
EMV (Elektromagnetik)
• EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A10:2021
• EN 60335-2-29

© 2022 NED Product Europe BV. Alle Rechte vorbehalten. NED Product Europe BV ist ein eingetragenes Unternehmen in Belgien. NED Product Europe BV ist ein eingetragenes Unternehmen in Belgien. NED Product Europe BV ist ein eingetragenes Unternehmen in Belgien.



ÍNDICE

Contenidos y componentes del sistema	69–70	Mantenimiento	81
Instrucciones, advertencias y precauciones de seguridad	71	Información sobre recambios y garantía	81
Cargar el dispositivo ageLOC® WellSpa iO™	74	Patentes	81
Conectar tu ageLOC® WellSpa iO a la aplicación Nu Skin Vera®	75	Información técnica y normativa	82
Emparejar tu ageLOC WellSpa iO	75	Definición de los símbolos	82
Usar tu ageLOC WellSpa iO	76	Declaraciones de conformidad	83
Limpieza y cuidado de tu ageLOC WellSpa iO	79		
Resolución de problemas	79		

CONTENIDO DEL SISTEMA


Dispositivo ageLOC® WellSpa iO™

Guía de inicio rápido





Adaptador de carga USB no incluido.

COMPONENTES DEL SISTEMA



ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este dispositivo debe ser usado únicamente por personas adultas mayores de 18 años. No está pensado para que lo usen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o que una persona responsable de su seguridad les haya dado instrucciones relativas al uso del aparato. Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Los niños no deben limpiarlo ni realizar sus tareas de mantenimiento.
- ageLOC® WellSpa iO™ y el cargador inalámbrico ageLOC WellSpa iO se han probado a presiones iguales a 4000 m de altitud.
- ageLOC WellSpa iO contiene una batería de ion de litio que no puede reemplazarse. Para evitar el riesgo de daños o lesiones, no expongas el dispositivo a fuentes de calor. No lo almacenes junto a ninguna fuente de calor, como radiadores, fuegos o salidas de aire caliente. No lo dejes en un vehículo en condiciones de mucho calor ni en un entorno extremadamente frío durante periodos prolongados. Consulta con la compañía aérea antes de volar con este dispositivo o de enviarlo por avión.
- **ADVERTENCIA:**  El dispositivo ageLOC WellSpa iO se carga por inducción. Usa únicamente el cargador inalámbrico ageLOC WellSpa iO proporcionado para cargar tu dispositivo junto con un adaptador USB de calidad con la clasificación siguiente: 5 V  mín. 500 mA. No se deben usar otros accesorios de carga con el dispositivo.
- Coloca siempre tu aparato ageLOC WellSpa iO y el cargador inalámbrico ageLOC WellSpa iO sobre una superficie plana, seca, resistente al calor y estable, especialmente cuando lo estés cargando.
- No dejes el cargador enchufado cuando no esté en uso ni después de que el dispositivo se haya cargado por completo.
- Idealmente, el dispositivo debe almacenarse a una temperatura ambiente de entre 20 °C y 24 °C (68 °F a 75 °F).
- Almacena el dispositivo únicamente en entornos con una temperatura de entre 5 °C y 42 °C (41 °F a 107 °F).
- Carga el dispositivo únicamente en entornos con una temperatura de entre 10 °C y 35 °C (50 °F a 95 °F).

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (Cont.)

- Almacenar y cargar el aparato fuera de estos rangos afectará negativamente a la batería, a los nodos metálicos y al funcionamiento del dispositivo.
- Si el dispositivo se expone a temperaturas muy altas o entornos cálidos (por ejemplo, a una temperatura superior a 50 °C/122 °F, a la luz del sol directa, en el interior de vehículos en condiciones de calor extremo, etc.), se puede producir un sobrecalentamiento y afectar gravemente al rendimiento y la vida útil del producto, o incluso provocar una catástrofe.
- Las temperaturas muy bajas o heladas pueden dañar permanentemente los nodos metálicos y su funcionamiento.

PRECAUCIONES


- Mantén el dispositivo y el cargador fuera del alcance de los niños.
- ageLOC WellSpa iO es solo para uso individual.
- Úsalo solo como se indica sobre la piel sana.
- Comprueba periódicamente que no esté dañado. Para evitar lesiones, no utilices nunca el dispositivo si parece estar dañado o averiado. Si el dispositivo presenta un defecto o sufre algún daño, contacta con el servicio de atención al cliente de Nu Skin.
- No lo uses sobre o cerca de piel irritada, lesiones cancerosas, tejido enfermo, erupciones cutáneas o áreas de la piel que no tengan una sensibilidad normal, ya que podría irritar la zona.
- No lo apliques en la cabeza, el rostro, el cuello, la garganta, el pecho, el escote ni las ingles.
- No debe emplearse si hay heridas abiertas, lesiones, sarpullidos o erupciones en la piel, o si tienes tendencia a sufrir pitiriasis rosada, alergia al metal o una piel excesivamente sensible o problemática.

- No lo utilices sobre piel hinchada, roja, infectada o áreas inflamadas, ni sobre erupciones cutáneas (como flebitis, tromboflebitis o venas varicosas).
- No lo uses si tienes un dispositivo cardíaco implantado (p. ej., monitores cardíacos, desfibriladores cardioversores implantables, marcapasos o monitores de electrocardiograma implantables).
- Consulta con tu médico o profesional sanitario antes de usar el dispositivo si tienes la piel sensible, sufres epilepsia o alguna otra enfermedad, tienes piercings o un implante metálico, tienes tendencia al sangrado o a la aparición de moratones, estás embarazada o puedes estarlo en un futuro cercano, se te ha realizado recientemente una intervención quirúrgica o sufres ahora o has sufrido en el pasado una enfermedad cardíaca, una apoplejía, hipertensión o trastornos hepáticos.
- No lo uses durante largos periodos de tiempo ni con más frecuencia de la recomendada.
- Si experimentas irritación o escozor o rojez prolongados, deja de usarlo inmediatamente y, en caso necesario, consulta con tu médico.
- Antes de usarlo, quítate todas las joyas u otros adornos metálicos que estén en contacto con la superficie de la piel.
- No lo uses al mismo tiempo que otros dispositivos, incluidos varios dispositivos ageLOC WellSpa iO.
- No toques a otras personas ni elementos con tensión eléctrica mientras usas el dispositivo.
- No lo uses mientras conduces, operas maquinaria o realizas cualquier otra actividad en la que la estimulación eléctrica puede crear un riesgo de lesiones.
- No apliques productos químicos ni abrasivos en el dispositivo ageLOC WellSpa iO ni en el cargador inalámbrico ageLOC WellSpa iO.
- No lo uses mientras te duchas o te bañas. No sumerjas el dispositivo en agua.
- Para reducir el riesgo de shock, irritación, incendio o lesiones, no coloques ni almacenes el dispositivo ni el cargador donde pueda caerse o entrar en contacto con el agua, una bañera, el lavabo o el inodoro.
- No modifiques en modo alguno el dispositivo.

CÓMO CARGAR EL DISPOSITIVO AGELOC® WELLSPA iO™

El indicador de batería se pondrá ámbar cuando la batería esté baja.

- Antes de cargarlo, asegúrate de que tanto el dispositivo como el cargador estén totalmente secos.
- Conecta el cargador a un adaptador de USB y, luego, a una toma de corriente. Coloca el dispositivo en el cargador para comenzar la carga.



- Mientras se carga el dispositivo, el indicador de la batería parpadea en verde.
- Cuando el dispositivo esté completamente cargado, el indicador de la batería se iluminará en verde.
- No dejes el cargador enchufado cuando no esté en uso ni después de que el dispositivo se haya cargado por completo.

NOTA

Cuando la batería esté muy baja, el indicador de batería parpadeará en ámbar y el dispositivo se apagará si el usuario intenta encenderlo. Esto indica que no queda suficiente batería para completar una sesión.

Si las luces indicadoras no se encienden, carga el dispositivo. Se encenderán cuando el dispositivo esté cargado.



Nuestra batería recargable ayuda a reducir los residuos. Te invitamos a informarte sobre nuestras iniciativas sostenibles en nuskin.com/sustainability.

CONECTAR TU AGELOC® WELLSPA iO™ A LA APLICACIÓN NU SKIN VERA®

Para disfrutar de la experiencia ageLOC WellSpa iO en todo su esplendor, escanea el código QR para descargar la aplicación Nu Skin Vera® del App Store o de Google Play. Sigue las instrucciones de la aplicación para conectar tu dispositivo.



EMPAREJAR EL AGELOC® WELLSPA iO™

1. Descarga la aplicación Nu Skin Vera®.
2. Asegúrate de que el Bluetooth®* de tu teléfono está activado.
3. Inicia sesión en Nu Skin Vera.
 - ¿Tienes ya una cuenta de Nu Skin? Úsala para iniciar sesión.
 - ¿Es tu primera vez en Nu Skin? Regístrate, ¡es fácil!
4. En la barra de navegación, pulsa “Dispositivos”.
5. Pulsa “Emparejar nuevo”.
6. Cuando el dispositivo esté apagado, presiona el botón de encendido para encenderlo.
7. Pulsa “Conectar”.
8. El dispositivo se emparejará. Ya está todo listo.

* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de NSE Products está sujeto a la licencia. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

App Store y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y otros países. Google Play es una marca comercial de Google LLC. Para más información sobre cómo Nu Skin recopila, usa y comparte los datos personales, visita <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

USAR EL SISTEMA CON DISPOSITIVO AGELOC® WELLSPA iO™

Puedes usar el sistema con dispositivo ageLOC WellSpa iO hasta 5 minutos, entre 3 veces a la semana y todos los días, en cada zona del cuerpo.

PASO 1. APLICAR AGELOC BODY SERUM O AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Aplica una cantidad generosa sobre el área en la que te vas a centrar, evitando la cara, el cuello, el pecho y las ingles. Si quieres usarlo en más de una zona, aplica solo el producto en la zona por la que vas a empezar de inmediato.

PASO 2. EMPEZAR UNA SESIÓN

Pulsa el botón de encendido para encender el dispositivo. Las cinco luces indicadoras se iluminarán la primera vez que lo enciendas. El número de luces indicadoras iluminadas indica la duración de la sesión. Cada vez que pulsas el botón de encendido, seleccionas una nueva duración. Vuelve a pulsar el botón de encendido hasta que hayas seleccionado la duración deseada entre 1 y 5 minutos. Tu dispositivo recordará tus ajustes para la siguiente sesión. Coloca el dispositivo en la zona de la piel donde hayas aplicado el sérum o el gel. El dispositivo emitirá un sonido y la sesión comenzará automáticamente. Comienza una sesión nueva para cada área que desees abordar.

PASO 3. DURANTE LA SESIÓN


Desliza suavemente el dispositivo sobre la piel. Evita las zonas sensibles. Con cada minuto que pasa, el dispositivo emite un sonido y se apaga una luz indicadora.

- Si falta producto o se pierde el contacto con la piel, se interrumpe la corriente y el WellSpa iO te lo indica deteniéndose y emitiendo un sonido. Reanuda la aplicación colocando los nodos metálicos sobre la piel o aplicando más producto para que el dispositivo se deslice correctamente.
- El dispositivo emitirá un tono de alerta si lo desplazas demasiado rápido.
- Para apagar el dispositivo en cualquier momento, solo tienes que mantener pulsado el botón de encendido y apagado hasta que las luces se apaguen.

PASO 4. SESIÓN COMPLETADA

Al final de la sesión, el dispositivo emitirá un sonido y se apagará automáticamente. Oírás el mismo sonido cuando apagues manualmente el dispositivo. Masajea sobre la piel el exceso de sérum o de gel.

Consulta los siguientes diagramas para ver las zonas de uso sugeridas y Nu Skin Vera® para ver las instrucciones de uso completas.



LIMPIEZA Y CUIDADO DE TU AGELOC® WELLSPA iO™

Usa un paño sin pelusas ligeramente humedecido para retirar el sérum, el gel o la suciedad del dispositivo y el cargador después de cada uso. Repite las pasadas hasta que esté visiblemente limpio. Guarda el dispositivo en un lugar fresco y seco. No sumerjas nunca el dispositivo en agua ni en ningún líquido. Usa un paño sin pelusas seco para secar las superficies externas del dispositivo y el cargador.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PÉRDIDA DE CONDUCTIVIDAD DURANTE EL USO

Si los nodos metálicos pierden el contacto con la piel, la corriente se interrumpirá y el WellSpa iO™ se parará, emitirá un pitido y las luces indicadoras parpadearán.

CONSEJO PROFESIONAL: La falta de sérum o gel podría provocar la pérdida de conductividad. Aplica más producto sobre la piel y asegúrate de que el dispositivo está en contacto con la piel y el producto para que el uso sea óptimo.

AVISOS DE MOVIMIENTO DURANTE EL USO

El dispositivo emitirá un sonido si lo desplazas demasiado rápido. La sesión se reanuda automáticamente cuando retomes la velocidad de movimiento adecuada. Desliza el dispositivo lentamente sobre las áreas que te interesen.

RESTABLECER LA CONEXIÓN BLUETOOTH®

Si tienes problemas para emparejar el dispositivo con Nu Skin Vera®, o si necesitas desemparejarlo del teléfono, restablece el Bluetooth.

1. Desconéctalo de Nu Skin Vera dentro de la aplicación.
Para ello, ve a Ajustes del dispositivo > Olvidar este dispositivo.
2. Desconecta tu teléfono.
 - **iPhone:** Ve a los ajustes del teléfono > Bluetooth > Mis dispositivos > NuSkinBDiO > Olvidar este dispositivo.
 - **Android:** Ve a los ajustes del teléfono > Conexiones > Bluetooth > icono de ajustes > Olvidar/Desemparejar.
3. Coloca WellSpa iO en el cargador.
4. Mantén el botón de encendido presionado durante 5 segundos.

Espera a que:

- Las luces indicadoras 1 a 5 parpaddeen una vez.

* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de NSE Products está sujeto a la licencia. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

RESTABLECIMIENTO DE LOS VALORES DE FÁBRICA

Para restablecer tu ageLOC® WellSpa iO™ a los valores de fábrica:

- Desconéctalo de Nu Skin Vera® dentro de la aplicación.
Para ello, ve a Ajustes del dispositivo > Olvidar este dispositivo.
- Desconéctalo del teléfono.
 - **iPhone:** Ve a los ajustes del teléfono > Bluetooth® > Mis dispositivos > NuSkinBDiO > Olvidar este dispositivo.
 - **Android:** Ve a los ajustes del teléfono > Conexiones > Bluetooth® > icono de ajustes > Olvidar/Desemparejar.
- Coloca WellSpa iO en el cargador.
- Mantén el botón de encendido presionado durante 10 segundos.

Espera a que:

- Las luces indicadoras 1 a 5 parpadeen una vez.

Mantén pulsado el botón hasta que:

- Todas las luces indicadoras parpadeen 3 veces (a los 10 segundos).

NOTA

ageLOC WellSpa iO almacena automáticamente la información de calidad y uso. Cuando se restablecen los valores de fábrica del dispositivo, se conservan algunos datos para fines de calidad. Si deseas consultar el aviso de privacidad de Nu Skin, visita:
-https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html

CÓMO DESECHAR EL DISPOSITIVO Y LA BATERÍA

Si quieres desechar el ageLOC® WellSpa iO adecuadamente, debes hacerlo según las leyes y normativas locales. El dispositivo contiene componentes electrónicos y una batería de ion de litio que requiere que se deseché aparte de los residuos domésticos. Cuando el ageLOC WellSpa iO llegue al final de su vida útil, contacta con las autoridades locales de gestión de residuos para consultar dónde se encuentran los puntos de desecho y reciclaje.



Desecha las baterías de forma responsable según la normativa local.

MANTENIMIENTO

Consulta la sección “Limpieza y cuidado de tu ageLOC® WellSpa iO” para ver el mantenimiento rutinario.

No envíes dispositivos dañados por avión.

REPARACIONES

No intentes reparar el dispositivo, ya que esto anulará cualquier garantía. En el interior no hay piezas que pueda sustituir el usuario. Consulta la sección de la garantía relativa a las reparaciones.

INFORMACIÓN SOBRE RECAMBIOS Y GARANTÍA

Nu Skin garantiza que tu aparato no tiene defectos en sus materiales ni en su fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha de entrega original. Esta garantía no cubre los daños que pueda sufrir el producto como resultado de un mal uso o de un accidente. Si el producto resulta defectuoso dentro del periodo de garantía de dos años, llama al servicio de asistencia local de Nu Skin para conseguir un aparato de reemplazo. Se te podrá exigir que presentes un recibo de venta formal que muestre la fecha de entrega. Nu Skin se reserva el derecho a inspeccionar el aparato. Esta garantía no afecta a tus derechos legales de acuerdo con las leyes específicas del país en el que tuvo lugar la compra, quedando protegidos dichos derechos. Esta garantía es válida en Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Países Bajos y Reino Unido.

PATENTES

Patentes pendientes en EE. UU. e internacionales.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y NORMATIVA

ageLOC® WellSpa iO™

Potencia de salida máxima:

22 V, 640 μ A, 0,414 Hz






 IPX5  IPX7

Cargador inalámbrico ageLOC WellSpa iO

Entrada: 5 V $\overline{=}$ mín. 500 mA

 IPX4

DEFINICIÓN DE LOS SÍMBOLOS


Símbolo	Definición
	Advertencia
	Desecha las baterías de forma responsable según la normativa local
	Dos niveles de protección contra shocks
	Cargar únicamente con el cargador específico
	Corriente continua

SISÄLLYSLUETTELO


Järjestelmän sisältö ja osat	85–86	Ylläpito	97
Turvaohjeet, varoitukset ja varotoimet	87	Varaosa- ja takuutiedot	97
ageLOC® WellSpa iO™ -laitteen lataaminen	90	Patentit	97
ageLOC WellSpa iO -laitteen yhdistäminen Nu Skin Vera® -sovellukseen	91	Tekniset ja lakitiedot	98
Laitteparin muodostus ageLOC WellSpa iO -laitteelle	91	Symbolien selitykset	98
ageLOC WellSpa iO -laitteen käyttö	92	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	99
ageLOC WellSpa iO -laitteen puhdistus ja hoito	95		
Vianmääritys	95		

JÄRJESTELMÄN SISÄLTÖ

Pika-aloitusopas




ageLOC® WellSpa iO™ -laite





Langaton ageLOC WellSpa iO -laturi

USB-latausadapteri ei sisälly järjestelmään.

JÄRJESTELMÄN OSAT



TURVAOHJEET JA VAROITUKSET

- Tämä laite on tarkoitettu yli 18-vuotiaiden aikuisten käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu sellaisen henkilöiden käyttöön, jolla on heikentyneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset valmiudet tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo tai ohjaa heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta.
- ageLOC® WellSpa iO™ ja langaton ageLOC WellSpa iO -laturi on testattu 4 000 metrin korkeutta vastaavassa ilmanpaineessa.
- ageLOC WellSpa iO sisältää litiumioniakun, joka ei ole vaihdettava. Älä koskaan altista laitetta kuumuudelle, jotta vältetään loukkaantumisen mahdollisuus. Älä säilytä laitetta lämmönlähteen, kuten lämpöpatterin, tulen tai lämmitysaukon lähellä. Älä jätä laitetta kuumaan ajoneuvoon tai erittäin kylmään ympäristöön pitkäksi aikaa. Tarkista lentoyhtiöltä ennen kuin lennät laitteen kanssa tai lähetät laitteen.
- **VAROITUS:**  ageLOC WellSpa iO -laite ladataan käyttäen induktiolatausta. Käytä vain ageLOC WellSpa iO:n mukana tulevaa langatonta laturia laitteen lataamiseen ja laadusta USB-adapteria seuraavilla luokituksilla: 5 V  väh. 500 mA. Laitteen kanssa ei tule käyttää muita latausvälineitä.
- Aseta ageLOC WellSpa iO -laitteesi ja langaton ageLOC WellSpa iO -laturi aina kuivalle, lämmönkestävälle, vakaalle ja tasaiselle pinnalle, etenkin ladattaessa.
- Älä säilytä laturia pistorasiaan kytkettynä, kun se ei ole käytössä, tai sen jälkeen, kun laite on ladattu täyteen.
- Laitteen ihanteellinen säilytys- ja lataamislämpötila on huoneenlämmössä 20–24 °C (68–75 °F).
- Säilytä laite ympäristöissä, joiden lämpötila on 5–42 °C (41–107 °F).
- Lataa laite ympäristöissä, joiden lämpötila on 10–35 °C (50–95 °F).

TURVAOHJEET JA VAROITUKSET (Jatkuu)

- Säilytys ja lataaminen näistä alueista poikkeavissa lämpötiloissa vaikuttaa haitallisesti akkuun, metallipäihin ja laitteen toimintaan.
- Erittäin korkeat lämpötilat tai kuumat ympäristöt (kuten yli 50 °C:n/122 °F:n lämpötilat, suora auringonvalo, erittäin kuumat olosuhteet ajoneuvossa jne.) voivat johtaa ylikuumenemiseen ja muihin katastrofaalisiin olosuhteisiin, jotka vaikuttavat huomattavasti suorituskykyyn ja tuotteen elinkaareen.
- Erittäin alhaiset lämpötilat tai jääkylmät ympäristöt voivat johtaa metallipäiden ja laitteen toiminnan pysyviin vaurioihin.

VAROTOIMET


- Pidä laite ja laturi lasten ulottumattomissa.
- ageLOC WellSpa iO on vain henkilökohtaiseen käyttöön.
- Käytä vain ohjeiden mukaisesti terveellä iholla.
- Tarkista laite ajoittain vahinkojen varalta; vahinkoja välttääksesi älä koskaan käytä laitetta, jos se vaikuttaa vahingoittuneelta tai rikkoutuneelta. Jos laitteessa esiintyy vikaa tai jos se vahingoittuu, ota yhteyttä Nu Skinin tukipalveluihin.
- Älä käytä ärtyneen ihon, pahanlaatuisen leesio, sairaan kudoksen tai tulehtuneen ihon päällä tai ihon alueilla, joilla ei ole normaalia tuntoaistia, sillä se voi johtaa ihon ärtymiseen.
- Älä käytä pään/kasvojen, niskan, kaulan, rinnan, dekolteen tai nivusten alueella.
- Älä käytä laitetta, jos iholla on haavaumia, haavoja tai ihottumaa tai jos iho on altis punatäplähilseilylle, jos sinulla on metalliallergia, jos ihosi on erityisen herkkä tai jos sinulla on muita iho-ongelmia.

- Älä käytä turvonneella, punaisella tai tulehtuneella alueella tai iholla (esim. flebiitti, tromboflebiitti, suonikohjut).
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on sydänlaite (esim. EKG-monitori, implantoitava kardiovertteri-defibrillaattori (ICD), sydämentahdistin, EKG-hälytin).
- Keskustele lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen kanssa ennen laitteen käyttöä, jos sinulla on herkkä iho, epilepsia, lävistyksiä, metalli-implantti, olet kipeänä, sinulla on verenvuototaipumus, saat helposti mustelmia, olet raskaana tai saatat tulla raskaaksi, olet äskettäin ollut leikkauksessa tai sinulla on jatkuva tai aiempi sairaus kuten sydänsairaus, aivoinfarkti, korkea verenpaine tai maksasairaus.
- Älä käytä suosituksia pidempään tai useammin.
- Jos sinulla esiintyy ärtymistä tai pitkittynyttä kihelmöintiä tai punoitusta, lopeta käyttö heti ja pyydä tarvittaessa lääkärin neuvoja.
- Poista korut ja muut metallikoristeet iholta ennen käyttöä.
- Älä käytä muiden laitteiden kanssa, myöskään useiden ageLOC WellSpa iO -laitteiden kanssa samaan aikaan.
- Älä kosketa toista henkilöä tai jännitteellisiä osia/esineitä laitetta käyttäessäsi.
- Älä käytä ajaessasi, käyttäessäsi konetta tai osallistuessasi toimintaan, jossa sähköstimulaatio voi aiheuttaa henkilövamman vaaran.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai hankausaineita ageLOC WellSpa iO -laitteella tai langattomalla ageLOC WellSpa iO -laturilla.
- Älä käytä kylvyn tai suihkun aikana. Älä upota laitetta veteen.
- Vähentääksesi sähköiskun, ärsytyksen, tulipalon tai vamman vaaraa älä aseta laitetta tai laturia paikkaan tai säilytä sitä paikassa, josta se voi pudota tai voidaan vetää veteen, kylpyammeeseen, pesualtaaseen tai vessanpyttyyn.
- Älä muokkaa laitetta millään tavalla.

AGELOC® WELLSPA iO™ -LAITTEEN LATAAMINEN

Akun merkkivalo muuttuu keltaiseksi, kun lataus on alhainen.

- Ennen lataamista varmista, että sekä laite että laturi ovat täysin kuivia.
- Kytke laturi USB-adaptteriin ja sitten pistorasiaan. Aloita lataaminen asettamalla laite laturiin.



- Laitteen latautuessa akun merkkivalo vilkkuu vihreänä.
- Kun laite on täysin latautunut, akun merkkivalo muuttuu tasaisen vihreäksi.
- Älä säilytä laturia pistorasiaan kytkettynä, kun se ei ole käytössä tai sen jälkeen, kun se on ladattu täyteen.

HUOMAA

Kun akun lataus on kriittisen alhainen, akun merkkivalo vilkkuu keltaisena ja laite kytketty pois päältä, kun käyttäjä yrittää kytkeä sitä päälle. Tämä ilmaisee, että akussa ei ole tarpeeksi latausta istuntoa varten.

Jos laitteessa ei ole merkkivaloja, lataa laite. Merkkivalo syttyy, kun laite on ladattu.



Ladattava akkumme auttaa vähentämään jätettä. Luehan lisää kestävän kehityksen hankkeistamme osoitteessa nuskin.com/sustainability.

AGELOC® WELLSPA iO™ -LAITTEEN YHDISTÄMINEN NU SKIN VERA® -SOVELLUKSEEN

Avaa koko ageLOC WellSpa iO -kokemus käyttämällä QR-koodia Nu Skin Vera® -sovelluksen lataamiseen App Storesta tai Google Play -kaupasta. Muodosta yhteys laitteeseesi noudattamalla sovelluksen ohjeita.



LAITEPARIN MUODOSTUS AGELOC® WELLSPA iO™ -LAITTEESEEN

1. Lataa Nu Skin Vera® -sovellus.
2. Varmista, että puhelimesi Bluetooth®* on käytössä.
3. Kirjautu sisään Nu Skin Veraan.
 - Onko sinulla jo Nu Skinin tili? Käytä sitä sisään kirjautumiseen.
 - Oletko uusi Nu Skinillä? Rekisteröidy - se on helppoa!
4. Napauta siirtymispalkin kohtaa "Laitteet".
5. Napauta kohtaa "Muodosta laitepari uudella laitteella".
6. Laitteen ollessa poissa päältä paina virtapainiketta kytkeäksesi laitteen päälle
7. Napauta "Yhdistä."
8. Laite muodostaa laiteparin ja on valmis käyttöön.

* Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja NSE Products, Inc. käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kaupanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

App Store ja Apple-logo ovat Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröidyn Apple Inc:n tavaramerkkejä. Google Play on Google LLC:n tavaramerkki. Tietoja siitä, kuinka Nu Skin kerää, käyttää ja jakaa henkilötietoja, saa osoitteesta <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

AGELOC® WELLSPA iO™ -LAITEJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

Voit käyttää ageLOC WellSpa iO -laitejärjestelmääsi enintään 5 minuutin ajan kullakin kehon alueella. Voit käyttää sitä kolme kertaa viikossa, tai jopa päivittäin.

VAIHE 1. LEVITÄ AGELOC BODY SERUMIA TAI AGELOC BODY ACTIVATING GELIÄ

Levitä seerumia tai geeliä runsaasti kohdealueelle välttämättä kasvojen, kaulan, rinnan ja nivusten aluetta. Jos aiot hoitaa useampaa aluetta, levitä tuotetta vain alueelle, joka on kohteenasi välittömästi.

VAIHE 2. ISTUNNON ALOITTAMINEN

Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta. Kaikki viisi merkkivaloa syttyvät, kun kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa. Palavien merkkivalojen määrä ilmaisee istunnon keston. Valitset uuden ajan aina, kun painat virtapainiketta. Paina virtapainiketta uudelleen, kunnes olet saanut valittua haluamasi ajan 1–5 minuutin välillä. Laite muistuttaa asetukseksi seuraavassa istunnossa. Aseta laite ihosi alueelle, johon olet levittänyt seerumia tai geeliä. Laitteesta kuuluu äänimerkki ja istuntosi alkaa automaattisesti. Aloita uusi istunto seuraavalla kohdealueella.

VAIHE 3. ISTUNNON AIKANA


Liu'uta laitetta ihollasi kevyesti. Vältä ihon arkoja alueita. Laite laskee minuuksia ja ilmoittaa niistä äänimerkillä ja merkkivalo sammuu.

- Jos tuotetta puuttuu iholta tai laite ei kosketa ihoa, virta keskeytyy, WellSpa iO pysähtyy ja kuuluu äänimerkki. Jatka käyttöä asettamalla metallipäät ihollesi ja/tai levittämällä lisää tuotetta, jotta pää liukuu iholla hyvin.
- Laite hälyttää äänimerkillä, jos liikutat laitetta liian nopeasti.
- Voit kytkeä laitteen pois päältä milloin tahansa helposti painamalla ja pitämällä alhaalla virtapainiketta, kunnes valot sammuvat.

VAIHE 4. ISTUNNON LOPETTAMINEN

Istunnon lopussa laite antaa äänimerkin ja kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Kuulet saman äänen myös silloin, kun kytket laitteen manuaalisesti pois päältä. Hiero ylimääräinen seerumi tai geeli ihoon.

Katso alla olevista kaavioista ehdotettuja käyttöalueita ja Nu Skin Veran® täydet käyttöohjeet.



AGELOC® WELLSPA iO™ -LAITTEEN PUHDISTUS JA HOITO

Käytä hieman kosteita, nukkaamattomia liinoja pyyhkiäksesi pois seerumin, geelin tai roskat käsikäyttöisestä laitteesta ja laturista jokaisen käytön jälkeen. Jatka pyyhkimistä, kunnes ne ovat näkyvästi puhtaat. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Älä upota laitetta veteen tai nesteeseen missään vaiheessa. Kuivaa käsikäyttöisen laitteen ja laturin ulkoiset pinnat huolellisesti kuivilla, nukkaamattomilla liinoilla.

VIANMÄÄRITYS

JOHTAVUUDEN MENETYS KÄYTÖN AIKANA

Jos metallipäät eivät enää koske ihoasi, virta keskeytyy, jolloin WellSpa iO™ pysähtyy, antaa äänimerkin ja näyttää merkkivalon.

ERITYISVINKKI: Seerumin tai geelin puuttuminen saattaa aiheuttaa johtavuuden menetyksen. Levitä lisää tuotetta iholle ja varmista, että laite on kosketuksissa sekä ihoosi että tuotteeseen, jotta käyttö olisi optimaalista.

LIKEHÄLYTYKSET KÄYTÖN AIKANA

Laite hälyttää äänimerkillä, jos liikut liian nopeasti. Istunto jatkuu automaattisesti, kun jatkat liikettä oikealla nopeudella. Liikuta laitetta hitaasti kohdealueella.

NOLLAA BLUETOOTH®-YHTEYS

Jos laiteparin muodostuksessa Nu Skin Vera®-sovellukseen on ongelmia tai jos sinun täytyy poistaa laitepari puhelimestasi, suorita Bluetooth-nollaus.

1. Katkaise yhteys Nu Skin Vera -sovellukseen siirtymällä kohtaan Laiteasetukset > Unohda tämä laite.

2. Katkaise yhteys puhelimesi.

- **iPhone:** Siirry puhelimesi asetuksiin > Bluetooth > Omat laitteet > NuSkinBDiO > Unohda tämä laite.
- **Android:** Siirry puhelimesi asetuksiin > Yhteydet > Bluetooth > Asetuskuvake > Unohda/Poista laitepari.

3. Aseta WellSpa iO laturiin.

4. Paina ja pidä pohjassa virtapainiketta 5 sekuntia.

Odota, että

- merkkivalot 1–5 vilkkuvat kerran.

*Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja NSE Products, Inc. käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kaupanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

ageLOC® WellSpa iO™ -laitteen tehdasasetusten palautus:

1. Katkaise yhteys Nu Skin Vera® -sovelluksessa siirtymällä kohtaan Laiteasetukset > Unohda tämä laite.
2. Katkaise yhteys puhelimesasi.
 - **iPhone:** Siirry puhelimesi asetuksiin > Bluetooth® > Omat laitteet > NuSkinBDiO > Unohda tämä laite.
 - **Android:** Siirry puhelimesi asetuksiin > Yhteydet > Bluetooth® > Asetuskuvake > Unohda/Poista laitepari.
3. Aseta WellSpa iO laturiin.
4. Paina ja pidä pohjassa virtapainiketta 10 sekuntia.

Odotä, että

- merkkivalot 1–5 vilkkuvat kerran.

Paina ja pidä pohjassa painiketta edelleen, kunnes

- kaikki merkkivalot vilkkuvat 3 kertaa (10 sekunnin kohdalla).

HUOMAA

ageLOC WellSpa iO tallentaa laatu- ja käyttötiedot automaattisesti. Kun laite palautetaan tehdasasetuksiin, joitakin laitteen käyttötietoja säilytetään laatutarkoituksiin. Nu Skinin tietosuojailmoituksen löydät osoitteesta [-https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html](https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html)

LAITTEEN JA AKUN HÄVITTÄMINEN

ageLOC® WellSpa iO on hävitettävä paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Laite sisältää elektronisia komponentteja ja litiumioniakun, jotka tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä. Kun ageLOC WellSpa iO -laitteen käyttöikä on päättynyt, ota yhteyttä paikallisiin jätehuollon viranomaisiin kysyäksesi asianmukaisista hävittämis- ja kierrätysvaihtoehdoista.



Hävitä akut alueesi määräysten mukaisesti.

YLLÄPITO

Katso "ageLOC® WellSpa iO -laitteen puhdistus ja hoito" -kohdasta tietoja sen tavanomaisesta ylläpidosta.

Älä lähetä vahingoittuneita laitteita ilmateitse.

HUOLTO

Älä yritä korjata laitetta itse, sillä tämä mitätöi takuun.

Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.

Katso huoltotiedot takuuosiosta.

VARAOSA- JA TAKUUTIEDOT

Nu Skin myöntää laitteelle kahden vuoden materiaali- ja valmistusvirheitä koskevan takuun. Takuu on voimassa toimituspäivästä lähtien. Tämä takuu ei kata tuotevauriota, joka on seurausta vahingosta tai väärinkäytöstä. Jos tuotteeseen tulee vika kahden vuoden takuuajan aikana, soita paikalliseen Nu Skin -asiakaspalveluun korjauksen tai vaihdon järjestämiseksi. Voit joutua esittämään virallisen myyntikuitin, josta selviää laitteen toimituspäivä. Nu Skin pidättää oikeuden tarkastaa laitteen. Takuu ei rajoita ostomaassa voimassa olevia lakisääteisiä oikeuksiasi, vaan ne pysyvät voimassa. Takuu on voimassa seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Etelä-Afrikka, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta.

PATENTIT

Yhdysvaltain ja kansainvälisiä patenteja vireillä.

TEKNISET JA LAKITIEDOT

ageLOC® WellSpa iO™

Maksimiteho:

22 V, 640 μ A, 0,414 Hz

 IPX5  IPX7

Langaton ageLOC WellSpa iO -laturi

Tulo: 5 V  väh. 500 mA

 IPX4

SYMBOLIEN SELITYKSET






Symboli	Määritelmä
	Varoitus
	Hävitä akut alueesi määräysten mukaisesti
	Kaksitasoinen suojaus sähköiskuilta
	Lataa vain määritetyllä laturilla
	Tasavirta



TABLE DES MATIÈRES

Contenu et composants du système	101–102	Entretien	113
Instructions de sécurité, avertissements et précautions	103	Remplacement et informations relatives à la garantie	113
Chargement de votre appareil ageLOC® WellSpa iO™	106	Brevets	113
Connexion de votre appareil ageLOC WellSpa iO à l'application Nu Skin Vera®	107	Informations techniques et réglementaires	114
Association de votre appareil ageLOC WellSpa iO	107	Définition des symboles	114
Utilisation de votre appareil ageLOC WellSpa iO	108	Déclaration de conformité	115
Nettoyage et entretien de votre appareil ageLOC WellSpa iO	111		
Résolution de problèmes	111		

CONTENU DU SYSTÈME


Appareil ageLOC® WellSpa iO™

Guide de démarrage rapide





Adaptateur USB non inclus.

COMPOSANTS DU SYSTÈME



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné aux adultes de plus de 18 ans. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- L'appareil ageLOC® WellSpa iO™ et le chargeur sans fil ageLOC WellSpa iO sont testés à des pressions correspondant à 4 000 m d'altitude.
- ageLOC WellSpa iO contient une batterie lithium-ion qui ne peut pas être remplacée. Pour éviter tout risque de blessure, n'exposez jamais l'appareil à la chaleur. Ne le rangez jamais à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un feu de cheminée ou une sortie d'air chaud. Évitez de laisser l'appareil dans un véhicule exposé à la chaleur ou dans un environnement très froid pendant des périodes prolongées. Consultez la compagnie aérienne avant de voyager avec cet appareil ou de l'expédier par avion.
- **AVERTISSEMENT:**  L'appareil ageLOC WellSpa iO utilise un chargement inductif. Utilisez uniquement le chargeur sans fil fourni pour recharger votre appareil ageLOC WellSpa iO ainsi qu'un adaptateur USB de qualité présentant les caractéristiques suivantes : 5 V  min 500 mA. Aucun autre chargeur ne doit être utilisé avec l'appareil.
- Veillez à toujours placer votre appareil ageLOC WellSpa iO et votre chargeur sans fil ageLOC WellSpa iO sur une surface sèche, résistante à la chaleur, stable et plane, notamment lorsque vous le chargez.
- Ne laissez pas le chargeur branché lorsque vous ne l'utilisez pas ou que la charge de l'appareil est terminée.
- L'appareil doit idéalement être rangé et chargé à température ambiante, entre 20 °C et 24 °C.
- Rangez l'appareil uniquement dans un environnement dont la température est comprise entre 5 °C et 42 °C.
- Chargez l'appareil uniquement dans un environnement dont la température est comprise entre 10 °C et 35 °C.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS (Cont.)

- Conserver et charger l'appareil en dehors de ces intervalles risque de nuire à la batterie, aux bosses métalliques et au fonctionnement de l'appareil.
- Les températures très élevées ou les environnements chauds (plus de 50 °C, lumière directe du soleil, véhicules se trouvant dans des conditions thermiques très chaudes, etc.) sont susceptibles de provoquer une surchauffe et d'autres conditions catastrophiques pouvant entraver sévèrement la performance et la longévité du produit.
- Les températures très basses ou les environnements soumis au gel peuvent endommager de manière permanente les bosses métalliques et le fonctionnement.

PRÉCAUTIONS


- Gardez l'appareil et le chargeur hors de portée des enfants.
- ageLOC WellSpa iO est uniquement destiné à l'usage personnel.
- Utilisez-le uniquement selon les instructions et sur une peau saine.
- Contrôlez régulièrement l'appareil pour détecter d'éventuels dommages. N'utilisez jamais l'appareil s'il semble endommagé ou cassé, afin de prévenir toute blessure. Si vous observez un défaut ou si l'appareil est endommagé, veuillez contacter les services d'assistance de Nu Skin.
- N'utilisez pas l'appareil sur ou à proximité d'une peau irritée, de lésions cancéreuses, de tissus malades, d'éruptions cutanées ou de zones cutanées dépourvues de sensibilité normale car cela pourrait entraîner une irritation.
- N'utilisez pas l'appareil sur la tête/le visage, le cou, la gorge, la poitrine, le décolleté, l'aîne.
- N'utilisez pas l'appareil si vous présentez des plaies, des lésions ouvertes ou des irritations, si vous souffrez de pityriasis rosé ou d'allergies au métal, ou si vous avez une peau réactive ou particulièrement sensible.

- N'utilisez pas l'appareil sur des zones gonflées, rouges, infectées ou enflammées ; ni sur des éruptions cutanées (par ex., phlébite, thrombophlébite, varices).
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez un dispositif cardiaque implanté (par exemple un moniteur cardiaque, un DAI, un stimulateur cardiaque ou une alarme ECG).
- Avant d'utiliser l'appareil, consultez votre médecin ou votre professionnel de santé si vous avez une peau sensible, êtes épileptique, portez des piercings ou un implant métallique, êtes malade, avez tendance à saigner ou à avoir des ecchymoses facilement, êtes enceinte ou susceptible de l'être, avez subi une intervention chirurgicale récente, ou souffrez ou avez souffert d'une maladie cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral, d'une hypertension artérielle ou de troubles hépatiques.
- N'utilisez pas l'appareil plus longtemps ou plus fréquemment que recommandé.
- En cas d'irritation ou de douleur persistante, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin si nécessaire.
- Retirez les bijoux et autres ornements en métal de la surface de la peau avant l'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil en même temps que d'autres appareils, y compris d'autres appareils ageLOC WellSpa iO.
- Ne touchez pas une autre personne ou des pièces/éléments sous tension lorsque vous utilisez l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil en conduisant, en faisant fonctionner des machines ou en pratiquant une activité où la stimulation électrique peut entraîner un risque de blessure.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou d'abrasifs sur votre appareil ageLOC WellSpa iO ou votre chargeur sans fil ageLOC WellSpa iO.
- N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou la douche. N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
- Pour réduire le risque de choc, d'irritation, d'incendie ou de blessure, ne placez ni ne conservez pas votre appareil ou chargeur à un endroit où ils seraient susceptibles de tomber ou d'être immergés dans l'eau, une baignoire, un lavabo ou des toilettes.
- Ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit.

CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL AGELOC® WELLSPA iO™

L'indicateur de batterie devient orange lorsque la batterie est faible.

- Avant de commencer le chargement, assurez-vous que l'appareil et le chargeur sont complètement secs.
- Branchez le chargeur sur un adaptateur USB, puis sur une prise murale. Branchez l'appareil sur le chargeur pour lancer le chargement.



- Pendant que l'appareil se recharge, l'indicateur de batterie clignote en vert.
- Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'indicateur de batterie est vert et fixe.
- Ne laissez pas le chargeur branché lorsque vous ne l'utilisez pas ou que la charge de l'appareil est terminée.

REMARQUE

Lorsque la batterie est très faible, le voyant clignote en orange et l'appareil s'éteint lorsque l'utilisateur tente de le mettre en marche. Cela indique que la batterie restante n'est pas suffisante pour effectuer une session.

Si aucun voyant n'est allumé, veuillez charger l'appareil. Les voyants s'allumeront une fois que l'appareil sera chargé.



Notre batterie rechargeable contribue à réduire les déchets. Nous vous invitons à consulter notre site nuskin.com/sustainability pour en savoir plus sur nos initiatives en matière de développement durable.

CONNEXION DE VOTRE APPAREIL AGELOC® WELLSPA iO™ À L'APPLICATION NU SKIN VERA®

Pour profiter de l'expérience ageLOC WellSpa iO complète, scannez le code QR afin de télécharger l'application Nu Skin Vera® depuis l'App Store ou le Google Play. Suivez les instructions de l'application pour connecter votre appareil.



ASSOCIER VOTRE APPAREIL AGELOC® WELLSPA iO™

1. Téléchargez l'application Nu Skin Vera®.
2. Vérifiez que le Bluetooth® de votre téléphone est activé.
3. Connectez-vous à Nu Skin Vera.
 - Vous avez déjà un compte Nu Skin ?
Utilisez ce lien pour vous connecter.
 - Nouveau ou nouvelle chez Nu Skin ? Inscrivez-vous, c'est facile !
4. Tapez sur « Appareils » dans la barre de navigation.
5. Tapez sur « Associer un nouvel appareil ».
6. Si l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
7. Tapez sur « Connecter ».
8. L'association sera effectuée et vous pourrez commencer son utilisation.

* La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par NSE Products, Inc. se fait sous licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

App Store et le logo Apple sont des marques de commerce de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque déposée de Google LLC. Pour plus d'informations sur la façon dont Nu Skin recueille, utilise et partage les Données personnelles, rendez-vous sur <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

UTILISER VOTRE APPAREIL AGELOC® WELLSPA iO™

Vous pouvez utiliser votre appareil ageLOC WellSpa iO jusqu'à 5 minutes, trois fois par semaine ou tous les jours, sur chaque zone du corps.

ÉTAPE 1. APPLIQUEZ AGELOC BODY SERUM OU AGELOC BODY ACTIVATING GEL.

Appliquez une quantité généreuse de sérum ou de gel sur la zone ciblée, en évitant le visage, le cou, la poitrine et l'aîne. Si vous prévoyez de cibler plusieurs zones, appliquez le produit uniquement sur la zone à cibler immédiatement.

ÉTAPE 2. DÉBUT DE LA SESSION

Appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer l'appareil. Les cinq voyants s'allument lors de la première mise sous tension. Le nombre de voyants allumés indique la durée de la session. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de mise en marche, vous sélectionnez une nouvelle durée. Appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche pour sélectionner la durée de votre choix, entre 1 et 5 minutes. Votre appareil garde en mémoire le réglage pour la session suivante. Placez l'appareil sur la zone de votre peau où vous avez appliqué le sérum ou le gel. L'appareil émet un signal sonore et la session commence automatiquement. Démarrez une nouvelle session pour chaque zone ciblée.

ÉTAPE 3. PENDANT LA SESSION


Faites glisser l'appareil délicatement sur votre peau. Veillez à éviter les zones sensibles. Chaque minute est décomptée par un signal sonore et un voyant qui s'éteint.

- Une quantité insuffisante de produit ou une perte de contact avec votre peau interrompt le courant, ce qui provoque une pause et l'émission d'un signal sonore par l'appareil WellSpa iO. Reprenez en appliquant bien les bosses métalliques sur votre peau et/ou en ajoutant du produit si nécessaire pour permettre à l'appareil de glisser en douceur.
- L'appareil émet un signal sonore si vous le déplacez trop rapidement.
- Pour éteindre l'appareil, il suffit d'appuyer de façon prolongée sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.

ÉTAPE 4. FIN DE LA SESSION

À la fin de la session, l'appareil émet un signal sonore et s'éteint automatiquement. Vous entendrez le même son lorsque vous éteindrez manuellement l'appareil. Massez l'excédent de sérum ou de gel pour le faire pénétrer dans votre peau.

Consultez les schémas ci-dessous pour voir les zones d'utilisation suggérées et rendez-vous dans l'application Nu Skin Vera® pour obtenir des instructions d'utilisation complètes.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL AGELOC® WELLSPA iO™

Utilisez une ou plusieurs lingettes légèrement humides et non pelucheuses pour essuyer le sérum, le gel ou les résidus présents sur l'appareil et le chargeur après chaque utilisation. Essuyez jusqu'à ce que l'appareil soit visiblement propre. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans un liquide quelconque. Utilisez une ou plusieurs lingettes sèches et non pelucheuses pour sécher soigneusement les surfaces externes de l'appareil et du chargeur.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PERTE DE CONDUCTIVITÉ PENDANT L'UTILISATION

Si les bosses métalliques perdent le contact avec la peau, le courant est interrompu, ce qui provoque une pause, l'émission d'un signal sonore et le clignotement du voyant de l'appareil WellSpa iO™.

CONSEIL DE PRO : Une quantité insuffisante de sérum ou de gel peut entraîner une perte de conductivité. Appliquez plus de produit sur la peau et assurez-vous que l'appareil est bien en contact avec la peau et avec le produit pour une utilisation optimale.

ALERTES DE MOUVEMENT PENDANT L'UTILISATION

L'appareil émet un signal sonore si vous l'utilisez trop rapidement. La session recommencera automatiquement lorsque vous adopterez l'allure adaptée. Faites glisser lentement l'appareil sur les zones ciblées.

RÉINITIALISER LA CONNEXION BLUETOOTH®

Si vous ne parvenez pas à associer votre appareil à Nu Skin Vera® ou si vous devez désappairier votre appareil de votre téléphone, effectuez une réinitialisation Bluetooth.

1. Déconnectez-vous de Nu Skin Vera depuis l'appli en vous rendant dans Paramètres de l'appareil > Oublier cet appareil.

2. Déconnectez votre téléphone.

- **iPhone :** rendez-vous dans Paramètres > Bluetooth > Mes appareils > NuSkinBDiO > Oublier cet appareil.
- **Android :** rendez-vous dans Paramètres > Connexions > Bluetooth > Icône paramètres > Oublier/désappairier.

3. Placez l'appareil WellSpa iO sur le chargeur.

4. Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant 5 secondes.

Attendez que :

- Les voyants 1-5 clignotent une fois.

* La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par NSE Products, Inc. se fait sous licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

Pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine de l'appareil ageLOC® WellSpa iO™ :

1. Déconnectez-vous de Nu Skin Vera® depuis l'appli en vous rendant dans Paramètres de l'appareil > Oublier cet appareil.
2. Déconnectez-vous depuis votre téléphone.
 - **iPhone** : rendez-vous dans Paramètres > Bluetooth® > Mes appareils > NuSkinBDiO > Oublier cet appareil.
 - **Android** : rendez-vous dans Paramètres > Connexions > Bluetooth® > Icône paramètres > Oublier/désappairer
3. Placez l'appareil WellSpa iO sur le chargeur.
4. Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant 10 secondes.

Attendez que :

- Les voyants 1-5 clignotent une fois.

Maintenez le bouton appuyé jusqu'à ce que :

- Tous les voyants clignotent 3 fois (au bout de 10 secondes).

REMARQUE

L'appareil ageLOC WellSpa iO enregistre automatiquement des informations sur la qualité et l'utilisation. Lorsque l'appareil est réinitialisé, certaines données d'utilisation seront conservées à des fins qualitatives. Pour lire l'Avis de confidentialité de Nu Skin, rendez-vous sur :
-https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL ET DE LA BATTERIE

Vous devez éliminer l'appareil ageLOC® WellSpa iO conformément aux réglementations et aux lois locales. L'appareil contenant des composants électriques et une batterie lithium-ion, il doit être éliminé séparément des ordures ménagères. Lorsque l'appareil ageLOC WellSpa iO atteint la fin de son cycle de vie, contactez votre organisme local de gestion de déchets pour connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage.



Les batteries doivent être mises au rebut dans le respect des réglementations locales.

ENTRETIEN

Pour en savoir plus sur la routine d'entretien, rendez-vous dans la rubrique « Nettoyage et entretien de votre appareil ageLOC® WellSpa iO ».

N'expédiez pas les appareils endommagés par voie aérienne.

MAINTENANCE

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car cela annulerait toute garantie. Aucune pièce à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. Veuillez consulter la section consacrée à l'entretien dans la garantie.

REPLACEMENT ET INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Nu Skin garantit pendant deux ans à compter de la date de livraison que votre appareil ne présente aucun défaut matériel ni de fabrication. Cette garantie ne couvre aucun dommage découlant d'une mauvaise utilisation du produit ou d'un accident. Si le produit devient défectueux au cours des deux ans couverts par la garantie, veuillez appeler votre bureau local Nu Skin afin de procéder à sa réparation ou à son remplacement. Il pourra être demandé au client de montrer une preuve officielle d'achat indiquant la date de livraison. Nu Skin se réserve le droit d'examiner l'appareil. Cette garantie ne saurait contrevenir à vos droits légaux propres au pays d'achat. Ces droits restent protégés. Cette garantie est valide en Autriche, en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Islande, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Afrique du Sud, en Espagne, en Suède, en Suisse, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

BREVETS

De nombreux brevets aux États-Unis et internationaux en attente.

INFORMATIONS TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

ageLOC® WellSpa iO™

Puissance maximale de sortie :

22 V, 640 μ A, 0,414 Hz



Chargeur sans fil ageLOC WellSpa iO

Entrée : 5V \equiv min. 500mA



DÉFINITION DES SYMBOLES

Symbole	Définition
	Avertissement
	Les batteries doivent être mises au rebut dans le respect des réglementations locales
	Deux niveaux de protection des chocs
	Charger uniquement avec le chargeur indiqué
	Courant continu

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

FR

 **Déclaration de conformité (DoC) de l'UE**

CE

Nous, **NED Products Europe BV**, appt notre principal lieu d'activité implanté à l'adresse De Weerdh 8, 3800 Zaandam, Belgique, affirmons sous notre entière responsabilité que le produit

appt le **09/03/2023**
Modèle **81208**
 22 V, 600 mA, 0,22 A 912, catégorie II,
 9103707

Support obtenu par l'adresse **03048-000**

conforme à son affichage dans la présente déclaration, et conforme à la législation d'harmonisation de l'Union européenne.

Ses caractéristiques techniques et autres harmonisées concernent **APR** applicables:

Directives concernent le ou les numéro(s) de harmonisation applicatif(s) (NFU) :

Radio

- EN 300 328 v2.2.2
- EN 302 477 v2.1.1

Normes

- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2016 + A16:2021
- EN 62220:2009


EMC (Directif)

- EN 62479:2019

CEM

- EN 301 488-1 v2.2.1: 2019-01
- EN 301 488-1 v2.2.1: 2019-09
- EN 301 488-17 v2.2.1: 2019-09
- EN 301 488-1 v2.2.1: 2019-09
- EN 301 488-17 v2.2.1: 2019-09
- EN 301 488-1 v2.2.1: 2019-09
- EN 301 488-17 v2.2.1: 2019-09

Document communiqué en vertu de la loi sur l'accès à l'information publique (2009) 552219751210

 **Déclaration de conformité (DoC) de l'UE**

CE

Nous, **NED Products Europe BV**, appt notre principal lieu d'activité implanté à l'adresse De Weerdh 8, 3800 Zaandam, Belgique, affirmons sous notre entière responsabilité que le produit

- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2016 + A16:2021
- EN 62220:2009
- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2016 + A16:2021
- EN 62220:2009
- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2016 + A16:2021
- EN 62220:2009
- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2016 + A16:2021
- EN 62220:2009


Le présent document concerne l'utilisation de matériaux approuvés dans les instruments
diagnostiques et thérapeutiques Directives 2001/83/CE et Directive 2001/85/CE concernant la directive
2001/83/CE

Normes :

- EN 60335-1:2012

Le document technique est consultable à :

NED Products Europe BV, De Weerdh 8, 3800 Zaandam, Belgique
 030 488 0000, Net, Joint numéro(s) d'urgence valable de 7 à 8 2024 (Sélecteur de l'activation de la conformité) Adresse D: 02
 Numéro de certification: 030 2020, 2023, 0202200


 Michel Lapeere
 Président Europe et Afrique

Document communiqué en vertu de la loi sur l'accès à l'information publique (2009) 552219751210

 **Déclaration de conformité (DoC) de l'UE**

CE

Nous, **NED Products Europe BV**, appt notre principal lieu d'activité implanté à l'adresse De Weerdh 8, 3800 Zaandam, Belgique, affirmons sous notre entière responsabilité que le produit

Chargeur sans fil appt le **09/03/2023**
Modèle **81208C/81208CA**
 0 V DC, avec 100 mA, catégorie II, 9102
 03048-000


Chargeur sans fil appt le **09/03/2023**
Modèle **81208C/81208CA**
 0 V DC, avec 100 mA, catégorie II, 9102
 03048-000

Le document technique est consultable à :

NED Products Europe BV, De Weerdh 8, 3800 Zaandam, Belgique
 030 488 0000, Net, Joint numéro(s) d'urgence valable de 7 à 8 2024 (Sélecteur de l'activation de la conformité) Adresse D: 02
 Numéro de certification: 030 2020, 2023, 0202200


 Michel Lapeere
 Président Europe et Afrique

Document communiqué en vertu de la loi sur l'accès à l'information publique (2009) 552219751210

 **Déclaration de conformité (DoC) de l'UE**

CE

Nous, **NED Products Europe BV**, appt notre principal lieu d'activité implanté à l'adresse De Weerdh 8, 3800 Zaandam, Belgique, affirmons sous notre entière responsabilité que le produit

- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2016 + A16:2021
- EN 62220:2009
- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2016 + A16:2021
- EN 62220:2009
- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2016 + A16:2021
- EN 62220:2009
- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2016 + A16:2021
- EN 62220:2009


Le présent document concerne l'utilisation de matériaux approuvés dans les instruments
diagnostiques et thérapeutiques Directives 2001/83/CE et Directive 2001/85/CE concernant la directive
2001/83/CE

Normes :

- EN 60335-1:2012

Le document technique est consultable à :

NED Products Europe BV, De Weerdh 8, 3800 Zaandam, Belgique
 030 488 0000, Net, Joint numéro(s) d'urgence valable de 7 à 8 2024 (Sélecteur de l'activation de la conformité) Adresse D: 02
 Numéro de certification: 030 2020, 2023, 0202200


 Michel Lapeere
 Président Europe et Afrique

Document communiqué en vertu de la loi sur l'accès à l'information publique (2009) 552219751210


TARTALOMJEGYZÉK

A rendszer tartalma és részei	117–118	Karbantartás	129
Biztonsági előírások, figyelmeztetések és óvintézkedések	119	A csere és a jótállás feltételei	129
Az ageLOC® WellSpa iO™ töltése	122	Szabadalmak	129
Az ageLOC WellSpa iO csatlakoztatása	123	Technikai és jogszabályi információk	130
a Nu Skin Vera® alkalmazáshoz		Szimbólumok meghatározásai	130
Az ageLOC WellSpa iO párosítása	123	Megfelelőségi nyilatkozat	131
Az ageLOC WellSpa iO használata	124		
Az ageLOC WellSpa iO tisztítása és ápolása	127		
Problémamegoldás	127		

A RENDSZER TARTALMA


ageLOC® WellSpa iO™ készülék

Rövid használati útmutató





Az USB töltőadapter nincs mellékelve.

A RENDSZER RÉSZEI



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ezt a készüléket 18 éven felüli felnőttek használhatják. A készüléket korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és ismerettel rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelősséget vállaló személy felügyelete alatt, a berendezés biztonságos használatára vonatkozó iránymutatás mellett használhatják. Biztosítani kell, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel. A készülék tisztítása és karbantartása gyermekek számára nem engedélyezett.
- Az ageLOC® WellSpa iO™ készülék és az ageLOC WellSpa iO vezeték nélküli töltő 4000 m tengerszint feletti magasságnak megfelelő nyomáson lett tesztelve.
- Az ageLOC WellSpa iO lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely nem cserélhető. A sérülésveszély elkerülése végett soha ne tedd ki a készüléket hő hatásának. Ne tárold hőforrás, pl. radiátor, tűz vagy hőszugárzó közelében. Ne hagyd a készüléket hosszabb ideig túlzottan meleg járműben vagy hideg környezetben. A készülék küldeményként való feladása vagy légi úton történő szállítása előtt egyeztess az adott szállítócéggel vagy légitársasággal.
- **FIGYELMEZTETÉS:**  Az ageLOC WellSpa iO készülék indukciós töltővel tölthető. A töltéshez kizárólag a készülékhez mellékelt ageLOC WellSpa iO vezeték nélküli töltőt és egy jó minőségű, USB-csatlakozós hálózati adaptert használj, amely a következő névleges értékekkel rendelkezik: 5 V  min. 500 mA. A készülékkel más töltő nem használható.
- Az ageLOC WellSpa iO készüléket és az ageLOC WellSpa iO vezeték nélküli töltőt mindig száraz, hőálló, stabil és lapos felületre helyezd, különösképpen töltés közben.
- Használaton kívül, vagy amikor a készülék teljesen fel van töltve, soha ne hagyd bedugva a töltőt.
- A készülék ideális tárolása és töltése szobahőmérsékleten, 20 °C és 24 °C (68 °F és 75 °F) között legyen.
- A készüléket csak 5 °C és 42 °C (41 °F és 107 °F) közötti környezetben tárold.
- A készüléket csak 10 °C és 35 °C (50 °F és 95 °F) közötti környezetben töltsd.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK (folyt.)

- Az ezen tartományokon kívüli tárolás és töltés hátrányosan befolyásolja az akkumulátort, a fémes domborulatokat és a készülék működését.
- A rendkívül magas hőmérséklet (50 °C/122 °F felett, a közvetlen napfény, felforrósodott jármű belseje, stb.) túlmelegedéshez vezethet, és súlyosan károsíthatja a készüléket, illetve egyéb katasztrofális helyzetet teremthet.
- A nagyon alacsony hőmérséklet vagy a fagyos környezet a fémes domborulatok és a működés tartós károsodásához vezethet.

ÓVINTÉZKEDÉSEK


- Tartsd a készüléket és a töltőt gyermekek elől elzárva.
- Az ageLOC WellSpa iO csak egyéni használatra szolgál.
- A készüléket kizárólag az utasításoknak megfelelően használd, egészséges bőrfelületen.
- Időnként ellenőrizd, hogy a készülék nem sérült-e; a személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne működtesd a készüléket, ha az megrongálódott vagy töröttnek tűnik. Bármilyen eszközhiba vagy a készülék sérülése esetén fordulj a Nu Skin ügyfélszolgálatához.
- Ne használd irritált bőrön vagy annak közelében, rákos elváltozásokon, beteg szöveten, bőrkütyületeken vagy olyan bőrfelületeken, amelyeken nincs normális érzékelés, mert irritációt okozhat.
- Ne alkalmazd fejen/arcon, nyakon, torkon, mellkason, dekoltázson, ágyékon.
- Ne használd, ha a bőrödön gyulladás, nyílt sebek vagy kiütések vannak, rosacea-ra vagy hajlamos, fémallergia vagy problémás, illetve túlságosan érzékeny bőr esetén.

- Ne használd duzzadt, vörös, fertőzött vagy gyulladt területeken; vagy bőrkiütések (pl. flebitisz, tromboflebitisz, visszér) esetén.
- Ne használd, ha beültetett kardiológiai készüléked van (pl. szívmonitorok, ICD-k, pacemakerek, EKG-riasztók).
- A készülék használata előtt konzultálj orvosoddal vagy egészségügyi szolgáltatóddal, ha érzékeny a bőröd, ha epilepsziás vagy, ha piercinget viselsz, ha fém implantátumod van, ha beteg vagy, ha vérzésre vagy véraláfutásokra hajlamos vagy, ha terhes vagy terhes lehetsz, ha nemrégiben műtéti beavatkozáson estél át, vagy ha jelenleg vagy korábban olyan betegséged van/volt, mint például szívbetegség, stroke, magas vérnyomás vagy májbetegség.
- Ne használd az ajánlottnál hosszabb ideig vagy gyakrabban.
- Azonnal hagyd abba a használatot, ha irritációt vagy hosszan tartó szűrő érzést vagy bőrpírt tapasztalsz, és szükség esetén fordulj orvoshoz.
- Használat előtt távolítsd el az ékszereket vagy egyéb fémdíszeket a bőr felületéről.
- Ne használd más készülékekkel együtt, beleértve több ageLOC WellSpa iO készülék egyidejű használatát.
- A készülék használata közben ne érints meg más személyt vagy feszültség alatt álló alkatrészeket/tárgyakat.
- Ne használd vezeték, gépkezelés vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol az elektromos stimuláció sérülésveszélyt jelenthet.
- Ne használj durva vegyszereket vagy súrolószereket az ageLOC WellSpa iO készüléken vagy az ageLOC WellSpa iO kábel nélküli töltőn.
- Ne használd fürdés vagy zuhanyozás közben. Ne merítsd víz alá a készüléket.
- Az áramütés, irritáció, tűz vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében ne helyezd vagy tárold a készüléket vagy a töltőt olyan helyre vagy helyen, ahol leeshet vagy vízbe, fürdőkádba, mosdóba vagy WC-be ránthatod.
- Semmilyen módon ne módosítsd a készüléket.

AZ AGELOC® WELLSPA iO™ KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

Az akkumulátor jelzője sárga színűre vált, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

- Töltés előtt győződj meg róla, hogy a készülék és a töltő is teljesen száraz.
- Csatlakoztasd a töltőt egy USB-adapterhez, majd utána egy fali konnektorhoz. A töltés megkezdéséhez helyezd a készüléket a töltőre.



- A készülék töltése közben az akkumulátor jelzője zölden villog.
- Amikor a készülék teljesen feltöltődött, az akkumulátor jelzője állandó zöld színűre vált.
- Használaton kívül, vagy amikor a készülék teljesen fel van töltve, soha ne hagyd bedugva a töltőt.

MEGJEGYZÉS

Ha az akkumulátor töltöttsége kritikusán alacsony, a jelzőfény sárgán villog, és a készülék kikapcsol, amikor a felhasználó megpróbálja bekapcsolni. Ez azt jelzi, hogy az akkumulátorban nem maradt elég töltés a kezelés elvégzéséhez.

Ha nem látható jelzőfény, fel kell tölteni a készüléket. A jelzőfények kigyulladnak, amikor a készülék feltöltött.



Újratölthető akkumulátorunk segít csökkenteni a veszélyes hulladék mennyiségét. A nuskın.com/sustainability oldalon tájékozódhatsz a fenntarthatósági kezdeményezéseinkről.

AZ AGELOC® WELLSPA iO™ CSATLAKOZTATÁSA A NU SKIN VERA® ALKALMAZÁSHOZ

A tökéletes ageLOC WellSpa iO élmény érdekében a QR-kód segítségével töltsd le a Nu Skin Vera® alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból. A készülék csatlakoztatásához kövesd az alkalmazás utasításait.



AZ AGELOC® WELLSPA iO™ TÖLTÉSE

1. Töltsd le a Nu Skin Vera® appot.
2. Győződj meg róla, hogy a telefonod Bluetooth®* funkciója be van kapcsolva.
3. Jelentkezz be a Nu Skin Verába.
 - Már van Nu Skin-fiókod? Használd ezt a bejelentkezéshez.
 - Új vagy a Nu Skinnél? Regisztrálj – ilyen egyszerű!
4. Érintsd meg a „Készülékek” menüpontot a navigációs sávban.
5. Érintsd meg az „Új készülék párosítása” opciót.
6. Kikapcsolt állapotban nyomd meg a készülék bekapcsológombját – ezzel bekapcsolod.
7. Érintsd meg a „Csatlakozás” lehetőséget.
8. A készüléket így párosítod, és ezzel kész is vagy.

*A Bluetooth® szó védjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, és az ilyen védjegyeknek az NSE Products, Inc. általi használata licenc alatt áll. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei és nevei.

Az App Store és az Apple logó az Apple Inc., Egyesült Államokban és más országokban regisztrált védjegye. A Google Play a Google LLC védjegye. A Nu Skin személyes adatok gyűjtését, felhasználását és megosztását érintő gyakorlataival kapcsolatos információkért látogass el ide: <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

AZ AGELOC® WELLSPA iO™ KÉSZÜLÉKRENDSZER HASZNÁLATA

Az ageLOC WellSpa iO készülékrendszert hetente háromszor, naponta legfeljebb 5 percig használhatod az egyes testfelületeken.

1. LÉPÉS: VIDD FEL AZ AGELOC BODY SERUMOT VAGY AZ AGELOC BODY ACTIVATING GELT

Oszlasd el a szérumot vagy gélt a célterületen, de figyelj, hogy arcra, nyakra, mellkasra és intim területekre ne kerüljön. Amennyiben több felületet szeretnél kezelni, egyszerre csak a közvetlenül kezelendő felületre vidd fel a terméket.

2. LÉPÉS: PROGRAM INDÍTÁSA

A készülék bekapcsolásához nyomd meg a bekapcsolás gombot. Mind az öt jelzőfény világít az első bekapcsoláskor. A világító jelzőfények száma jelzi a kezelés idejét. Minden alkalommal, amikor megnyomod a Bekapcsolás gombot, új időtartamot választasz ki. Addig nyomogasd ismételten a Bekapcsolás gombot, amíg 1 és 5 perc között ki nem választod a kívánt időtartamot. A készülék megjegyzi a beállításokat a következő kezeléshez. Helyezd a készüléket arra a bőrfelületre, ahova a szérumot vagy gélt felvitted. A készülék hangjelzést ad, és a program automatikusan elindul. Kezdj új programot minden egyes célzott területen.

3. LÉPÉS: A PROGRAM ALATT


Finoman csúsztasd a készüléket a bőrdön. Vigyázz, hogy kikerüld az érzékeny területeket. Minden eltelt percnél visszszámolás történik egy hangjelzés és egy kialvó jelzőfény kíséretében.

- A termék hiánya vagy a bőrrel való érintkezés elvesztése megszakítja az áramot, emiatt a WellSpa iO szünetelteti a működést és hangjelzést ad. A folytatáshoz helyezd a fémes domborulatokat a bőrdre, és/vagy szükség szerint vigyél fel több terméket a sima siklás érdekében.
- A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha túl gyorsan mozgatod.
- Ha bármikor ki szeretnéd kapcsolni a készüléket, egyszerűen tartsd lenyomva a Bekapcsolás gombot, amíg a fények ki nem alszanak.

4. LÉPÉS: PROGRAM BEFEJEZÉSE

A kezelés végén a készülék hangjelzést ad, és automatikusan kikapcsol. Ugyanezt a hangot hallod, amikor manuálisan kikapcsolod a készüléket. Masszírozd be a bőrödbe a felesleges szérumot vagy gélt.

A javasolt felhasználási területeket az alábbi ábrákon, a Nu Skin Vera® alkalmazásban pedig a teljes használati utasítást láthatod.



AZ AGELOC® WELLSPA iO™ TISZTÍTÁSA ÉS ÁPOLÁSA

Enyhén nedves, szőszmentes törlőkendő(k) segítségével minden használat után töröld le a kézi készülékről és a töltőről a szérumot, gélt vagy szennyeződést. Addig folytasd a törlést, amíg láthatóan tiszta nem lesz. Tárold száraz, hűvös helyen. Soha ne merítsd a készüléket vízbe vagy bármilyen folyadékba. Száraz, szőszmentes törlőkendő(k) segítségével alaposan töröld szárazra a kézi készülék és a töltő külső felületeit.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

A VEZETŐKÉPESSÉG ELVESZTÉSE HASZNÁLAT KÖZBEN

Ha a fémes domborulatok nem érnek hozzá a bőrhöz, megszakad az áramkör, amitől a WellSpa iO™ leáll, kiad egy hangot, és a jelzőfény pislogni kezd.

PROFI TIPP: Ha nem elég a szérum vagy a gél, az a vezetőképesség elvesztéséhez vezethet. Vigyél fel több terméket a bőrödre, és figyelj, hogy a készülék a bőröddel és a termékkel is érintkezzen a megfelelő alkalmazásért.

A MOZGÁSRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK HASZNÁLAT KÖZBEN

A készülék hangjelzést ad, ha túl gyorsan mozgatod. A program folytatódik, amint megfelelő sebességgel mozgatod a készüléket. Lassan vezesd a készüléket a célterületeken.

A BLUETOOTH®-KAPCSOLAT VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha nem sikerül a Nu Skin Vera® párosítása, vagy ha le kell kapcsolnod a készüléket a telefonodról, állítsd vissza a Bluetooth-kapcsolatot.

1. Válaszd le a Nu Skin Veráról az alkalmazásban: készülékbeállítások > készülék elfelejtése.
 2. Csatlakoztasd le a telefonodat.
 - **iPhone:** Nyisd meg a telefonod Beállításait > Bluetooth > Készülékeim > NuSkinBDiO > Készülék elfelejtése.
 - **Android:** Nyisd meg a telefonod Beállításait > Csatlakozások > Bluetooth > Beállítások ikon > Elfelejt/Lekapcsol.
 3. Helyezd a WellSpa iO-t a töltőre.
 4. Tartsd lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig.
- Várj:**
- Az 1-5 jelzőlámpa felvillan.

*A Bluetooth szövegdjegy és logó a Bluetooth® SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, és az ilyen védjegyeknek az NSE Products, Inc. általi használata licenc alatt áll. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei és nevei.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Az ageLOC® WellSpa iO™ gyári beállításainak visszaállítása:

1. Válaszd le a Nu Skin Veráról® az alkalmazásban:
Készülékbeállítások > Készülék elfelejtése.
2. Csatlakoztasd le a telefonodról.
 - **iPhone:** Nyisd meg a telefonod Beállításait > Bluetooth® > Készülékeim > NuSkinBDiO > Készülék elfelejtése.
 - **Android:** Nyisd meg a telefonod beállításait > Csatlakozások > Bluetooth® > Beállítások ikon > Elfelejt/Lekapcsol.
3. Helyezd a WellSpa iO-t a töltőre.
4. Tartsd lenyomva a bekapcsológombot 10 másodpercig.

Várj:

- Az 1-5 jelzőlámpa felvillan.

Tartsd lenyomva, ameddig:

- Az összes jelzőlámpa felvillan 3-szor (10 másodperc).

MEGJEGYZÉS

Az ageLOC WellSpa iO automatikusan eltárolja a minőséggel és használattal kapcsolatos adatokat. A készülék gyári visszaállításakor minőségi okokból kifolyólag bizonyos használattal kapcsolatos adatok megőrzésre kerülnek. A Nu Skin adatkezelésről szóló nyilatkozatát itt tekintheted meg:
-https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html

A KÉSZÜLÉK ÉS AZ AKKUMULÁTOR LESELEJTEZÉSE

Az ageLOC® WellSpa iO készüléket a helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően kell leselejtezni. A készülék elektronikus alkatrészeket és lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amelyet a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor az ageLOC WellSpa iO készülék eléri élettartama végét, fordulj a helyi hatóságokhoz, hogy tájékozódj az ártalmatlanítási és újrahasznosítási lehetőségekről.



Az akkumulátort a tartózkodási régióknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

KARBANTARTÁS

A rutin karbantartási feladatokért tekintsd meg a „Az ageLOC® WellSpa iO tisztítása és ápolása” c. fejezetet.

Sérült készüléket ne szállíts repülőn.

SZERVIZELÉS

Ne próbáld meg saját magad megjavítani a készüléket, mivel ez érvényteleníti a garanciát. A készülék nem tartalmaz a felhasználók által javítható alkatrészeket. A szervizelés lehetőségével kapcsolatban, kérjük, tekintsd meg a Jótállás című fejezetet.

A CSERE ÉS A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI

A Nu Skin szavatosságot vállal arra, hogy a készülék az ügyfél részére történő kiszállítás időpontjától kezdődően két éven át anyag- és megmunkálásbeli hibáktól mentes. Ez a jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból vagy balesetből eredő termékkárookra. Ha a termék a kétéves szavatossági idő alatt elromlik, kérjük, javítás vagy csere érdekében hívd fel a helyi Nu Skin ügyfélszolgálatot. Előfordulhat, hogy ehhez be kell mutatnod a hivatalos vásárlási bizonylatot, melyen szerepel a kiszállítási dátum. A Nu Skin fenntartja magának a jogot a készülék átvizsgálására. Ez a jótállás nem befolyásolja a vásárlás országában érvényes jogszabályokban rögzített jogokat, ezen jogok védelem alatt állnak. Ez a jótállás a következő országokban érvényes: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia.

SZABADALMAK

Amerikai és nemzetközi szabadalmak vannak függőben.

TECHNIKAI ÉS JOGSZABÁLYI INFORMÁCIÓK

ageLOC® WellSpa iO™

Maximális kimenet:

22 V, 640 μ A, 0,414 Hz






 IPX5  IPX7

ageLOC WellSpa iO vezeték nélküli töltő

Bemenet: 5 V $\overline{=}$ min 500 mA

 IPX4

SZIMBÓLUMOK MEGHATÁROZÁSAI

Szimbólum	Definíció
	Figyelmeztetés
	Az akkumulátort a saját régiódnak megfelelő módon ártalmatlanítsd
	Kétszintű áramütés-védelem
	Csak a meghatározott töltővel töltsd
	Egyenáram

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

HU

 **EU-megfelelőségi nyilatkozat (Doc)**

CE

Mi, az **MSZ Produkts Europe BV**, amelynek székhelye a De Vriestedijk 5, 1930, Zwemmer, Belgium, illetékes felelős személyek között, így az

aportEC Wellpax G2
modul **MS28**

22 V, 600 W, 60,62 kVA, 0,41 kVAh,
9000000

Újra hasznosított anyagokból készült termék

amelyre az e megfelelőségi nyilatkozat, megillet a vonatkozó európai harmonizált jogszabályokhoz.

A kibocsátott harmonizált nyilatkozatok és a modulok előállítását alábbiakban:

Harmonizált jogszabályok (egyesült európai irányelv) (MSZ) 30331/2012

Standardizációs szervezet:

- EN 300 338 v2.2.2
- EN 300 337 v1.1.1

Standardizációs szervezet (MSZ) 30331/2012

- EN 62320-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A3:2019 + A15:2021
- EN 62320-2:2009

EMC (egyesült európai irányelv)

- EN 61376-1:2012


EMC

- EN 301 489 v1 v2.2.1 + A2:2.1 + A3:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.1.1 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.2 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.3 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.4 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.5 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.6 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.7 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.8 + A2:2019 v1

A kibocsátás időpontja: 2023. szeptember 26.

MSZ Produkts Europe BV
Belgium, Belgium

 **MSZ Produkts Europe BV**
az európai CE jelzés jogosult előadója

 **EU-megfelelőségi nyilatkozat (Doc)**


CE


Mi, az **MSZ Produkts Europe BV**, amelynek székhelye a De Vriestedijk 5, 1930, Zwemmer, Belgium, illetékes felelős személyek között, így az

- EN 62320-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A3:2019 + A15:2021
- EN 62320-2:2009
- EN 301 489 v1 v2.2.1 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.1.1 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.2 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.3 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.4 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.5 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.6 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.7 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.8 + A2:2019 v1

A kibocsátás időpontja: 2023. szeptember 26.

MSZ Produkts Europe BV
Belgium, Belgium

 **MSZ Produkts Europe BV**
az európai CE jelzés jogosult előadója

 **EU-megfelelőségi nyilatkozat (Doc)**

CE

Mi, az **MSZ Produkts Europe BV**, amelynek székhelye a De Vriestedijk 5, 1930, Zwemmer, Belgium, illetékes felelős személyek között, így az

aportEC Wellpax G2 sorozat **MS28C/MS28CA**

33 DC, 1000 W, 60,62 kVA, 0,41 kVAh,
10000000

amelyre az e megfelelőségi nyilatkozat, megillet a vonatkozó európai harmonizált jogszabályokhoz.

A kibocsátott harmonizált nyilatkozatok és a modulok előállítását alábbiakban:

Harmonizált jogszabályok (egyesült európai irányelv) (MSZ) 30331/2012

Standardizációs szervezet:

- EN 300 338 v2.2.1 v1.1.1
- EN 300 337 v1.1.1

Standardizációs szervezet (MSZ) 30331/2012

- EN 62320-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A3:2019 + A15:2021
- EN 62320-2:2009

EMC (egyesült európai irányelv)


- EN 61376-1:2012


EMC

- EN 301 489 v1 v2.2.1 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.1.1 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.2 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.3 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.4 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.5 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.6 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.7 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.8 + A2:2019 v1

A kibocsátás időpontja: 2023. szeptember 26.

MSZ Produkts Europe BV
Belgium, Belgium

 **MSZ Produkts Europe BV**
az európai CE jelzés jogosult előadója

 **EU-megfelelőségi nyilatkozat (Doc)**


CE

Mi, az **MSZ Produkts Europe BV**, amelynek székhelye a De Vriestedijk 5, 1930, Zwemmer, Belgium, illetékes felelős személyek között, így az

- EN 62320-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A3:2019 + A15:2021
- EN 62320-2:2009
- EN 301 489 v1 v2.2.1 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.1.1 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.2 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.3 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.4 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.5 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.6 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.7 + A2:2019 v1
- EN 301 489 v1 v2.2.1.8 + A2:2019 v1

A kibocsátás időpontja: 2023. szeptember 26.

MSZ Produkts Europe BV
Belgium, Belgium



 **MSZ Produkts Europe BV**
az európai CE jelzés jogosult előadója

INDICE

Contenuto e componenti del sistema	133–134	Manutenzione	145
Istruzioni sulla sicurezza, avvertenze e precauzioni	135	Informazioni su sostituzione e garanzia	145
Caricare ageLOC® WellSpa iO™	138	Brevetti	145
Collegare ageLOC WellSpa iO all'app Nu Skin Vera®	139	Informazioni tecniche e regolatorie	146
Associare ageLOC WellSpa iO	139	Legenda dei simboli	146
Usare ageLOC WellSpa iO	140	Dichiarazioni di conformità	147
Pulizia e manutenzione di ageLOC WellSpa iO	143		
Risoluzione degli errori	143		


Dispositivo ageLOC® WellSpa iO™

Guida di avvio rapido





L'adattatore per la ricarica USB non è incluso.

COMPONENTI DEL SISTEMA



ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

- Questo dispositivo deve essere usato soltanto da soggetti adulti maggiorenni. Non è inteso per l'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che costoro non siano controllati o addestrati all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini.
- ageLOC® WellSpa iO™ e il caricatore wireless ageLOC WellSpa iO vengono testati a livelli di pressione compatibili con 4000 m di altitudine.
- ageLOC WellSpa iO è dotato di una batteria agli ioni di litio non sostituibile. Per evitare il rischio di lesioni, non esporre mai il dispositivo al calore. Non conservare accanto a una fonte di calore come ad esempio radiatori, fuoco o sfoghi di aria calda. Evitare di lasciare il dispositivo in un veicolo caldo o in ambiente eccessivamente freddo per un lungo periodo. Verificare le norme della compagnia prima di viaggiare o spedire il dispositivo.
- **AVVERTENZA:**  Il dispositivo ageLOC WellSpa iO viene caricato tramite carica induttiva. Utilizzare soltanto il caricabatteria wireless ageLOC WellSpa iO in dotazione per caricare il dispositivo e un adattatore USB di qualità con le caratteristiche di seguito: 5V  min 500 mA. Non utilizzare altri accessori di ricarica con questo dispositivo.
- Posizionare sempre il dispositivo ageLOC WellSpa iO e il relativo caricatore wireless su una superficie asciutta, resistente al calore, stabile e piana, soprattutto durante la ricarica.
- Non tenere il caricatore collegato quando non viene utilizzato o dopo aver completato la ricarica.
- Conservare e caricare il dispositivo a temperatura ambiente, idealmente tra i 20 °C e i 24 °C.
- Conservare il dispositivo soltanto in ambienti tra i 5 °C e i 42 °C.
- Caricare il dispositivo soltanto in ambienti tra i 10 °C e i 35 °C.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE (continua)

- La conservazione e la ricarica al di fuori di tali intervalli potrebbe influire negativamente sulla batteria, sui conduttori metallici e sul funzionamento del dispositivo.
- Le temperature molto elevate o gli ambienti molto caldi (oltre i 50 °C/122 °F), la luce solare diretta, l'interno di veicoli in condizioni estremamente calde, ecc. possono provocare il surriscaldamento o altre situazioni catastrofiche, con gravi conseguenze sulle prestazioni e sulla durata del prodotto.
- Le temperature molto basse o gli ambienti gelidi possono causare danni permanenti ai conduttori metallici e al funzionamento.

PRECAUZIONI


- Tenere il dispositivo e il caricatore lontano dalla portata dei bambini.
- ageLOC WellSpa iO è destinato esclusivamente all'uso individuale.
- Usare soltanto come indicato su pelle sana.
- Verificare periodicamente l'eventuale presenza di danni; per evitare lesioni, non usare mai il dispositivo se sembra rotto o danneggiato. In caso di difetti o danni del dispositivo, contattare i Servizi di assistenza Nu Skin.
- Non usare su o accanto a pelle irritata, lesioni cancerose, tessuto danneggiato, eruzioni cutanee o aree della pelle con problemi di sensibilità in quanto ciò potrebbe causare irritazioni.
- Non applicare su testa/viso, collo, gola, petto, décolleté, inguine.

- Non usare su piaghe, ferite, sfoghi cutanei, se si ha predisposizione alla rosacea, in caso di allergie ai metalli, su pelle problematica o eccessivamente sensibile.
- Non usare su aree gonfie, rosse, infette o infiammate, né sulle eruzioni cutanee (ad esempio, flebiti, tromboflebiti, vene varicose).
- Non usare se si presenta un dispositivo cardiaco impiantabile (per esempio, monitor cardiaco, ICD, pacemaker, allarmi ECG).
- Contattare il medico prima di usare il dispositivo in caso di pelle sensibile epilessia, piercing, impianti metallici, malattie, tendenza al sanguinamento, tendenza agli ematomi, gravidanza o relativa possibilità, intervento chirurgico recente oppure condizioni mediche in corso o passate come malattie cardiache, ictus, ipertensione o disturbi epatici.
- Non usare più a lungo o più frequentemente di quanto consigliato.
- In caso di arrossamento, irritazione o rossore prolungati, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico se necessario.
- Rimuovere gioielli e altri ornamenti in metallo dalla superficie cutanea prima dell'utilizzo.
- Non usare con altri dispositivi, inclusi più dispositivi ageLOC WellSpa iO, contemporaneamente.
- Non toccare altre persone o parti/oggetti con attività elettrica mentre si usa il dispositivo.
- Non usare alla guida, utilizzando macchinari o durante attività in cui la stimolazione elettrica potrebbe causare lesioni.
- Non usare sostanze aggressive o abrasive sul dispositivo ageLOC WellSpa iO o sul relativo caricatore wireless.
- Non usare durante il bagno o la doccia. Non immergere il dispositivo in acqua.
- Per ridurre il rischio di urti, irritazioni, incendi o ferite, non posizionare né conservare il dispositivo o il caricatore laddove potrebbe cadere o essere trascinato in acqua, ad esempio vicino alla vasca, al lavabo o al WC.
- Non alterare il dispositivo in nessun modo.

CARICARE IL DISPOSITIVO AGELOC® WELLSPA iO™

L'indicatore della batteria diventa ambra quando la carica è bassa.

- Prima di caricare, verificare che il dispositivo e il caricatore siano completamente asciutti.
- Collegare il caricatore a un adattatore USB e poi a una presa. Posizionare il dispositivo sul caricatore per avviare la ricarica.



- Mentre il dispositivo si carica, l'indicatore della batteria mostra una luce pulsante verde.
- A carica completata, l'indicatore della batteria mostra una luce verde fissa.
- Non tenere il caricatore collegato quando non viene utilizzato o dopo aver completato la ricarica.

NOTA

Se la batteria è a un livello criticamente basso, l'indicatore mostrerà una luce lampeggiante ambra e il dispositivo si spegnerà quando l'utente cerca di accenderlo. Ciò accade quando la batteria non è sufficiente a eseguire una sessione.

Se non appare alcun indicatore luminoso, caricare il dispositivo. Gli indicatori luminosi si accenderanno quando il dispositivo è carico.



La nostra batteria ricaricabile aiuta a evitare la produzione di rifiuti. Scopri di più sulle nostre iniziative di sostenibilità visitando nuskin.com/sustainability.

COLLEGARE AGELOC® WELLSPA iO™ ALL'APP NU SKIN VERA®

Per provare l'esperienza ageLOC WellSpa iO completa, usa il codice QR sulla copertina per scaricare l'app Nu Skin Vera® da App Store o Google Play. Seguire le istruzioni in-app per connettere il dispositivo.



ASSOCIARE AGELOC® WELLSPA iO™

1. Scaricare l'app Nu Skin Vera®.
2. Verificare che il Bluetooth®* del telefono sia attivato.
3. Accedere a Nu Skin Vera.
 - Hai già un account Nu Skin? Usa questo per accedere!
 - Hai appena scoperto Nu Skin? Iscriverti è semplicissimo!
4. Toccare "Dispositivi" sulla barra di navigazione.
5. Toccare "Associa un nuovo dispositivo".
6. Se il dispositivo è spento, premere il pulsante di accensione per accenderlo.
7. Toccare "Connetti".
8. Il dispositivo verrà associato e potrai utilizzarlo.

*Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo degli stessi da parte di NSE Products, Inc. è soggetto a licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

App Store e il logo Apple sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play è un marchio registrato di Google LLC. Per informazioni sul modo in cui Nu Skin raccoglie, utilizza e condivide i Dati personali, visitare <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

USARE IL SISTEMA CON DISPOSITIVO AGELOC® WELLSPA iO™

Puoi usare il sistema con dispositivo ageLOC WellSpa iO per cinque minuti, tre volte a settimana oppure ogni giorno, su ogni parte del corpo.

FASE 1. APPLICARE AGELOC® BODY SERUM O AGELOC® BODY ACTIVATING GEL

Spalmare generosamente siero o gel sull'area di applicazione, evitando viso, collo, petto e inguine. Se agirai su più aree, applica il prodotto immediatamente prima di utilizzare il dispositivo.

FASE 2. AVVIARE UNA SESSIONE

Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Tutti e cinque gli indicatori si illumineranno la prima volta che l'accendi. Il numero di indicatori accesi indica la durata della sessione. Ogni volta che si preme il pulsante di accensione, viene selezionata una nuova durata. Continuare a premere il pulsante di accensione fino a selezionare la durata desiderata, da uno a cinque minuti. Il dispositivo memorizzerà l'impostazione per la sessione successiva. Posizionare il dispositivo sull'area della pelle dove è stato applicato il siero o il gel. Il dispositivo emetterà un suono e la sessione partirà automaticamente. Avviare una nuova sessione per ogni area di applicazione.

FASE 3. DURANTE LA SESSIONE


Fare scivolare delicatamente il dispositivo sulla pelle. Evitare con attenzione le zone sensibili. Ogni minuto sarà scandito da un segnale sonoro e dallo spegnimento di uno degli indicatori.

- Eventuale mancanza di prodotto o perdita di contatto con la pelle interromperà la corrente mettendo in pausa WellSpa iO, che emetterà un segnale sonoro. Riprendere posizionando i conduttori metallici sulla pelle e/o applicando altro prodotto se necessario, per garantire un'applicazione fluida.
- Il dispositivo emetterà un avviso sonoro se viene mosso troppo rapidamente.
- Per spegnere il dispositivo in qualsiasi momento, tenere premuto il Pulsante di accensione finché gli indicatori luminosi si spengono.

FASE 4.COMPLETARE UNA SESSIONE

Alla fine della sessione, il dispositivo emette un segnale sonoro e si spegne automaticamente. Si sentirà lo stesso suono spegnendolo manualmente. Massaggiare eventuale siero o gel residuo sulla pelle.

Consultare i diagrammi di seguito per le aree di applicazione suggerite e fare riferimento a Nu Skin Vera® per le istruzioni di utilizzo complete.



PULIZIA E MANUTENZIONE DI AGELOC® WELLSPA iO™

Usare un panno che non lasci residui leggermente inumidito per rimuovere siero, gel o altri residui dal dispositivo e dal caricatore dopo ogni utilizzo. Usare il panno finché non risultano puliti.

Conservarli in un luogo fresco e asciutto. Non immergere mai il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Usare un panno che non lasci residui asciutto per asciugare le superfici esterne del dispositivo e del caricatore.

RISOLUZIONE DEGLI ERRORI

PERDITA DI CONDUTTIVITÀ DURANTE L'USO

Se i conduttori metallici perdono il contatto con la pelle, la corrente verrà interrotta mettendo in pausa WellSpa iO™, che avviserà anche tramite un suono e gli indicatori luminosi.

CONSIGLIO PRO: una quantità insufficiente di siero o gel potrebbe causare una perdita di conduttività. Applicare più prodotto sulla pelle e verificare che il dispositivo sia a contatto sia con la pelle che con il prodotto per un uso ottimale.

AVVISI SUL MOVIMENTO DURANTE L'APPLICAZIONE

Il dispositivo emetterà un avviso sonoro se viene mosso troppo rapidamente. La sessione riprenderà automaticamente una volta adottata la giusta velocità. Fare scivolare lentamente il dispositivo sulle aree interessate.

RIPRISTINO DELLA CONNESSIONE BLUETOOTH®

In caso di problemi di associazione con Nu Skin Vera® o se occorre dissociare il dispositivo dal telefono, effettuare un reset Bluetooth.

1. Scollegarsi da Nu Skin Vera dall'app andando alle Impostazioni del dispositivo > Dimentica questo dispositivo.
2. Scollegare il telefono.
 - **iPhone:** andare alle Impostazioni del telefono > Bluetooth > I miei dispositivi > NuSkinBDiO > Dissocia questo dispositivo.
 - **Android:** andare alle Impostazioni del telefono > Connessioni > Bluetooth > icona Impostazioni > Dimentica/Disaccoppia.
3. Posizionare WellSpa iO sul caricatore.
4. Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.

Attendere che:

- gli indicatori luminosi 1-5 lampeggino una volta.

*Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo degli stessi da parte di NSE Products, Inc. è soggetto a licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica di ageLOC® WellSpa iO™:

1. Scollegarsi da Nu Skin Vera® dall'app andando alle Impostazioni del dispositivo > Dimentica questo dispositivo.
2. Disconnessione dal telefono.
 - **iPhone:** andare alle Impostazioni del telefono > Bluetooth® > I miei dispositivi > NuSkinBDiO > Dissocia questo dispositivo.
 - **Android:** andare alle Impostazioni del telefono > Connessioni > Bluetooth® > icona Impostazioni > Dimentica/Disaccoppia
3. Posizionare WellSpa iO sul caricatore.
4. Tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.

Attendere che:

- gli indicatori luminosi 1-5 lampeggino una volta.

Continuare a tenere premuto finché:

- tutti gli indicatori luminosi lampeggiano tre volte (dopo 10 secondi).

NOTA

ageLOC WellSpa iO archivia automaticamente informazioni su qualità e utilizzo. Quando il dispositivo viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica, alcuni dati relativi al suo utilizzo vengono mantenuti per motivi di qualità. Per consultare l'Informativa sulla privacy di Nu Skin, visitare:

-https://www.nuskin.com/it_IT/corporate/privacy.html

SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO E DELLA BATTERIA

È necessario smaltire correttamente ageLOC® WellSpa iO in base alle leggi e alle normative locali. Il dispositivo contiene componenti elettronici e una batteria agli ioni di litio, che richiedono uno smaltimento separato rispetto ai rifiuti domestici. Quando ageLOC WellSpa iO non è più utilizzabile, contattare le autorità locali che si occupano di gestione dei rifiuti per conoscere le opzioni di smaltimento e riciclo appropriate.



Smaltire le batterie secondo le normative locali.

MANTENIMENTO

Consultare la sezione “Pulizia e manutenzione di ageLOC® WellSpa iO” per la manutenzione di routine.

Non spedire dispositivi danneggiati per via aerea.

RIPARAZIONE

Non cercare di riparare il dispositivo in autonomia per non invalidare la garanzia. All'interno del dispositivo non vi sono componenti che possono essere riparati dall'utente. Per la riparazione si prega di fare riferimento alla sezione sulla garanzia.

INFORMAZIONI SU SOSTITUZIONE E GARANZIA

Nu Skin garantisce che il dispositivo è esente da difetti di materiale e fabbricazione per un periodo di due anni dalla data originale di consegna. Questa garanzia non comprende i danni al prodotto dovuti a usi impropri o a incidenti. Se il prodotto si guasta durante il periodo di garanzia di due anni, invitiamo a contattare l'assistenza Nu Skin locale per richiedere la sostituzione o la riparazione. Può essere richiesto di presentare uno scontrino ufficiale riportante la data di consegna. Nu Skin si riserva il diritto di controllare il dispositivo. La presente garanzia non influisce sui diritti legali specifici per il paese in cui il prodotto è stato acquistato. Tali diritti rimangono invariati. Questa garanzia è valida in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera e Ungheria.

BREVETTI

Brevetti statunitensi e internazionali in via di registrazione.

INFORMAZIONI TECNICHE E REGOLATORIE

ageLOC® WellSpa iO™

Output massimo:

22V, 640 μ A, 0,414Hz






 IPX5  IPX7

Caricabatteria wireless ageLOC WellSpa iO

Ingresso: 5V \equiv min 500mA

 IPX4

LEGENDA DEI SIMBOLI

Simbolo	Definizione
	Avvertenza
	Smaltire le batterie secondo le normative locali
	Due livelli di protezione anti-urto
	Caricare soltanto con il caricatore indicato
	Corrente diretta

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (DOC) UE

CE



NIS Product Europe BV, che ha la sua sede principale di attività presso De Vrietenlaan 9, 1930 Zwennebro, Belgio, dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto:

apparecchio Stralique G2
Modello 8328

21 X; 802 uA; 0,034 MVA; Classe II; IPX0/IPX1
 5000

Dispositivo elettronico a batteria agli ioni di litio

ai fini e in conformità con la presente dichiarazione di conformità alla legislazione pertinente dell'Unione Europea in materia di armonizzazione.


Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche:

Requisiti delle apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE	
Requisiti	
EN 302 328 v2.2.2	
EN 302 477 v1.1.1	
Normative	
EN 60950-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A16:2020	
EN 62202:2009	
EMC (direttiva)	
EN 55024:2010	
EMC	
EN 301 489-1 v2.1.1 + A1:2019	
EN 301 489-1 v2.2.1 + A1:2019	
EN 301 489-1 v2.3.1 + A1:2019	
EN 301 489-2 v2.1.1 + A1:2019	
EN 301 489-2 v2.2.1 + A1:2019	


 Michael Linder
 Presidente Europe e Africa

Dichiarazione di conformità (DOC) UE

CE



NIS Product Europe BV, che ha la sua sede principale di attività presso De Vrietenlaan 9, 1930 Zwennebro, Belgio, dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto:

Caricabatterie wireless agnG2 Stralique G2
Modello: M200C2/200CA


1000mAh; max. 500 mA; Classe II; IPX0

Ricaricatore USB-C/USB-A

ai fini e in conformità con la presente dichiarazione di conformità alla legislazione pertinente dell'Unione Europea in materia di armonizzazione.


Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche:

Requisiti delle apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE	
Requisiti	
EN 302 328 v2.2.2	
EN 302 477 v1.1.1	
Normative	
EN 60950-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A16:2020	
EN 62202:2009	
EMC (direttiva)	
EN 55024:2010	
EMC	
EN 301 489-1 v2.1.1 + A1:2019	
EN 301 489-1 v2.2.1 + A1:2019	
EN 301 489-1 v2.3.1 + A1:2019	
EN 301 489-2 v2.1.1 + A1:2019	
EN 301 489-2 v2.2.1 + A1:2019	


 Michael Linder
 Presidente Europe e Africa

Dichiarazione di conformità (DOC) UE

CE



NIS Product Europe BV, che ha la sua sede principale di attività presso De Vrietenlaan 9, 1930 Zwennebro, Belgio, dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto:

Caricabatterie wireless agnG2 Stralique G2
Modello: M200C2/200CA


1000mAh; max. 500 mA; Classe II; IPX0

Ricaricatore USB-C/USB-A

ai fini e in conformità con la presente dichiarazione di conformità alla legislazione pertinente dell'Unione Europea in materia di armonizzazione.


Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche:

Requisiti delle apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE	
Requisiti	
EN 302 328 v2.2.2	
EN 302 477 v1.1.1	
Normative	
EN 60950-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A16:2020	
EN 62202:2009	
EMC (direttiva)	
EN 55024:2010	
EMC	
EN 301 489-1:2017 + A11:2019	
EN 301 489-1:2017 + A11:2019 + A12:2019 + A13:2019 + A14:2019	
EN 301 489-1 v2.2.1 + A1:2019	
EN 301 489-2 v2.1.1 + A1:2019	
EN 301 489-2 v2.2.1 + A1:2019	


 Michael Linder
 Presidente Europe e Africa

Dichiarazione di conformità (DOC) UE

CE



NIS Product Europe BV, che ha la sua sede principale di attività presso De Vrietenlaan 9, 1930 Zwennebro, Belgio, dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto:

Caricabatterie wireless agnG2 Stralique G2
Modello: M200C2/200CA


1000mAh; max. 500 mA; Classe II; IPX0

Ricaricatore USB-C/USB-A

ai fini e in conformità con la presente dichiarazione di conformità alla legislazione pertinente dell'Unione Europea in materia di armonizzazione.

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche:

Requisiti delle apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE	
Requisiti	
EN 302 328 v2.2.2	
EN 302 477 v1.1.1	
Normative	
EN 60950-1:2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A16:2020	
EN 62202:2009	
EMC (direttiva)	
EN 55024:2010	
EMC	
EN 301 489-1:2017 + A11:2019	
EN 301 489-1:2017 + A11:2019 + A12:2019 + A13:2019 + A14:2019	
EN 301 489-1 v2.2.1 + A1:2019	
EN 301 489-2 v2.1.1 + A1:2019	
EN 301 489-2 v2.2.1 + A1:2019	


 Michael Linder
 Presidente Europe e Africa



INHOUDSOPGAVE

Inhoud en onderdelen van het systeem	149–150	Onderhoud	161
Instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik	151	Informatie over vervanging en garantie	161
Je ageLOC® WellSpa iO™ opladen	154	Patenten	161
Je ageLOC WellSpa iO verbinden met de Nu Skin Vera®-app	155	Technische specificaties en richtlijnen	162
Je ageLOC WellSpa iO koppelen	155	Betekenis van de symbolen	162
Gebruik van je ageLOC WellSpa iO	156	Conformiteitsverklaringen	163
Reinigen van en zorgen voor je ageLOC WellSpa iO	159		
Tips bij problemen	159		

SYSTEEMINHOUD


ageLOC® WellSpa iO™-apparaat

Snelstartgids





USB-oplaadadapter niet inbegrepen.

SYSTEEMONDERDELEN



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat is bestemd voor volwassenen ouder dan 18 jaar. Het is niet geschikt voor gebruik door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij ze onder toezicht staan of instructies kregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit apparaat en de bijbehorende accessoires zijn geen speelgoed voor kinderen. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen.
- Het ageLOC® WellSpa iO™ en de draadloze oplader van het ageLOC WellSpa iO zijn getest bij een druk die overeenkomt met een hoogte van 4000 meter.
- ageLOC WellSpa iO bevat een lithium-ion die niet kan worden vervangen. Stel het apparaat nooit bloot aan hitte om de kans op letsel te voorkomen. Ook niet bewaren in de buurt van een warmtebron zoals een radiator, vuur of warmteafvoer. Laat het apparaat niet gedurende langere tijd in een heet voertuig of in een extreem koude omgeving liggen. Check met de luchtvaartmaatschappij of je het in je hand- of ruimbagage mag meenemen.
- **WAARSCHUWING:**  Het ageLOC WellSpa iO-apparaat wordt opgeladen met inductie. Gebruik alleen de meegeleverde ageLOC WellSpa iO Wireless Charger om uw apparaat op te laden en een USB-stroomadapter van goede kwaliteit met de volgende classificaties: 5V  min 500 mA. Er mogen geen andere oplaadaccessoires met het apparaat worden gebruikt.
- Plaats je ageLOC WellSpa iO-apparaat en de draadloze oplader van je ageLOC WellSpa iO altijd op een droge, hittebestendige, stabiele, vlakke ondergrond, vooral tijdens het opladen.
- Laat de oplader niet in het stopcontact zitten wanneer je het apparaat niet gebruikt of nadat het volledig is opgeladen.
- Ideale opslag en opladen van het apparaat gebeurt bij kamertemperatuur, tussen de 20 °C en 24 °C.
- Bewaar het apparaat in omgevingen met een temperatuur tussen de 5 °C en 42 °C.
- Laad het apparaat alleen op in omgevingen met een temperatuur tussen de 10 °C en 35 °C.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN (vervolg.)

- Als het apparaat buiten dit bereik wordt bewaard of opgeladen, zal dit een negatieve invloed hebben op de batterij, de metalen punten en de werking van het apparaat.
- Blootstelling aan zeer hoge temperaturen of hete omgevingen, (bijv. boven 50°C, direct zonlicht of in een snikheet voertuig, etc.) kan leiden tot oververhitting en andere catastrofale omstandigheden die ernstige gevolgen hebben voor de prestaties en de levensduur van het apparaat.
- Een zeer lage temperaturen of vriesomgevingen kunnen tot permanente schade aan de metalen punten leiden en de werking beïnvloeden.

VOORZORGSMAATREGELEN


- Houd het apparaat en de oplader buiten het bereik van kinderen.
- ageLOC WellSpa iO is uitsluitend voor individueel gebruik.
- Gebruik alleen zoals voorgeschreven op een gezonde huid.
- Controleer het apparaat regelmatig op schade; schakel het nooit in bij (vermoedelijke) schade om verwondingen te voorkomen. Neem in geval van defecten aan het apparaat of als het apparaat beschadigd raakt contact op met de ondersteunende diensten van Nu Skin.
- Niet gebruiken op en nabij geïrriteerde huid, huid met sporen van huidkanker, ziek weefsel, huidrupties of delen van de huid die niet normaal aanvoelen omdat dit tot irritatie kan leiden.
- Niet gebruiken op hoofd/gezicht, nek, keel, borst, décolleté, liezen.
- Gebruik het apparaat niet als je (open) wondjes of uitslag hebt, gevoelig bent voor pityriasis rosea, allergisch bent voor metaal, of als je een problematische of overgevoelige huid hebt.

- Niet gebruiken op gezwollen, rode, geïnfecteerde of ontstoken plekken; of op huiderupties (bijv. flebitis, tromboflebitis, spataderen).
- Gebruik het apparaat niet als je een geïmplanteerd hartapparaat hebt (bijv. hartmonitoren, ICD's, pacemakers, ECG-alarmen).
- Raadpleeg voorafgaand aan het gebruik van het apparaat je arts of zorgverzekering als je een gevoelige huid hebt, epileptisch bent, lichaamsspiercings hebt, een metalen implantaat hebt, je ziek voelt of geneigd bent tot bloedingen, snel blauwe plekken krijgt, zwanger bent of zwanger zou kunnen raken, onlangs bent geopereerd of een huidige of eerdere medische aandoening hebt zoals een hartziekte, beroerte, hoge bloeddruk of leveraandoeningen.
- Gebruik het apparaat niet voor langere periodes achter elkaar of vaker dan wordt aanbevolen.
- Staak onmiddellijk het gebruik als je last krijgt van irritatie of langdurig prikken of roodheid en raadpleeg zo nodig een arts.
- Verwijder vóór het gebruik sieraden of andere metalen objecten van de huid.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met andere apparaten, ook niet met meerdere ageLOC WellSpa iO apparaten, op hetzelfde moment.
- Raak geen andere personen of actieve elektronische apparaten/onderdelen aan wanneer je dit apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het besturen van een auto, bedienen van machines of wanneer je een activiteit onderneemt waarbij elektrische stimulans kans geeft op letsel.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën of schuurmiddelen voor je ageLOC WellSpa iO-apparaat of voor de draadloze oplader van je ageLOC WellSpa iO.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het baden of douchen. Houd je apparaat nooit onder water.
- Om het risico op schokken, irritatie, brand of letsel te verminderen, mag het apparaat of de oplader niet op een plek worden geplaatst of bewaard waar het in het water, een badkuip, gootsteen of toilet kan vallen.
- Pas het apparaat op geen enkele manier aan.

JE AGELOC® WELLSPA iO™-APPARAAT OPLADEN

De batterij-indicator kleurt amber wanneer de batterij bijna leeg is.

- Zorg ervoor dat het apparaat en de oplader volledig droog zijn.
- Sluit de lader aan op een USB-adapter en steek deze vervolgens in een stopcontact. Plaats het apparaat op de lader om te beginnen met laden.
- Terwijl het apparaat laadt, licht de batterij-indicator geleidelijk groen op.
- Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, brandt het lichtje continu groen.
- Laat de oplader niet in het stopcontact zitten wanneer je het apparaat niet gebruikt of nadat het volledig is opgeladen.



LET OP

Als de batterij bijna leeg is, knippert de batterij-indicator amberkleurig en schakelt het apparaat uit als de gebruiker het probeert aan te zetten. Dit geeft aan dat er onvoldoende stroom in de batterij zit om een sessie te starten.

Als er geen indicatielampjes branden, laad het apparaat dan op. De indicatielampjes gaan branden zodra het apparaat is opgeladen.



Onze oplaadbare batterij zorgt voor minder afval.

We nodigen je uit om meer te weten te komen over duurzaamheidsinitiatieven, ga naar nuskin.com/sustainability.

AGELOC® WELLSPA iO™ VERBINDEN MET DE NU SKIN VERA®-APP

Om optimaal van de ageLOC WellSpa iO te profiteren, scan je de QR-code om de Nu Skin Vera®-app te downloaden uit de App Store of via Google Play. Volg de instructies in de app om je apparaat te verbinden.



JE AGELOC® WELLSPA iO™ KOPPELEN

1. Download de Nu Skin Vera®-app.
2. Controleer of Bluetooth®* op je telefoon is ingeschakeld.
3. Inloggen op Nu Skin Vera.
 - Heb je al een Nu Skin-account?
Gebruik hem dan om in te loggen.
 - Nieuw bij Nu Skin? Meld je aan - het is heel eenvoudig!
4. Tik in de navigatiebalk op "Apparaten".
5. Tik op "Nieuw apparaat koppelen."
6. Druk als het apparaat uit is op de Aan-/uitknop om het apparaat aan te zetten.
7. Tik op "Verbinden."
8. Het apparaat wordt gekoppeld en daarna kunt je aan de slag.

* Het Bluetooth® -woordmerk en -logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door NSE Products, Inc. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de betreffende eigenaren.

App Store en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en in andere landen. Google Play is een handelsmerk van Google LLC. Ga voor informatie over hoe Nu Skin Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt naar <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

JE AGELOC® WELLSPA iO™-APPARAAT GEBRUIKEN

Je kunt jouw ageLOC WellSpa iO-apparaat tot vijf minuten achter elkaar gebruiken, drie keer per week tot dagelijks, op elk lichaamsgebied.

STAP 1. BRENG AGELOC BODY SERUM OF AGELOC BODY ACTIVATING GEL AAN

Breng je serum of gel rijkelijk aan op de specifieke zone. Vermijd daarbij het gezicht, de hals, de borst en de liezen. Wanneer je van plan bent om meer dan één gebied te behandelen, gebruik het product dan alleen op het gebied dat je direct gaat behandelen.

STAP 2. EEN SESSIE STARTEN

Druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen. Alle vijf de indicatielampjes lichten op wanneer je het apparaat voor het eerst inschakelt. Het aantal indicatielampjes dat oplicht, geeft aan hoelang de sessie duurt. Telkens wanneer je de aan-/uitknop indrukt, selecteer je een nieuwe tijd. Druk nogmaals op de aan-/uitknop tot je jouw gewenste tijd tussen de 1-5 minuten hebt geselecteerd. Jouw apparaat onthoudt jouw instelling voor de volgende sessie. Plaats het apparaat op het gebied van je huid waar je het serum of de gel hebt aangebracht. Het apparaat geeft een geluidje en daarna start jouw sessie automatisch. Begin voor elk gebied een nieuwe sessie.

STAP 3. TIJDENS DE SESSIE


Laat het apparaat zachtjes over je huid glijden. Let op dat je gevoelige gebieden ontwijkt. Het apparaat telt elke minuut af met een geluidje en een indicatielampje dat uit gaat.

- Bij een tekort aan product of een verlies van huidcontact zal de stroom worden onderbroken, hierdoor pauzeert WellSpa iO en hoor je een geluidje. Ga verder door de metalen punten op je huid te plaatsen en/of door meer product aan te brengen op je huid. Breng zo nodig meer product aan om ervoor te zorgen dat het apparaat soepel over je huid glijdt.
- Het apparaat geeft een waarschuwingstoon wanneer je het apparaat te snel beweegt.
- Om het apparaat uit te schakelen, houd je de Aan-/uitknop ingedrukt tot de lampjes uit gaan.

STAP 4. SESSIE VOLTOOID

Aan het einde van jouw sessie laat het apparaat een geluidje horen en schakelt het zichzelf uit. Je hoort hetzelfde geluidje wanneer je het apparaat handmatig uitschakelt. Masseer enig overgebleven serum of gel in je huid.

Zie onderstaande schema's voor de aanbevolen gebruiksgebieden en Nu Skin Vera® voor volledige gebruiksinstructies.



REINIGEN VAN EN ZORGEN VOOR JE AGELOC® WELLSPA iO™

Gebruik één of meer licht vochtige, pluisvrije doeken om na elk gebruik het overtollig serum, gel of vuil te verwijderen van het draagbare apparaat en de lader. Blijf vegen tot het zichtbaar schoon is. Koel en droog bewaren. Nooit onderdompelen in water of welke andere vloeistof dan ook. Gebruik een droge, pluisvrije doek(en), maak de buitenzijdes van het draagbare apparaat en de lader zorgvuldig droog.

TIPS BIJ PROBLEMEN

GEEN GELEIDINGSVERMOGEN TIJDENS HET GEBRUIK

Als de metalen punten het contact met je huid verliezen, wordt de stroom onderbroken, waardoor de WellSpa iO™ pauzeert, een toon laat horen en de indicatielampjes gaan branden.

TIP VAN DE PROFESSIONALS: Als er te weinig serum of gel wordt gebruikt, kan de geleidbaarheid afnemen. Breng meer product aan op je huid en zorg er voor een optimaal gebruik voor dat het apparaat zowel contact maakt met je huid als met het product.

BEWEGINGSWAARSCHUWINGEN TIJDENS GEBRUIK

Het apparaat geeft een geluid wanneer je het apparaat te snel beweegt. De sessie zal automatisch worden hervat als je weer de juiste bewegingssnelheid hebt. Laat het apparaat langzaam over de specifieke zones glijden.

BLUETOOTH®-VERBINDING RESETTEN

Als je problemen hebt met het koppelen met Nu Skin Vera® of als je het apparaat moet loskoppelen van je telefoon, voer dan een Bluetooth-reset uit.

1. Verbreek de verbinding met Nu Skin Vera in de app door te navigeren naar Apparaatinstellingen > Dit apparaat vergeten.
2. Koppel je telefoon los.
 - **iPhone:** Navigeer op je telefoon naar Instellingen > Bluetooth > Mijn apparaten > NuSkinBDiO > Vergeet dit apparaat.
 - **Android:** Navigeer op je telefoon naar Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > Instellingen-pictogram > Vergeten/Loskoppelen.
3. Plaats de WellSpa iO op de oplader.
4. Houd de Aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt.

Wacht tot:

- Indicielampjes 1-5 eenmaal knipperen.

*Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door NSE Products, Inc. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de betreffende eigenaren.

RESETTEN NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

Je ageLOC® WellSpa iO terugzetten naar de fabrieksinstellingen:™

1. Verbreek de verbinding met Nu Skin Vera® in de app door te navigeren naar Apparaatinstellingen > Dit apparaat vergeten.
2. Verbreek de verbinding met je telefoon.
 - **iPhone:** Navigeer op je telefoon naar Instellingen > Bluetooth® > Mijn apparaten > NuSkinBDiO > Vergeet dit apparaat.
 - **Android:** Navigeer op je telefoon naar Instellingen > Verbindingen > Bluetooth® > Instellingen-pictogram > Vergeten/Loskoppelen
3. Plaats de WellSpa iO op de oplader.
4. Houd de Aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt.

Wacht tot:

- Indicatielampjes 1-5 eenmaal knippen.

Houd ingedrukt totdat:

- Alle indicatielampjes 3 keer knippen (na 10 seconden).

LET OP

De ageLOC WellSpa iO slaat kwaliteits- en gebruiksinformatie automatisch op. Wanneer het apparaat naar de fabrieksinstellingen wordt teruggezet, wordt bepaalde gebruiksinformatie bewaard voor kwaliteitsdoeleinden. Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring van Nu Skin op:
-https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html

AFVOEREN VAN APPARAAT EN BATTERIJ

De ageLOC® WellSpa iO dient op de juiste manier weggegooid te worden, volgens de plaatselijke wet- en regelgeving. Het apparaat bevat elektronische onderdelen en een lithium-ion batterij, die apart van het huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Als de ageLOC LumiSpa iO aan vervanging toe is, neem dan contact op met de lokale afvalbeheerinstanties voor informatie over het weggooien en de recycling van dit product.



Gooi batterijen lokaal op de juiste manier weg.

ONDERHOUD

Raadpleeg de sectie “Reinigen van en zorgen voor je ageLOC® WellSpa iO” voor routineonderhoud.

Een beschadigd apparaat mag niet meegenomen worden in het vliegtuig.

REPARATIE

Probeer het apparaat niet zelf te repareren, want dan vervalt de garantie. Er bevinden zich binnenin geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Raadpleeg de sectie garantie voor informatie over reparaties.

INFORMATIE OVER VERVANGING EN GARANTIE

Nu Skin geeft twee jaar garantie op de materialen en de constructie van het apparaat, gerekend vanaf de oorspronkelijke datum van levering aan jou. Deze garantie dekt geen schade aan het product als gevolg van verkeerd gebruik of een ongeval. Als het product binnen de garantieperiode van twee jaar defect raakt, neem dan contact op met je plaatselijke Nu Skin Support om het product te repareren of te vervangen. Er kan je gevraagd worden om het ontvangstbewijs met de leveringsdatum voor te leggen. Nu Skin behoudt zich het recht voor om het apparaat te inspecteren. Deze garantie heeft geen invloed op je wettelijke rechten volgens de wetgeving van het land van aankoop; deze rechten blijven beschermd. Deze garantie is geldig in Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

PATENTEN

Amerikaanse en internationale patenten zijn aangevraagd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN RICHTLIJNEN

ageLOC® WellSpa iO™

Maximale output:

22V, 640 μ A, 0,414Hz






 IPX5  IPX7

Draadloze oplader voor de ageLOC WellSpa iO

Ingangsvermogen: 5V \equiv min 500mA

 IPX4

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

Symbool	Betekenis
	Waarschuwing
	Voer batterijen lokaal op de juiste manier af
	Schokbescherming op twee niveaus
	Uitsluitend opladen met voorgeschreven oplader
	Gelijkstroom



INNHALDSFORTEGNELSE

Systeminnhold og komponenter	165–166	Vedlikehold	177
Sikkerhetsinstruksjoner, advarsler og forholdsregler	167	Erstatning og garantiinformasjon	177
Slik lader du ageLOC® WellSpa iO™	170	Patenter	177
Slik kobler du ageLOC WellSpa iO til Nu Skin Vera®-appen	171	Teknisk informasjon og forskrifter	178
Slik parer du ageLOC WellSpa iO	171	Definisjon av symboler	178
Slik bruker du ageLOC WellSpa iO	172	Samsvarserklæring	179
Slik tar du vare på ageLOC WellSpa iO	175		
Feilsøking	175		

SYSTEMINNHOLD


ageLOC® WellSpa iO™-apparat

Hurtigstartveiledning





USD-ladeadapter er ikke inkludert.

SYSTEMKOMPONENTER



SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG ADVARSLER

- Apparatet skal bare brukes av voksne over 18 år. Det skal ikke brukes av noen med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, ei heller av noen med mangel på erfaring og kunnskap, med unntak av der enkeltpersonen det gjelder har fått veiledning og instruksjoner av en person som har ansvar for sikkerhet når denne enkeltpersonen bruker apparatet. Barn bør være under tilsyn for å påse at de ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- ageLOC® WellSpa iO™ og ageLOC WellSpa iO-trådløs lader er testet under trykk som tilsvarer en høyde på 4000 m.
- ageLOC WellSpa iO inneholder et ikke-utskiftbar litium-polymer-batteri. For å forhindre skade skal enheten aldri eksponeres for høy varme. Skal ikke oppbevares ved en varmekilde, som en radiator, peis, vedovn eller varmeventil. Unngå å la apparatet ligge i et varmt kjøretøy eller i ekstremt kalde omgivelser over lengre tid. Undersøk med operatøren før du sender apparatet i frakt eller tar det med i håndbagasjen når du flyr.
- **ADVARSEL:**  ageLOC WellSpa iO-apparatet lades med induktiv lading. Når du lader batteriet, skal du bare bruke ageLOC WellSpa iO-trådløs lader som følger med apparatet og en høykvalitets adapter med USB-port og følgende spesifikasjoner: 5V  min. 500 mA. Ingen andre ladetilbehør skal brukes med apparatet.
- Plasser alltid ageLOC WellSpa iO-apparatet og ageLOC WellSpa iO-trådløs lader på en tørr, varmebestandig, stabil, flat overflate, spesielt under lading.
- Ikke la laderen være tilkoblet når den ikke er i bruk eller etter at apparatet er fulladet.
- Apparatet skal oppbevares under ideelle forhold, og det skal lades i romtemperatur fra 20 °C til 24 °C.
- Apparatet skal bare oppbevares i temperaturer fra 5 °C til 42 °C.
- Apparatet skal bare lades i temperaturer fra 10 °C to 35 °C.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG ADVARSLER(Forts.)

- Oppbevaring og lading utenfor disse områdene vil ha negativ innvirkning på batteriet, metallnoder og driften av apparatet.
- Svært høye temperaturer eller varme omgivelser (f.eks. over 50 °C, direkte sollys, i et kjøretøy under svært varme forhold osv.) kan føre til overoppheting og andre katastrofale tilstander som har alvorlig innvirkning på apparatets ytelse og levetid.
- Svært lave temperaturer eller frost kan føre til permanent skade på metallnodene og driften.

FORHOLDSREGLER


- Hold apparat og lader utenfor barns rekkevidde.
- ageLOC WellSpa iO er bare til individuell bruk.
- Brukes bare som forklart, og på frisk hud.
- Inspiser jevnlig for skader, og for å unngå skader skal apparatet aldri brukes dersom det ser ut til å være skadet eller ødelagt. I tilfelle en defekt på apparatet eller hvis det blir skadet, ta kontakt med Nu Skin-kundestøttetjenester.
- Skal ikke brukes på eller i nærheten av irritabel hud, ei heller på kroppens lokaliserte skader som har med kreft å gjøre, skadet vev, utbrudd på huden eller steder på huden uten normal følsomhet da det kan føre til irritasjon.
- Skal ikke brukes på hode/ansikt, nakke, hals, bryst, dekolletasje eller underliv.

- Skal ikke brukes på åpne sår eller utslett, hvis du er utsatt for rosacea, er allergisk mot metall eller har problematisk eller svært sensitiv hud.
- Ikke bruk over hovne, røde, infiserte eller betente områder eller over utbrudd på huden (f.eks. loppebitt, tromboflebitt, åreknuter).
- Skal ikke brukes hvis du har hjerteimplantat (f.eks. hjertemonitor, ICD-er, pacemakere eller EKG-alarmer).
- Forhør deg med lege eller helsepersonell før du bruker apparatet hvis du har sensitiv hud, er epileptisk, har piercinger på kroppen, metallimplantat, eller er syk, har tendenser til blødning, får lett blåmerker, er gravid eller blir kanskje snart gravid, har nylig hatt et kirurgisk inngrep eller har en pågående eller tidligere klinisk tilstand som hjertesykdom, slag, høyt blodtrykk eller leverskader.
- Skal ikke brukes over lengre perioder eller oftere enn anbefalt.
- Opphør bruken umiddelbart hvis du opplever irritasjon eller langvarig svie eller rødhet, og oppsøk lege ved behov.
- Fjern smykker eller andre utsmykninger av metall fra hudoverflaten før bruk.
- Skal ikke brukes samtidig med andre apparater; det også vil si flere ageLOC WellSpa iO-apparater på samme tid.
- Unngå all fysisk berøring av en annen person eller strømførende deler/ting mens du bruker apparatet.
- Unngå all bruk mens du kjører, bruker maskiner eller tar del i enhver aktivitet der elektrisk stimulering utsetter deg for risiko for skade.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller slipemidler på ageLOC WellSpa iO-apparatet eller ageLOC WellSpa iO-trådløs lader.
- Unngå all bruk mens du bader eller dusjer. Apparatet skal ikke senkes i vann.
- For å redusere risikoen for støt, irritasjon, brann eller skade, må du ikke plassere eller oppbevare apparatet eller laderen der disse kan falle eller bli dratt ned i vann, badekar, vask eller toalett.
- Apparatet skal ikke på noen som helst måte endres.

SLIK LADER DU AGELOC® WELLSPA iO™-APPARATET

Batteriets indikator lyser gult når det er lite batteri.

- Før du lader, må du passe på at både apparat og lader er helt tørre.
- Du kobler laderen til USB-adapteren og setter den i stikkontakten på veggen. Videre setter du apparatet på laderen for å lade.



- Mens apparatet lades, blinker batteriet grønt.
- Når apparatet er fulladet, lyser batteriet grønt.
- Ikke la laderen være tilkoblet når den ikke er i bruk eller etter at apparatet er fulladet.

MERK

Når batterikapasiteten er veldig lav, vil batteriindikatoren lyse gult, og apparatet slår seg av når brukeren forsøker å slå det på. Dette forteller deg at det ikke er nok batteri igjen til å utføre en økt.

Hvis det ikke er noen indikatorlys, lad apparatet. Indikatorlysene vil tennes når apparatet er ladet.



De oppladbare batteriene våre bidrar til å redusere avfall. Vi inviterer deg til å høre mer om hva vi gjør for miljøet, gå til nuskin.com/bærekraft.

SLIK KOBLER DU AGELOC® WELLSPA iO™ TIL NU SKIN VERA®-APPEN

Vil du ha fullt utbytte av alt ageLOC WellSpa iO byr på, skanner du strekkoden for å laste ned Nu Skin Vera®-appen fra App Store eller Google Play. Følg appens instruksjoner for å koble til apparatet ditt.



SLIK KOBLER DU SAMMEN AGELOC® WELLSPA iO™

1. Last ned Nu Skin Vera®-appen.
2. Sørg for at telefonens Bluetooth®* er aktivert.
3. Logg deg inn på Nu Skin Vera.
 - Har du allerede en Nu Skin-konto?
Bruk den til å logge deg inn.
 - Ny hos Nu Skin? Registrer deg - det er lett!
4. Trykk på «Apparater» i navigasjonsfeltet.
5. Trykk på «Koble sammen med nytt apparat.»
6. Hvis apparatet er avslått, trykker du inn strømknappen for å slå på apparatet.
7. Trykk på «Koble til.»
8. Apparatet vil koble sammen og du er klar til å starte.

* Selve ordet og logoer for The Bluetooth® er registrerte varemerker fra Bluetooth SIG, Inc. og all slags bruk av dette skal lisensieres gjennom NSE Products, Inc. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

App Store og Apples logo er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Google Play er et varemerke fra Google LLC. For informasjon om hvordan Nu Skin samler inn, bruker og deler personopplysninger, gå til <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

BRUKE AGELOC® WELLSPA iO™-APPARATSYSTEMET

Du må gjerne bruke ageLOC WellSpa iO-apparatsystemet i opptil fem minutter, tre ganger i uken til hver dag, på hvert kroppsområde.

TRINN 1. PÅFØR AGELOC BODY SERUM ELLER AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Jevn serumet eller gelen rikelig på det målrettede området, unngå ansikt, nakke, bryst og lyske. Vil du behandle mer enn ett sted, påfør produktet der du begynner først.

TRINN 2. SLIK STARTER DU EN ØKT

Trykk og hold inne strømknappen for å slå på apparatet. Alle de fem indikatorlampene slår seg på første gang du slår på apparatet. Antall lamper som er på indikerer hvor lenge økten varer. Hver gang du trykker på strømknappen, velger du en ny tid. Trykk på strømknappen igjen til du har valgt hvor lenge du vil at økten skal vare, fra 1 til 5 minutter. Apparatet husker innstillingen til neste økt. Plasser apparatet der du har påført serum eller gel på huden. Apparatet gir fra seg en lyd, og økten starter automatisk. Start en ny økt for hvert område du vil jobbe med.

TRINN 3. UNDER ØKTEN


La apparatet gli lett over huden. Pass på at du unngår sensitive områder. Hvert minutt teller ned til lyden av en tone og en indikatorlampe som slår seg av.

- Strømmen forstyrres hvis du har påført for lite produkt eller hvis det mangler hudkontakt. Skjer det, brytes strømmen av og det lyder en tone fra WellSpa iO. Vil du gjenoppta aktiviteten, legger du metallnodene på huden og påfører mer produkt for at det skal gli jevnt.
- Apparatet lyder en tone for å varsle hvis du beveger apparatet for raskt.
- Vil du slå av apparatet, trykker du bare og holder inne strømknappen til lysene slås av.

TRINN 4. FULLFØRING AV ØKTEN

Når økten er ferdig, lyder det en tone fra apparatet og det slår seg automatisk av. Du hører den samme lyden når du slår apparatet manuelt av. Masser all overflødig serum eller gel inn i huden.

Se tabeller under for foreslåtte bruksområder og Nu Skin Vera® for fullstendige bruksinstruksjoner.



SLIK TAR DU VARE PÅ AGELOC® WELLSPA iO™

Bruk lofri våtserviett(er) og tørk av alle rester av serum, gel eller smuss fra apparatet og laderen etter hver bruk. Tørk av til det er synlig rent. Oppbevares tørt og kjølig. Apparatet skal aldri legges i vann eller annen væske. Bruk en tørr lofri våtserviett, eller flere ved behov, og tørk godt av alle utvendige overflater på apparat og lader.

FEILSØKING

TAP AV LEDENDE EGENSKAPER UNDER BRUK

Hvis metallnodene mister kontakten med huden din, vil strømmen bli avbrutt, noe som får WellSpa iO™ til å stoppe opp, gi fra seg en lyd og indikatorlysene vil blinke.

PROFFTIPS: Mangel på serum eller gel kan føre til tap av ledende egenskaper. Påfør mer produkt på huden og sørg for at apparatet er i kontakt med både huden og produktet for optimal bruk.

BEVEGELSESVARSLER UNDER BRUK

Apparatet vil gi fra seg en lyd hvis du beveger deg for raskt. Økten gjenopptas automatisk når du gjenopptar riktig bevegeshastighet. La apparatet gli sakte over de målrettede områdene.

TILBAKESTILLING AV BLUETOOTH®-KOBLING

Hvis du har problemer med å koble til Nu Skin Vera® eller hvis du må koble fra apparatet ditt fra telefonen, utfør en tilbakestilling av Bluetooth.

1. Koble fra Nu Skin Vera i appen ved å gå til Apparatinnstillinger > Glem dette apparatet.

2. Koble fra telefonen.

- **iPhone:** Gå til telefonens Innstillinger > Bluetooth > Mine apparater > NuSkinBDiO > Glem dette apparatet.
- **Android:** Gå til telefonens Innstillinger > Koblinger > Bluetooth > Innstillingsikon > Glem/frakoble.

3. Plasser WellSpa iO på laderen.

4. Trykk og hold inne strømknappen i 5 sekunder.

Vent til:

- Indikatorlysene 1–5 blinker én gang.

*Selve ordet og logoer for The Bluetooth® er registrerte varemerker fra Bluetooth SIG, Inc. og all slags bruk av dette skal lisensieres gjennom NSE Products, Inc. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

TILBAKESTILLING TIL STANDARDINNSTILLINGER

For tilbakestilling av ageLOC® WellSpa iO™ til standardinnstillinger:

1. Koble fra Nu Skin Vera® inne i appen ved å gå til
Apparatinnstillinger > Glem dette apparatet.
2. Koble fra telefonen.
 - **iPhone:** Gå til telefonens Innstillinger > Bluetooth® > Mine enheter > NuSkinBDiO > Glem dette apparatet.
 - **Android:** Gå til telefonens Innstillinger > Koblinger > Bluetooth® > Innstillingsikon > Glem/frakoble
3. Plasser WellSpa iO på laderen.
4. Trykk og hold inne strømknappen i 10 sekunder.

Vent til:

- Indikatorlysene 1–5 blinker én gang.

Fortsett med å trykke og hold inntil:

- Alle indikatorlysene blinker 3 ganger (ved 10 sekunder).

MERK

ageLOC WellSpa iO lagrer automatisk informasjon om apparatets kvalitet og bruk. Når apparatet tilbakestilles til standardinnstillinger vil noe bruksinformasjon om apparatet lagres til kvalitetsformål. For å lese Nu Skins personvernerklæring går du til:

-https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html

SLIK DEPONERER DU APPARAT OG BATTERI

ageLOC® WellSpa iO skal avfallshåndteres på skikkelig vis i henhold til lokale lover og forskrifter. Apparatet inneholder elektroniske komponenter og et litium-ion-batteri, som krever avfallshåndtering separat fra husholdningsavfall. Når ageLOC WellSpa iO snart ikke fungerer lenger, sjekker du med lokale avfallsmyndigheter om hvordan du avhender deg med apparatet for resirkulering.



Avhend batteriene som du skal, der du er.

BEVARING

Se avsnittet «Slik tar du vare på ageLOC WellSpa iO» for rutinemessig vedlikehold.

Ikke send apparater med skade med fly.

REPARASJON

Ikke forsøk å reparere apparatet selv, da dette vil ugyldiggjøre enhver garanti. Ingen deler i apparatet kan repareres av brukeren. Gå til kapittelet om garanti for service.

ERSTATNING OG GARANTIINFORMASJON

Nu Skin garanterer at apparatets materialer og sammensetning er uten mangler i en periode på to år fra den opprinnelige leveringsdatoen. Garantien dekker ikke skade av produktet på grunn av feil bruk eller uhell. Hvis produktet går i stykker før garantien på to år utløper, kontakter du Nu Skins kontor lokalt for å avtale reparasjon eller erstatning. Du kan pålegges å sende inn en kjøpskvittering som viser leveringsdatoen. Nu Skin forbeholder seg retten til å inspisere apparatet. Garantien påvirker ikke eventuelle lovbestemte rettigheter spesifikke for kjøpslandet; slike rettigheter forblir beskyttet. Garantien gjelder i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Polen, Romania, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

PATENTER

Amerikanske og internasjonale patenter er omsøkt.

TEKNISK INFO OG FORSKRIFTER

ageLOC® WellSpa iO™

Maksimalt strømuttak:

22V, 640 μ A, 0.414Hz






 IPX5  IPX7

ageLOC WellSpa iO-trådløs lader

Inngangsstrøm: 5V \equiv min. 500mA


 IPX4

DEFINISJON AV SYMBOLER

Symbol	Definisjon
	Advarsel
	Avhend batteriene på riktig måte for ditt område
	To nivåer av støtbeskyttelse
	Må bare lades med den oppgitte laderen
	Direkte spenning

SAMSVARSKLÆRINGER

NO


Samsvarserklæring for EU (DoC)

CE

Vi, NED Produkt Europe AS, med hovedkontor i Ole Vikstrøm 5, 1303 Drammen i Belgia, erklærer under at vår full ansvar for produktet

agRIC® Strøpep-02
 Model: 8020

22V, 843mAh, 0.232AhC, Max. 10, 1000/1001


Utstedt i Drammen den 2024

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:


NED Produkt Europe AS, Ole Vikstrøm 5, 1303 Drammen, Belgia

8020 Strøpep, Inc., med 171 avansert engelskspråklig 2020 utgått. [Driftlogg ID: 00000000000000000000000000000000]

Sertifiseringsnummer: NED7000_2023_000010


 Mikael Leander
 President Europe og ASIA

AgRIC® er et registrert varemerke for NED Produkt Europe AS. © 2024 NED Produkt Europe AS. Alle rettigheter reservert. Dette dokumentet er gyldig for EU-landene. For mer informasjon, se vår nettside: www.nedprod.com


Samsvarserklæring for EU (DoC)

CE

Vi, NED Produkt Europe AS, med hovedkontor i Ole Vikstrøm 5, 1303 Drammen i Belgia, erklærer under at vår full ansvar for produktet

agRIC® Strøpep-02
 Model: 8020

22V, 843mAh, 0.232AhC, Max. 10, 1000/1001


Utstedt i Drammen den 2024

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

NED Produkt Europe AS, Ole Vikstrøm 5, 1303 Drammen, Belgia

8020 Strøpep, Inc., med 171 avansert engelskspråklig 2020 utgått. [Driftlogg ID: 00000000000000000000000000000000]

Sertifiseringsnummer: NED7000_2023_000010


 Mikael Leander
 President Europe og ASIA

AgRIC® er et registrert varemerke for NED Produkt Europe AS. © 2024 NED Produkt Europe AS. Alle rettigheter reservert. Dette dokumentet er gyldig for EU-landene. For mer informasjon, se vår nettside: www.nedprod.com


Samsvarserklæring for EU (DoC)

CE

Vi, NED Produkt Europe AS, med hovedkontor i Ole Vikstrøm 5, 1303 Drammen i Belgia, erklærer under at vår full ansvar for produktet

agRIC® Strøpep-02 9-batteris batteri
 Model: 8020C/8020CA

377C, max. 300mAh, Max. 10, 1000/1001

Utstedt i Drammen den 2024

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:


NED Produkt Europe AS, Ole Vikstrøm 5, 1303 Drammen, Belgia

8020 Strøpep, Inc., med 171 avansert engelskspråklig 2020 utgått. [Driftlogg ID: 00000000000000000000000000000000]

Sertifiseringsnummer: NED7000_2023_000010


 Mikael Leander
 President Europe og ASIA

AgRIC® er et registrert varemerke for NED Produkt Europe AS. © 2024 NED Produkt Europe AS. Alle rettigheter reservert. Dette dokumentet er gyldig for EU-landene. For mer informasjon, se vår nettside: www.nedprod.com


Samsvarserklæring for EU (DoC)

CE

Vi, NED Produkt Europe AS, med hovedkontor i Ole Vikstrøm 5, 1303 Drammen i Belgia, erklærer under at vår full ansvar for produktet

agRIC® Strøpep-02 9-batteris batteri
 Model: 8020C/8020CA

377C, max. 300mAh, Max. 10, 1000/1001


Utstedt i Drammen den 2024

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

NED Produkt Europe AS, Ole Vikstrøm 5, 1303 Drammen, Belgia

8020 Strøpep, Inc., med 171 avansert engelskspråklig 2020 utgått. [Driftlogg ID: 00000000000000000000000000000000]

Sertifiseringsnummer: NED7000_2023_000010


 Mikael Leander
 President Europe og ASIA

AgRIC® er et registrert varemerke for NED Produkt Europe AS. © 2024 NED Produkt Europe AS. Alle rettigheter reservert. Dette dokumentet er gyldig for EU-landene. For mer informasjon, se vår nettside: www.nedprod.com



SPIS TREŚCI

Zawartość i części systemu	181–182	Konserwacja	193
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, ostrzeżenia i środki ostrożności	183	Informacje dotyczące wymiany i gwarancji	193
Ładowanie urządzenia ageLOC® WellSpa iO™	186	Patenty	193
Łączenie ageLOC WellSpa iO z aplikacją Nu Skin Vera®	187	Informacje techniczne i prawne	194
Parowanie ageLOC WellSpa iO	187	Objaśnienie symboli	194
Korzystanie z ageLOC WellSpa iO	188	Deklaracje zgodności	195
Czyszczenie i pielęgnacja ageLOC WellSpa iO	191		
Rozwiązywanie problemów	191		

ZAWARTOŚĆ SYSTEMU

Urządzenie ageLOC® WellSpa iO™


Skrócona instrukcja obsługi





Ładowarka bezprzewodowa
ageLOC WellSpa iO

Zasilacz USB nie znajduje się w zestawie.

CZĘŚCI SYSTEMU



INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie jest przeznaczone dla osób dorosłych powyżej 18. roku życia. Nie jest przeznaczone dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych ani osób bez doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub po uzyskaniu instrukcji na temat korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie wykorzystywały urządzenia do zabawy. Urządzenie nie może być czyszczone ani konserwowane przez dzieci.
- ageLOC® WellSpa iO™ i ładowarka bezprzewodowa ageLOC WellSpa iO zostały przetestowane pod ciśnieniem odpowiadającym wysokości 4000 m n.p.m.
- Urządzenie ageLOC WellSpa iO zawiera niewymienny akumulator litowo-jonowy. Aby zapobiec możliwości uszkodzenia ciała, nigdy nie należy narażać urządzenia na działanie ciepła. Nie należy przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik, ogień lub wentylacja odprowadzania ciepła. Nie należy pozostawiać urządzenia w gorącym pojeździe ani ekstremalnie zimnym otoczeniu przez dłuższy czas. Przed wysłaniem urządzenia lub zabraniem go ze sobą na pokład samolotu należy skonsultować się z przewoźnikiem.
- **OSTRZEŻENIE:**  Urządzenie ageLOC WellSpa iO jest ładowane indukcyjnie. Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki bezprzewodowej ageLOC WellSpa iO oraz dobrej jakości zasilacza USB o następujących parametrach: 5V  min. 500 mA. Z urządzeniem nie należy używać żadnych innych akcesoriów do ładowania.
- Należy zawsze umieszczać urządzenie ageLOC WellSpa iO i ładowarkę bezprzewodową ageLOC WellSpa iO na suchej, odpornej na wysoką temperaturę, stabilnej, płaskiej powierzchni, szczególnie podczas ładowania.
- Nie należy pozostawiać ładowarki podłączonej do zasilania, gdy nie jest używana i gdy urządzenie w pełni się naładowało.
- Idealne warunki do przechowywania i ładowania urządzenia to temperatura pokojowa, od 20°C do 24°C (od 68°F do 75°F).
- Urządzenie należy przechowywać wyłącznie w temperaturze od 5°C do 42°C (od 41°F do 107°F).
- Urządzenie należy ładować wyłącznie w temperaturze od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F).

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA (cd.)

- Przechowywanie i ładowanie poza tymi zakresami negatywnie wpływa na akumulator, metaliczne końcówki i działanie urządzenia.
- Bardzo wysokie temperatury lub środowiska o wysokiej temperaturze (np. powyżej 50°C/122°F, bezpośrednie światło słoneczne, wewnątrz pojazdu w ekstremalnie wysokiej temperaturze itp.) mogą skutkować przegrzaniem i innymi poważnymi skutkami, które poważnie wpłyną na pracę oraz żywotność produktu.
- Bardzo niskie temperatury lub środowiska z ujemnymi temperaturami mogą powodować nieodwracalne szkody dotyczące metalicznych końcówek oraz działania urządzenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Urządzenie i ładowarkę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- ageLOC WellSpa iO służy wyłącznie do użytku indywidualnego.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie na zdrowej skórze zgodnie z instrukcjami.
- Co jakiś czas należy sprawdzać, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Aby uniknąć obrażeń, nigdy nie korzystać z urządzenia, jeżeli wygląda na uszkodzone lub zepsute. Jeżeli urządzenie ma jakiegokolwiek wady lub zostało uszkodzone, należy skontaktować się z Działem Wsparcia Nu Skin.
- Nie należy używać urządzenia na podrażnionej skórze, zmianach rakowych, chorych tkankach, wykwitach skórnych, obszarach skóry pozbawionych prawidłowego czucia ani w pobliżu takich zmian i obszarów, ponieważ może to skutkować podrażnieniem.
- Nie należy stosować na głowę/twarz, szyję, gardło, klatkę piersiową, dekolt ani pachwiny.
- Nie należy używać w przypadku otwartych ran, skaleczeń lub wysypki, skóry podatnej na łupież różowy, alergii na metal lub problematycznej bądź nadwrażliwej skóry.

- Nie należy stosować na obszarach z opuchlizną, zaczerwienieniem, infekcją lub stanem zapalnym ani na wykwitach skórnych (np. zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki).
- Nie należy używać w przypadku wszczepionego urządzenia wspomagającego pracę serca (np. monitor pracy serca, kardiowerter-defibrylator (ICD), rozrusznik serca, alarm EKG).
- Przed skorzystaniem z urządzenia należy skonsultować się z lekarzem lub pracownikiem ochrony zdrowia w przypadku wrażliwej skóry, epilepsji, piercingu, posiadania metalowego implantu, choroby, skłonności do krwawienia, skłonności do łatwego powstawania siniaków, ciąży lub prawdopodobieństwa zajścia w ciążę, przejścia zabiegu chirurgicznego w niedawnym czasie lub w przypadku trwającej lub przebytej choroby takiej jak choroba serca, udar, wysokie ciśnienie krwi lub zaburzenia czynności wątroby.
- Nie należy używać dłużej ani częściej, niż jest to zalecane.
- Należy natychmiast przerwać stosowanie, jeżeli pojawi się jakiegokolwiek podrażnienie lub przedłużające się pieczenie lub zaczerwienienie i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarskiej.
- Przed użyciem należy zdjąć biżuterię i usunąć z powierzchni skóry inne metalowe ozdoby.
- Nie należy używać jednocześnie z innymi urządzeniami, w tym wieloma urządzeniami ageLOC WellSpa iO.
- Podczas korzystania z urządzenia nie należy dotykać innych osób ani części/przedmiotów pod napięciem.
- Nie należy stosować podczas prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn lub angażowania się w jakąkolwiek aktywność, podczas której stymulacja elektryczna może powodować ryzyko uszkodzeń ciała.
- Nie należy poddawać urządzenia ageLOC WellSpa iO ani ładowarki bezprzewodowej ageLOC WellSpa iO działaniu jakichkolwiek silnych środków chemicznych ani materiałów ściernych.
- Nie należy obsługiwać podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, podrażnienia, pożaru lub obrażeń, nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia ani ładowarki w miejscach, w których mogą wpaść lub zostać wciągnięte do wody, wanny, umywalki lub toalety.
- Nie należy w żaden sposób modyfikować urządzenia.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA AGELOC® WELLSPA iO™

Gdy stan baterii jest niski, wskaźnik akumulatora zaświeci się na bursztynowo.

- Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie oraz ładowarka są całkowicie suche.
- Podłącz ładowarkę do zasilacza USB, a następnie do gniazdka na ścianie. Aby rozpocząć ładowanie, umieść urządzenie na ładowarce.



- Gdy urządzenie się ładuje, wskaźnik baterii miga na zielono.
- Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wskaźnik baterii świeci się nieprzerwanie na zielono.
- Nie należy pozostawiać ładowarki podłączonej do zasilania, gdy nie jest używana i gdy urządzenie w pełni się naładowało.

UWAGA

Gdy poziom baterii jest bardzo niski, wskaźnik będzie mrugać na bursztynowo, a urządzenie wyłączy się, gdy użytkownik spróbuje je włączyć. To oznacza, że stan baterii jest za niski, by przeprowadzić sesję.

Jeżeli nie świecą się żadne diody, należy naładować urządzenie. Gdy urządzenie będzie naładowane, diody się włączą.



Akumulator przeznaczony do wielokrotnego ładowania pomaga ograniczać odpady.

Odwiedź stronę nuskin.com/sustainability, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

ŁĄCZENIE AGELOC® WELLSPA iO™ Z APLIKACJĄ NU SKIN VERA®

Aby w pełni wykorzystać pielęgnację z użyciem ageLOC WellSpa iO, należy zeskanować kod QR, by pobrać aplikację Nu Skin Vera® z App Store lub Google Play. Aby połączyć się urządzeniem, należy postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji.



PAROWANIE AGELOC® WELLSPA iO™

1. Pobierz aplikację Nu Skin Vera®.
2. Upewnij się, że w telefonie włączona jest funkcja Bluetooth®*.
3. Zaloguj się do Nu Skin Vera.
 - Masz już konto Nu Skin? Użyj go, aby się zalogować.
 - Dopiero zaczynasz przygodę z Nu Skin? Zarejestruj się – to proste!
4. Wybierz pozycję „Urządzenia” na pasku nawigacji.
5. Wybierz opcję „Sparuj nowe urządzenie”.
6. Jeżeli urządzenie jest wyłączone, wciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć.
7. Wybierz pozycję „Połącz”.
8. Urządzenie zostanie sparowane i możesz zaczynać.

* Znak słowny i logo Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe należące do Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie wykorzystanie takich znaków przez NSE Products, Inc. podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

App Store i logo Apple to znaki towarowe Apple Inc. zarejestrowane w USA i innych krajach. Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Więcej informacji na temat tego, jak Nu Skin gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe można znaleźć tutaj: <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

KORZYSTANIE Z SYSTEMU AGELOC® WELLSPA iO™

Możesz korzystać z urządzenia ageLOC WellSpa iO do 5 minut, z częstotliwością od trzech razy w tygodniu do codziennego stosowania, na każdym obszarze ciała.

KROK 1. NAŁÓŻ AGELOC BODY SERUM LUB AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Rozprowadź obfitą ilość serum lub żelu na wybranym obszarze, omijając twarz, szyję, klatkę piersiową i pachwiny.

Jeżeli planujesz zabieg na kilku obszarach skóry, nakładaj produkt na poszczególne obszary pojedynczo, bezpośrednio przed zastosowaniem urządzenia.

KROK 2. ROZPOCZĘCIE SESJI

Wciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Gdy włączysz urządzenie za pierwszym razem, zaświeci się wszystkich pięć lampek sygnalizacyjnych. Liczba świecących się lampek wskazuje czas sesji. Za każdym razem gdy naciskasz przycisk zasilania, wybierasz nowy czas. Naciskaj przycisk zasilania, aż wybierzesz preferowany czas: od 1 minuty do 5 minut. Twoje urządzenie zapamięta ustawienie dla następnej sesji. Umieść urządzenie na obszarze skóry, na który zostało nałożone serum lub żel. Urządzenie wyemituje dźwięk i automatycznie rozpocznie się sesja. Rozpocznij nową sesję dla każdego obszaru.

KROK 3. W TRAKCIE SESJI


Lekko przesuwaj urządzenie po skórze. Omijaj wrażliwe obszary. Na koniec każdej minuty wyemitowany zostanie dźwięk i zgaśnięcie lampka sygnalizacyjna.

- Brak produktu lub utrata kontaktu ze skórą zakłóci przepływ prądu – w takim wypadku urządzenie WellSpa iO wstrzyma pracę i wyemituje dźwięk. Aby wznowić pracę, umieść metaliczne końcówki na skórze i/lub dodaj więcej produktu, stosownie do potrzeb, aby zapewnić płynne przesuwanie.
- Jeżeli będziesz przesuwac urządzenie zbyt szybko, wyemituje ono dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.
- Aby wyłączyć urządzenie w dowolnym momencie, wystarczy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aż zgasną lampki.

KROK 4. ZAKOŃCZENIE SESJI

Na zakończenie sesji urządzenie wyemituje dźwięk i automatycznie się wyłączy. Usłyszysz taki sam dźwięk w przypadku ręcznego wyłączenia urządzenia. Wmasuj w skórę ewentualny nadmiar serum lub żelu.

Sugerowane obszary stosowania znajdują się na diagramach poniżej, a pełne instrukcje użytkownika znajdziesz w Nu Skin Vera®.



CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA AGELOC® WELLSPA iO™

Użyj lekko wilgotnych, niepylących chusteczek, aby po każdym użyciu usunąć z przenośnego urządzenia i ładowarki wszelkie pozostałości serum, żelu lub zabrudzenia. Wycieraj, aż będą wyraźnie czyste. Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Użyj suchych, niepylących chusteczek, by dokładnie wysuszyć zewnętrzne powierzchnie przenośnego urządzenia i ładowarki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

UTRATA PRZEWODNOŚCI PODCZAS KORZYSTANIA

Jeżeli metaliczne końcówki stracą kontakt ze skórą, przerwany zostanie dopływ prądu. W efekcie urządzenie WellSpa iO™ wstrzyma pracę, wyemituje dźwięk i zacznie mrugać diody.

DOBRA RADA: Utratę przewodności może spowodować brak serum lub żelu. Aby zapewnić optymalną pracę, nałóż na skórę więcej produktu i upewnij się, że urządzenie ma kontakt zarówno ze skórą, jak i produktem.

POWIADOMIENIA O RUCHU PODCZAS KORZYSTANIA

Jeżeli będziesz przesuwac urządzenie zbyt szybko, wyemituje ono sygnał dźwiękowy. Sesja zostanie automatycznie wznowiona, gdy wrócisz do właściwego tempa ruchów. Powoli przesuwaj urządzenie po obszarach, które obejmuje rutyna.

ZRESETUJ POŁĄCZENIE BLUETOOTH®

Jeżeli masz problemy ze sparowaniem urządzenia z Nu Skin Vera® lub musisz odłączyć urządzenie od telefonu, zresetuj Bluetooth.

1. Odłącz się od Nu Skin Vera w aplikacji, wybierając opcje: Ustawienia urządzenia > Zapomnij to urządzenie.
2. Odłącz telefon.
 - **iPhone:** W telefonie wybierz następujące opcje: Ustawienia > Bluetooth > Moje urządzenia > NuSkinBDiO > Zapomnij to urządzenie.
 - **Android:** W telefonie wybierz następujące opcje: Ustawienia > Połączenia > Bluetooth > Ikona ustawień > Zapomnij/odłącz.
3. Umieść WellSpa iO na ładowarce.
4. Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund.

Poczekaj, aż:

- Diody 1–5 zamrugają jeden raz.

* Znak słowny i logo Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe należące do Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie wykorzystanie takich znaków przez NSE Products, Inc. podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Aby przywrócić ustawienia fabryczne ageLOC® WellSpa iO:™

1. Odlącz od Nu Skin Vera® w aplikacji, wybierając opcje:
Ustawienia urządzenia > Zapomnij to urządzenie.
2. Odlącz od telefonu.
 - **iPhone:** W telefonie wybierz następujące opcje:
Ustawienia > Bluetooth® > Moje urządzenia > NuSkinBDiO > Zapomnij to urządzenie.
 - **Android:** W telefonie wybierz następujące opcje: Ustawienia > Połączenia > Bluetooth® > Ikona ustawień > Zapomnij/odłącz
3. Umieść WellSpa iO na ładowarce.
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.

Poczekaj, aż:

- Diody 1–5 zamrugają jeden raz.

Przyciskaj i trzymaj do momentu, gdy:

- Wszystkie diody zamrugają 3 razy (po 10 sekundach).

UWAGA

ageLOC WellSpa iO automatycznie przechowuje informacje na temat jakości i użytkowania. W przypadku przywrócenia danych fabrycznych niektóre informacje na temat użytkowania urządzenia zostaną zachowane w celach związanych z jakością.

Oświadczenie Nu Skin o ochronie prywatności znajduje się tutaj:
-https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html

UTYLIZACJA URZĄDZENIA I AKUMULATORA

Urządzenie ageLOC® WellSpa iO należy wyrzucić zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. To urządzenie zawiera części elektroniczne oraz akumulator litowo-jonowy, który należy wyrzucić oddzielnie od odpadów z gospodarstw domowych. Gdy urządzenie ageLOC WellSpa iO nie będzie się już nadawać do użytku, prosimy o skontaktowanie się z lokalnymi organami ds. zarządzania odpadami, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich możliwości utylizacji i recyklingu.



Baterie należy utylizować w sposób odpowiedni dla Twojego regionu.

KONSERWACJA

Aby dowiedzieć się o rutynowej konserwacji, należy sprawdzić sekcję „Czyszczenie i pielęgnacja ageLOC® WellSpa iO”.

Nie należy przysyłać uszkodzonych urządzeń drogą powietrzną.

SERWISOWANIE

Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, ponieważ unieważni to wszelkie gwarancje. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Więcej informacji o serwisowaniu można znaleźć w sekcji na temat gwarancji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMIANY I GWARANCJI

Nu Skin gwarantuje brak jakichkolwiek wad materiałowych i produkcyjnych w okresie dwóch lat od pierwotnej daty dostarczenia urządzenia użytkownikowi. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub wypadku. Jeżeli produkt przestanie działać prawidłowo w ciągu dwuletniego okresu gwarancyjnego, należy skontaktować się telefonicznie z lokalnym Biurem Obsługi Klienta Nu Skin w celu naprawy lub wymiany urządzenia. W takiej sytuacji konieczne może być okazanie formalnego dowodu zakupu, na którym określona będzie data dostarczenia urządzenia. Nu Skin zastrzega sobie prawo do dokonania przeglądu stanu urządzenia. Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa ustawowe kupującego obowiązujące w danym kraju zakupu. Prawa te w dalszym ciągu podlegają ochronie. Gwarancja obowiązuje w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, RPA, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

PATENTY

Trwają postępowania patentowe – zarówno amerykańskie, jak i międzynarodowe.

INFORMACJE TECHNICZNE I PRAWNE

ageLOC® WellSpa iO™

Maksymalna moc wyjściowa:

22 V, 640 μ A, 0,414 Hz






 IPX5  IPX7

Ładowarka bezprzewodowa ageLOC WellSpa iO

Moc wejściowa: 5 V \equiv min. 500 mA

 IPX4

OBJAŚNIENIE SYMBOLI


Symbol	Definicja
	Ostrzeżenie
	Baterie należy utylizować w sposób odpowiedni dla danego obszaru.
	Dwa poziomy ochrony przed porażeniem prądem
	Ładować wyłącznie przy użyciu wskazanej ładowarki
	Prąd stały

ÍNDICE


Conteúdo e componentes do sistema	197–198	Manutenção	209
Instruções de segurança, advertências e precauções	199	Informações sobre garantia e substituição	209
Carregar o seu ageLOC® WellSpa iO™	202	Patentes	209
Ligar o seu ageLOC WellSpa iO à aplicação Nu Skin Vera®	203	Informações técnicas e regulamentares	210
Emparelhar o seu ageLOC WellSpa iO	203	Significado dos símbolos	210
Usar o seu ageLOC WellSpa iO	204	Declarações de conformidade	211
Limpar e cuidar do seu ageLOC WellSpa iO	207		
Resolução de problemas	207		

CONTEÚDO DO SISTEMA

Guia de início rápido




aparelho ageLOC® WellSpa iO™





Carregador sem fios
ageLOC WellSpa iO

Adaptador de carregamento USB não incluído.

COMPONENTES DO SISTEMA



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIAS

- Este aparelho destina-se a ser utilizado por adultos com mais de 18 anos. Não deve ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos do aparelho, a menos que tenham recebido instruções sobre a utilização do mesmo. As crianças devem estar sob vigilância para evitar que brinquem com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças.
- Os carregadores do ageLOC® WellSpa iO™ e do ageLOC WellSpa iO Wireless são testados a pressões correspondentes a 4000 m de altitude.
- O ageLOC WellSpa iO contém uma bateria de íões de lítio não substituível. Para evitar a possibilidade de ferimentos, nunca exponha o aparelho a fontes de calor. Não o armazene junto a uma fonte de calor como um radiador, fogo ou uma ventilação de aquecimento. Não deixe o aparelho num veículo quente ou num ambiente excessivamente frio durante períodos prolongados de tempo. Verifique com a sua transportadora antes de despachar ou viajar de avião com este aparelho.
- **ADVERTÊNCIA:**  O ageLOC WellSpa iO é carregado utilizando carregamento por indução. Use apenas o carregador sem fios ageLOC WellSpa iO fornecido para recarregar o seu aparelho e um transformador USB de boa qualidade com as seguintes classificações: 5 V  mín 500 mA. Não devem ser utilizados outros acessórios de carregamento com o aparelho.
- Coloque sempre o aparelho ageLOC WellSpa iO e o carregador sem fios ageLOC WellSpa iO numa superfície seca, resistente ao calor, estável e plana, especialmente durante o carregamento.
- Não mantenha o carregador ligado quando não estiver a ser utilizado ou depois de o aparelho ter ficado totalmente carregado.
- O armazenamento e o carregamento ideal do aparelho são à temperatura ambiente, entre 20 °C e 24 °C (68 °F a 75 °F).
- Apenas armazene o aparelho em ambientes entre 5 °C e 42 °C (41 °F a 107 °F).
- Apenas carregue o aparelho em ambientes entre 10 °C e 35 °C (50 °F a 95 °F).

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIAS (Cont.)

- O armazenamento e o carregamento fora destes intervalos de temperatura afetarão negativamente a bateria, os nós metálicos e o funcionamento do aparelho.
- Temperaturas muito elevadas ou ambientes quentes (tais como com temperaturas superiores a 50 °C/122 °F, luz solar direta, dentro de veículos em condições de muito calor, etc.) podem resultar em sobreaquecimento e noutras condições catastróficas que afetem gravemente o desempenho e a vida útil do aparelho.
- Temperaturas muito baixas ou ambientes de congelação podem resultar em danos permanentes nos nós metálicos e no funcionamento.

PRECAUÇÕES


- Mantenha o aparelho e o carregador fora do alcance das crianças.
- O ageLOC WellSpa iO destina-se apenas a uso individual.
- Use apenas como indicado e em pele saudável.
- Verifique periodicamente se existem danos; nunca use o aparelho se parecer estar danificado ou estragado por forma a evitar lesões. Se o aparelho tiver algum defeito ou se ficar danificado, contacte os Serviços de Assistência Técnica da Nu Skin.
- Não use sobre ou perto de pele irritada, lesões cancerosas, tecido doente, erupções cutâneas ou áreas de pele sem sensação normal, porque pode causar irritação.
- Não aplique na cabeça ou no rosto, no pescoço, na garganta, no peito, do decote ou nas virilhas.
- Não use em ferimentos ou feridas abertas, se tiver tendência para rosácea, alergias a metais ou se tiver pele problemática ou muito sensível.

- Não use sobre zonas inchadas, vermelhas, infetadas ou inflamadas; ou sobre erupções cutâneas (por exemplo, flebite, tromboflebite, varizes).
- Não use se tiver um aparelho cardíaco implantado (por ex., monitores cardíacos, ICD, pacemakers, alarmes ECG).
- Consulte o seu médico ou prestador de cuidados de saúde antes de usar o aparelho se tiver pele sensível, se tiver epilepsia, usar piercings, tiver um implante metálico, ou estiver doente, tiver tendência para sangrar, ficar facilmente com nódos negros, estiver grávida ou puder engravidar, tiver feito uma cirurgia recentemente ou tiver uma condição médica atual ou anterior, tal como doença cardíaca, derrame, tensão arterial alta ou problemas de fígado.
- Não use durante períodos de tempo mais prolongados ou com maior frequência do que o recomendado.
- Interrompa imediatamente a utilização se sentir irritação ou picadas ou vermelhidão prolongadas e consulte um médico, se necessário.
- Retire joias ou outros adornos metálicos da superfície da pele antes da utilização.
- Não use com outros aparelhos, incluindo vários aparelhos ageLOC WellSpa iO ao mesmo tempo.
- Não toque noutra pessoa ou em peças ou artigos com eletricidade estática ao utilizar o aparelho.
- Não use enquanto conduzir, operar máquinas ou se envolver em qualquer atividade em que a estimulação elétrica o(a) possa colocar em risco de lesão.
- Não use produtos químicos agressivos ou abrasivos no aparelho ageLOC WellSpa iO ou no carregador sem fios do ageLOC WellSpa iO.
- Não use enquanto tomar banho ou duche. Não mergulhe o aparelho em água.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, irritação, incêndio ou ferimentos, não coloque nem guarde o aparelho ou o carregador num local onde possa cair ou ser puxado para dentro de água, para uma banheira, lavatório ou sanita.
- Não modifique o aparelho de modo algum.

CARREGAR O SEU APARELHO AGELOC® WELLSPA iO™

O indicador da bateria fica âmbar quando a bateria estiver fraca.

- Antes de carregar, certifique-se de que o aparelho e o carregador estão completamente secos.
- Ligue o carregador a um adaptador USB e depois a uma tomada. Coloque o aparelho no carregador para começar a carregar.



- Enquanto o aparelho carrega, o indicador da bateria pisca a verde.
- Quando o aparelho estiver totalmente carregado, o indicador de bateria fica verde sólido.
- Não mantenha o carregador ligado quando não estiver a ser utilizado ou depois de o aparelho ter ficado totalmente carregado.

NOTA

Quando a bateria estiver criticamente fraca, o indicador da bateria pisca a âmbar e o aparelho desliga-se quando o utilizador tenta ligá-lo. Isto indica que não há bateria suficiente para efetuar uma sessão.

Se não houver luzes do indicador, carregue o aparelho. As luzes do indicador acendem quando o aparelho estiver carregado.



A nossa bateria recarregável ajuda a reduzir os resíduos. Convidamo-lo(a) a saber mais sobre as nossas iniciativas de sustentabilidade visitando nuskin.com/sustainability.

LIGAR O AGELOC® WELLSPA iO™ À APLICAÇÃO NU SKIN VERA®

Para desbloquear a experiência completa do ageLOC WellSpa iO, use o código QR para descarregar a aplicação Nu Skin Vera® a partir da App Store ou do Google Play. Siga as instruções da aplicação para ligar o seu aparelho.



EMPARELHE O SEU AGELOC® WELLSPA iO™

1. Descarregue a aplicação Nu Skin Vera®.
2. Certifique-se de que o Bluetooth®* do seu telefone está ativado.
3. Inicie sessão na Nu Skin Vera.
 - Já tem conta Nu Skin? Use-a para iniciar sessão.
 - É novo(a) na Nu Skin? Subscruva, é fácil!
4. Toque em “Aparelhos” na barra de navegação.
5. Toque em “Emparelhar um novo aparelho.”
6. Com o aparelho desligado, pressione o botão ligar/desligar para ligar o aparelho.
7. Toque em “Conectar.”
8. O aparelho é emparelhado e fica pronto para funcionar.

* A marca da palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela NSE Products, Inc. está ao abrigo de uma licença. Outras marcas registadas e nomes comerciais são dos respetivos proprietários.

App Store e o logótipo da Apple são marcas registadas da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros países. Google Play é uma marca registada da Google LLC. Para informações sobre a forma como a Nu Skin recolhe, utiliza e partilha os Dados Pessoais, visite <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

USAR O SEU AGELOC® WELLSPA iO™ DEVICE SYSTEM

Pode utilizar o seu sistema de aparelho ageLOC WellSpa iO durante até 5 minutos, de três vezes por semana a diariamente, em cada área do corpo.

PASSO 1. APLIQUE AGELOC BODY SERUM OU AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Espalhe o seu sérum ou gel generosamente na zona visada, evitando o rosto, o pescoço, o peito e as virilhas. Se pretende abordar mais do que uma área, aplique o produto apenas na área a ser abordada imediatamente.

PASSO 2. INICIE UMA SESSÃO

Pressione o botão de ligar/desligar para ligar o aparelho. As cinco luzes do indicador acendem na primeira vez que o liga. O número de luzes do indicador acesas indica o tempo de sessão. A cada vez que premir o botão de ligar/desligar, seleciona um novo tempo. Prima o botão de ligar/desligar novamente até ter selecionado o seu tempo preferido 1–5 minutos. O seu aparelho irá lembrar-se da sua definição na próxima sessão. Coloque o aparelho na área da sua pele onde aplicou o sérum ou gel. O aparelho emite um sinal sonoro e a sua sessão começa automaticamente. Comece uma nova sessão para cada área visada.

PASSO 3. DURANTE A SESSÃO


Deslize suavemente o aparelho sobre a sua pele. Tenha cuidado para evitar áreas sensíveis. Numa contagem decrescente, cada minuto será marcado por um sinal sonoro e uma luz do indicador a desligar-se.

- A falta de produto ou a perda de contacto com a sua pele interromperão a corrente, fazendo com que o WellSpa iO pause e emita um sinal sonoro. Retome colocando os nós metálicos na sua pele e/ou aplicando mais produto conforme necessário para assegurar um deslizamento suave.
- O aparelho emitirá um sinal sonoro se o estiver a mover demasiado depressa.
- Para desligar o aparelho em qualquer momento, basta premir sem soltar o botão de ligar/desligar até as luzes desligarem.

PASSO 4. CONCLUSÃO DA SESSÃO

No final da sua sessão, o aparelho emitirá um sinal sonoro e desligar-se-á automaticamente. Ouvirá o mesmo som ao desligar manualmente o seu aparelho. Faça uma massagem com o excesso de sérum ou de gel.

Veja diagramas abaixo para áreas de utilização sugeridas e a Nu Skin Vera® para instruções de utilização completas.



LIMPAR E CUIDAR DO SEU AGELOC® WELLSPA iO™

Use um lenço sem fiapos ligeiramente húmido para retirar qualquer sérum, gel ou resíduos do aparelho portátil e do carregador após cada utilização. Continue a limpar até ficar visivelmente limpo. Guardar em lugar seco e fresco. Não mergulhe o aparelho em água ou noutro líquido em momento algum. Utilizando lenços secos sem fiapos, seque bem as superfícies externas do aparelho portátil e do carregador.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PERDA DE CONDUTIVIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO

Se os nós metálicos perderem o contacto com a pele, a corrente será interrompida, fazendo com que o WellSpa iO™ pare, emita um som e as luzes do indicador respirem.

SUGESTÃO DOS PROFISSIONAIS: A falta de sérum ou de gel pode causar uma perda de condutividade. Aplique mais produto na pele e assegure-se de que o aparelho está em contacto com a sua pele e com o produto para uma utilização otimizada.

ALERTAS DE MOVIMENTO DURANTE A UTILIZAÇÃO

O aparelho emitirá um som se o estiver a mover demasiado depressa. A sessão será retomada automaticamente quando voltar à velocidade de movimento correta. Deslize lentamente o aparelho sobre as zonas visadas.

REINICIAR A LIGAÇÃO BLUETOOTH®

Se tiver problemas em emparelhar com o Nu Skin Vera® ou se precisar de desemparelhar o aparelho do seu telefone, reponha o Bluetooth.

1. Desconecte da Nu Skin Vera dentro da aplicação acedendo a Definições do aparelho > Esquecer este aparelho.
2. Desconecte o seu telefone.
 - **iPhone:** Aceda a Definições > Bluetooth > Os meus aparelhos > NuSkinBDiO > Esquecer este aparelho.
 - **Android:** Aceda a Definições > Ligações > Bluetooth > ícone Definições > Esquecer/Desemparelhar.
3. Coloque o WellSpa iO no carregador.
4. Prima o botão de ligar/desligar durante cinco segundos.

Esperre até que:

- As luzes do indicador 1-5 pisquem uma vez.

*A marca da palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela NSE Products, Inc. está ao abrigo de uma licença. Outras marcas registadas e nomes comerciais são dos respetivos proprietários.

PREDEFINIÇÕES

Para repor as predefinições do ageLOC® WellSpa iO™:

1. Desconecte da Nu Skin Vera® dentro da aplicação acedendo a Definições do aparelho > Esquecer este aparelho.
2. Desconecte do telefone.
 - **iPhone:** Aceda a Definições > Bluetooth® > Os meus aparelhos > NuSkinBDiO > Esquecer este aparelho.
 - **Android:** Aceda a Definições > Ligações > Bluetooth® > ícone Definições > Esquecer/Desemparelhar
3. Coloque o WellSpa iO no carregador.
4. Prima o botão de ligar/desligar durante dez segundos.

Esperre até que:

- As luzes do indicador 1-5 pisquem uma vez.

Mantenha premido até:

- Todas as luzes de indicador piscarem 3 vezes (a cada 10 segundos).

NOTA

O ageLOC WellSpa iO armazena automaticamente informações sobre a qualidade e a utilização. Quando o aparelho é reposto para as definições de fábrica, alguns dados de utilização são mantidos para fins de qualidade. Para ver o aviso de privacidade da Nu Skin, visite:

-https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html

ELIMINAÇÃO DO APARELHO E DA BATERIA

Deve eliminar o ageLOC® WellSpa iO de acordo com as leis e os regulamentos locais. O aparelho contém componentes eletrónicos e uma bateria de iões de lítio que deve ser descartada separadamente do lixo doméstico. Quando o ageLOC WellSpa iO chegar ao seu fim de vida, contacte as autoridades locais de gestão de resíduos para saber mais sobre as opções de eliminação adequada e de reciclagem.



Elimine as baterias da forma indicada para a sua zona.

MANUTENÇÃO

Consulte a secção “Limpeza e cuidados a ter com o seu ageLOC® WellSpa iO” para obter informações sobre a manutenção de rotina.

Não envie aparelhos danificados por via aérea.

REPARAÇÕES

Não tente reparar o aparelho porque perderá a garantia. O aparelho não contém peças interiores que possam ser reparadas pelo utilizador. Consulte a secção de garantia para mais informações sobre reparações.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO

A Nu Skin® fornece garantia relativa a defeitos de material e fabrico durante um período de dois anos a partir da data original de entrega. Esta garantia não cobre danos no aparelho resultantes de uso indevido ou acidente. Se o aparelho apresentar defeitos durante o período de garantia de dois anos, contacte o Serviço de Assistência local da Nu Skin para solicitar a reparação ou substituição do mesmo. Poderá ser-lhe solicitada a apresentação de um comprovativo da compra oficial com a respetiva data. A Nu Skin reserva-se o direito de examinar o aparelho. Esta garantia não afeta os seus direitos legais na legislação específica do país de compra. Tais direitos mantêm-se protegidos. Esta garantia é válida na África do Sul, Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia e Suíça.

PATENTES

Patentes pendentes nos EUA e internacionalmente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E REGULAMENTARES

ageLOC® WellSpa iO™

Saída máxima:

22V, 640 μ A, 0,414Hz






 IPX5  IPX7

Carregador sem fios ageLOC WellSpa iO

Entrada: 5V \equiv min 500mA

 IPX4

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
	Advertência
	Elimine as pilhas da forma indicada para a sua zona
	Dois níveis de proteção contra choques elétricos
	Carregue apenas com o carregador especificado
	Corrente contínua



CUPRINS

Conținut și componente sistem	213–214	Întreținere	225
Instrucțiuni de siguranță, atenționări și precauții	215	Informații despre înlocuire și garanție	225
Încărcarea dispozitivului ageLOC® WellSpa iO™	218	Brevete	225
Conectarea dispozitivului ageLOC® WellSpa iO la aplicația Vera Nu Skin®	219	Informații tehnice și de reglementare	226
Conectarea dispozitivului ageLOC WellSpa iO	219	Definiții ale simbolurilor	226
Utilizare dispozitivului ageLOC WellSpa iO	220	Declarații de conformitate	227
Curățarea și îngrijirea dispozitivului ageLOC WellSpa iO	223		
Depanare	223		

CONȚINUT SISTEM


Dispozitiv ageLOC® WellSpa iO™

Ghid pentru start rapid





Adaptor de încărcare USB nu este inclus.

COMPONENTELE SISTEMULUI



INSTRUCȚIUNI ȘI AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- Acest dispozitiv este destinat utilizării de către adulții cu vârsta peste 18 ani. Nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsă de experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au primit instrucțiuni sau supraveghere cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă, pentru siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii.
- ageLOC® WellSpa iO™ și încărcătorul fără fir ageLOC WellSpa iO sunt testate la presiuni precum cele de la 4000 m altitudine.
- ageLOC WellSpa iO conține o baterie litiu-ion ce nu poate fi înlocuită. Pentru a preveni posibilitatea de vătămare, nu expune dispozitivul la căldură. Nu depozita dispozitivul în apropierea surselor de căldură precum radiatoare, foc sau aerisiri. Nu lăsa dispozitivul într-un vehicul încins sau într-un mediu extrem de rece pentru perioade lungi de timp. Consultă compania aeriană înainte de a expedia sau de a zbura cu acest dispozitiv.
- **ATENȚIONARE:**  Dispozitivul ageLOC WellSpa iO se încarcă utilizând încărcarea inductivă. Utilizează doar încărcătorul ageLOC WellSpa iO Wireless furnizat pentru a-ți reîncărca dispozitivul și un adaptor cu alimentare USB de bună calitate cu următoarele caracteristici: 5V  min 500 mA. Nu trebuie folosite alte accesorii de încărcare cu acest dispozitiv.
- Plasează întotdeauna dispozitivul tău ageLOC WellSpa iO și încărcătorul fără fir ageLOC WellSpa iO pe o suprafață uscată, rezistentă la căldură, plată, mai ales în timpul încărcării.
- Nu ține dispozitivul în priză atunci când nu îl folosești sau după ce dispozitivul s-a încărcat complet.
- Depozitarea și încărcarea ideală pentru dispozitiv au loc la o temperatură între 20°C și 24°C (de la 68°F la 75°F).
- Depozitează dispozitivul doar în medii cu o temperatură cuprinsă între 5°C și 42°C (de la 41°F la 107°F).
- Încarcă dispozitivul doar în medii cu o temperatură cuprinsă între 10°C și 35°C (de la 50°F la 95°F).

INSTRUCȚIUNI ȘI AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ (Cont.)

- Depozitarea și încărcarea fără a respecta aceste instrucțiuni va afecta negativ bateria, nodurile metalice și funcționarea dispozitivului.
- Temperaturile foarte ridicate sau mediile fierbinți, (de ex. peste 50°C/122°F, lumina directă a soarelui, interiorul unui vehicul în condiții de căldură extremă etc.) pot duce la supraîncălzire sau la alte situații catastrofale, care au impact asupra performanței și duratei de viață a dispozitivului.
- Temperaturile foarte scăzute sau mediile înghețate pot avea ca rezultat distrugerea permanentă a nodurilor metalice și a modului de funcționare.

PRECAUȚII


- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- ageLOC WellSpa iO este doar pentru uz individual.
- A se utiliza doar conform instrucțiunilor, pe piele sănătoasă.
- Verifică periodic dispozitivul pentru daune; pentru a evita rănirea nu folosi niciodată dispozitivul dacă prezintă daune sau este stricat. În cazul oricărui defect al dispozitivului sau dacă dispozitivul este deteriorat, contactează serviciul de asistență Nu Skin.
- A nu se utiliza pe pielea iritată sau în apropierea acesteia, pe leziuni canceroase, țesut afectat, erupții cutanate sau regiuni ale pielii care nu prezintă un nivel normal de sensibilitate, deoarece pot apărea iritații.
- A nu se aplica pe cap/față, gât, piept, decolteu, zona inghinală.
- A nu se folosi în cazul în care ai răni deschise sau iritații, dacă ai o predispoziție la acnee rozacee, alergie la metale, o piele dificilă sau extrem de sensibilă.

- A nu se folosi pe zone umflate, infectate sau inflamate; sau pe erupții ale pielii (ex: flebite, tromboflebite, vene varicoase).
- A nu se folosi dacă ai un dispozitiv cardiac implantat (de ex., monitoare cardiace, ICD-uri, stimuloare cardiace, alarme ECG).
- Consultă medicul înainte de a folosi dispozitivul dacă ai piele sensibilă, suferi de epilepsie, porți piercing-uri corporale, ai un implant metalic, suferi de o afecțiune, ai tendințe de sângerare, te învinețești ușor, ești însărcinată sau vei fi, ai suferit o intervenție chirurgicală sau ai o afecțiune medicală actuală sau anterioară, precum boli cardiace, accident vascular cerebral, hipertensiune arterială sau afecțiuni hepatice.
- A nu se folosi perioade mai îndelungate de timp sau mai frecvent decât este recomandat.
- Întrerupe imediat utilizarea în cazul în care prezinți iritații sau usturime sau roșeață prelungită și solicită sfatul medicului, dacă este necesar.
- Înainte de utilizare, îndepărtează bijuteriile sau alte articole decorative din metal de la suprafața pielii.
- A nu se utiliza cu alte dispozitive, inclusiv mai multe dispozitive ageLOC WellSpa iO simultan.
- Nu atinge o altă persoană sau componente/articole conectate la electricitate în timpul utilizării dispozitivului.
- A nu se folosi în timpul condusului, operării unei mașinării sau a unei activități în care stimularea electrică reprezintă un pericol de vătămare.
- A nu se utiliza produse chimice agresive sau abrazive pe dispozitivul ageLOC WellSpa iO sau pe încărcătorul fără fir.
- A nu se folosi în timp ce faci baie sau duș. A nu se scufunda dispozitivul în apă.
- Pentru a reduce riscul de șocuri, iritații, incendii sau răniri, nu așeza sau depozita dispozitivul sau încărcătorul în locuri de unde ar putea cădea sau ar putea fi tras în apă, cum ar fi lângă o cadă, chiuvetă sau toaletă.
- A nu se modifica dispozitivul în nici un fel.

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI AGELOC® WELLSPA iO™

Indicatorul bateriei va lumina portocaliu atunci când bateria este descărcată.

- Înainte de încărcare asigură-te că atât dispozitivul cât și încărcătorul sunt complet uscate.
- Conectează încărcătorul la un adaptor USB și apoi la o priză. Așază dispozitivul pe un încărcător pentru a începe încărcarea.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, indicatorul bateriei luminează intermitent verde.
- Atunci când dispozitivul este complet încărcat, indicatorul bateriei va deveni verde complet.
- Nu ține dispozitivul în priză atunci când nu îl folosești sau după ce dispozitivul s-a încărcat complet.



NOTĂ

Atunci când bateria este descărcată, indicatorul bateriei va lumina intermitent portocaliu și dispozitivul se va opri atunci când utilizatorul încearcă să-l pornească. Acest lucru indică faptul că dispozitivul nu are suficientă baterie pentru o sesiune.

Dacă nu apar lumini indicatoare, încarcă dispozitivul. Luminile indicatoare se vor aprinde după ce dispozitivul este încărcat.



Bateria noastră reîncărcabilă ajută la reducerea deșeurilor. Te invităm să afli mai multe despre inițiativele noastre privind sustenabilitatea vizitând nuskin.com/sustainability.

CONECTAREA AGELOC® WELLSPA iO™ LA APLICAȚIA VERA® NU SKIN

Pentru a descoperi întreaga experiență ageLOC WellSpa iO, scanează codul QR pentru a descărca aplicația Vera® Nu Skin din App Store sau Google Play Store. Urmează instrucțiunile din aplicație pentru a te conecta la dispozitivul tău.



CONECTAREA DISPOZITIVULUI TĂU AGELOC® WELLSPA iO™

1. Descarcă aplicația Vera® Nu Skin.
2. Asigură-te că funcția Bluetooth** de pe telefon este activată.
3. Conectează-te la Vera Nu Skin.
 - Ai deja un cont Nu Skin? Folosește-l pentru a te conecta.
 - Ești nou la Nu Skin? Înregistrează-te, este simplu!
4. Atinge „Dispozitive” pe bara de navigare.
5. Atinge „Asociază un dispozitiv nou”
6. Dacă dispozitivul este oprit, apasă butonul de alimentare pentru a-l porni.
7. Atinge „Conectare.”
8. Dispozitivul se va conecta, iar tu ești gata să începi.

*Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către NSE Products, Inc. este sub licență. Alte mărci înregistrate și nume comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.

App Store și logo-ul Apple sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrată în Statele Unite și alte țări. Google Play este o marcă înregistrată a Google LLC. Pentru mai multe informații despre modul în care Nu Skin colectează, folosește și partajează Datele cu caracter personal, te rugăm să vizitezi <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

FOLOSIREA SISTEMULUI DE DISPOZITIVE AGELOC® WELLSPA IO™

Poți utiliza sistemul dispozitivului ageLOC WellSpa iO până la 5 minute, de trei ori pe săptămână zilnic, pe fiecare zonă a corpului.

PASUL 1. APLICĂ AGELOC BODY SERUM SAU AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Întinde serul sau gelul pe zona țintă, evitând fața, gâtul, pieptul și zona inghinală. Dacă plănuiești să vizezi mai mult de o regiune, aplică produsul doar pe zona pe care dorești să o vizezi imediat.

PASUL 2. ÎNCEPEREA UNEI SESIUNI

Apasă butonul de pornire pentru a porni dispozitivul. Toate cele cinci lumini indicatoare vor lumina prima dată când pornești dispozitivul. Numărul de lumini indicatoare indică durata sesiunii. De fiecare dată când apeși butonul de pornire, selectezi un nou timp. Apasă din nou butonul de pornire până ce selectezi durata dorită, de la 1 la 5 minute. Dispozitivul tău va reține setarea pentru următoarea ta sesiune. Așază dispozitivul pe zona pielii unde ai aplicat serul sau gelul. Dispozitivul va emite un sunet și sesiunea va începe automat. Începe o nouă sesiune pentru fiecare zonă vizată.

PASUL 3. ÎN TIMPUL SESIUNII


Glisează ușor dispozitivul pe piele. Ai grijă să eviți zonele sensibile. Fiecare minut va fi cronometrat de un sunet și un indicator a cărui lumină se va opri.

- Lipsa produsului sau pierderea contactului cu pielea va întrerupe curentul ceea ce va cauza ca WellSpa iO să se oprească și să emită un sunet. Reia aplicarea plasând nodurile pe piele și/sau aplicând mai mult produs, după necesitate, pentru a asigura o alunecare ușoară.
- Dispozitivul va emite un sunet de alertă dacă îl deplasezi prea rapid.
- Pentru a opri dispozitivul în orice moment, pur și simplu apasă și ține apăsat butonul Pornit/Oprit până când luminile se sting.

PASUL 4. FINALIZARE SESIUNE

La sfârșitul sesiunii tale, dispozitivul va emite un sunet și se va opri automat. Vei auzi sunetul atunci când oprești manual dispozitivul. Masează orice exces de ser sau gel pe piele.

Vezi diagramele de mai jos pentru zonele de utilizare sugerate și Vera® Nu Skin pentru instrucțiuni complete de utilizare.



CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA DISPOZITIVULUI AGELOC® WELLSPA iO™

Utilizează șervețel(e) ușor umed(e), care nu lasă scame, pentru a șterge serul, gelul sau orice impurități rămase pe dispozitivul portabil și pe încărcător după fiecare utilizare. Continuă să ștergi până este vizibil curat. A se păstra într-un loc răcoros și uscat. Nu scufunda niciodată dispozitivul în apă sau lichid. Utilizând șervețele uscate, care nu lasă scame, usucă bine suprafețele exterioare ale dispozitivului portabil și încărcătorului.

DEPANARE

PIERDEREA CONDUCTIVITĂȚII ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

Dacă nodurile metalice pierd contactul cu pielea ta, curentul va fi întrerupt, iar dispozitivul WellSpa iO™ va face o pauză, va emite un sunet și luminile indicatoare vor respira.

SFAT PRO: Lipsa serului sau a gelului poate duce la pierderea conductivității. Aplică produs suplimentar pe piele pentru a asigura contactul dispozitivului atât cu pielea, cât și cu produsul, pentru o utilizare optimă.

ALERTĂ MIȘCARE ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

Dispozitivul va emite un sunet dacă îl deplasezi prea rapid. Sesiunea se va relua automat atunci când vei relua viteza corectă. Deplasează ușor dispozitivul pe zonele țintă.

RESETARE CONEXIUNE BLUETOOTH®

Dacă întâmpini probleme în conectarea cu Vera® Nu Skin sau dacă ai nevoie să te deconectezi de la telefon, efectuează o resetare Bluetooth.

1. Deconectează-te de la Vera Nu Skin din aplicație accesând Setări dispozitiv > Uită acest dispozitiv.

2. Deconectează-ți telefonul.

- **iPhone:** Accesează pe telefonul tău Setări > Bluetooth > Dispozitivele mele > NuSkinBDiO > Uită acest dispozitiv.
- **Android:** Accesează pe telefonul tău Setări > Conexiuni > Bluetooth > Pictogramă setări > Uită/Deconectare.

3. Plasează WellSpa iO pe încărcător.

4. Apasă și menține butonul de pornire timp de 5 secunde.

Așteaptă ca:

- indicatorul luminos 1–5 să se aprindă o dată.

*Marca verbală și logo-urile The Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către NSE Products, Inc. este sub licență. Alte mărci înregistrate și nume comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi

REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

Pentru ca dispozitivul ageLOC® WellSpa iO™ să revină la setările din fabrică:

1. Deconectează-te de la Vera® Nu Skin din aplicație accesând Setări dispozitiv > Uită acest dispozitiv.
2. Deconectează-te de la telefon.
 - **iPhone:** Accesează pe telefonul tău Setări > Bluetooth® > Dispozitivele mele > NuSkinBDiO > Uită de acest dispozitiv.
 - **Android:** Accesează pe telefonul tău Setări > Conexiuni > Bluetooth® > Pictogramă setări > Uită/Deconectare.
3. Plasează WellSpa iO pe încărcător.
4. Apasă și menține butonul de pornire timp de 10 secunde.

Așteaptă ca:

- indicatorul luminos 1–5 să se aprindă o dată.

Continuă să apeși și să menții apăsat până când:

- Toate luminile indicatoare se aprind de 3 ori (la 10 secunde)

NOTĂ

ageLOC WellSpa iO stochează automat informații despre calitate și utilizare. Atunci când dispozitivul este resetat la setările din fabrică, unele date de utilizare a dispozitivului vor fi păstrate în scopuri de calitate. Pentru a consulta Politica de confidențialitate a Nu Skin, vizitează:
-https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html

ELIMINAREA DISPOZITIVULUI ȘI A BATERIEI

Dispozitivul ageLOC® WellSpa iO trebuie eliminat în conformitate cu legislația și reglementările locale. Dispozitivul conține componente electronice și o baterie litiu-ion, care trebuie aruncate separat de deșeurile menajere. Când ageLOC WellSpa iO ajunge la finalul duratei de viață, ia legătura cu autoritățile locale responsabile cu gestionarea deșeurilor pentru a afla despre opțiunile de aruncare și reciclare.



Aruncă bateriile în mod corespunzător pentru zona ta.

ÎNTREȚINERE

Consultă secțiunea „Curățarea și îngrijirea dispozitivului ageLOC® WellSpa iO” pentru întreținerea de rutină.

Nu livra dispozitive deteriorate pe cale aeriană.

DEPANARE

Nu încerca să repara singur dispozitivul, deoarece acest lucru va anula garanția. Nu există părți interne ce pot fi reparate de către utilizator. Pentru depanare, te rugăm să consulți secțiunea despre garanție.

INFORMAȚII DESPRE ÎNLOCUIRE ȘI GARANȚIE

Nu Skin garantează faptul că dispozitivul nu prezintă defecte de material sau de fabricație pe o perioadă de doi ani de la data livrării către tine. Această garanție nu acoperă defectiunile produsului datorate utilizării necorespunzătoare sau accidentelor. Dacă produsul prezintă defecțiuni în perioada de garanție de doi ani, te rugăm să contactezi telefonic Serviciul local de Asistență Nu Skin pentru a programa depanarea sau înlocuirea dispozitivului. Este posibil să ți se solicite prezentarea unei chitanțe de vânzare care să includă data livrării. Nu Skin își rezervă dreptul de a inspecta dispozitivul. Această garanție nu afectează drepturile tale legale specifice țării de achiziție, astfel de drepturi rămânând protejate. Această garanție este valabilă în Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Țările de Jos și Regatul Unit.

BREVETE

Brevete SUA și Internaționale în așteptare.

INFORMAȚII TEHNICE ȘI DE REGLEMENTARE

ageLOC® WellSpa iO™

Putere maximă de ieșire

22V, 640μA, 0.414Hz






 IPX5  IPX7

Încărcător wireless ageLOC WellSpa iO

Intrare: 5V  min 500mA

 IPX4

DEFINIȚII ALE SIMBOLURILOR

Simbol	Definiție
	Atenționare
	Aruncă Bateriile Corect Conform Zonei Tale
	Două niveluri de protecție împotriva șocurilor
	Încarcă doar cu încărcătorul dedicat
	Curent Direct

DECLARAȚII DE CONFORMITATE

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE (DoC)

CE

Nom: NIS Procton Europe BV, adresă reală principală în adresă din Uniunea UE, 1302 Zwamers, Belgia, declarații pe propria răspundere de producător

agentei Notificației CE
Mitsubishi
 22V, KAZUJI, D.634 MIZU, Clasa 16, JP921/9717
 (Responsabil tehnic al produsului)

În scopul acestei declarații de conformitate, este în conformitate cu legislația europeană de armonizare a produselor Europene.

Această aplicație este în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate:

Directiva privind echipamentele radio (2014/53/UE)

Standard:

- EN 300 328 v2.2.2
- EN 300 327 v2.2.2

Diagram:

- EN 62202-1-2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A3:2019 + A15:2021
- EN 62202-2009

EMC (radio):

- EN 61279:2019

EMC:

- EN 301 489 v1 v2.2.2-2019-01
- EN 301 489 v1 v2.1.1-2019-03
- EN 301 489 v1 v2.1.2-2019-04
- EN 301 489 v1 v2.1.3-2019-05
- EN 301 489 v1 v2.1.4-2019-06
- EN 301 489 v1 v2.1.5-2019-07
- EN 301 489 v1 v2.1.6-2019-08
- EN 301 489 v1 v2.1.7-2019-09

Data emiterii: 28 Septembrie, 2023
 Local emiterii: Zwamers, Belgia

Mitsubashi
 Președinte Europe și Africa

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE (DoC)

CE

Nom: NIS Procton Europe BV, adresă reală principală în adresă din Uniunea UE, 1302 Zwamers, Belgia, declarații pe propria răspundere de producător

agentei Notificației CE
Mitsubashi
 22V, KAZUJI, D.634 MIZU, Clasa 16, JP921/9717
 (Responsabil tehnic al produsului)

În scopul acestei declarații de conformitate, este în conformitate cu legislația europeană de armonizare a produselor Europene.

Această aplicație este în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate:

Directiva privind echipamentele radio (2014/53/UE)

Standard:

- EN 300 328 v2.2.2
- EN 300 327 v2.2.2

EMC (radio):

- EN 61279:2019

EMC:

- EN 301 489 v1 v2.2.2-2019-01
- EN 301 489 v1 v2.1.1-2019-03
- EN 301 489 v1 v2.1.2-2019-04
- EN 301 489 v1 v2.1.3-2019-05
- EN 301 489 v1 v2.1.4-2019-06
- EN 301 489 v1 v2.1.5-2019-07
- EN 301 489 v1 v2.1.6-2019-08
- EN 301 489 v1 v2.1.7-2019-09

Data emiterii: 28 Septembrie, 2023
 Local emiterii: Zwamers, Belgia

Mitsubashi
 Președinte Europe și Africa

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE (DoC)

CE

Nom: NIS Procton Europe BV, adresă reală principală în adresă din Uniunea UE, 1302 Zwamers, Belgia, declarații pe propria răspundere de producător

agentei Notificației CE
Mitsubashi
 22V, KAZUJI, D.634 MIZU, Clasa 16, JP921/9717
 (Responsabil tehnic al produsului)

În scopul acestei declarații de conformitate, este în conformitate cu legislația europeană de armonizare a produselor Europene.

Această aplicație este în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate:

Directiva privind echipamentele radio (2014/53/UE)

Standard:

- EN 300 328 v2.2.2
- EN 300 327 v2.2.2

Diagram:

- EN 62202-1-2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A3:2019 + A15:2021
- EN 62202-2009

EMC (radio):

- EN 61279:2019

EMC:

- EN 301 489 v1 v2.2.2-2019-01
- EN 301 489 v1 v2.1.1-2019-03
- EN 301 489 v1 v2.1.2-2019-04
- EN 301 489 v1 v2.1.3-2019-05
- EN 301 489 v1 v2.1.4-2019-06
- EN 301 489 v1 v2.1.5-2019-07
- EN 301 489 v1 v2.1.6-2019-08
- EN 301 489 v1 v2.1.7-2019-09

Data emiterii: 28 Septembrie, 2023
 Local emiterii: Zwamers, Belgia

Mitsubashi
 Președinte Europe și Africa

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE (DoC)

CE

Nom: NIS Procton Europe BV, adresă reală principală în adresă din Uniunea UE, 1302 Zwamers, Belgia, declarații pe propria răspundere de producător

agentei Notificației CE
Mitsubashi
 22V, KAZUJI, D.634 MIZU, Clasa 16, JP921/9717
 (Responsabil tehnic al produsului)

În scopul acestei declarații de conformitate, este în conformitate cu legislația europeană de armonizare a produselor Europene.

Această aplicație este în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate:

Directiva privind echipamentele radio (2014/53/UE)

Standard:

- EN 300 328 v2.2.2
- EN 300 327 v2.2.2

Diagram:

- EN 62202-1-2012 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A3:2019 + A15:2021
- EN 62202-2009

EMC (radio):

- EN 61279:2019

EMC:

- EN 301 489 v1 v2.2.2-2019-01
- EN 301 489 v1 v2.1.1-2019-03
- EN 301 489 v1 v2.1.2-2019-04
- EN 301 489 v1 v2.1.3-2019-05
- EN 301 489 v1 v2.1.4-2019-06
- EN 301 489 v1 v2.1.5-2019-07
- EN 301 489 v1 v2.1.6-2019-08
- EN 301 489 v1 v2.1.7-2019-09

Data emiterii: 28 Septembrie, 2023
 Local emiterii: Zwamers, Belgia


Mitsubashi
 Președinte Europe și Africa

OBSAH


Obsah a komponenty systému	229–230	Údržba	241
Bezpečnostné pokyny, upozornenia a opatrenia	231	Informácie o výmene a záruke	241
Nabíjanie prístroja ageLOC® WellSpa iO™	234	Patenty	241
Pripojenie prístroja ageLOC WellSpa iO k aplikácii Nu Skin Vera®	235	Technické informácie a informácie o regulačných nariadeniach	242
Spárovanie prístroja ageLOC WellSpa iO	235	Vymedzenie symbolov	242
Používanie prístroja ageLOC WellSpa iO	236	Vyhlásenia o zhode	243
Čistenie a starostlivosť o prístroj ageLOC WellSpa iO	239		
Riešenie problémov	239		

OBSAH SYSTÉMU

Rýchly sprievodca




Prístroj ageLOC WellSpa iO™




Bezdrôtová nabíjačka
pre ageLOC WellSpa iO

Nabíjací adaptér USB nie je súčasťou balenia.

KOMPONENTY SYSTÉMU



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Tento prístroj je určený na používanie dospelými osobami nad 18 rokov. Nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti s prístrojom nehrali. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti.
- Prístroj ageLOC® WellSpa iO™ a bezdrôtová nabíjačka prístroja ageLOC WellSpa iO boli testované pri atmosférickom tlaku zodpovedajúcom nadmorskej výške 4 000 m.
- Prístroj ageLOC WellSpa iO obsahuje lítiovo-iónovú batériu, ktorá nie je vymeniteľná. S cieľom zabrániť riziku zranenia prístroj nikdy nevystavujte teplu. Neskladujte ho v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, oheň alebo ventilačné otvory. Prístroj nenechávajte dlhší čas v horúcom vozidle alebo nadmerne chladnom prostredí. Pred prepravou prístroja alebo letom v lietadle sa obráťte na dopravnú spoločnosť.
- **UPOZORNENIE:**  Prístroj ageLOC WellSpa iO sa nabíja pomocou indukčnej nabíjačky. Na nabíjanie prístroja používajte iba nabíjačku dodanú s prístrojom ageLOC WellSpa iO a kvalitný napájací zdroj USB s nasledujúcimi parametrami: 5 V ——— min. 500 mA. Nepoužívajte v spojení s prístrojom žiadne iné nabíjacie príslušenstvo.
- Prístroj ageLOC WellSpa iO a bezdrôtovú nabíjačku prístroja ageLOC WellSpa iO kladte vždy na suchý, stabilný a rovný povrch odolný voči teplu, a to najmä pri nabíjaní.
- Keď sa nabíjačka nepoužíva alebo keď sa prístroj úplne nabije, nenechávajte nabíjačku pripojenú do elektrickej siete.
- Ideálne teplota na skladovanie a nabíjanie prístroja je izbová teplota v rozsahu 20 °C až 24 °C.
- Prístroj skladujte iba v prostredí s okolitou teplotou 5 °C až 42 °C.
- Prístroj nabíjajte iba v prostredí s okolitou teplotou 10 °C až 35 °C.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA (pokr.)

- Skladovanie a nabíjanie mimo týchto rozsahov teplôt môže mať negatívny vplyv na batériu, kovové výčnelky a fungovanie prístroja.
- Veľmi vysoké teploty alebo horúce prostredie (napr. teploty nad 50 °C, priame slnečné svetlo, prostredie vo vozidle v extrémnych horúčavách atď.) môžu mať za následok prehriatie a iné katastrofické podmienky so závažným vplyvom na výkon prístroja a jeho životnosť.
- Príliš nízke teploty alebo mrazivé prostredie môžu mať za následok trvalé poškodenie kovových výčnelkov a nefunkčnosť prístroja.

UPOZORNENIA


- Prístroj a nabíjačku udržiajte mimo dosahu detí.
- Systém ageLOC WellSpa iO je určený iba na individuálne používanie.
- Používajte iba podľa návodu a na zdravej pokožke.
- Prístroj pravidelne kontrolujte, či nemá nejaké poškodenie, a nikdy ho nepoužívajte, ak sa zdá byť poškodený alebo prasknutý, aby ste predišli zraneniam. V prípade výskytu akejkoľvek chyby prístroja alebo jeho poškodenia kontaktujte podporné služby Nu Skin.
- Nepoužívajte prístroj na alebo v okolí podráždenej pokožky, rakovinových lézií, chorých tkanív, vyrážok alebo necitlivých oblastí, pretože by mohlo dôjsť k podráždeniu.
- Neaplikujte na hlavu/tvá, krk, hrdlo, hrud', dekolt a oblasť slabín.
- Nepoužívajte, ak máte otvorené rany alebo zranenia, vyrážky, predispozíciu na roseu, alergiu na kov, alebo ak máte problematickú alebo nadmerne citlivú pleť.

- Nepoužívajte na opuchnutých, začervenaných, infikovaných alebo zapálených oblastiach, ani na vyrážkach (napr. pri zápale žíl, tromboflebitíde, varikóze a pod.).
- Nepoužívajte, ak máte srdcový implantát (napr. kardiomonitor, implantovaný kardioverter-defibrilátor (ICD), kardiostimulátor, EKG alarm).
- Ak máte citlivú pokožku, trpíte epilepsiou, máte piercing, kovový implantát, ste chorý/-á, náchylnosť na krvácanie, ľahko sa vám tvoria modriny, ste tehotná alebo môžete otehotnieť, nedávno ste absolvovali chirurgický zákrok, máte alebo ste mali zhoršený zdravotný stav, ako napríklad ochorenie srdca, vysoký krvný tlak, poruchu funkcie pečene alebo ste prekonali mŕtvicu, poraďte sa pred použitím prístroja so svojím lekárom alebo ošetrovateľom.
- Nepoužívajte dlhší čas alebo častejšie, ako sa odporúča.
- Ak zaregistrujete podráždenie alebo dlhodobé začervenanie pokožky, okamžite prerušte používanie prístroja a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pred použitím si zložte šperky a iné kovové ozdoby.
- Nepoužívajte spolu s inými prístrojmi alebo viacerými prístrojov ageLOC WellSpa iO súčasne.
- Počas používania prístroja sa nedotýkajte inej osoby alebo častí/predmetov pod prúdom.
- Nepoužívajte počas vedenia vozidla, obsluhy strojov alebo akejkoľvek aktivity, pri ktorom by vás elektrická stimulácia mohla vystaviť riziku zranenia.
- Na prístroj ageLOC WellSpa iO a bezdrôtovú nabíjačku prístroja ageLOC WellSpa iO nepoužívajte agresívne chemikálie ani abrazívne látky.
- Nepoužívajte počas kúpania ani sprchovania. Neponárajte prístroj do vody.
- Aby sa minimalizovalo riziko úrazu elektrickou prúdom, podráždenia, vzniku požiaru či zranenia, neumiestňujte ani neskladujte prístroj ani nabíjačku na miestach, odkiaľ by mohol spadnúť alebo by sa dal stiahnuť do vane, umývadla či toalety.
- Prístroj nijakým spôsobom neupravujte.

NABÍJANIE PRÍSTROJA AGELOC® WELLSPA iO™

Keď sa zníži úroveň nabitia batérie, indikátor batérie zmení farbu na oranžovú.

- Pred nabíjaním sa ubezpečte, že prístroj aj magnetická nabíjačka sú úplne suché.
- Pripojte nabíjačku do napájacieho zdroja USB a ten do elektrickej zásuvky. Položte prístroj na nabíjačku, aby sa začal nabíjať.



- Počas nabíjania prístroja indikátor batérie jemne bliká nazeleno.
- Keď sa prístroj úplne nabije, indikátor batérie sa rozsvieti nazeleno.
- Keď sa prístroj úplne nabije, nenechávajte nabíjačku pripojenú do elektrickej siete.

POZNÁMKA

Po dosiahnutí kritickej úrovne nabitia batérie začne indikátor blikať naoranžovo a pri pokuse o zapnutie sa prístroj vypne. To znamená, že batéria nemá dostatočnú úroveň nabitia na vykonanie ošetrovania.

Ak na prístroji nesvietia žiadne indikátory, nabite ho. Po nabití prístroja sa indikátory rozsvietia.



Naša nabíjateľná batéria pomáha minimalizovať odpad. Pozývame vás prečítať si viac o našich iniciatívach týkajúcich sa udržateľnosti na stránke nuskin.com/sustainability.

PRIPOJENIE PRÍSTROJA AGELOC® WELLSPA iO™ K APLIKÁCIÍ NU SKIN VERA®

Ak chcete svoj prístroj ageLOC WellSpa iO využiť naplno, naskenujte kód QR a stiahnite si Nu Skin Vera® z obchodu App Store alebo Google Play Store. Podľa pokynov v aplikácii pripojte svoj prístroj.



SPÁROVANIE PRÍSTROJA AGELOC® WELLSPA iO™

1. Stiahnite si aplikáciu Nu Skin Vera®.
2. Uistite sa, že pripojenie Bluetooth®* vo vašom zariadení je zapnuté.
3. Prihláste sa do aplikácie Nu Skin Vera.
 - Máte už účet Nu Skin? Prihláste sa pomocou neho.
 - Ste v Nu Skin nový/-á? Zaregistrujte sa – je to jednoduché!
4. Na navigačnej lište ťuknite na možnosť „Prístroje“.
5. Ťuknite na možnosť „Spárovať nový prístroj“.
6. Keď je prístroj vypnutý, zapnite ho stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.
7. Ťuknite na možnosť „Pripojiť“.
8. Prístroj sa spáruje a je pripravený na používanie.

* Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť NSE Products, Inc. ich používa na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú známky/názvy príslušných vlastníkov.

App Store a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a iných krajinách. Google Play je ochranná známka spoločnosti Google LLC. Informácie o tom, ako spoločnosť Nu Skin zhromažďuje, používa a zdieľa osobné údaje, nájdete na stránke <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

POUŽÍVANIE SYSTÉMU S PRÍSTROJOM AGELOC® WELLSPA iO™

Prístroj ageLOC WellSpa iO môžete používať až 5 minút trikrát za týždeň alebo aj denne, a na každú oblasť svojho tela.

1. KROK – NANESTE NA TELO AGELOC BODY SERUM ALEBO AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Rozotrite sérum alebo gél v hojnom množstve na cieľovú oblasť, pričom sa vyhnite tvári, krku, hrudi a oblasti slabín. Ak sa chcete zamerať na viacero oblastí, produkt nanášajte iba na tú oblasť, ktorú sa chystáte hneď ošetrovať.

2. KROK – SPUSTITE PROCEDÚRU

Stlačením tlačidla napájania zapnite prístroj. Pri prvom zapnutí prístroja sa rozsvieti všetkých päť kontroliek. Počet rozsvietených kontroliek indikuje trvanie procedúry. Každým stlačením tlačidla napájania vyberiete nový čas trvania. Opätovne stláčajte tlačidlo napájania, kým nevyberiete požadovaný čas v rozsahu 1 – 5 minút. Prístroj si zapamätá nastavený čas aj pre ďalšiu procedúru. Umiestnite prístroj na oblasť pleti, na ktorú ste aplikovali sérum alebo gél. Prístroj vydá zvukový signál a automaticky sa spustí procedúra. Na každej cieľovej oblasti začnite novú procedúru.

3. KROK – POČAS PROCEDÚRY


Jemne kľžte prístrojom po povrchu pleti. Dbajte na to, aby ste sa vyhli citlivým oblastiam. Po uplynutí každej minúty zaznie zvukový signál a zhasne jedna kontrolka.

- Nedostatok prípravku alebo strata kontaktu s pleťou preruší tok prúdu, v dôsledku čoho sa prístroj WellSpa iO pozastaví a vydá zvukový signál. Procedúru obnovte umiestnením kovových výčnelkov na pleť a/alebo nanosením väčšieho množstva prípravku na zaistenie hladkého kĺzania.
- V prípade, že budete prístrojom pohybovať príliš rýchlo, prístroj vydá zvukový signál.
- Prístroj môžete kedykoľvek vypnúť stlačením a podržaním tlačidla napájania, kým nezhasnú všetky kontrolky.

4. KROK - DOKONČENIE PROCEDÚRY

Na konci procedúry vydá prístroj zvukový signál a automaticky sa vypne. Rovnaký zvukový signál budete počuť aj pri manuálnom vypnutí prístroja. Zvyšné sérum alebo gél vmasírujte do pokožky.

Schémy odporúčaných oblastí použitia nájdete nižšie a kompletný návod na používanie v aplikácii Nu Skin Vera®.



ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O PRÍSTROJ AGELOC® WELLSPA iO™

Po každom použití utrite z prístroja a nabíjačky pomocou mierne vlhkej utierky, ktorá nepúšťa vlákna, všetko zvyšné sérum, gél a prípadné nečistoty. Utierajte prístroj dovtedy, kým nebude viditeľne čistý. Odložte ho na chladné a suché miesto. Prístroj nikdy neponárajte do vody ani žiadnej tekutiny. Pomocou suchej utierky, ktorá nepúšťa vlákna, dôkladne osušte vonkajšie povrchy prístroja a nabíjačky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

STRATA VODIVOSTI POČAS POUŽÍVANIA

Ak kovové výčnelky stratia kontakt s pleťou, prúd bude prerušený a prístroj WellSpa iO™ sa pozastaví, vydá zvukový signál a indikátory začnú pomaly blikať.

TIP OD PROFESIONÁLOV: Nedostatočné množstvo séra alebo gélu môže spôsobiť stratu vodivosti. Na optimálne fungovanie prístroja naneste na pleť viac produktu a dbajte na to, aby bol prístroj v kontakte s pleťou.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POHYBU POČAS POUŽÍVANIA

V prípade, že budete prístrojom pohybovať príliš rýchlo, prístroj vydá zvukový signál. Procedúra sa automaticky obnoví, keď sa vrátite k správnej rýchlosti pohybu. Pomaly klížte prístrojom po cieľovej oblasti.

RESETOVANIE PRIPOJENIA BLUETOOTH®

Ak sa vyskytli problémy s párovaním prístroja Nu Skin Vera®, alebo ak potrebujete zrušiť spárovanie prístroja s telefónom, vykonajte resetovanie pripojenia Bluetooth.

1. Odpojte prístroj v aplikácii Nu Skin Vera v časti Nastavenia prístroja > Zabudnúť na tento prístroj.

2. Odpojte telefón.

- **iPhone:** V telefóne prejdite do ponuky Nastavenia > Bluetooth > Moje zariadenia > NuSkinBDiO > Odstrániť toto zariadenie.

- **Android:** V telefóne prejdite do ponuky Nastavenia > Pripojenia > Bluetooth > ikona Nastavenia > Odstrániť/zrušiť spárovanie.

3. Položte prístroj WellSpa iO na nabíjačku.

4. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 5 sekúnd.

Počkajte, kým:

- indikátory 1 – 5 raz nezablikajú.

* Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť NSE Products, Inc. ich používa na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú známky/názvy príslušných vlastníkov.

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ

Postup obnovenia výrobných nastavení prístroja ageLOC® WellSpa iO:™

1. Odpojte prístroj v aplikácii Nu Skin Vera® v časti Nastavenia prístroja > Zabudnúť na tento prístroj.
2. Odpojte prístroj od telefónu.
 - **iPhone:** V telefóne prejdite do ponuky Nastavenia > Bluetooth® > Moje zariadenia > NuSkinBDiO > Odstrániť toto zariadenie.
 - **Android:** V telefóne prejdite do ponuky Nastavenia > Pripojenia > Bluetooth® > ikona Nastavenia > Odstrániť/zrušiť spárovanie.
3. Položte prístroj WellSpa iO na nabíjačku.
4. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 10 sekúnd.

Počkajte, kým:

- indikátory 1 – 5 raz nezablikajú.

Aj naďalej držte tlačidlo stlačené, kým:

- všetky indikátory nezablikajú 3-krát (po uplynutí 10 sekúnd).

POZNÁMKA

Váš prístroj ageLOC LumiSpa iO automaticky ukladá informácie o kvalite a používaní. Ak v ňom obnovíte výrobné nastavenia, niektoré údaje prístroja sa uchovávajú na účely kvality. Informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Nu Skin nájdete na stránke: [-https://www.nuskin.com/sk_SK/corporate/privacy.html](https://www.nuskin.com/sk_SK/corporate/privacy.html)

LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA A BATÉRIE

Prístroj ageLOC® WellSpa iO zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Prístroj obsahuje elektronické komponenty a lítium-iónovú batériu, ktoré vyžadujú oddelenú likvidáciu od domového odpadu. Po dosiahnutí konca životného cyklu prístroja ageLOC WellSpa iO kontaktujte miestne úrady, kde sa dozviete, aké sú možnosti jeho likvidácie a recyklácie.



Batérie likvidujte riadne v súlade s miestnymi pokynmi.

ÚDRŽBA

Informácie o bežnej starostlivosti o prístroj nájdete v časti „Čistenie a starostlivosť o prístroj ageLOC® WellSpa iO“.

Poškodené prístroje neposielajte letecky.

SERVIS

Nepokúšajte sa opraviť prístroj sami, pretože by ste porušili podmienky záruky. Vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Informácie o servise nájdete v časti Záruka.

INFORMÁCIE O VÝMENE A ZÁRUKÉ

Spoločnosť Nu Skin zaručuje, že prístroj bude bez chýb materiálu a výroby počas dvoch rokov od dátumu, kedy vám bol doručený. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie produktu v dôsledku nesprávneho používania alebo nehody. Ak dôjde ku chybe produktu v rámci dvojročnej záručnej lehoty, kontaktujte miestne zákaznícke centrum spoločnosti Nu Skin, kde vám umožnia jeho výmenu alebo opravu. Je možné, že bude potrebné predložiť oficiálny doklad o nákupe, na ktorom je uvedený dátum dodania. Spoločnosť Nu Skin si vyhradzuje právo preskúmať prístroj. Táto záruka nemá vplyv na vaše platné zákonné práva, ktoré sú špecifické pre krajinu zakúpenia. Tieto práva zostávajú chránené. Táto záruka platí v týchto krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Írsko, Juhoafrická republika, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

PATENTY

Čakajúce americké a medzinárodné patenty.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE A INFORMÁCIE O REGULAČNÝCH NARIADENIACH


ageLOC® WellSpa iO™

Maximálny výstupný výkon:

22 V, 640 μ A, 0,414 Hz






 IPX5  IPX7

Bezdrôtová nabíjačka pre ageLOC WellSpa iO

Vstup: 5 V,  min. 500 mA

 IPX4

VYMEDZENIE SYMBOLOV

Symbol	Vymedzenie
	Výstraha
	Batérie likvidujte riadne v súlade s miestnymi pokynmi
	Dva stupne ochrany pred nárazom
	Nabíjajte len s uvedenou nabíjačkou
	Jednosmerný prúd


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Systeminnehåll och -komponenter	245–246	Underhåll	257
Säkerhetsansvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder	247	Ersättnings- och garantiinformation	257
Ladda din ageLOC® WellSpa iO™	250	Patent	257
Ansluta din ageLOC WellSpa iO till Nu Skin Vera®-appen	251	Tekniska uppgifter och information om regler	258
Parkoppla din ageLOC WellSpa iO	251	Definition av symboler	258
Använda din ageLOC WellSpa iO	252	Förklaring om överensstämmelse	259
Rengöring och underhåll av din ageLOC WellSpa iO	255		
Problemlösning	255		

INGÅR I SYSTEMET

ageLOC® WellSpa iO™ -apparat


Snabbstartsguide





ageLOC WellSpa iO
trådlös laddare

USB laddadapter ingår ej.

SYSTEMKOMPONENTER



SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR

- Den här apparaten ska användas av personer som är minst 18 år. Apparaten får inte användas av personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, eller brist på kunskap eller erfarenhet såvida de inte är under uppsikt av eller får instruktioner om hur man använder apparaten från en person som ansvarar för deras säkerhet. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får ej utföras av barn.
- ageLOC® WellSpa iO™ och ageLOC WellSpa iO trådlös laddare testas vid ett tryck som motsvarar trycket vid 4 000 meters höjd.
- ageLOC WellSpa iO innehåller ett icke-utbytbart litiumjonbatteri. För att förhindra risken för skada, utsätt aldrig enheten för värme. Förvara inte apparaten nära en värmekälla såsom element, brasa eller värmefläkt. Lämna inte din apparat i en överdrivet varm eller kall miljö under en längre tid. Rådfråga transport-/flygbolaget innan du tar med dig denna apparat på ett flyg eller skickar den.
- **VARNING:**  ageLOC WellSpa iO-apparaten laddas via induktiv laddning. Ladda enbart apparaten med den trådlösa ageLOC WellSpa iO-laddaren och en USB-aktiverad strömadapter av hög kvalitet med följande märkvärden: 5V  min 500 mA. Inget annat laddtillbehör bör användas med apparaten." data-bbox="525 168 941 378"/>
- Placera alltid din ageLOC WellSpa iO-apparat och din ageLOC WellSpa iO trådlösa laddare på en torr, värmebeständig, stabil och platt yta, särskilt under laddning.
- Låt inte laddaren sitta kvar i uttaget när den inte används eller efter att apparaten har laddats helt.
- Apparaten bör helst förvaras och laddas i rumstemperatur mellan 20 och 24 °C.
- Apparaten får endast förvaras i miljöer med en temperatur mellan 5 och 42 °C.
- Apparaten får endast laddas i miljöer med en temperatur mellan 10 och 35 °C.

SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR (Forts.)

- Förvaring och laddning utanför dessa temperaturintervaller kommer att påverka batteriet, metallnoder och apparatens användning på ett negativt sätt.
- Förvaring i varma eller mycket varma miljöer (över 50 °C) som direkt solljus eller i varma fordon kan leda till överhettning, och andra katastrofala förhållanden som kan påverka enhetens prestanda och livslängd.
- Väldigt låga temperaturer eller en frysande miljö kan resultera i permanenta skador på metallnoder och användning av apparaten.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


- Förvara apparaten och laddaren oåtkomligt för barn.
- ageLOC WellSpa iO är endast till för personligt bruk.
- Ska enbart användas på frisk hud.
- Kontrollera regelbundet om apparaten har fått några skador. För att undvika personskador ska apparaten aldrig användas om den verkar ha skador. Kontakta Nu Skins supporttjänster om något fel upptäcks på en apparat eller om den blir skadad.
- Använd inte på eller i närheten av irriterad hud, cancerösa lesioner, sjuk vävnad, utslag eller på områden som saknar normal känsel, eftersom det kan resultera i hudirritation.
- Använd inte på huvud/ansikte, nacke, hals, bröst, uringning eller i ljumsken.
- Använd inte om du har öppna sår, anlag för medaljongsjuka, är metallallergiker eller om du har problemhy eller mycket känslig hud.

- Använd inte över svullna, röda, infekterade eller inflammerade områden eller över hudutslag (såsom veninflammation, tromboflebit eller åderbräck).
- Använd inte om du har ett hjärtenhetsimplantat som hjärtmonitor, ICD, pacemaker eller EKG-larm.
- Rådfråga din läkare eller vårdgivare innan användning av apparaten om du har känslig hy, är epileptiker, har kroppspiercing, har metallimplantat, är sjuk, har lätt för att börja blöda eller få blåmärken, är med barn eller försöker bli med barn, nyligen genomgått ett kirurgiskt ingrepp eller har en tidigare eller pågående medicinsk åkomma som hjärtsjukdom, stroke, högt blodtryck eller leversjukdom.
- Använd inte under längre perioder eller oftare än rekommenderat.
- Avsluta användning omedelbart om du upplever ihållande rodnad eller onormal hudirritation och kontakta en läkare vid behov.
- Ta bort smycken eller andra metallföremål från huden innan användning av apparaten.
- Använd inte med andra apparater, inklusive flera ageLOC WellSpa iO-apparater, på samma gång.
- Vidrör ingen annan person eller strömledande delar/föremål vid användning av apparaten.
- Använd inte om du kör bil, använder maskiner eller utför aktiviteter där elektrisk stimulering kan skada dig.
- Använd inte starka kemikalier eller slipmedel med din ageLOC WellSpa iO-apparat eller den trådlösa ageLOC WellSpa iO-laddaren.
- Använd inte under dusch eller bad. Lägg inte apparaten i vatten.
- För att minska risk för elstöt, irritation, brand eller skada, placera inte apparaten eller laddaren så att den kan råka hamna i vatten, som badkaret, handfatet eller toaletten.
- Apparaten får inte modifieras.

LADDA DIN AGELOC® WELLSPA iO™-APPARAT

Batteriindikatorn lyser gult när batterinivån är låg.

- Se till att både apparaten och laddaren är helt torra före laddning.
- Koppla in laddaren i en USB-adapter och sedan i ett vägguttag. Placera apparaten på laddaren för att påbörja laddningen.



- Batteriindikatorn har ett ”pulserande” grönt sken medan apparaten laddas.
- Batteriindikatorn lyser med ett fast grönt sken när apparaten är fullt laddad.
- Låt inte laddaren sitta kvar i uttaget när den inte används eller efter att apparaten har laddats helt.

OBS!

Indikatorlampan börjar att blinka gult när batterinivån är kritiskt låg och apparaten stängs av om du försöker sätta igång den. Detta innebär att det saknas tillräcklig batterinivå för att genomföra en session.

Om inga indikatorlampor tänds, ladda apparaten. Indikatorlamporna kommer att tändas när apparaten är laddad.



Vi minskar avfallet genom att erbjuda laddningsbara batterier. Läs mer om våra hållbarhetsinitiativ på nuskin.com/sustainability.

ANSLUTA AGELOC® WELLSPA iO™ TILL NU SKIN VERA®-APPEN

Använd QR-koden för att ladda ned Nu Skin Vera®-appen från App Store eller Google Play, och få tillgång till alla fördelarna med ageLOC WellSpa iO-upplevelsen. Följ anvisningarna i appen för att ansluta apparaten.



PARKOPPLA DIN AGELOC® WELLSPA iO™

1. Ladda ner Nu Skin Vera®-appen.
2. Se till att telefonens Bluetooth®* är aktiverad.
3. Logga in på Nu Skin Vera.
 - Har du redan ett Nu Skin-konto? Använd det för att logga in.
 - Ny hos Nu Skin? Skapa ett konto – det är enkelt!
4. Tryck på "Apparater" i navigeringsfältet.
5. Tryck på "Parkoppla ny apparat."
6. Dubbeltryck på PÅ-knappen för att slå på apparaten.
7. Tryck på "Anslut."
8. Apparaten kommer att parkopplas och du är redo att använda den.

* Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av NSE Products, Inc. sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.

App Store och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC. För information om hur Nu Skin samlar in, använder och delar personuppgifter, besök <https://www.nuskin.com/content/global-privacy.html>

ANVÄNDNING AV DITT AGELOC® WELLSPA iO™-APPARATSYSTEM

Du kan använda ageLOC WellSpa iO-apparatsystemet på varje kroppsdel upp till fem minuter, från tre gånger i veckan till dagligen.

STEG 1. APPLICERA AGELOC® BODY SERUM ELLER AGELOC® BODY ACTIVATING GEL

Stryk ut ditt serum eller din gel på önskat område. Undvik ansikte, hals, bröst och ljumske. Applicera endast det område som ska behandlas först, även om du ska behandla flera.

STEG 2. PÅBÖRJA EN SESSION

Tryck på apparatens strömknapp. Alla fem indikatorlampor börjar lysa första gången du sätter igång apparaten. Sessionstiden anges via antalet indikatorlampor som lyser. En ny tid väljs varje gång du trycker på strömknappen. Tryck på strömknappen tills du valt önskad tid mellan 1 och 5 minuter. Apparaten kommer ihåg inställningen till nästa session. Placera apparaten på hudområdet där du har applicerat serum eller gel. En signal ljuder i apparaten och sessionen startar automatiskt. Påbörja en ny session för varje målområde.

STEG 3. UNDER SESSIONEN


För apparaten varsamt över huden. Undvik känsliga områden. För varje minut som går ljuder en signal och en av indikatorlamporna släcks.

- Om det finns för lite produkt eller om apparaten förlorar kontakt med huden avbryts strömmen, WellSpa iO pausas och en signal ljuder. Återgå genom att placera metallnoderna på huden eller applicera mer produkt så att den glider jämnt.
- En signal ljuder om du förflyttar apparaten för fort.
- Tryck och håll strömknappen intryckt tills lamporna slocknar för att stänga av apparaten.

STEG 4. AVSLUTA SESSIONEN

En signal ljuder i slutet av sessionen och apparaten stängs av automatiskt. Samma signal ljuder när du stänger av apparaten manuellt. Massera in överblivet serum eller överbliven gel i huden.

Se rekommenderade användningsområden i nedanstående diagram och fullständiga användningsanvisningar i Nu Skin Vera®.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV AGELOC® WELLSPA iO™

Använd en lätt fuktad och luddfri trasa för att torka bort eventuellt serum, gel eller smuts från den handhållna apparaten eller laddaren efter varje användning. Torka tills det är synligt rent. Förvara svalt och torrt. Sänk inte ned apparaten i vatten eller annan vätska. Använd torra och luddfria trasor för att noggrant torka av ytorna på den handhållna apparaten och laddaren.

PROBLEMLÖSNING

FÖRLORAD KONDUKTIVITET VID ANVÄNDNING

Om metallnoderna förlorar kontakten med din hud kommer strömmen att brytas, vilket gör att WellSpa iO™-apparaten stannar av, avger en ton och indikatorlampan börjar att lysa.

PROFFSTIPS: För lite serum eller gel kan göra att konduktiviteten försämras. Applicera mer av produkten på huden och se till att apparaten är i kontakt med både huden och produkten för optimal användning.

RÖRELSELARM UNDER ANVÄNDNING

Apparaten avger en signal om du förflyttar apparaten för fort. Sessionen kommer att återupptas automatiskt när du återupptar rätt rörelsehastighet. Låt apparaten glida sakta över målområdena.

ÅTERSTÄLLA BLUETOOTH®-ANSLUTNINGEN

Gör en Bluetooth-återställning om du har problem att parkoppla Nu Skin Vera® eller om du vill koppla ifrån din apparat från din telefon.

1. Koppla bort från Nu Skin Vera inom appen genom att navigera till Apparatinställningar > Glöm denna apparat.

2. Koppla ifrån din telefon.

- **iPhone:** Navigera till telefonens Inställningar > Bluetooth > Mina apparater > NuSkinBDiO > Glöm denna apparat.
- **Android:** Navigera till telefonens Inställningar > Anslutningar > Bluetooth > Inställningsikon > Glöm/Ta bort parkoppling.

3. Placera din WellSpa iO-apparat på laddaren.

4. Tryck sedan på strömknappen och håll in den i fem sekunder.

Vänta på att:

- Indikatorlamporna 1–5 ska blinka en gång.

*Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av NSE Products, Inc. sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

För att fabriksåterställa din ageLOC® WellSpa iO:™

1. Koppla bort från Nu Skin Vera® inom appen genom att navigera till Apparatinställningar > Glöm denna apparat.
2. Koppla ifrån din iPhone.
 - **iPhone:** Navigera till telefonens Inställningar > Bluetooth® > Mina apparater > NuSkinBDiO > Glöm denna apparat.
 - **Android:** Navigera till telefonens Inställningar > Anslutningar > Bluetooth® > Inställningsikon > Glöm/Ta bort parokoppling
3. Placera din WellSpa iO-apparat på laddaren.
4. Tryck sedan på strömknappen och håll in den i tio sekunder.

Vänta på att:

- Indikatorlamporna 1–5 ska blinka en gång.

Tryck och håll ner tills dess att:

- Alla indikatorlampor blinkar minst tre gånger (vid tio sekunder).

OBS!

Kvalitets- och användningsinformationen sparas automatiskt på ageLOC® WellSpa® iO-apparaten. Vissa användningsdata sparas i kvalitetssyfte när apparaten återställs till fabriksinställningarna. Nu Skins integritetsmeddelande finns på https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html

KASSERING AV APPARAT OCH BATTERI

ageLOC® WellSpa iO ska kasseras enligt lokala lagar och förordningar. Apparaten innehåller elektroniska komponenter och ett litiumjonbatteri som kräver att det kastas separat från hushållsavfallet. Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för mer information om lämpliga kasserings- och återvinningssalternativ när livslängden för ageLOC WellSpa iO har nått sitt slut.



Kassera batteriet i enlighet med anvisningarna för din hemort.

UNDERHÅLL

Se avsnittet "Rengöring och underhåll av ageLOC® WellSpa" för rutinmässigt underhåll.

Skicka inte skadade apparater med flygfrakt.

UNDERHÅLL

Försök inte att reparera apparaten själv eftersom detta kommer att leda till att garantin slutar att gälla. Det finns inga delar inuti som kan bytas ut av användaren. Se avsnittet om garanti för information om service.

ERSÄTTNING OCH GARANTI

Nu Skin garanterar att din apparat är fri från defekter i material och sammansättning i två år från leveransdatum. Garantin täcker inte skador på produkten som uppstått genom olyckor eller felhantering. Om apparaten går sönder inom tvåårsperioden, kontakta din lokala Nu Skin-support för reparation eller byte av produkt. Du kan bli ombedd att uppvisa ett inköpskvitto som visar inköpsdatum. Nu Skin förbehåller sig rätten att undersöka apparaten. Garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter i inköpslandet, dessa kvarstår oförändrade. Garantin är giltig i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

PATENT

Flera väntande patentansökningar i USA och andra länder.

TEKNISKA UPPGIFTER OCH INFORMATION OM REGLER

ageLOC® WellSpa iO™

Maximal utgångseffekt:

22V, 640μA, 0.414Hz






 IPX5  IPX7

ageLOC WellSpa iO trådlös laddare

Ingångseffekt: 5V === min 500 mA

 IPX4

DEFINITION AV SYMBOLER

Symbol	Beskrivning
	Varning
	Kassera batteriet i enlighet med anvisningarna för din hemort
	Två nivåer av stötskydd
	Bör endast laddas med medföljande laddare
	Likström

FÖRKLARINGAR OM ÖVERRENSSTÄMSELSE

SV

EU-deklaration om överensstämmelse

CE

Vi, M&P Produkter Europe B.V., med huvudkontor på adressen De Vrienen 5, 1932 Zwammerdam, Belgien, utger enligt egen ansvar på produkt:

apptec® Strålkäpa 02
Modell: 02020

CE-Markering: 02020

Den tekniska administrationskontoret för detta CE-märkning är:

1932 Zwammerdam, Belgien, med EU-ansvarigt organ nummer 2020-0018 (bilaga II inkluderar för bedömning av tekniska specifikationer) [2]

CE-förklaringsnummer: 1932/0018-02020-001

Den tekniska administrationskontoret för detta CE-märkning är:

1932 Zwammerdam, Belgien, med EU-ansvarigt organ nummer 2020-0018 (bilaga II inkluderar för bedömning av tekniska specifikationer) [2]

CE-förklaringsnummer: 1932/0018-02020-001

1932 Zwammerdam, Belgien, med EU-ansvarigt organ nummer 2020-0018 (bilaga II inkluderar för bedömning av tekniska specifikationer) [2]

CE-förklaringsnummer: 1932/0018-02020-001

1932 Zwammerdam, Belgien, med EU-ansvarigt organ nummer 2020-0018 (bilaga II inkluderar för bedömning av tekniska specifikationer) [2]

CE-förklaringsnummer: 1932/0018-02020-001

EU-deklaration om överensstämmelse

CE

Vi, M&P Produkter Europe B.V., med huvudkontor på adressen De Vrienen 5, 1932 Zwammerdam, Belgien, utger enligt egen ansvar på produkt:

apptec® Strålkäpa 02
Modell: 02020

Den tekniska administrationskontoret för detta CE-märkning är:

1932 Zwammerdam, Belgien, med EU-ansvarigt organ nummer 2020-0018 (bilaga II inkluderar för bedömning av tekniska specifikationer) [2]

CE-förklaringsnummer: 1932/0018-02020-001

Den tekniska administrationskontoret för detta CE-märkning är:

1932 Zwammerdam, Belgien, med EU-ansvarigt organ nummer 2020-0018 (bilaga II inkluderar för bedömning av tekniska specifikationer) [2]

CE-förklaringsnummer: 1932/0018-02020-001

1932 Zwammerdam, Belgien, med EU-ansvarigt organ nummer 2020-0018 (bilaga II inkluderar för bedömning av tekniska specifikationer) [2]

CE-förklaringsnummer: 1932/0018-02020-001

EU-deklaration om överensstämmelse

CE

Vi, M&P Produkter Europe B.V., med huvudkontor på adressen De Vrienen 5, 1932 Zwammerdam, Belgien, utger enligt egen ansvar på produkt:

apptec® Strålkäpa 02
Modell: 02020

Den tekniska administrationskontoret för detta CE-märkning är:

1932 Zwammerdam, Belgien, med EU-ansvarigt organ nummer 2020-0018 (bilaga II inkluderar för bedömning av tekniska specifikationer) [2]

CE-förklaringsnummer: 1932/0018-02020-001

Den tekniska administrationskontoret för detta CE-märkning är:

1932 Zwammerdam, Belgien, med EU-ansvarigt organ nummer 2020-0018 (bilaga II inkluderar för bedömning av tekniska specifikationer) [2]

CE-förklaringsnummer: 1932/0018-02020-001

1932 Zwammerdam, Belgien, med EU-ansvarigt organ nummer 2020-0018 (bilaga II inkluderar för bedömning av tekniska specifikationer) [2]

CE-förklaringsnummer: 1932/0018-02020-001

EU-deklaration om överensstämmelse

CE

Vi, M&P Produkter Europe B.V., med huvudkontor på adressen De Vrienen 5, 1932 Zwammerdam, Belgien, utger enligt egen ansvar på produkt:

apptec® Strålkäpa 02
Modell: 02020

Den tekniska administrationskontoret för detta CE-märkning är:

1932 Zwammerdam, Belgien, med EU-ansvarigt organ nummer 2020-0018 (bilaga II inkluderar för bedömning av tekniska specifikationer) [2]

CE-förklaringsnummer: 1932/0018-02020-001

Den tekniska administrationskontoret för detta CE-märkning är:

1932 Zwammerdam, Belgien, med EU-ansvarigt organ nummer 2020-0018 (bilaga II inkluderar för bedömning av tekniska specifikationer) [2]

CE-förklaringsnummer: 1932/0018-02020-001

1932 Zwammerdam, Belgien, med EU-ansvarigt organ nummer 2020-0018 (bilaga II inkluderar för bedömning av tekniska specifikationer) [2]

CE-förklaringsnummer: 1932/0018-02020-001



NSE Products Europe BV, Da Vincilaan, 9 – 1930, Zaventem, Belgium

Imported by:

ZA Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) LTD, 22 Magwa Crescent,
Waterfall City, Ground & 1st Floor, Midrand 1682, South Africa.

UK Nu Skin United Kingdom LTD, 11th Floor, 3 Piccadilly Place, Manchester,
M1 3BN, United Kingdom

©2023 NSE Products, Inc • www.nuskin.com

94515639