

Gels pour le visage Galvanic Spa™

Fait appel à la technologie  ageLOC™

UN SECRET BIEN GARDÉ

Gel de prétraitement  Gel de traitement 

Technologie ageLOC

Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines personnes gardent une allure si jeune malgré leur âge? Nu Skin a réussi à révéler la science qui se cache derrière ce secret si bien gardé. Seule la technologie en instance de brevet exclusive ageLOC™ peut vous aider à ralentir une nouvelle source de vieillissement accéléré de l'épiderme, ce qui vous aide à contrôler l'apparence future de votre peau. Notre science peut être votre secret de jeunesse et faire de votre âge un véritable mystère grâce à la technologie ageLOC™.

Aperçu du produit

Les effets vivifiants d'une cuve thermale sur la peau tendue et altérée sont bien connus... mais qui dispose d'assez de temps pour en tirer profit? Cette technologie brevetée exclusive permet d'atteindre à la maison les résultats d'un traitement thermal en 5 minutes à peine, grâce à l'appareil Galvanic Spa et aux gels pour le visage spécialement formulés. Le Gel de prétraitement Galvanic Spa déloge les impuretés afin d'aider les pores à respirer, et prépare la peau à recevoir les bienfaits du Gel de traitement Galvanic Spa™. Le Gel de traitement récemment reformulé offre tous les bienfaits du gel original, mais fait désormais appel à la technologie ageLOC™, un nouveau mélange d'ingrédients breveté qui aide à ralentir l'apparition des signes du vieillissement à la source. Il vous donne des résultats immédiats, en plus d'offrir des bienfaits durables.

Consommateurs ciblés

Marché primaire :

- Les femmes de 25 à 65 ans qui désirent recevoir un traitement thermal de qualité, mais qui ne sont pas en mesure de consacrer le temps et l'argent nécessaires pour s'offrir un traitement thermal de jour.

Marché secondaire :

- Les hommes de 25 à 65 ans qui se préoccupent de leur peau.

Bienfaits

Les deux gels

- Contribuent à rétablir la vivacité naturelle de la peau en la débarrassant des impuretés et en stimulant l'énergie cellulaire.
- Favorisent la diffusion des ingrédients aux propriétés bénéfiques grâce au courant galvanique.
- Procurent des effets régénérateurs en 5 minutes à peine.



Gel de prétraitement

- Déloge les impuretés, ce qui permet aux pores de respirer librement.
- Apaise et revitalise la peau.

Gel de traitement

- Ralentit l'apparition des signes du vieillissement dans l'épiderme grâce à la technologie ageLOC™—un mélange d'ingrédients anti-vieillessement révolutionnaire.
- Facilite la récupération des effets du stress; ravive et tonifie la peau fatiguée en stimulant l'énergie cellulaire.
- Améliore l'hydratation cutanée, laisse la peau incroyablement douce, propre et rafraîchie.

Témoignages

« J'aime les ingrédients puissants contenus dans ce gel. L'apparence de ma peau s'est améliorée immédiatement... elle est rafraîchie, éclatante et hydratée. Ce produit est doux et délicat... mais tout de même très puissant... Les résultats sont au-delà de mes attentes. » — Natalia S., Russie

« J'aime utiliser les gels pour le visage formulés avec la technologie ageLOC™—J'ai réellement senti une différence dès la première utilisation. La peau de mon visage et de mon cou est plus douce et lisse... et la texture de ma peau est plus raffinée. Ma peau est plus éclatante et rajeunie. De nombreuses personnes m'ont dit que j'étais resplendissante et étaient impressionnées de constater à quel point j'ai l'air plus jeune que mon âge réel. Je suis très contente que les gels renferment la technologie ageLOC™ et je veux absolument continuer à les utiliser. » — Linda G., Canada

« J'étais accompagnée de cinq autres femmes lorsque j'ai essayé le système Galvanic Spa sur un côté de mon visage. En constatant les résultats, elles étaient tout simplement épatées. Je ne pouvais pas croire à quel point j'avais l'air rajeunie... je ne peux plus m'en passer. » — Sandy P., États-Unis

Gels pour le visage Galvanic Spa™



UN SECRET BIEN GARDÉ

Principaux ingrédients

Gel de prétraitement

- Les extraits de vanille, de souci officinal et d'algue marine apaisent et hydratent la peau.

Gel de traitement

- La technologie brevetée *ageLOC™* aide à ralentir la production des radicaux libres dans l'épiderme et bloque les marques visibles du vieillissement.
- L'arginine aide la peau à récupérer du stress.
- Le magnésium stimule l'énergie cellulaire afin de vivifier et de revigorer la peau.

Mode d'emploi/Application

Utiliser après avoir nettoyé et tonifié la peau avec un nettoyant et un tonifiant Nu Skin®. Pour obtenir des résultats optimaux, utiliser les gels pour le visage *Galvanic Spa* avec l'appareil *Galvanic Spa* deux ou trois fois par semaine. Durant chaque traitement, veiller à ce que la main qui tient l'appareil soit humide et que les doigts touchent la face chromée en tout temps. Garder toujours l'appareil en contact avec la peau durant la totalité du traitement. Veiller à déplacer tout doucement l'appareil et à laisser le courant galvanique accomplir le travail. Il importe d'exercer une pression des plus légères, de façon à ne jamais tirer la peau. Ne jamais entrer en contact avec les yeux ou les paupières. Une bonne méthode consiste à suivre tout simplement la structure osseuse autour des yeux. Près de la bouche, il importe également d'éviter tout contact avec les lèvres ou la bouche.

Gel de prétraitement—Appliquer tout le contenu de la fiole sur la peau propre du visage et du cou. Fixer le conducteur pour le visage à l'appareil. Sélectionner l'icône illustrant « une fontaine », dont la durée du traitement s'établit à deux minutes. Une fois le traitement terminé, enlever l'excédent de gel du visage et du cou avec une serviette humide.

Gel de traitement—Appliquer tout le contenu de la fiole sur la peau propre du visage et du cou. Sélectionner l'icône illustrant « deux fontaines », dont la durée du traitement s'établit à trois minutes. Une fois le traitement terminé, rincer le visage, puis appliquer un des tonifiants Nu Skin.

EN PASSANT

Depuis plus de 50 ans, les professionnels en salon et dans les stations thermales utilisent les courants galvaniques et les doux effets de massage pour accroître la circulation et concentrer l'énergie cellulaire. Le système *Galvanic Spa* procure les mêmes bienfaits qu'une cuve thermale grâce à des produits spécialisés et à un appareil qui libère un faible courant électrique sécuritaire qui s'ajuste automatiquement aux besoins individuels de chaque type de peau.

Une percée dans le domaine de la recherche

Une nouvelle recherche menée à l'Université Purdue a permis de révéler une source de vieillissement autrefois cachée qui existe en chacun de nous : un accélérateur de vieillissement interne dans l'épiderme qui prend de la vitesse avec l'âge. Camouflé à la surface de nos cellules, cet ennemi invisible peut produire des radicaux libres dommageables à un rythme effréné, ce qui peut détruire le collagène et l'élastine, et ralentir la production de ces protéines des plus importantes. Résultat : vous avez l'air plus âgé que vous ne l'êtes vraiment.


Les scientifiques de Nu Skin ont fait une autre découverte de taille : un mélange exclusif d'ingrédients qui ralentit la production des radicaux libres dans l'épiderme. Ce mélange, que nous avons nommé *ageLOC™*, constitue la seule technologie permettant de réduire les marques du vieillissement en ciblant cet invisible producteur de radicaux libres.

Renseignements cliniques

Une récente étude menée à l'Université Stanford a démontré que les personnes ayant de faibles taux sériques d'arNOX sont cliniquement classées comme ayant l'air d'avoir, en moyenne, sept ans de moins que leur âge réel. Les personnes avec des taux sériques d'arNOX élevés ont l'air d'avoir, en moyenne, sept ans de plus que leur âge réel.

Les ingrédients qui composent le mélange *ageLOC™* sont spécialement réputés pour prévenir la production de radicaux libres associés à l'enzyme arNOX dans l'épiderme. Cette barrière peut aider à ralentir l'apparition des signes du vieillissement qui pourraient être causés par une production rapide de radicaux libres.

Âge apparent en fonction des taux d'arNOX
Femmes âgées de 48 à 62 ans
(âge moyen : 55 ans)



Gels pour le visage Galvanic Spa™



UN SECRET BIEN GARDÉ

Produits complémentaires

- **Sérum raffermissant Essence Ultra Tru Face®**—contient 25 % plus de sérum que le *Sérum raffermissant Essence Tru Face®*, et, combiné pour la première fois à la coenzyme Q10, au *Tegreen 97®* et à un réseau de protection antioxydant, le *Sérum raffermissant Essence Ultra Tru Face®* aide à redonner à la peau toute sa fermeté, favorise la production d'énergie cellulaire et aide à prévenir les signes de vieillissement futurs.
- **Effaceur de rides Tru Face™**—contient des peptides pro-collagènes révolutionnaires qui aident à adoucir les rides modérées à profondes autour de la bouche et des yeux et sur le front. Lorsque ce produit est utilisé avec le courant positif (illustré par deux fontaines) de l'appareil programmable *Galvanic Spa™*, le peptide chargé de polarité positive de l'*Effaceur de rides Tru Face®* est mieux absorbé par la peau, ce qui engendre des résultats optimaux.
- **Traitement anti-vieillessement pour la peau 180°® de Nu Skin**—conçu pour inverser tous les signes du vieillissement, chaque produit de la gamme joue un rôle complet en vue de procurer des bienfaits anti-vieillessement. Utilisés ensemble, les bienfaits sont multipliés.

Foire aux questions

Est-ce que les personnes souffrant d'une affection confirmée peuvent utiliser le système Galvanic Spa?

Consultez votre médecin avant d'utiliser le système *Galvanic Spa™* si vous êtes enceinte, avez un stimulateur cardiaque, souffrez d'épilepsie, portez un arc dentaire métallique ou si vous avez un implant métallique.

Une personne qui a de l'acné peut-elle utiliser les Gels de prétraitement et de traitement Galvanic Spa?

Les *Gels de prétraitement et de traitement* conviennent à tous les types de peau. Ces gels ne devraient pas causer d'autres problèmes aux personnes qui ont de l'acné, mais ils ne sont pas conçus pour traiter cette affection ou pour en amoindrir les effets. De plus, le système *Galvanic Spa* ne devrait pas être utilisé sur une zone parsemée de capillaires éclatés ou sur une plaie ouverte ou enflammée.

Puis-je utiliser une portion du contenu d'une fiole de gel pour une application et utiliser le reste quelques jours plus tard?

Le contenu d'une fiole de gel pour le visage *Galvanic Spa* représente une dose individuelle. En utilisant la totalité du contenu d'une fiole, comme il est indiqué, chaque application procure la quantité optimale d'ingrédients clés et offre une conductivité accrue au courant galvanique.

À quelle fréquence puis-je utiliser les gels pour le visage Galvanic Spa?

Vous pouvez les utiliser deux ou trois fois par semaine.

Puis-je utiliser une autre sorte de gel, comme le Gel apaisant, avec l'appareil Galvanic Spa?

Les gels qui ne renferment pas de charge n'offriront pas de bienfaits accrus lorsqu'utilisés avec l'appareil *Galvanic Spa*. L'appareil *Galvanic Spa* est conçu pour fonctionner avec les gels pour le visage *Galvanic Spa*, qui sont destinés à agir en synergie avec le courant galvanique. Par ailleurs, ils ont été testés sans danger avec l'appareil *Galvanic Spa*.

Quelles sont les charges des gels?

Le *Gel de prétraitement* a une charge négative et le *Gel de traitement*, une charge positive.

Ingrédients

Gel de prétraitement Galvanic Spa

Eau (*Aqua*), butylène—glycol, glycérine, extrait de fleur de souci officinal (*Calendula officinalis*), extrait d'algue géante (*Macrocystis pyrifera*), extrait de fruit de vanille (*Vanilla planifolia*), hydroxypropylméthylcellulose, copolymère d'acrylate de glycéryle/d'acide acrylique, polysorbate 20, cocoylglutamate de triéthanolamine, propylèneglycol, carbopol, hydroxyde de potassium, acide citrique, EDTA disodique, chlorphénésine, phénoxyéthanol.

Gel de traitement Galvanic Spa

Eau (*Aqua*), butylène – glycol, glycérine, isocéteth-20, extrait de fruit de schizandre de Chine (*Schizandra chinensis*), extrait de bulbe de narcisse à bouquet (*Narcissus tazetta*), nicotinate de tocophérol, arginine, aspartate de magnésium, salicine, extrait de jasmin commun (*Jasminum officinale*), essence de fleur de rose de Damas (*Rosa damascena*), essence de bois de santal (*Santalum album*), cocoylglutamate de triéthanolamine, polysorbate 20, oleth-10, hydroxypropylméthylcellulose, gomme xanthane, copolymère d'acrylate de glycéryle/d'acide acrylique, propylèneglycol, EDTA disodique, acide citrique, chlorphénésine, sorbate de potassium, phénoxyéthanol.