

# 驗証 ageLOC<sup>®</sup> LumiSpa 溫和潔淨力！

## 啫喱實驗 製作方法

所需物品：

啫喱模具、魚膠粉、蒸餾水、  
竹籤、湯匙 / 打蛋器



1 將 10 克(約 1 湯匙)魚膠粉  
加入 400ml 熱水中



2 使用湯匙或打蛋器  
將魚膠粉完全溶解



3 將溶液快速倒進模具中



4 用竹籤挑走氣泡



完成

5 待啫喱冷卻後，放入雪櫃  
冷藏 1 小時至凝固