

**ВОПРОС:** «Я живу за границей, и у меня нет возможности регулярно посещать косметологический кабинет. Расскажите, как можно эффективно бороться с морщинами, не выходя из дома?»



**ОТВЕТ:** ДЖОЗЕФ ЧАНГ, профессор, директор по науке брендов Nu Skin и Pharmapex:

Прогресс не стоит на месте, и, чтобы получить качественный аппаратный anti-age уход, не обязательно ехать в салон красоты. Достаточно иметь на своем туалетном столике миниатюрный аппарат, умеющий увеличивать активность генов, отвечающих за процессы омоложения, и снижать активность генов, вызывающих старение кожи, тем самым устраняя не только признаки старения, но и причины их появления на биологическом уровне. Такой, как ageLOC™ Galvanic Spa II.

**Принцип действия:**

Аппарат работает со специальными ионизированными гелями, действие которых усиливается под воздействием гальванического тока. Процедура разглаживает мелкие и глубокие морщины, возвращает свежесть и упругость коже, подтягивая овал лица.

**Как использовать:**

Аппарат ageLOC™ Galvanic Spa II достаточно универсален: его можно использовать не только для борьбы с морщинами, но и для борьбы с целлюлитом и ухода за кожей головы — достаточно просто поменять насадку и гель.

**Результаты:**

Согласно заключению специалистов одна процедура с использованием прибора многократно усиливает поступление омолаживающих компонентов в кожу. Эффект длится 24 часа.



Для того чтобы «стереть» признаки старения, достаточно использовать аппарат по 5 минут 2-3 раза в неделю.



Аппарат ageLOC™ Galvanic Spa II работает в паре со специальными ионизированными гелями Facial Gels.