

COSMOBEAUTY

NOVEMBER 2012

Pflege nach Maß

- Schönheitsstrategien für erfolgreiche Frauen
- Wirkstoffe mit neuer Power
- Das trifft den Body!

HAARE Welcome, Good Hair Days!

Spektakuläre
Produkte und tolle
Stylingtools für
die Traumähne

MAKE-UP

Matt, schimmernd,
glänzend: Die
aufregendsten
Looks für
Gesicht & Nägel

Mein schönstes Ich

78 Seiten für Ihr individuelles
Beauty-Programm

AUF DIESE TECHNIK STEHEN WIR

Sie arbeiten mit Strom,
Rollen, Nadeln
oder Licht: Diese
**NEUEN HIGHTECH-
GERÄTE** verwandeln
Ihr Zuhause in ein
Kosmetikstudio

Fotos: Markus Kehl für Cosmopolitan; Produktion: Heide Christiansen; Text: Susanne Mayr



MASSAGE GEGEN CELLULITE

Nach dem Prinzip der klassischen Tiefenmassage mit Knet-, Klopf- und Rollbewegungen arbeitet die **Wellbox** (LPG, ca. 1000 Euro) **(1)**. Bei der Behandlung – mit unterschiedlichen Programmen und Kopfstücken für verschiedene Körper- und Gesichtspartien – werden Durchblutung, Lymphfluss und Zellfunktion aktiviert. Laut Studien wird die Haut gestrafft, weil der Anteil der kollagenen Fasern im Bindegewebe steigt.

Die Fasern vermehren sich nicht nur, sondern verdicken sich auch. Eine Anwendung dauert bis zu vier Minuten und wird dreimal wöchentlich empfohlen. **DE.WELLBOX.COM**

GUTE SCHWINGUNG

Mit der Kombination aus Ultraschall und Ionisierung nimmt **Squoom** (Schick Medical, ca. 629 Euro) **(2)** den Kampf gegen die Hautalterung auf. Das funktioniert mit einem Schallkopf, der pro Sekunde eine Million sanfter Schwingungen erzeugt. Damit werden Reinigungs- und Pflegeprodukte, zum Beispiel

mit Hyaluronsäure, tief in die Haut eingeschleust, während man das Gerät über den Körper führt. So wird die Haut mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, die Kollagensynthese gefördert und die Zellregeneration angeregt. **WWW.SQOOM.DE**

FEINSTES EPILIEREN UNTER WASSER

Um die ungeliebte Körperbehaarung schon ab einer Länge von 0,5 mm kümmert sich der

Epilierer **ES-WD94** (Panasonic, ca. 109 Euro) **(3)**. Neu dabei ist eine LED-Leuchte, damit auch kein Härchen übersehen wird. Mit sechs verschiedenen Aufsätzen kann das Gerät zum Epilieren, Rasieren und Trimmen sowie dank Skin-Protector-Aufsatz auch an sensiblen Stellen eingesetzt werden. Besonders sanft wird das Enthaaren im Wasser. Dazu einen Klecks Duschgel auf den Epilierscheiben verteilen und loslegen. Das glatte Ergebnis hält ca. drei Wochen.

WWW.PANASONIC.DE →

HEISSE NUMMER

Gemeinsam mit Dermatologen wurde **Lumea Precision** (Philips, ca. 500 Euro) (1) entwickelt. Dahinter steckt die IPL-Technologie (Intense Pulsed Light), die man sonst nur vom Profi kennt. Mit sanften Lichtimpulsen, die das Gerät in die rasierte Haut schickt und die vom Haar absorbiert werden, werden die Härchen an der Wurzel erhitzt und fallen aus – das Nachwachsen wird gehemmt. Nach vier Wochen sollte erneut behandelt werden.

WWW.PHILIPS.DE

KLEINE STICHE FÜR DIE SCHÖNHEIT

Wer straffe Haut will, muss ein bisschen leiden: Beim Micro-needling mit dem **Dermaroller** (Praxima, ca. 120 Euro) (2) wird eine Rolle mit winzigen Nadeln (0,2 mm, beim Dermatologen sind die Nadeln bis 1,5 mm lang) über die Haut gerollt. Diese registriert das als Miniverletzung und lässt ihre Regenerationsprogramme auf Hochtouren laufen. So wird die Epidermis dicker, die Haut wirkt straff und glatt. WWW.DERMAROLLER.DE

LIGHTSHOW

Mit Licht und Pflege wirkt die Photoenergy-Behandlung mit **Light 590*2.0** (Talika, ca. 135 Euro) (3). Dafür wird zuerst die „Photo-Dermic*Starter Lotion“ (ca. 30 Euro) aufgetragen, die ein Enzym aus Algen enthält, das Lichtenergie für die Regeneration der Haut nützt. Anschließend wird das Gerät, das pulsierendes orange-rotes Licht aussendet, 45 Sekunden darüber gehalten. Dank dieser Kombi wird die Kollagen- und Elastinproduktion aktiviert. DE.TALIKA.COM

STROM MACHT STRAFF

Für glatte Haut ohne Dellen arbeiten galvanischer Strom und aktive Inhaltsstoffe beim **Galvanic Body Spa** (Nu Skin, ca. 355 Euro) (4) Hand in Hand. Der Strom ist auf die dazu passenden Wirkstoffe des „ageLOC Body Shaping Gel“ (ca. 53 Euro) eingestellt. So soll zehnmal mehr Beauty-Stoff in die Haut geschleust werden als ohne elektrische Unterstützung. Dreimal wöchentlich anwenden.

WWW.NUSKIN.COM



LUXUSHILFE FÜR'S SPA IM BADEZIMMER

