

GELES FACIALES GALVANIC SPA® CON ageLOC™

Gel Pre-Tratamiento Gel Tratamiento



POSICIONAMIENTO DE AGELOC™

La exclusiva ciencia ageLOC de Nu Skin se enfoca en los SuperMarcadores ar – las principales fuentes del envejecimiento.

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Cuando su tez luce cansada y con estrés, una spa facial puede darle la vitalidad que necesita, pero ¿quién tiene el tiempo? La exclusiva tecnología patentada del instrumento Galvanic Spa junto con los geles faciales especialmente formulados le da una alternativa de tratamientos de spa en casa en tan sólo cinco minutos. El Gel de Pre-Tratamiento ayuda a remover las impurezas, de modo que sus poros puedan respirar y preparar su piel para el Gel de Tratamiento. El Gel de Tratamiento nuevamente reformulado contiene todos los beneficios del original y ahora con tecnología ageLOC™, una mezcla de nuevos ingredientes que ayuda a disminuir los signos del envejecimiento desde su origen. Obtenga resultados que puede ver hoy con los beneficios que permanecerán en el futuro.

¿Se ha preguntado por qué algunas personas lucen naturalmente jóvenes para su edad? Ahora Nu Skin ha desbloqueado la ciencia detrás de su secreto. Sólo la exclusiva tecnología de ageLOC de Nu Skin con patente pendiente puede ayudar a retrasar el origen recién descubierto del envejecimiento acelerado de la epidermis, ayudándole a controlar el futuro de su piel. Permita que nuestra ciencia sea su secreto y convierta su edad en un misterio con ageLOC.

DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A:

Mercado Principal:

- Mujeres entre 25–65 que estén interesadas en tratamientos de calidad tipo spa sin el tiempo y gastos relacionados a la visita de uno.

Mercado Secundario:

- Hombres entre 25–65 interesados en su piel.

BENEFICIOS

Ambos Geles

- Trabajan para restaurar la vitalidad natural de la piel al remover las impurezas y promover la energía celular.
- Proporcionan ingredientes benéficos con el suministro mejorado de la corriente Galvánica.
- Proporcionan resultados regenerativos a la piel en sólo cinco minutos.

Gel de Pre-Tratamiento

- Remueve las impurezas permitiendo que los poros respiren.
- Alivia y acondiciona la piel.

Gel de Tratamiento

- Retrasa los signos visibles del envejecimiento desde su origen con la tecnología ageLOC —una mezcla revolucionaria de ingredientes anti-envejecimiento.
- Facilita la recuperación del estrés, reactiva y tonifica la piel cansada al promover la energía celular.
- Mejora la hidratación de la piel, dejándola increíblemente suave, limpia y fresca.

INGREDIENTES CLAVE

Gel de Pre-Tratamiento

Caléndula, alga marina y extracto de vainilla que alivia y acondiciona la piel.

Gel de Tratamiento

Mezcla de ageLOC que ayuda a retrasar la producción de radicales libres desde su origen e inhibe los signos visibles de la edad.

- La Arginina facilita la recuperación causada por el estrés.
- El Magnesio promueve la energía celular para dejar la piel vigorizada y revitalizada.

GELES FACIALES GALVANIC SPA® CON ageLOC™

USO

Usar después de limpiar y tonificar con los productos Nu Skin de su elección. Para mejores resultados, use los geles faciales Galvanic Spa junto con el Instrumento Galvanic Spa de dos a tres veces por semana. Mantenga el instrumento en contacto constante con la piel durante el tratamiento. Al mover el instrumento debe hacerlo delicadamente, permitiendo que la corriente galvánica trabaje. Debe aplicar una ligera presión, pero nunca demasiada para jalar la piel. Al trabajar alrededor del área de los ojos, evite el contacto directo con los ojos o los párpados. Es un buen hábito seguir únicamente la estructura del hueso alrededor del ojo. Cuando trabaje alrededor de la boca, evitar el contacto con los labios o boca.

Gel de Pre-Tratamiento—aplicar todo el contenido de la cápsula para limpiar el rostro y cuello. Fijar el Conductor Facial al instrumento. Seleccionar el “número uno” y el ajuste a “dos minutos”. Después de que el tratamiento sea completado, retirar el gel restante del rostro y cuello con una toalla húmeda.

Gel de Tratamiento—aplicar todo el contenido de la cápsula en el rostro y cuello. Seleccione el “número dos” y el ajuste a “tres minutos”. Después del tratamiento, enjuague el rostro y aplicar el tonificador Nu Skin® de su elección.

PARA SU INFORMACIÓN

Por más de 50 años, los profesionales de los spa y salones de belleza han usado corrientes galvánicas y masajes suaves para mejorar la circulación y concentrar la energía celular. El Sistema Galvanic Spa™ II ofrece muchos de los mismos beneficios que un spa profesional al usar productos especialmente formulados con el Instrumento Galvanic Spa, el cual libera una corriente segura y suave de bajo nivel que se ajusta automáticamente a las necesidades de la piel de cada persona.

INVESTIGACIÓN DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

La nueva investigación en la Universidad Purdue reveló recientemente una fuente principal, anteriormente oculta, causante del envejecimiento: un acelerador interno de la edad que se encuentra en la epidermis, el cual aumenta con el paso de los años. Presente en la superficie de nuestras células, este enemigo invisible es capaz de generar radicales libres que dañan la piel, con el paso de los años también pueden destruir el colágeno y la elastina, así como disminuir la producción de estas proteínas críticas. ¿El resultado? Lucir más joven de lo que eres.

Además de la última tecnología, los científicos de Nu Skin han identificado recientemente una mezcla exclusiva de ingredientes que retrasan la producción de radicales libres

en la epidermis, la tecnología ageLOC. Esta tecnología es la única diseñada para reducir los signos visibles del envejecimiento al tener como objetivo este generador de radicales libres invisible.

INFORMACIÓN CLÍNICA

Un estudio reciente de la Universidad de Stanford mostró que las personas con niveles bajos de suero arNOX están calificadas clínicamente para lucir en promedio siete años más jóvenes a su edad cronológica real. Las personas con niveles altos de suero arNOX lucen en promedio ocho años menor a su edad real.

Los ingredientes ageLOC están diseñados especialmente para evitar la expresión de los radicales libres en la epidermis relacionados a la enzima arNOX. La prevención puede ayudar a retrasar los signos del envejecimiento que pueden ser causados por la producción acelerada de los radicales libres.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **Tru Face® Essence Ultra**—con 25 por ciento más producto que el Tru® Face Essence original y combinado por primera vez con la coenzima Q10, Tēgreen 97® y una red antioxidante protectora, la poderosa ciencia del Tru Face Essence Ultra ayuda a restaurar la firmeza facial, promueve la producción de la energía celular y ayuda a prevenir los signos futuros de envejecimiento.
- **Tru Face® Line Corrector**—con un péptido pro colágeno revolucionario que ayuda a suavizar las líneas de moderadas a profundas alrededor de la boca, ojos y frente. Cuando se usa el ajuste de corriente positiva (“número dos”) del Instrumento Galvanic Spa, el péptido cargado positivamente en el Tru Face Line Corrector trabaja en la piel de forma más efectiva, ayudando a dar mejores resultados.
- **Nu Skin 180® Sistema de Terapia Anti-Edad**—diseñado para revertir los efectos del envejecimiento, cada producto de este sistema juega un papel integral al proporcionar beneficios anti-envejecimiento y trabaja sinérgicamente para obtener mejores resultados.

GELES FACIALES GALVANIC SPA® CON ageLOC™

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Las personas con padecimientos médicos pueden usar el Sistema Galvanic Spa?

Verifique con su médico antes de usar el sistema Galvanic Spa si se está embarazada, usa marcapasos, sufre de epilepsia, usa aparato de ortodoncia o tiene algún implante metálico.

¿Las personas con acné pueden usar los Geles de Pre-Tratamiento y Tratamiento?

Los Geles de Pre-Tratamiento y Tratamiento pueden ser utilizados por cualquier tipo de piel. Éstos no deben causar ningún problema para las personas con acné, pero no están diseñados para ayudar o tratar este padecimiento. Además, el Sistema Galvanic Spa no debe ser usado sobre un área con muchos capilares rotos o sobre una herida abierta o inflamada.

¿Puedo usar una porción del gel para una aplicación y usar el resto días después?

Los geles faciales Galvanic Spa están empacados en dosis individuales fijas. Al usar una ampolleta completa como se indica asegurar que cada aplicación proporcione la mayor cantidad benéfica de ingredientes clave y permite una conducción óptima para la corriente galvánica.

¿Qué tan seguido debo usar los geles faciales Galvanic Spa?

Puede usar los geles faciales Galvanic Spa dos a tres veces por semana.

¿Puedo usar algún otro tipo de gel, como el Enhancer, con el Instrumento Galvanic Spa?

Usar un gel no cargado con el Galvanic Spa no proporcionaría ningún beneficio adicional. El Instrumento Galvanic Spa está diseñado para usarse con los geles faciales Galvanic Spa, los cuales están cargados para trabajar con la corriente galvánica y han sido probados para su seguridad con el Instrumento Galvanic Spa.

¿Cuáles son las cargas de los geles?

El Gel de Pre-Tratamiento tiene una carga negativa y el Gel de Tratamiento tiene carga positiva.

INGREDIENTES

Gel de Pre-Tratamiento Galvanic Spa
Agua, butilenglicol, glicerina, aceite de minutia (Tagetes Minutia), extracto de sargazo (Macrocystis Pyrifera), extracto de vainilla (Vanilla Planifolia), hidróxipropil metilcelulosa, acrilato de glicerilo/copolímero ácido acrílico, polisorbato 20, glutamato de TEA-cocoilo, propilenglicol, carbómero, hidroxido de potasio, ácido cítrico, EDTA disódico, clorfenesina, fenoxietanol.

Gel de Tratamiento Galvanic Spa con ageLOC™
Agua, butilenglicol, glicerina, isocetel-20, extracto de schisandra (Schizandra Chinensis), extracto de bulbo de narciso (Narcissus Tazetta), nicotinato de tocoferilo, arginina, aspartato de magnesio, salicina, extracto de jazmín (Jasminum Officinale), aceite de rosa damascena (Rosa Damascena), extracto de sándalo (Santalum Album), glutamato de TEA-cocoilo, polisorbato 20, olet-10, hidróxipropil metilcelulosa, goma xantano, acrilato de glicerilo/copolímero ácido acrílico, propilenglicol, EDTA disódico, ácido cítrico, clorfenesina, sorbato de potasio, fenoxietanol.