

 ageLOC®

LumiSpa™

(Cepillo Dermolimpiador)



VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

¿Estás listo para el sistema único de doble acción para el cuidado de la piel que brinda una renovación notable de la piel y una limpieza profunda en un solo tratamiento?

Desarrollado en conjunto con un dermatólogo certificado, ageLOC LumiSpa está inspirado en estudios de expresión genética de producción de proteínas de la piel. Con su cabezal de tratamiento de silicona suave, ageLOC LumiSpa se mueve con una frecuencia precisa para promover la renovación de la piel, revelando una piel más tersa y suave después de tan solo un uso.

LumiSpa limpia suave, pero profundamente, la suciedad, grasa, maquillaje y toxinas gracias a su acción patentada de rotación inversa que reduce el tamaño de los poros. LumiSpa deja la piel más tersa y más limpia, reduciendo, a su vez, la apariencia de los poros. Esta experiencia estimulante y masajeadora de LumiSpa te dejará listo para tu siguiente tratamiento. Experimenta una piel más luminosa, más suave y más tersa, así como un masaje facial energizante. Simplemente reserva dos minutos dos veces al día para disfrutar de una piel más saludable y juvenil en tan sólo dos semanas.

DIRIGIDO A

ageLOC LumiSpa está recomendado para adultos preocupados por el cuidado de la piel que buscan maneras de minimizar los signos visibles del envejecimiento o que desean mantener y promover una piel saludable y juvenil.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Dispositivo**—ageLOC LumiSpa es un dispositivo personal a prueba de agua, recargable y portátil para el cuidado de la piel. Usado en conjunto con los tratamientos de limpieza LumiSpa especialmente

formulados, tratan y al mismo tiempo, dan limpieza al rostro.

- **Cabezales de Tratamiento**—LumiSpa presenta dos cabezales: **NORMAL** y **FIRME**. Su superficie de silicona suave no abrasiva contiene plata antimicrobiana y es más higiénico que los cepillos que comúnmente se usan con otros dispositivos. Su diseño sofisticado ayuda a maximizar la eficacia del producto al mismo tiempo que hace que la piel se vuelva más receptiva a los productos que posteriormente se le apliquen.
- **Tratamientos de Limpieza**—ageLOC LumiSpa presenta cuatro opciones de tratamientos de limpieza diseñados para diferentes tipos de piel: piel seca, piel normal/mixta, piel grasa y piel sensible. Estos poderosos productos están formulados usando la mezcla patentada de ingredientes ageLOC de Nu Skin. Diseñados de manera óptima para su uso con LumiSpa, está comprobado que éstos maximizan los beneficios de limpieza y perfeccionamiento de la piel del dispositivo, revelando una piel de aspecto saludable, radiante y juvenil.

BENEFICIOS

- Brinda beneficios instantáneos de modo que la piel se sienta más suave y más tersa después de un solo uso.
- Proporciona siete beneficios para la piel: renovación, tersura, luminosidad, un aspecto más renovado, purificación, minimiza la apariencia de los poros e incrementa la apariencia del volumen y densidad.
- Los beneficios de LumiSpa se intensifican con el tiempo cuando se usa de manera constante durante dos minutos dos veces al día.
- Al usarlo por la mañana, LumiSpa brinda energía a la piel para obtener un cutis más fresco, más terso y revitalizado.
- Al usarlo por la noche, LumiSpa limpia profundamente

la piel, ayudando a obtener un masaje en el cutis y eliminar el estrés.

- Remueve las células muertas, promoviendo una renovación dinámica de la piel y mejorando su luminosidad y tersura.
- Los cabezales de tratamiento de silicona suave son más higiénicos, menos abrasivos y más fáciles de limpiar que los cabezales de cerdas encontrados actualmente en el mercado.
- Proporciona una piel de aspecto más luminoso, más saludable y más juvenil en tan sólo dos semanas.
- Es lo suficientemente suave para usarse dos veces al día.
- Su acción de barrido única elimina las células sueltas al mismo tiempo que reduce la apariencia de los poros.
- Va más allá de la limpieza para brindar un tratamiento de perfeccionamiento de la piel a través de su diseño patentado de rotación inversa.
- Reduce la apariencia de los poros visibles.
- No reseca la piel, sino que mantiene su balance natural de humectación, al mismo tiempo que la limpia.
- Retira suavemente las impurezas, maquillaje, suciedad y toxinas sin irritar la piel.
- Formulado con la mezcla patentada de ingredientes ageLOC de Nu Skin para enfocarse en las fuentes del envejecimiento y preservar el aspecto juvenil.

BENEFICIOS CLÍNICAMENTE COMPROBADOS

Un estudio preliminar de 12 semanas usando ageLOC LumiSpa reveló que las personas que usaron el producto experimentaron mejoras en la piel:

- Tersura
- Suavidad
- Textura
- Claridad
- Luminosidad

Los participantes notaron muchas de estas mejoras después de un solo uso.

USO

Para óptimos resultados, usa ageLOC LumiSpa por dos minutos dos veces al día como tu paso de limpieza. Por las mañanas y noches, trata y limpia con los tratamientos de limpieza ageLOC LumiSpa. Enseguida continua con tu loción tonificadora, serum y humectante de tu preferencia.

TRATAMIENTOS LIMPIADORES AGELOC® LUMISPA™

ageLOC LumiSpa presenta cuatro opciones de tratamiento de limpieza diseñados para diferentes tipos de piel: seca,

normal/mixta, grasa y sensible. Estos poderosos productos contienen la mezcla patentada de ingredientes ageLOC de Nu Skin que se enfocan en las fuentes del envejecimiento y están formulados para mantener una piel de aspecto saludable, luminosa y juvenil.

Los tratamientos de limpieza ageLOC están específicamente formulados para permitir una amortiguación, limpieza e interacción precisas con la piel, optimizando la efectividad de la acción del cabezal de tratamiento patentado de LumiSpa.

INGREDIENTES CLAVE DE LOS TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA AGELOC® LUMISPA™

Tratamiento de Limpieza ageLOC LumiSpa (ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Oily Skin)—Grasa contiene extracto de Knotweed japonés (raíz de Polygonum Cuspidatum) y Miristil PCA que ayudan a reducir la producción de grasa y aliviar la piel, así como Extracto de Jugo de Granada (Punica Granatum) y Carnosina que brindan protección antioxidante.

- **Tratamiento de Limpieza ageLOC LumiSpa (ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Normal-Combo Skin)**—Normal/Mixta contiene Aceite de Cardo Mariano (Semillas de Silybum Marianum Seed), Extracto de Laver Púrpura (Porphyra Umbilicalis) y Extracto de Nannochloropsis Oculata que ayudan a mantener la barrera de humectación natural de la piel, así como Extracto de Rododendro (Ferrugineum) que brinda protección antioxidante.
- **Tratamiento de Limpieza ageLOC LumiSpa (ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Dry Skin)**—Seca contiene Lactato de Sodio, PCA de Sodio, Glicina, Fructosa, Niacinamida e Inositol que ayudan a proteger la humectación natural de la piel, Escualeno que ayuda a mantener la barrera de humectación natural de la piel y Saliciloil Fitoesfingosina para aliviar la piel.
- **Tratamiento de Limpieza ageLOC LumiSpa (ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Sensitive Skin)**—Sensible es nuestra fórmula más suave. Es una crema en gel color rosa formulada con un sistema surfactante suave, el cual crea muy poca espuma. Contiene Extracto de Granos de Avena Sativa (Avena), Extracto de Corteza de Pinus Tabulaeformis (el cual contribuye al color rosado) y Bisabolol que ayuda a calmar y aliviar la piel delicada. La Alantoína ayuda a acondicionar la piel.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **ageLOC Galvanic Spa/Nu Skin Facial Spa**—ageLOC Galvanic Spa usa corrientes directas/galvánicas para rejuvenecer tu tez e incrementar la vitalidad de la piel.

Nu Skin Facial Spa usa micro corrientes para estimular y tonificar la piel. Usa Galvanic Spa o Facial Spa dos a tres veces por semana junto con tu tratamiento diario de ageLOC LumiSpa para aumentar drásticamente los resultados.

- **ageLOC Me®**—Crea un enfoque totalmente nuevo hacia el cuidado personalizado de la piel contra el envejecimiento. Brillante y a la vez sencillo de usar, ageLOC Me proporciona cinco poderosos productos antienviejimiento, personalizados de entre casi 2,000 combinaciones de regímenes posibles, entregándote un régimen optimizado y simplificado justo para ti.
- **Tru Face® Line Corrector**—Se enfoca en los signos del envejecimiento gracias a los péptidos pro-colágeno que ayudan a suavizar las líneas moderadas a profundas alrededor de la boca, ojos y frente. Los científicos saben que los péptidos tienen la capacidad de enviar señales que revierten el envejecimiento a las células productoras de colágeno, promoviendo así una piel de aspecto más juvenil.
- **ageLOC® Tru Face® Essence Ultra**—Formulado con el poder de Ethocyn®* y la revolucionaria ciencia antienviejimiento de Nu Skin para enfocarse en las fuentes del envejecimiento que causan la pérdida de firmeza. Deja atrás la piel con falta de tonicidad y disfruta de una piel de aspecto más firme y más juvenil hoy y en el futuro con ageLOC Tru Face Essence Ultra.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo funciona ageLOC LumiSpa?

Con su cabezal de tratamiento de silicona suave, la tecnología patentada Micropulse Oscillation (Oscilación por Micropulsaciones) de ageLOC LumiSpa permite al dispositivo moverse con una frecuencia precisa para promover la renovación de la piel, revelando una piel más tersa y más suave después de tan solo un uso. Al mismo tiempo, LumiSpa elimina suave, pero profundamente, la suciedad, grasa, maquillaje y toxinas gracias a su acción de rotación inversa patentada y de limpieza de poros, dejando tu piel más tersa y limpia mientras reduce la apariencia de los poros.

¿Cuáles son los principales factores de diferenciación de ageLOC LumiSpa?

Hay tres factores clave de diferenciación de ageLOC LumiSpa:

1. A diferencia de los dispositivos de limpieza disponibles actualmente en el mercado, los cuales presentan cepillos abrasivos o cabezales con cerdas, ageLOC LumiSpa contiene un cabezal de tratamiento de silicona suave y más higiénico que no daña la piel, ni tampoco levanta las

células de piel.

2. ageLOC LumiSpa contiene la tecnología patentada Micropulse Oscillation (Oscilación por Micropulsaciones) que estimula la piel para tratarla y limpiarla más efectivamente, así como entregarle beneficios superiores de renovación de la piel.
3. ageLOC LumiSpa es un dispositivo de doble acción que te hará ahorrar tiempo, ya que brinda simultáneamente un tratamiento superior de perfeccionamiento de la piel, junto con beneficios de limpieza profunda.

¿Cuál es la razón del nombre?

“Lumi” significa luminoso y enfatiza los beneficios iniciales que el uso del dispositivo y los productos tendrán en tu piel. “Spa” refuerza el hecho de que el dispositivo, los cabezales de tratamiento y los tratamientos de limpieza brindarán resultados con calidad de spa cada vez que los uses.

¿Cómo sabré qué cabezal de tratamiento ageLOC LumiSpa es el correcto para mí?

Puedes seleccionar tu cabezal de tratamiento ageLOC LumiSpa con base en tu tipo de piel y sus necesidades. El cabezal para tratamiento Normal remueve las impurezas y purifica la piel, brindando una experiencia suave, ideal para piel sensible, seca y normal a mixta. El cabezal de tratamiento Firme exfolia la piel para una limpieza más profunda, ideal para pieles grasas.

¿Cuánto tiempo durará mi cabezal de tratamiento?

Recomendamos que reemplaces tu cabezal de tratamiento cada tres meses para asegurar que tu piel reciba los beneficios óptimos de manera constante.

¿Cómo trabaja ageLOC LumiSpa con los tratamientos de limpieza?

Los tratamientos de limpieza fueron desarrollados específicamente para usarse con ageLOC LumiSpa. Están diseñados para trabajar sinérgicamente con un movimiento de rotación inversa de los cabezales para optimizar la distribución de los ingredientes antienviejimiento en la piel, al mismo tiempo que la limpian y exfolian para promover una apariencia más saludable y juvenil.

¿Cuánto debe durar el tratamiento de limpieza?

Un tratamiento de limpieza debe durar 30 días.

¿Cuántos estudios ha llevado a cabo Nu Skin respecto a ageLOC LumiSpa?

Nu Skin ha llevado a cabo 11 estudios durante el desarrollo

de ageLOC LumiSpa y seguirá realizando estudios clínicos adicionales para sustentar los beneficios en un futuro cercano.

¿Existen patentes para el ageLOC LumiSpa?

Sí, hay múltiples patentes emitidas y pendientes para ageLOC LumiSpa y para la tecnología Micropulse Oscillation (Oscilación por Micropulsaciones).

¿Necesito usar los tratamientos de limpieza ageLOC LumiSpa con el dispositivo ageLOC LumiSpa o puedo usar otras fórmulas de tratamiento o limpiadores con éste?

Los tratamientos de limpieza ageLOC LumiSpa han sido formulados específicamente para su uso con el dispositivo ageLOC LumiSpa. Éstos permiten una amortiguación, limpieza e interacción precisos con la piel, optimizando la efectividad de la acción de los cabezales de tratamiento patentados de LumiSpa. Son las únicas formulaciones probadas y aprobadas para usarse con ageLOC LumiSpa de manera que se brinden los beneficios totales del sistema y promuevan una apariencia más saludable y juvenil.

4

¿Qué diferencia a ageLOC LumiSpa de ageLOC® Galvanic Face Spa®?

ageLOC LumiSpa brinda un tratamiento y limpieza dos veces al día y debe usarse como parte de tu régimen regular para el cuidado de la piel, mientras que ageLOC Galvanic Face Spa es un tratamiento especializado que pueden usarse tres veces a la semana. ageLOC LumiSpa y Galvanic Face Spa brindan beneficios para suavizar los signos del envejecimiento: ageLOC LumiSpa trata y limpia la piel para obtener una apariencia más tersa, más suave y más radiante, mientras que Galvanic Face Spa acondiciona, revitaliza e hidrata la piel.

¿ageLOC LumiSpa trata el acné?

ageLOC LumiSpa no fue desarrollado para tratar el acné. El sistema fue desarrollado para promover una piel de aspecto más saludable y juvenil y brindar beneficios generales de renovación y purificación de la piel. Las personas que deseen tratar el acné deberán continuar con su régimen regular de cuidado de la piel y consultar con un dermatólogo antes de usar ageLOC LumiSpa.

¿Puedo usar ageLOC LumiSpa en mi cuerpo?

ageLOC LumiSpa fue diseñado para enfocarse en la piel del rostro y brindar beneficios para suavizar los signos del envejecimiento y de limpieza en esta área. No recomendamos usarlo en otra parte diferente del cuerpo.

¿Puedo usar ageLOC LumiSpa en la ducha o regadera?

Sí, ageLOC LumiSpa es a prueba de agua y puedes usarlo

en la regadera o ducha o en otros ambientes húmedos.

¿Cuánto tiempo dura el funcionamiento de ageLOC LumiSpa después de una carga completa?

ageLOC LumiSpa fue desarrollado para durar al menos una semana entre cargas con uso regular.

INGREDIENTES

TRATAMIENTO DE LIMPIEZA AGELOC LUMISPA—NORMAL/MIXTA

Agua (Aqua), Coco-Betaína, Cocoíl Glicinato de Sodio, Glicerina, Copolímero de Acrilatos, Diisopropil Sebacato, Diestearato de Glicol, PEG-8, Extracto de Rhododendron Ferrugineum, Extracto de Nannochloropsis Oculata, Extracto del Fruto Schizandra Chinensis, Extracto de Porphyr Umbilicalis, Aceite de Semilla de Silybum Marianum, Extracto del Bulbo de Narcissus Tazetta, Extracto de Oryza Sativa (Arroz), Polímero Cruzado de Acrilato de Alquilo Acrilatos/C10-30 Polyquaternium-39, Fenoxietanol, Clorfenesina, Benzoato de Sodio, Ácido Fítico, Hidróxido de Sodio, Fitato de Sodio, Fragancia (Parfum), Fluorlogopita Sintética, Dióxido de Titanio (CI 77891), Alúmina, Óxido de Estaño.

TRATAMIENTO DE LIMPIEZA AGELOC LUMISPA—GRASA

Agua (Aqua), Cocamidopropil Betaína, Copolímero de Acrilatos, Lauret Sulfato de Amonio, Glicerina, PEG-80 Laurato de Sorbitan, Adipato de Di-PPG-2 Miret-10, Coco-Glucoside, Extracto de Jugo de Punica Granatum, Extracto del Bulbo de Narcissus Tazetta, Extracto de Raíz de Polygonum Cuspidatum, Extracto del Fruto Schizandra Chinensis, Extracto de Oryza Sativa (Arroz), Oleato de Glicerilo, Polyquaternium-10, Alcohol Miristílico, PCA, Carnosina, 1,2-Hexanediol, Fragancia (Perfume), Ácido Cítrico, Aminometil Propanol, Ácido Dehidroacético, Chlorfenesina, Fenoxietanol, Benzoato de Sodio, Propanodiol, Caprilil Glicol, EDTA Disódico, Mica (CI 77019), Dióxido de Titanio (CI 77891).

TRATAMIENTO DE LIMPIEZA AGELOC LUMISPA—SECA

Agua (Aqua), Dicaprilil Carbonato, Diisostearil Malato, Trihehenina Peg-20 Esteres, Glicerina, Glycereth-26, Escualeno, Alcohol Cetearílico, Dimeticona, Tiglicérido Caprílico/Cáprico/Mirístico/Estearico, Sodium Astrocaryum Murumurate, Extracto de Oryza Sativa (Arroz), Extracto del Fruto Schizandra Chinensis, Xantófila, Extracto del Bulbo de Narcissus Tazetta, Polímero Cruzado de Acrilato de Alquilo Acrilatos/C10-30, Niacinamida, Urea, Aspartato de Metilsilanol Hidroxiprolina, Aceite de Ricino, Hidrogenado PEG-40, Lactato de Sodio, PCA de Sodio, Aceite Vegetal, Goma Xantana, Alcohol Batílico,

ageLOC® LumiSpa™

Butilenglicol, Pentilenglicol, Fitosterol/Glutamato Octildodecil Lauril.

Maltodextrina, Brassicamidopropyl Dimetilamina, Ácido Hidroxifenil Propamidobenzoico, Saliciloil Fitosfingosina, Fructosa, Glicina, Inositol, Ácido Láctico, Lecitina, Fenoxietanol, Hidroxiacetofenona, EDTA Disódico, Hidróxido de Sodio, Fragancia (Parfum)

TRATAMIENTO DE LIMPIEZA AGELOC LUMISPA—SENSIBLE

Agua (Aqua), Alcohol Cetearílico, Glicerina, PEG-8 Dimeticona, Cocamidopropil Betaína, Glucósido Caprilil/Caprílico, Capril/Capramidopropil Betaína, Carbomero, Extracto de Bulbo de Narcissus Tazetta, Extracto de Corteza de Pinus Tabulaeformis, Extracto del Fruto de Schizandra Chinensis, Extracto de Grano de Avena Sativa (Avena), Extracto de Oryza Sativa (Arroz), Alantoína, Extracto de Raíz de Zingiber Officinale (Jengibre), Bisabolol, Carnosina, Goma Xantana, Hidroxiacetofenona, Fenoxietanol, EDTA Disódico, Hidróxido de Sodio, Cloruro de Sodio, Ácido Cítrico.