



ageLOC®
LumiSpa®
ACCENT



KENALKAN AGELOC LUMISPA ACCENT

Aksen yang sempurna untuk mencerahkan setiap hari. Stres bertambahnya usia, gaya hidup yang sibuk, atau paparan sinar matahari. Semuanya dapat berpengaruh pada tampilan mata Anda. Tapi sekarang Anda dapat mengatasi kantung mata dan mata yang sembab. Nikmati mata yang cerah, siap untuk apapun, dengan ageLOC LumiSpa Accent.

Ujung kepala perawatannya yang halus dapat mengangkat kulit mati dengan lembut serta secara mendalam menstimulasi area yang sangat halus di sekitar mata. Dipadukan dengan ageLOC LumiSpa IdealEyes, perawatan ini membantu menghidrasi serta membantu mengencangkan dan mencerahkan area sekitar mata. Rawat area bawah mata yang sembab, berkantung mata, dan lingkaran hitam dua kali sehari untuk tampilan yang segar dan cerah. Semua mata tertuju pada Anda!

ANDA AKAN MENYUKAINYA!

- Memijat kulit area sekitar mata dengan lembut untuk membantu meningkatkan manfaat dari ageLOC LumiSpa IdealEyes.
- Menggunakan teknologi LumiSpa yang eksklusif untuk meningkatkan daya serap bahan kandungan pada area mata, serta merawat dan menstimulasi kulit.
- Meningkatkan tampilan kulit yang lebih kuat dan lebih sehat.
- Menyamarkan garis halus dan kerutan untuk tampilan yang muda.
- Ujung perawatan LumiSpa Accent terbuat dari silikon paling halus yang lembut untuk digunakan pada kulit sekitar mata.

- Perangkat tahan air dan dapat diisi ulang dayanya (*recharge*), dan silikonnya mengandung perak sebagai antimikroba agar lebih mudah dibersihkan.

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Gunakan pagi dan malam pada kulit yang bersih. Oleskan ageLOC LumiSpa IdealEyes ke area sekitar mata (bukan pada kelopak mata). Hidupkan perangkat LumiSpa Accent dan gulirkan di area sekitar mata dengan perlahan dan lembut. Jangan menggosok atau menggulirkan dengan terlalu keras dan cepat pada kulit.
2. Perangkat LumiSpa Accent akan berhenti sesaat setelah 30 detik, ini menunjukkan saatnya untuk pindah ke area mata yang lain. Gunakan pada kedua area mata, kemudian matikan perangkat LumiSpa Accent.

BEKERJA DENGAN AGELOC LUMISPA IDEALEYES

Selamat tinggal kantung mata, selamat datang mata yang cerah. ageLOC LumiSpa IdealEyes Activating Eye Cream dirancang khusus untuk digunakan dengan ageLOC LumiSpa Accent yang memberikan manfaat yang baik untuk kulit halus di area mata. Hanya 30 detik untuk setiap area mata, menghidrasi kulit membantu, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit sekitar mata yang terlihat lelah dan stres. Rutinitas yang sempurna untuk mengurangi tanda-tanda kelelahan yang terlihat di sekitar mata.

BAHAN KANDUNGAN UTAMA AGELOC LUMISPA IDEALEYES

- *Peptide Complex*—membantu mengencangkan dan merawat kulit.
- *Tetrahexyldecyl Ascorbate*—Bentuk vitamin C yang memberikan manfaat anti aging penuaan untuk mengatasi garis, kerutan, dan warna kulit yang tidak merata. Melindungi kulit dari radikal bebas dan mencerahkan area mata.
- *Plankton Extract*— mengurangi tampilan pigmentasi di area sekitar bawah mata dan menjaga keseimbangan kadar air dalam kulit. Membantu proses perbaikan kulit secara alami.
- *Squalane*—menjaga hilangnya kelembaban kulit, serta membantu mempertahankan kekenyalan dan kelenturan kulit.
- *Antioxidant Complex*—melindungi kulit dari stres lingkungan sehari-hari
- *ageLOC Proprietary Blend*—menargetkan sumber utama penuaan untuk mempertahankan tampilan muda.

PRODUK PELENGKAP

- ageLOC LumiSpa
- ageLOC LumiSpa Treatment Cleansers
- ageLOC Me®
- Tru Face® Line Corrector
- ageLOC Tru Face Essence Ultra
- ageLOC Galvanic Spa

KETAHUI LEBIH LANJUT

Bagaimana cara kerja ageLOC LumiSpa Accent?

Dengan kepala silikon yang halus, ageLOC LumiSpa Accent memperluas teknologi LumiSpa untuk bergerak dengan frekuensi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan dan kecerahan kulit area mata hanya dalam satu menit. Kepala perawatan yang halus memijat kulit area mata, membantu ageLOC LumiSpa IdealEyes menutrisi dan merawat area yang lembut ini.

Apa yang membuat ageLOC LumiSpa Accent unik?

ageLOC LumiSpa Accent berbeda dalam tiga hal:

1. ageLOC LumiSpa Accent menargetkan area mata yang lembut (area kulit paling bermasalah bagi banyak konsumen).
2. ageLOC LumiSpa Accent menggunakan teknologi LumiSpa yang eksklusif untuk memijat dan menstimulasi kulit yang halus di sekitar mata.

3. ageLOC LumiSpa Accent bekerja dengan ageLOC LumiSpa IdealEyes yang diformulasikan secara khusus untuk mempercepat dan meningkatkan manfaat bagi kulit di area sekitar mata, dibandingkan dengan hanya menggunakan IdealEyes saja.

Apa alasan di balik nama ageLOC LumiSpa Accent?

“Lumi” berasal dari kata bercahaya dan menekankan manfaat awal dari penggunaan perangkat dan produk pada kulit Anda. “Spa” memperkuat fakta bahwa perangkat, kepala perangkat perawatan, dan produk pembersihnya akan memberikan hasil berkualitas spa setiap kali Anda menggunakannya. “Accent” mengacu pada memperlihatkan mata Anda untuk membantu tampilan terlihat lebih segar dan cerah.

Bagaimana ageLOC LumiSpa Accent bekerja dengan ageLOC LumiSpa IdealEyes?

ageLOC LumiSpa IdealEyes dikembangkan secara khusus untuk digunakan dengan ageLOC LumiSpa Accent. Keduanya dirancang untuk bekerja bersama dengan gerakan osilasi ujung silikon yang memijat lembut, mendorong dan meningkatkan manfaat produk.

Apakah ada paten dari ageLOC LumiSpa Accent?

Ya, ada beberapa paten yang sudah diterbitkan dan beberapa yang masih dalam proses untuk ageLOC LumiSpa dan ageLOC LumiSpa Accent.

Apakah saya harus menggunakan ageLOC LumiSpa IdealEyes dengan ageLOC LumiSpa, atau bisakah saya menggunakan krim mata lain dengan perangkat ini?

ageLOC LumiSpa IdealEyes diformulasi khusus untuk digunakan dengan ageLOC LumiSpa. ageLOC LumiSpa IdealEyes melapisi dan memungkinkan ujung kepala perawatan berinteraksi langsung dengan kulit, dan membantu memberikan hasil yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan produk saja. Formula IdealEyes telah teruji dan disetujui untuk digunakan dengan ageLOC LumiSpa Accent untuk memberikan manfaat dan mendapatkan kulit sekitar mata yang lebih sehat dan cerah.

Bagaimana ageLOC® LumiSpa™ Accent berbeda dari ageLOC® Galvanic Spa®?

Anda harus menggunakan ageLOC LumiSpa Accent sebagai bagian dari perawatan rutin Anda untuk memberikan manfaat yang kuat bagi kulit di area sekitar

ageLOC® LumiSpa® ACCENT

mata. Gunakan ageLOC Galvanic Spa untuk membantu menghantarkan bahan-bahan kandungan utama pada kulit dan meningkatkan penyerapan manfaat produk dengan menggunakan arus galvanik.

Apakah saya perlu membersihkan wajah sebelum menggunakan ageLOC LumiSpa Accent?

Ya. Pastikan Anda menggunakan ageLOC LumiSpa Accent setelah pembersihan dan pemakaian *toner*.

Bisakah saya menggunakan ageLOC LumiSpa Accent di tubuh saya?

ageLOC LumiSpa Accent dirancang untuk menargetkan kulit halus di area sekitar mata. Kami tidak merekomendasikan untuk menggunakan perangkat ini pada bagian lain di tubuh Anda.

Seberapa sering saya harus mengganti kepala perawatan silikon ageLOC LumiSpa Accent saya?

Kami menyarankan untuk mengganti silikon kepala perawatan ageLOC LumiSpa Acent setiap 3 bulan untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik.

BAHAN KANDUNGAN

AGELOC LUMISPA IDEALEYES®

Water (Aqua), Glycerin, Dicaprylyl Carbonate, Tribehenin PEG-20 Esters, Dimethicone, Squalane, Cetearyl Alcohol, C12-15 Alkyl Benzoate, Cyclopentasiloxane, Octyldodecanol, Butylene Glycol, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Caprylic/Capric Triglyceride, Albizia Julibrissin Bark Extract, Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, Cyclohexasiloxane, Bisabolol, Geranylgeranylpropanol, Caffeine, Pentylene Glycol, Tribehenin, Darutoside, Palmitoyl Hexapeptide-12, Palmitoyl Tripeptide-1, Adenosine, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Hydrogenated Phosphatidylcholine, PEG-8, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Ribes Nigrum (Black Currant) Seed Oil, Carbomer, Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Ceramide NG, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Kappaphycus Alvarezii Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Hydrogenated Lecithin, Sodium Methyl Stearoyl Taurate, Chlorella Vulgaris Extract, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, PEG-10 Phytosterol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil Unsaponifiables, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Xanthan Gum, Polysorbate 20, Chlorphenesin, Hydroxyacetophenone, Sodium Hydroxide.